



Napomene uz izdanje obveznog ažuriranja softvera sustava i-STAT 1 Travanj 2025.

Ovo ažuriranje uključuje informacije o novom softveru za analizator i-STAT 1. **Ovo je obvezno ažuriranje softvera i-STAT 1.** Softver za analizator i-STAT 1 može se preuzeti izravno s internetske stranice tvrtke Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

PODSJETNIK:

- Klijenti moraju imati korisnički račun na www.globalpointofcare.abbott kako bi pristupili datotekama softvera.

VERZIJA SOFTVERA

Ispravna verzija softvera i CLEW-a za instaliranje u vaše analizatore navedeni su ispod.

STANDARDNI SOFTVER

JAM2259 & CLEW A50

Napominjemo da trenutni softver istječe 18. lipnja 2025.

Datum isteka

Petnaest dana prije isteka softvera, na zaslonu analizatora prikazat će se poruka koja upozorava korisnika na predstojeći datum isteka. Ako se ažuriranje ne obavi do 8.00 18. lipnja 2025., ispitivanje će biti onemogućeno i analizator će prikazati "EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL" (šifra provjere kvalitete 12).

Novi softver istječe 10. prosinca 2025.

TABLICE ZA DODJELU VRIJEDNOSTI (VAS i eVAS)

Tablice za dodjelu vrijednosti (VAS i eVAS) za novi CLEW A50 mogu se preuzeti ili ispisati sa internetske stranice tvrtke Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

STANDARDIZACIJA

Ažuriranje CLEW-a Sustav i-STAT 1 dizajniran je za eliminiranje utjecaja rukovatelja na isporučene rezultate. Tehnologija mikroproizvedenog senzora daje ponovljive rezultate od serije do serije što analizatorima omogućuje korištenje istog skupa standardiziranih vrijednosti tijekom duljeg razdoblja.

Ipak, stalna poboljšanja proizvodnog procesa koja provodi Abbott zahtijevaju povremeno ponovno uspostavljanje standardiziranih vrijednosti kako bi se održala dugoročna dosljednost. Ovo je ekvivalentno podešavanju kalibracije na tradicionalnom analizatoru. Naša je praksa da to postignemo povremenim izdanjima softvera. Ovaj novi CLEW ponovno uspostavlja standardizaciju i uključuje poboljšanja unutarnjeg sustava praćenja kvalitete.

Buduće isporuke uložka mogu zahtijevati instalaciju ovog softvera prije uporabe uložka.

Ovaj softver podržava sve trenutno aktualne uloške kojima nije istekao rok trajanja.

IZVOĐENJE AŽURIRANJA SOFTVERA

Prije ažuriranja softvera, odredite postavku vašeg sustava prema donjoj tablici. Provjerite imate li administratorska prava na računalu koje se koristi za ažuriranje softvera.

Ako niste sigurni koju metodu trebate koristiti za ažuriranja softvera ili imate li administratorska prava, za savjet se obratite svom imenovanom administratoru programa point-of-care.

AKO imate računalo s:	Ako imate i-STAT/DE s:
- povezanim serijskim <i>Alatom</i> za preuzimanje <i>i-STAT 1</i> (DS-300) ili <i>Alatom</i> za preuzimanje / punjačem za <i>i-STAT 1</i> (DRS-300) koji se koristi s kabelom DB9 do DB9 s adapterom USB-Serial* III - kombinacijom alata za preuzimanje / punjača za <i>i-STAT 1</i> (DRC-300) s USB kabelom** I	- mrežnim <i>Alatom</i> za preuzimanje <i>i-STAT 1</i> (DN-300) ili <i>Alatom</i> za preuzimanje / punjačem za <i>i-STAT 1</i> (DRN-300) III - kombinacijom alata za preuzimanje / punjača za <i>i-STAT 1</i> (DRC-300) I
preuzetu datoteku softvera (CLEW/JAMS) sa internetske stranice www.globalpointofcare.abbott.	- pristup u Radni prostor za prilagodbu. I - preuzetu datoteku softvera (CLEW/JAMS) sa internetske stranice www.globalpointofcare.abbott.
ONDA	ONDA
slijedite ove upute koje se nalaze na www.globalpointofcare.abbott: Upute za ažuriranje softvera <i>i-STAT 1 Analyzer</i> pomoću www.globalpointofcare.abbott, Art:731335	slijedite ove upute koje se nalaze na www.globalpointofcare.abbott: Mrežne opcije za ažuriranje softvera <i>i-STAT 1 Analyzer</i> pomoću www.globalpointofcare.abbott, Art:731336

* Za instalaciju slijedite upute proizvođača adaptera USB-Serial. Abbott ne isporučuje adaptere USB-Serial za uporabu s kabelom DB9 to DB9 (9-pinski priključak).

**Za Kombinaciju alata za preuzimanje / punjača za *i-STAT 1* (DRC-300), operativni sustav Windows otkrit će i primijeniti odgovarajući upravljački program. Za više pojedinosti pogledajte *Odjeljak 6 Priručnika za sustav i-STAT 1*.

PODSJETNICI I OBAVIJESTI O ŽIVOTNOM CIKLUSU PROIZVODA

Tvrtka Abbott predana je održavanju najviših normi za proizvode koje dizajniramo, razvijamo i održavamo. Kao dio ove obveze, potrebno je izvršiti tranziciju proizvoda kroz njihov životni ciklus proizvoda.

PODSJETNIK/PODSJETNICI ZA KRAJ PODRŠKE

Obavijest o Microsoft Windows® 10

Brojni proizvodi tvrtke Abbott i partnerski proizvodi kompatibilni su i rade na različitim operativnim sustavima i preglednicima. Povremeno ti sustavi dođu do kraja svog vijeka trajanja i povuku se iz uporabe.

Microsoft je najavio da više neće podržavati operativni sustav Windows® 10 te da je datum kraja životnog vijeka 14. listopada 2025. Posjetite Microsoftovu stranicu za informacije o kraju podrške za kalendarsku 2025. godinu:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Abbott preporučuje korisnicima prijelaz na podržani operativni sustav za vašu softversku komponentu Abbott i-STAT. Ovisno o vašim proizvodima Abbott i-STAT, dostupni su alternativni izbori za operativni sustav.

Podržani proizvodi Abbott i-STAT koji rade na Windows 10 uključuju:

- i-STAT/DE verzije: v2.8, v2.9, v2.10, v2.11 i v2.12
- Info HQ verzije: Info HQ v3.1
- Softver za bežičnu konfiguraciju: AlinIQ NCi v2.1.0.1 i WCU v2.0
- JammLite v4.3

Provjerite korisničku dokumentaciju specifičnu za vaš softverski sustav na našoj internetskoj stranici <https://www.globalpointofcare.abbott/us/en/support.html>

Za pomoć pri prijelazu bilo koje od navedenih komponenti obratite se lokalnom i-STAT predstavniku.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.