



i-STAT 1 sustav

Obavezno ažuriranje softvera Bilješke o izdanju Listopad 2025.

Ovo ažuriranje uključuje informacije o novom softveru za analizator i-STAT 1. **Ovo je obavezno ažuriranje softvera i-STAT 1.** Softver analizatora i-STAT 1 može se preuzeti izravno s Abbottove web-stranice: www.globalpointofcare.abbott.

PODSJETNIK:

- Korisnici moraju imati korisnički račun na stranici www.globalpointofcare.abbott kako bi pristupili softverskim datotekama.

VERZIJA SOFTVERA

Ispravna verzija softvera i CLEW-a za instalaciju u analizatore navedena je u nastavku.

STANDARDNI SOFTVER

JAM2260 & CLEW A51

Imajte na umu da trenutni softver istječe 10. prosinca 2025.

Datum isteka

Petnaest dana prije isteka softvera, na zaslonu analizatora prikazat će se poruka koja će upozoriti korisnika na predstojeći datum isteka. Ako se ovo ažuriranje ne izvrši do 8:00 sati 10. prosinca 2025., testiranje će biti onemogućeno i analizator će prikazati "ISTEKLI SOFTVER – POTREBNO AŽURIRANJE – VIDI PRIRUČNIK" (Kod provjere kvalitete 12).

Novi softver istječe 17. lipnja 2026.

AŽURIRANJA I POBOLJŠANJA SOFTVERA ZA LISTOPAD 2025.

- Nedostaje ID operatera za rezultate internog simulatora i-STAT
 - Ispravljen je problem u kojem ponekad nedostaje ID operatera u zapisu rezultata za rezultate internog simulatora na analizatoru i-STAT1. Ovaj problem postojao je iako je ID unesen prije testiranja.
- AliniQ NCi, uslužni program za konfiguraciju mreže za i-STAT i i-STAT Alinity, kvalificiran je za korištenje sa sustavom Windows 11. Trenutna, objavljena verzija je v2.1.0.1 i dostupna je za preuzimanje na Abbott web-stranici www.globalpointofcare.abbott.

OBRAZCI ZA DODIJELJIVANJE VRIJEDNOSTI (VAS i eVAS)

Obrasci za dodjeljivanje vrijednosti (VAS i eVAS) za novi CLEW A51 mogu se preuzeti ili ispisati s Abbott web-stranice: www.globalpointofcare.abbott.

STANDARDIZACIJA

Ažuriranje CLEW-a Sustav i-STAT 1 dizajniran je kako bi se uklonio utjecaj operatera na isporučene rezultate. Tehnologija mikroizrađenih senzora proizvodi ponovljive rezultate od serije do serije, što analizatorima omogućuje korištenje istog skupa standardizacijskih vrijednosti tijekom duljih vremenskih razdoblja.

Ipak, kontinuirana poboljšanja proizvodnog procesa koje provodi Abbott zahtijevaju povremeno ponovno uspostavljanje standardizacijskih vrijednosti kako bi se održala dugoročna dosljednost. To je ekvivalentno podešavanju kalibracije na tradicionalnom analizatoru. Naša je praksa to postići periodičnim izdanjima softvera. Ovaj novi CLEW ponovno uspostavlja standardizaciju i uključuje poboljšanja u interni sustav praćenja kvalitete.

Buduće isporuke uložaka mogu zahtijevati instalaciju ovog softvera prije upotrebe uložaka.

Ovaj softver podržava sve trenutne uloške kojima nije istekao rok trajanja.

IZVEDBA AŽURIRANJA SOFTVERA

Prije ažuriranja softvera, identificirajte postavke sustava prema donjoj tablici. Provjerite imate li administratorska prava na računalu koje se koristi za ažuriranje softvera.

Ako niste sigurni u metodu koju koristite za ažuriranje softvera ili imate li administratorska prava, obratite se administratoru programa na licu mjesta za upute.

AKO imate računalo sa:		AKO imate i-STAT/DE sa:	
- spojenim serijskim <i>i-STAT 1 Downloaderom</i> (DS-300) ili <i>i-STAT 1 Downloaderom/Punjačem</i> (DRS-300) pomoću kabela DB9 na DB9 s USB-serijskim adapterom* ILI <i>i-STAT 1 kombinacijom Downloader/Punjač</i> (DRC-300) s USB kablom** I		- mrežnim <i>i-STAT 1 Downloaderom</i> (DN-300) ili <i>i-STAT 1 Downloaderom/Punjačem</i> (DRN-300) ILI <i>i-STAT 1 kombinacijom Downloader/Punjač</i> (DRC-300) I	
preuzetom softverskom datotekom (CLEW/JAMS) s web-stranice www.globalpointofcare.abbott.		- pristup radnom prostoru za prilagodbu. I - preuzeta softverska datoteka (CLEW/JAMS) s web-stranice www.globalpointofcare.abbott	
ONDA		ONDA	
slijedite ove upute koje se nalaze na stranici www.globalpointofcare.abbott :		slijedite ove upute koje se nalaze na stranici www.globalpointofcare.abbott :	
Upute za ažuriranje softvera analizatora <i>i-STAT 1</i> pomoću www.globalpointofcare.abbott, Art:731335		Mrežne opcije za ažuriranje analizatora <i>i-STAT 1</i> pomoću www.globalpointofcare.abbott, Art:731336	

* Slijedite upute proizvođača USB-serijskog adaptera za instalaciju. Abbott ne nudi USB-serijske adaptere za korištenje s DB9 na DB9 (9-pinski konektor) kablom.

**Za kombinaciju i-STAT 1 Downloader/Punjač (DRC-300), operativni sustav Windows će prepoznati i primijeniti odgovarajući upravljački program. Za više detalja pogledajte *Odjeljak 6* u *Priručniku za sustav i-STAT 1*.

PODSJETNICI I OBAVIJESTI O ŽIVOTNOM CIKLUSU PROIZVODA

Abbott je posvećen održavanju najviših standarda za proizvode koje dizajniramo, razvijamo i održavamo. Kao dio ove obveze, potrebno je provesti tranziciju proizvoda kroz njihov životni ciklus.

PODSJETNICI O KRAJU PODRŠKE

Obavijest za Microsoft Windows® 10

Mnogi Abbottovi i partnerski proizvodi kompatibilni su s raznim operativnim sustavima i preglednicima te se pokreću na njima. S vremena na vrijeme ti sustavi dođu do kraja svog životnog vijeka i povlače se iz upotrebe.

Microsoft je najavio da više neće podržavati operativni sustav Windows® 10, a kraj životnog vijeka je 14. listopada 2025. Posjetite Microsoftovu stranicu za informacije o kraju podrške za kalendarsku godinu 2025.:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Abbott preporučuje korisnicima da prijeđu na podržani operativni sustav za svoje Abbott i-STAT softverske komponente. Ovisno o vašem Abbott i-STAT proizvodu, dostupni su alternativni izbori za operativni sustav.

i-STAT Softver za povezivost i konfiguraciju	Podržane verzije	Podrška za Windows 10	Podrška za Windows 11
i-STAT/DE	v2.8 do v2.12	Da	samo v2.12
Info HQ	v1.2, v2.1, v3.0 i v3.1	Da	samo v3.1
Softver za bežičnu konfiguraciju: AliniQ NCi	v2.1.0.1	Da	Da
Softver za bežičnu konfiguraciju: WCU	v2.0	Da	Da
JammLite	v4.3	Da	Da

Molimo provjerite korisničku dokumentaciju specifičnu za vaš softverski sustav na našoj web-stranici <https://www.globalpointofcare.abbott/ww/en/support.html>

Za pomoć pri prelasku bilo koje od navedenih komponenti obratite se lokalnom predstavniku i-STAT-a.

Ažuriranja tehničkog biltena:

- Tehnički bilten „Konfiguriranje bežičnih postavki u bežičnom analizatoru i-STAT 1“ ažuriran je kako bi uključivao informacije o kompatibilnosti programa Windows Configuration Utility (WCU) sa sustavom Windows 11.
- „i-STAT/DE v2.12 - Korisnički priručnik“ ažuriran je kako bi uključio informacije o kompatibilnosti i-STAT/DE sa sustavom Windows 11.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.