



i-STAT 1 Sustav obavezno ažuriranje softvera Bilješke o izdanju April 2026

Ovo ažuriranje obuhvaća informacije o novom softveru za analizator i-STAT 1. **Ovo je obavezno ažuriranje softvera i-STAT 1.** Softver analizatora i-STAT 1 može se preuzeti izravno s internetske stranice tvrtke Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

PODSJETNIK:

- Korisnici moraju imati korisnički račun na stranici www.globalpointofcare.abbott kako bi pristupili softverskim datotekama.

VERZIJA SOFTVERA

Isppravna verzija softvera i CLEW-a za instalaciju u analizatore navedena je u nastavku.

STANDARDNI SOFTVER

JAM2261 & CLEW A52

Imajte na umu da trenutni softver istječe **17. lipnja 2026.**

Datum isteka

Petnaest dana prije isteka softvera na zaslonu analizatora prikazat će se poruka koja će upozoriti korisnika na predstojeći datum isteka. Ako se ovo ažuriranje ne izvrši do 8:00 sati 17. lipnja 2026., testiranje će biti onemogućeno i analizator će prikazati „ISTEKLI SOFTVER – POTREBNO AŽURIRANJE – VIDI PRIRUČNIK“ (Kod provjere kvalitete 12).

Novi softver istječe 9. prosinca 2026.

OBRASCI ZA DODJELJIVANJE VRIJEDNOSTI (VAS i eVAS)

Obrasci za dodjeljivanje vrijednosti (VAS i eVAS) za novi CLEW A52 mogu se preuzeti ili ispisati s Abbott internetske stranice: www.globalpointofcare.abbott.

STANDARDIZACIJA

Ažuriranje CLEW-a Sustav i-STAT 1 dizajniran je kako bi se uklonio utjecaj operatera na isporučene rezultate. Tehnologija mikroizrađenih senzora proizvodi ponovljive rezultate od serije do serije, što analizatorima omogućuje korištenje istog skupa standardizacijskih vrijednosti tijekom duljih vremenskih razdoblja.

Ipak, kontinuirana poboljšanja proizvodnog procesa koje provodi Abbott zahtijevaju povremeno ponovno uspostavljanje standardizacijskih vrijednosti kako bi se održala dugoročna dosljednost. To je ekvivalentno podešavanju kalibracije na tradicionalnom analizatoru. Naša je praksa to postići periodičnim izdanjima softvera. Ovaj novi CLEW ponovno uspostavlja standardizaciju i uključuje poboljšanja u interni sustav praćenja kvalitete.

Buduće isporuke uložaka mogu zahtijevati instalaciju ovog softvera prije upotrebe uložaka.

Ovaj softver podržava sve trenutne uloške kojima nije istekao rok trajanja.

IZVEDBA AŽURIRANJA SOFTVERA

Prije ažuriranja softvera, identificirajte postavke sustava prema donjoj tablici. Provjerite imate li administratorska prava na računalu koje se koristi za ažuriranje softvera.

Ako niste sigurni u metodu koju koristite za ažuriranje softvera ili imate li administratorska prava, obratite se administratoru programa na licu mjesta za upute.

| AKO imate računalo s: | AKO imate i-STAT/DE sa: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">spojenim serijskim alatom <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) ili <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) pomoću kabela DB9 na DB9 s USB-serijskim adapterom* <p style="text-align: center;">ILI</p> <ul style="list-style-type: none">kombinacijom <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300) s USB kablom** <p style="text-align: center;">I</p> | <ul style="list-style-type: none">mrežnim alatom <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) ili <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) <p style="text-align: center;">ILI</p> <ul style="list-style-type: none">kombinacijom <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300) <p style="text-align: center;">I</p> |
| <ul style="list-style-type: none">preuzetom softverskom datotekom (CLEW/JAMS) s internetske stranice www.globalpointofcare.abbott. | <ul style="list-style-type: none">pristup radnom prostoru za prilagodbu. <p style="text-align: center;">I</p> <ul style="list-style-type: none">preuzetom softverskom datotekom (CLEW/JAMS) s internetske stranice www.globalpointofcare.abbott |
| ONDA | ONDA |
| <p>sljedite ove upute koje se nalaze na stranici www.globalpointofcare.abbott:</p> <ul style="list-style-type: none">Upute za ažuriranje softvera analizatora <i>i-STAT 1</i> pomoću www.globalpointofcare.abbott, Art:731335 | <p>sljedite ove upute koje se nalaze na stranici www.globalpointofcare.abbott:</p> <ul style="list-style-type: none">Mrežne opcije za ažuriranje analizatora <i>i-STAT 1</i> pomoću www.globalpointofcare.abbott, Art:731336 |

* Sljedite upute proizvođača USB-serijskog adaptera za instalaciju. Abbott ne nudi USB-serijske adaptere za korištenje s DB9 na DB9 (9-pinski konektor) kablom.

** Za kombinaciju *i-STAT 1 Downloader/Recharger* (DRC-300), operativni sustav Windows će prepoznati i primijeniti odgovarajući upravljački program. Za više detalja pogledajte *Odjeljak 6 u Priručniku za sustav i-STAT 1*.

AŽURIRANJA i-STAT/DE KORISNIČKOG PRIRUČNIKA

- Ažuriran je korisnički priručnik kako bi se naznačilo da analizator i-STAT 1 ne podržava datume isteka certifikacije rukovatelja nakon 30. prosinca 2049. Surađujte s dobavljačem za upravljanje podacima kako biste ograničili ili izmijenili sve datume nakon 30. prosinca 2049.

PODSJETNICI I OBAVIJESTI O ŽIVOTNOM CIKLUSU PROIZVODA

Abbott je posvećen održavanju najviših standarda za proizvode koje dizajniramo, razvijamo i održavamo. U sklopu ove obveze, potrebno je provesti tranziciju proizvoda kroz njihov životni ciklus.

PODSJETNICI O KRAJU PODRŠKE

Microsoft Windows Server®

Mnogi proizvodi tvrtke Abbott i partnerski proizvodi kompatibilni su s raznim operativnim sustavima i preglednicima te se pokreću na njima. S vremena na vrijeme ti sustavi dođu do kraja svog životnog vijeka i povlače se iz upotrebe.

- Microsoft Windows Server 2022 ima datum završetka osnovne („Mainstream“) podrške 13. listopada 2026. Proširena podrška bit će i dalje dostupna do 14. listopada 2031.
- Microsoft Windows Server 2016 ima datum završetka proširene („Extended“) podrške 12. siječnja 2027. To će biti konačni datum Microsoft podrške za Windows Server 2016.

Koordinirajte sa svojim IT timom i dobavljačem za upravljanje podacima kako biste organizirali prijelaz na podržani operativni sustav prije završetka podrške za sustave koji podržavaju i-STAT.

Provjerite korisničku dokumentaciju specifičnu za vaš softverski sustav na našoj internetskoj stranici. <https://www.globalpointofcare.abbott/ww/en/support.html>

Za pomoć pri prelasku bilo koje od navedenih komponenti obratite se lokalnom predstavniku i-STAT-a.

© 2026 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.