



Poznámky k vydání povinné aktualizace softwaru systému i-STAT 1 Duben 2025

Tato aktualizace obsahuje informace týkající se nového softwaru pro i-STAT 1 analyzér. **Tato aktualizace i-STAT 1 Softwaru je povinná.** Software pro i-STAT 1 analyzér je možné stáhnout přímo na webu společnosti Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

UPOZORNĚNÍ:

- Přístup k softwarovým souborům uloženým na stránkách www.globalpointofcare.abbott vyžaduje, aby zákazníci měli uživatelský účet.

VERZE SOFTWARE

Správná verze softwaru a CLEW, kterou je třeba nainstalovat do vašich analyzátorů, je uvedena níže.

STANDARDNÍ SOFTWARE

JAM2259 & CLEW A50

Upozorňujeme, že platnost aktuálního softwaru končí **18. června 2025**.

Datum uplynutí platnosti

Patnáct dnů před uplynutím platnosti softwaru se na obrazovce analyzátoru zobrazí zpráva, která uživatele upozorní na očekávané datum uplynutí platnosti. Nebude-li tato aktualizace provedena do 18. června 2025 8:00 hodin, bude funkce testování zablokována a analyzátor zobrazí oznámení „PLATNOST SOFTWARE UPLYNULA – POŽADOVÁNA AKTUALIZACE – VIZ NÁVOD“ (kód kontroly kvality 12).

Platnost nového softwaru uplyne 10. prosince 2025.

LISTY PŘÍŘAZENÝCH HODNOT (VAS a eVAS)

Listy přiřazených hodnot (VAS a eVAS) pro nový CLEW A50 je možné stáhnout či vytisknout z webové stránky společnosti Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

STANDARDIZACE

Aktualizace CLEW Systém i-STAT 1 je navržen tak, aby eliminoval vliv provozující osoby (operátora) na dosažené výsledky. Díky senzorům vyvinutým pomocí mikrotechnologie jsou výsledky reprodukovatelné mezi šaržemi, a analyzátoři tedy mohou po delší časové období používat sadu standardizovaných hodnot.

Nicméně, společnost Abbott neustále zdokonaluje své výrobní procesy, a proto je třeba příležitostně standardizované hodnoty aktualizovat, aby byla zachována dlouhodobá konzistence. Tyto kroky jsou ekvivalentní úpravě kalibrace na tradičních analyzátořích. Obvykle ji provádíme společně s pravidelnými vydáními softwaru. Tato nová verze CLEW obnovuje standardizaci a zapracovává zdokonalení interního systému sledování kvality.

Je možné, že budoucí dodané kazety budou před jejich použitím vyžadovat instalaci tohoto softwaru.

Software podporuje všechny současné kazety, jejichž datum konce spotřeby dosud neuplynulo.

PROVEDENÍ AKTUALIZACE SOFTWARE

Před aktualizací softwaru proveďte podle níže uvedené tabulky identifikaci nastavení Vašeho systému. Zkontrolujte, zda máte na počítači, pomocí kterého aktualizaci softwaru provedete, administrátorská práva.

Pokud si nejste jisti způsobem, jakým máte provést aktualizaci softwaru, nebo tím, zda máte administrátorská práva, obraťte se na správce point-of-care programu.

POKUD používáte počítač s:	POKUD používáte i-STAT/DE se:
- sériovým nástrojem pro stahování <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) nebo nástrojem <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) připojeným pomocí kabelu DB9 až DB9 a USB sériového adaptéru* NEBO <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300) s USB kabelem** A	- síťovým <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) nebo <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) NEBO <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300) A
staženým souborem se softwarem (CLEW/JAMS) z webové stránky www.globalpointofcare.abbott.	- přístupem k vlastnímu nastavení pracovní plochy. A - staženým souborem se softwarem (CLEW/JAMS) z webové stránky www.globalpointofcare.abbott.
POTÉ	POTÉ
postupujte podle pokynů uvedených na stránce www.globalpointofcare.abbott :	postupujte podle pokynů uvedených na stránce www.globalpointofcare.abbott :
<i>Pokyny pro aktualizaci softwaru i-STAT 1 Analyzer prostřednictvím stránky www.globalpointofcare.abbott, Art:731335</i>	<i>Možnosti sítě pro aktualizaci i-STAT 1 Analyzer prostřednictvím www.globalpointofcare.abbott, Art:731336</i>

*Postupujte podle instalačních pokynů výrobce USB adaptéru sériového portu. Společnost Abbott nedodává USB adaptéry sériového portu pro kabel typu DB9-DB9 (s 9pinovým konektorem).

**Pro i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination (DRC-300) operační systém Windows rozpozná a použije příslušný ovladač. Více informací naleznete v oddíle 6 návodu k systému i-STAT 1.

UPOZORNĚNÍ A OZNÁMENÍ K ŽIVOTNÍMU CYKLU PRODUKTU

Společnost Abbott se zavázala dodržovat nejvyšší standardy pro produkty, které navrhuje, vyvíjí a udržuje. V rámci tohoto závazku je nezbytné přecházet na produkty během jejich životního cyklu.

UPOZORNĚNÍ NA UKONČENÍ PODPORY

Oznámení Microsoft Windows® 10

Mnoho produktů a partnerských produktů Abbott jsou kompatibilní a fungují na několika operačních systémech a prohlížečích. Tyto systémy čas od času dosáhnou konce svého životního cyklu a jsou vyřazeny.

Společnost Microsoft oznámila, že už nadále nebude podporovat operační systém Windows® 10, a to od 14. října 2025. Informace o ukončení podpory pro kalendářní rok 2025 naleznete na stránce společnosti Microsoft:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Společnost Abbott doporučuje svým zákazníkům přejít na podporovaný operační systém pro jejich Abbott i-STAT software komponent(y). V závislosti na Abbott i-STAT produktech jsou k dispozici alternativní možnosti operačních systémů.

Podporované produkty Abbott i-STAT, které operují na systému Windows 10, jsou:

- i-STAT/DE verze: v2.8, v2.9, v2.10, v2.11 a v2.12
Info HQ verze: Info HQ v3.1
- Bezdrátový konfigurační software: AlinIQ NCi v2.1.0.1 & WCU v2.0
- JammLite v4.3

Podívejte se do uživatelské dokumentace k vašemu softwarovému systému na našich webových stránkách.
<https://www.globalpointofcare.abbott/us/en/support.html>

Pro asistenci s přechodem na některý z uvedených komponentů se obraťte na místního zástupce společnosti i-STAT.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.