



Abbott

Poznámky k vydání povinné aktualizace softwaru systému i-STAT 1 Říjen 2025

Tato aktualizace obsahuje informace týkající se nového softwaru pro analyzátor i-STAT 1. **Tato aktualizace i-STAT 1 softwaru je povinná.** Software analyzátoru i-STAT 1 je možné stáhnout přímo na webu společnosti Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

UPOZORNĚNÍ:

- Aby zákazníci získali přístup k souborům softwaru, musí mít uživatelský účet na www.globalpointofcare.abbott.

VERZE SOFTWARE

Správná verze softwaru a CLEW, kterou je třeba nainstalovat do vašich analyzátorů, je uvedena níže.

STANDARDNÍ SOFTWARE

JAM2260 & CLEW A51

Upozorňujeme, že aktuální software vyprší 10. PROSINCE 2025.

Datum uplynutí platnosti

Patnáct dnů před uplynutím platnosti softwaru se na obrazovce analyzátoru zobrazí zpráva, která uživatele upozorní na blížící se datum ukončení platnosti. Pokud tato aktualizace nebude provedena do 8:00 dne 10. PROSINCE 2025, testování bude zablokováno a analyzátor zobrazí „EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL“ (Quality Check Code 12).

Nový software vyprší 17. ČERVNA 2026.

AKTUALIZACE A VYLEPŠENÍ SOFTWARE ŘÍJEN 2025

- Chybějící ID operátora u výsledků interního simulátoru i-STAT
 - Byl opraven stav, kdy v záznamu výsledku pro interní výsledky simulátoru na analyzátoru i-STAT 1 někdy chybělo ID operátora. Tento problém se vyskytoval i přesto, že ID bylo zadáno před testem.
- AliniQ NCi, síťový konfigurační nástroj pro i-STAT a i-STAT Alinity byl schválen pro použití s Windows 11. Aktuální vydaná verze je v2.1.0.1 a je dostupná ke stažení na webu Abbott www.globalpointofcare.abbott.

LISTY PŘÍŘAZENÝCH HODNOT (VAS a eVAS)

Listy přiřazení hodnot (VAS a eVAS) pro nový CLEW A51 lze stáhnout nebo vytisknout z webu Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

STANDARDIZACE

Aktualizace CLEW Systém i-STAT 1 je navržen tak, aby eliminoval vliv operátora na poskytované výsledky. Díky senzorům vyvinutým pomocí mikrotechnologie jsou výsledky reprodukovatelné mezi šaržemi, a analyzátoři tedy mohou po delší časové období používat sadu standardizovaných hodnot.

Nicméně, společnost Abbott neustále zdokonaluje své výrobní procesy, a proto je třeba příležitostně standardizované hodnoty aktualizovat, aby byla zachována dlouhodobá konzistence. Tyto kroky jsou ekvivalentní úpravě kalibrace na tradičním analyzátoru. Obvykle ji provádíme společně s pravidelnými vydáními softwaru. Tato nová verze CLEW obnovuje standardizaci a zapracovává zdokonalení interního systému sledování kvality.

Je možné, že budoucí dodané kazety budou před jejich použitím vyžadovat instalaci tohoto softwaru.

Tento software podporuje všechny současné kazety, jejichž platnost dosud nevypršela.

PROVEDENÍ AKTUALIZACE SOFTWARE

Před provedením aktualizace softwaru prosím identifikujte nastavení svého systému podle tabulky níže. Ujistěte se, že máte na počítači, na kterém aktualizaci softwaru provedete, administrátorská práva.

Pokud si nejste jisti, jakým způsobem aktualizaci softwaru provést, nebo tím, zda máte administrátorská práva, obraťte se svého správce programu Point-of-Care.

POKUD používáte počítač s:	POKUD používáte i-STAT/DE s:
- sériovým nástrojem pro stahování <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) nebo nástrojem <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) připojeným pomocí kabelu DB9 až DB9 a USB sériového adaptéru* NEBO <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger kombinace</i> (DRC-300) s USB kabelem** A	- síťovým <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) nebo <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) NEBO <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger kombinace</i> (DRC-300) A
staženým softwarovým souborem (CLEW/JAMS) z webové stránky www.globalpointofcare.abbott.	přístupem k Customization Workspace (vlastnímu nastavení pracovní plochy). A
	staženým softwarovým souborem (CLEW/JAMS) z webové stránky www.globalpointofcare.abbott.
POTÉ	POTÉ
postupujte podle pokynů uvedených na stránce www.globalpointofcare.abbott :	postupujte podle pokynů uvedených na stránce www.globalpointofcare.abbott :
<i>Pokyny pro aktualizaci softwaru i-STAT 1 analyzátoru prostřednictvím stránky www.globalpointofcare.abbott, Art:731335</i>	<i>Možnosti sítě pro aktualizaci i-STAT 1 analyzátoru prostřednictvím www.globalpointofcare.abbott, Art:731336</i>

*Postupujte podle instalačních pokynů výrobce USB adaptéru sériového portu. Společnost Abbott nedodává USB adaptéry sériového portu pro kabel typu DB9-DB9 (s 9pinovým konektorem).

**Pro i-STAT 1 Downloader/Recharger kombinaci (DRC-300) operační systém Windows rozpozná a použije příslušný ovladač. Více informací naleznete v oddíle 6 manuálu systému i-STAT 1.

UPOZORNĚNÍ A OZNÁMENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO CYKLU PRODUKTU

Společnost Abbott se zavázala dodržovat nejvyšší standardy pro produkty, které navrhuje, vyvíjí a udržuje. V rámci tohoto závazku je nezbytné, aby produkty postupně procházely fázemi svého životního cyklu.

UPOZORNĚNÍ NA UKONČENÍ PODPORY

Oznámení Microsoft Windows® 10

Mnoho produktů a partnerských produktů Abbott je kompatibilní a funguje na více operačních systémech a prohlížečích. Tyto systémy čas od času dosáhnou konce svého životního cyklu a přestanou být podporovány.

Společnost Microsoft oznámila, že už nadále nebude podporovat operační systém Windows® 10, a to od 14. října 2025. Informace o ukončení podpory pro kalendářní rok 2025 naleznete na stránce společnosti Microsoft:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Společnost Abbott svým zákazníkům doporučuje přejít na podporovaný operační systém pro jejich Abbott i-STAT softwarové komponenty. V závislosti na Abbott i-STAT produktu/produktů jsou k dispozici alternativní možnosti operačního systému.

i-STAT Software konektivita a konfigurace	Podporované verze	Podpora Windows 10	Podpora Windows 11
i-STAT/DE	v2.8 až v2.12	Ano	pouze v2.12
Info HQ	v1.2, v2.1, v3.0 a v3.1	Ano	pouze v3.1
Bezdrátový konfigurační software: AlinIQ NCi	v2.1.0.1	Ano	Ano
Bezdrátový konfigurační software: WCU	v2.0	Ano	Ano
JammLite	v4.3	Ano	Ano

Podívejte se do uživatelské dokumentace k vašemu softwarovému systému na našich webových stránkách <https://www.globalpointofcare.abbott/ww/en/support.html>

Pro asistenci s přechodem na některý z uvedených komponentů se obraťte na místního zástupce společnosti i-STAT.

Aktualizace technického bulletinu:

- Technický bulletin „Konfigurace bezdrátových nastavení v bezdrátovém analyzátoru i-STAT 1“ byl aktualizován a nyní obsahuje informace o kompatibilitě nástroje Windows Configuration Utility (WCU) s Windows 11.
- Uživatelská příručka „i-STAT/DE v2.12“ byla aktualizována a nyní obsahuje informace o kompatibilitě i-STAT/DE s Windows 11.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.