



Abbott

Poznámky k vydání povinné aktualizace softwaru systému i-STAT 1 Duben 2026

Tato aktualizace obsahuje informace týkající se nového softwaru pro i-STAT 1 analyzér. **Tato aktualizace i-STAT 1 softwaru je povinná.** Software i-STAT 1 analyzér je možné stáhnout přímo na webu společnosti Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

UPOZORNĚNÍ:

- Aby zákazníci získali přístup k souborům softwaru, musí mít uživatelský účet na www.globalpointofcare.abbott.

VERZE SOFTWARE

Správná verze softwaru a CLEW, kterou je třeba nainstalovat do vašich analyzátorů, je uvedena níže.

STANDARDNÍ SOFTWARE

JAM2261 & CLEW A52

Upozorňujeme, že platnost aktuálního softwaru uplyne 17. června 2026.

Datum uplynutí platnosti

Patnáct dnů před uplynutím platnosti softwaru se na obrazovce analyzátoru zobrazí zpráva, která uživatele upozorní na blížící se datum ukončení platnosti. Pokud tuto aktualizaci neprovedete do 8:00 dne 17. června 2026, testování bude neaktivní a analyzátor zobrazí hlášení „SKONČILA PLATNOST SOFTWARE – NUTNÁ AKTUALIZACE – VIZ NÁVOD“ (Kód kontroly kvality 12).

Platnost nového softwaru uplyne dne 9. prosince 2026.

LISTY PŘÍŘAZENÝCH HODNOT (VAS a eVAS)

Listy přiřazených hodnot (VAS a eVAS) pro nový CLEW A52 si můžete stáhnout nebo vytisknout z webových stránek společnosti Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

STANDARDIZACE

Aktualizace CLEW Systém i-STAT 1 je navržen tak, aby eliminoval vliv operátora na poskytované výsledky. Díky senzorům vyvinutým pomocí mikrotechnologie jsou výsledky reprodukovatelné mezi šaržemi, a analyzátoři tedy mohou po delší časové období používat sadu standardizovaných hodnot.

Nicméně, společnost Abbott neustále zdokonaluje své výrobní procesy, a proto je třeba příležitostně standardizované hodnoty aktualizovat, aby byla zachována dlouhodobá konzistence. Tyto kroky jsou ekvivalentní úpravě kalibrace na tradičním analyzátoru. Obvykle ji provádíme společně s pravidelnými vydáními softwaru. Tato nová verze CLEW obnovuje standardizaci a zapracovává zdokonalení interního systému sledování kvality.

Další zásilky kazet mohou vyžadovat instalaci tohoto softwaru před použitím kazet.

Tento software podporuje všechny současné kazety, jejichž platnost dosud nevypršela.

PROVEDENÍ AKTUALIZACE SOFTWARE

Před provedením aktualizace softwaru prosím identifikujte nastavení svého systému podle tabulky níže. Ujistěte se, že máte na počítači, na kterém aktualizaci softwaru provedete, administrátorská práva.

Pokud si nejste jisti, jakým způsobem aktualizaci softwaru provést, nebo tím, zda máte administrátorská práva, obraťte se na svého správce programu Point-of-Care.

POKUD používáte počítač s:	POKUD používáte i-STAT/DE s:
<ul style="list-style-type: none">sériovým nástrojem pro stahování <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) nebo nástrojem <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) připojeným pomocí kabelu DB9 až DB9 a USB sériového adaptéru* <p style="text-align: center;">NEBO</p> <ul style="list-style-type: none"><i>i-STAT 1 Downloader/Recharger kombinace</i> (DRC-300) s USB kabelem** <p style="text-align: center;">A</p>	<ul style="list-style-type: none">síťovým <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) nebo <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) <p style="text-align: center;">NEBO</p> <ul style="list-style-type: none"><i>i-STAT 1 Downloader/Recharger kombinace</i> (DRC-300) <p style="text-align: center;">A</p>
<ul style="list-style-type: none">staženým softwarovým souborem (CLEW/JAMS) z webové stránky www.globalpointofcare.abbott.	<ul style="list-style-type: none">přístupem k Customization Workspace (vlastnímu nastavení pracovní plochy). <p style="text-align: center;">A</p>
	<ul style="list-style-type: none">staženým softwarovým souborem (CLEW/JAMS) z webové stránky www.globalpointofcare.abbott.
POTÉ	POTÉ
<p>postupujte podle pokynů uvedených na stránce www.globalpointofcare.abbott:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Pokyny pro aktualizaci softwaru i-STAT 1 analyzér prostřednictvím stránky www.globalpointofcare.abbott, Art:731335</i>	<p>postupujte podle pokynů uvedených na stránce www.globalpointofcare.abbott:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Možnosti sítě pro aktualizaci i-STAT 1 analyzér prostřednictvím stránky www.globalpointofcare.abbott, Art:731336</i>

*Postupujte podle instalačních pokynů výrobce USB adaptéru sériového portu. Společnost Abbott nedodává USB adaptéry sériového portu pro kabel typu DB9-DB9 (s 9pinovým konektorem).

**Pro *i-STAT 1 Downloader/Recharger kombinaci* (DRC-300) operační systém Windows rozpozná a použije příslušný ovladač. Více informací naleznete v *oddíle 6 manuálu systému i-STAT 1*.

AKTUALIZACE UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY K i-STAT/DE

- Byla aktualizována uživatelská příručka s upozorněním, že i-STAT 1 analyzér nepodporuje platnost certifikátů obsluhy s datem vypršení platnosti po 30. prosinci 2049. Spolupracujte se svým dodavatelem služeb správy dat na omezení nebo změně všech termínů po datu 30. prosince 2049.

UPOZORNĚNÍ A OZNÁMENÍ TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTNÍHO CYKLU PRODUKTU

Společnost Abbott se zavázala dodržovat nejvyšší standardy pro produkty, které navrhuje, vyvíjí a udržuje. Součástí tohoto závazku je nutnost zajistit hladký průběh životního cyklu produktů.

UPOZORNĚNÍ NA UKONČENÍ PODPORY

Microsoft Windows Server®

Mnoho produktů a partnerských produktů Abbott je kompatibilní a funguje na více operačních systémech a prohlížečích. Tyto systémy čas od času dosáhnou konce svého životního cyklu a přestanou být podporovány.

- Pro Microsoft Windows Server® 2022 končí „hlavní“ podpora dne 13. října 2026. Rozšířená podpora bude stále k dispozici až do 14. října 2031.
- Pro Microsoft Windows Server® 2016 končí „rozšířená“ podpora dne 12. ledna 2027. Pro Windows Server 2016 to bude konečné datum poskytování podpory ze strany společnosti Microsoft.

Se svým IT týmem a dodavatelem služeb správy dat se včas domluvte, abyste zajistili přechod na podporovaný operační systém ještě před ukončením podpory vašich systémů zajišťujících podporu pro i-STAT.

Uživatelskou dokumentaci pro svůj konkrétní softwarový systém si zkontrolujte na našich webových stránkách <https://www.globalpointofcare.abbott/ww/en/support.html>

Pro asistenci s přechodem na některý z uvedených komponentů se obraťte na místního zástupce společnosti i-STAT.

© 2026 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.