



Obligatorisk opdatering til i-STAT 1 System Noter til udgivelse af softwareopdatering April 2026

Denne opdatering indeholder oplysninger vedrørende ny software til i-STAT 1 Analyser. **Dette er en obligatorisk i-STAT 1-softwareopdatering.** Softwaren til i-STAT 1 Analyser kan downloades direkte fra Abbotts hjemmeside: www.globalpointofcare.abbott.

PÅMINDELSE:

- Kunder skal have en brugerkonto på www.globalpointofcare.abbott for at tilgå softwarefilerne.

SOFTWAREVERSION

Den korrekte version af software og CLEW, der skal installeres på dine håndholdte apparater, er angivet herunder.

| |
|-------------------------|
| STANDARDSOFTWARE |
| JAM2261 & CLEW A52 |

Bemærk, at den nuværende software udløber den 17. juni 2025.

Udløbsdato

Femten dage før softwaren udløber, vises en meddelelse på analysatorskærmen, der advarer brugeren om den forestående udløbsdato. Hvis denne opdatering ikke er udført inden kl. 8.00 den 17. juni 2026, deaktiveres testningen, og analysatoren viser "EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL" (UDLØBET SOFTWARE – OPDATERING OBLIGATORISK – SE HÅNDBOG) (kvalitetskontrolkode 12).

Den nye software udløber den 09. december 2026.

VÆRDITILDELINGSARK (VAS og eVAS)

Værditildelingsark (VAS og eVAS) for den nye CLEW A52 kan hentes eller udskrives fra Abbotts website: www.globalpointofcare.abbott.

STANDARDISERING

CLEW-opdatering i-STAT 1-systemet er designet til at eliminere operatørens påvirkning af de leverede resultater. Den mikrofabrikerede sensorteknologi leverer reproducerbare resultater fra parti til parti, der gør det muligt for analysatorer at anvende det samme sæt standardiserede værdier over lange tidsrum.

Ikke desto mindre kræver de løbende forbedringer af produktionsprocessen, som Abbott foretager, at standardiseringsværdierne genetableres fra tid til anden for at opretholde den langsigtede konsistens. Dette svarer til at justere kalibreringen på en traditionel analysator. Det har været vores praksis at opnå dette med jævnlige udgivelser af software. Denne nye CLEW genetablerer standardiseringen og indeholder forbedringer af det interne kvalitetsovervågningssystem.

Fremtidige forsendelser af kassetter kan nødvendiggøre installation af denne software før anvendelse af kassetterne.

Denne software understøtter alle aktuelle ikke-udløbne kassetter.

SÅDAN UDFØRER DU SOFTWAREOPDATERINGEN

Før softwareopdateringen udføres, bedes du identificere systemkonfigurationen fra tabellen nedenfor. Sørg for, at du har administratorrettigheder på den computer, som anvendes til softwareopdateringen.

Hvis du er usikker på, hvilken metode du skal anvende for at udføre softwareopdateringen, eller om du har administratorrettigheder, bedes du kontakte dit behandlingssteds programadministrator for hjælp.

| HVIS du har en computer med: | HVIS du har i-STAT/DE med: |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">en forbundet seriel <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) eller <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300), som bruger et DB9 til DB9-kabel med en USB-serieladapter* <p style="text-align: center;">ELLER</p> <ul style="list-style-type: none">en <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300) med USB-kabel** <p style="text-align: center;">OG</p> | <ul style="list-style-type: none">en netværksi-<i>STAT 1 Downloader</i> (DN-300) eller <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) <p style="text-align: center;">ELLER</p> <ul style="list-style-type: none">en <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300) <p style="text-align: center;">OG</p> |
| <ul style="list-style-type: none">en downloadet softwarefil (CLEW/JAMS) fra websitet www.globalpointofcare.abbott. | <ul style="list-style-type: none">adgang til Customization Workspace. <p style="text-align: center;">OG</p> <ul style="list-style-type: none">en downloadet softwarefil (CLEW/JAMS) fra websitet www.globalpointofcare.abbott. |
| SÅ | SÅ |
| <p>følg denne vejledning, der findes på www.globalpointofcare.abbott:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Vejledning til opdatering af software til i-STAT 1 Analyser ved hjælp af www.globalpointofcare.abbott, Art:731335</i> | <p>følg denne vejledning, der findes på www.globalpointofcare.abbott:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Netværksvalgmuligheder til opdatering af i-STAT 1 Analyser ved hjælp af www.globalpointofcare.abbott, Art:731336</i> |

* Følg producentinformationen til USB-serieladapteren ved installationen. Abbott stiller ikke USB-serieladere til rådighed til brug med DB9 til DB9-kabel (9-bens stik).

**Til i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination (DRC-300) registrerer og anvender Windows-operativsystemet den rigtige driver. Find flere oplysninger i *afsnit 6 af i-STAT 1-systemhåndbogen*.

OPDATERINGER TIL BRUGERVEJLEDNINGEN TIL i-STAT/DE

- Brugervejledningen er opdateret, så det fremgår, at i-STAT 1 Analyser ikke understøtter udløbsdatoer for operatørcertificering efter den 30. december 2049. Samarbejd med din datastyringsleverandør om at begrænse eller ændre datoer, der ligger efter den 30. december 2049.

PÅMINDELSER OG MEDDELELSER OM PRODUKTETS LIVSCYKLUS

Abbott er dedikeret til at opretholde de højeste standarder for de produkter, vi designer, udvikler og vedligeholder. Som en del af dette engagement er det nødvendigt at udskifte produkter i løbet af deres produktlivscyklus.

PÅMINDELSE(R) OM OPHØR AF SUPPORT

Microsoft Windows Server®

Mange Abbott- og partnerprodukter er kompatible med og kører på forskellige operativsystemer og browsere. Fra tid til anden når disse systemer slutningen af deres levetid og bliver taget ud af drift.

- Microsoft Windows Server® 2022 har en slutdato for "Mainstream Support" den 13. oktober 2026. "Extended Support" vil fortsat være tilgængelig frem til den 14. oktober 2031.
- Microsoft Windows Server® 2016 har en slutdato for "Extended" Support den 12. januar 2027. Dette er den sidste Microsoft-supportdato for Windows Server 2016.

Koordiner planlægningen af overgangen til et understøttet operativsystem med dit IT-team og datastyringsleverandøren inden supportophør for systemer, der understøtter i-STAT.

Se brugerdokumentation, der er specifik for dit softwaresystem, på vores hjemmeside.

<https://www.globalpointofcare.abbott/ww/en/support.html>

Kontakt din lokale i-STAT-repræsentant for at få hjælp til at skifte en af de nævnte komponenter.

© 2026 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.