



i-STAT 1-systeem verplichte software-update uitgaveopmerkingen Oktober 2025

Deze update bevat informatie over de nieuwe software voor de i-STAT 1 analyzer. **Dit is een verplichte update van de i-STAT 1-software.** De software voor de i-STAT 1 analyzer kan rechtstreeks worden gedownload van de website van Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

HERINNERING:

- Klanten moeten een gebruikersaccount hebben op www.globalpointofcare.abbott om toegang te krijgen tot de softwarebestanden.

SOFTWAREVERSIE

Hieronder vindt u de juiste versie van de software en CLEW die u op uw analyzers moet installeren.

STANDAARD SOFTWARE

JAM2260 & CLEW A51

Houd er rekening mee dat de huidige software op 10 DECEMBER 2025 verloopt.

Vervaldatum

Vijftien dagen voordat de software verloopt, verschijnt er een bericht op het scherm van de analyzer om de gebruiker te waarschuwen voor de naderende vervaldatum. Als deze update niet vóór 8.00 uur op 10 DECEMBER 2025 is uitgevoerd, worden de tests uitgeschakeld en geeft de analyzer het bericht "EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL" (Quality Check Code 12).

De nieuwe software verloopt op 17 JUNI 2026.

OKTOBER 2025 SOFTWARE-UPDATES EN -VERBETERINGEN

1. Operator-ID ontbreekt voor resultaten van de interne i-STAT-simulator
 - a. Oplossing voor een probleem waarbij de operator-ID soms ontbrak in de resultatenregistratie voor de resultaten van de interne simulator op de i-STAT1 analyzer. Dit probleem deed zich voor, zelfs als de ID vóór de test was ingevoerd.
2. AlinIQ NCi, het netwerkconfiguratieprogramma voor i-STAT en i-STAT Alinity, is gecertificeerd voor gebruik met Windows 11. De huidige beschikbare versie is v2.1.0.1. Deze kan worden gedownload van de website van Abbott www.globalpointofcare.abbott.

VALUE ASSIGNMENT SHEETS (VAS and eVAS)

De Value Assignment Sheets (VAS en eVAS) voor de nieuwe CLEW A51 kunnen worden gedownload of afgedrukt vanaf de website van Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

NORMALISATIE

CLEW-update

Het i-STAT 1-systeem is ontworpen om de invloed van de gebruiker op de geleverde resultaten te elimineren. De microgefabriceerde sensortechnologie levert reproduceerbare resultaten van batch tot batch, waardoor de analyzers gedurende lange perioden dezelfde set normalisatiewaarden kunnen gebruiken.

De voortdurende verbeteringen die Abbott aanbrengt in het productieproces maken het echter noodzakelijk om de normalisatiewaarden regelmatig opnieuw in te stellen om op lange termijn consistentie te behouden. Dit komt overeen met het bijstellen van de kalibratie op een traditionele analyzer. We doen dit gewoonlijk door middel van periodieke software-updates. Deze nieuwe CLEW herstelt de normalisatie en bevat verbeteringen aan het interne kwaliteitscontrolesysteem.

Voor toekomstige leveringen van cartridges kan het nodig zijn om deze software te installeren voordat ze kunnen worden gebruikt.

Deze software ondersteunt alle huidige cartridges die nog niet zijn verlopen.

DE SOFTWARE-UPDATE UITVOEREN

Voordat u de software-update uitvoert, moet u uw systeemconfiguratie identificeren aan de hand van de onderstaande tabel. Zorg ervoor dat u beheerdersrechten hebt op de computer die wordt gebruikt voor de software-update.

Als u niet zeker weet hoe u de software-update moet uitvoeren of als u niet weet of u beheerdersrechten hebt, neem dan contact op met de beheerder van uw point-of-care programma voor advies.

ALS u beschikt over een computer die is uitgerust met:	ALS u beschikt over een i-STAT/DE uitgerust met:
- een <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) of <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) aangesloten met een DB9-naar-DB9-kabel met een USB-serie-adapter* OF - een <i>-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300) met USB-kabel** EN	- een netwerk <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) of <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) OF - een <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300) EN
een gedownload softwarebestand (CLEW/JAMS) van de website www.globalpointofcare.abbott.	- toegang tot de personalisatiewerkruimte. EN - een gedownload softwarebestand (CLEW/JAMS) van de website www.globalpointofcare.abbott.
DAN	DAN
volg de instructies op www.globalpointofcare.abbott: <i>Instructies voor het updaten van de software van de i-STAT 1 Analyzer met behulp van www.globalpointofcare.abbott, Art:731335</i>	volg de instructies op www.globalpointofcare.abbott: <i>Netwerkopties voor het updaten van de i-STAT 1 Analyzer met behulp van www.globalpointofcare.abbott, Art:731336</i>

* Volg de instructies van de fabrikant van de USB-naar-seriële adapter voor de installatie. Abbott levert geen USB-naar-seriële adapters voor gebruik met de DB9-naar-DB9-kabel (9-pins connector).

**Voor de i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination (DRC-300) zal het Windows-besturingssysteem de juiste driver detecteren en toepassen. Raadpleeg voor meer informatie *Sectie 6* van de *i-STAT 1-systeemhandleiding*

HERINNERINGEN EN MELDINGEN OVER DE LEVENSCYCLUS VAN PRODUCTEN

Abbott streeft ernaar om de hoogste normen te hanteren voor de producten die we ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden. Als onderdeel van deze toewijding is het noodzakelijk om producten gedurende hun levenscyclus te blijven verbeteren.

HERINNERING(EN) OVER HET EINDE VAN DE ONDERSTEUNING

Kennisgeving met betrekking tot Microsoft Windows® 10

Veel producten van Abbott en zijn partners zijn compatibel met en werken op verschillende besturingssystemen en browsers. Van tijd tot tijd bereiken deze systemen het einde van hun levensduur en worden ze uit de handel genomen.

Microsoft heeft aangekondigd dat het vanaf 14 oktober 2025 geen ondersteuning meer zal bieden voor het besturingssysteem Windows® 10. Raadpleeg de Microsoft-pagina voor informatie over het einde van de ondersteuning voor het kalenderjaar 2025:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Abbott raadt zijn klanten aan om over te stappen op een ondersteund besturingssysteem voor hun Abbott i-STAT-softwarecomponenten. Afhankelijk van uw Abbott i-STAT-product(en) zijn er andere besturingssystemen beschikbaar.

i-STAT-connectiviteit en configuratie Software	Ondersteunde versies	Ondersteuning voor Windows 10	Ondersteuning voor Windows 11
i-STAT/DE	v2.8 tot v2.12	Ja	Alleen v2.12
Info HQ	v1.2, v2.1, v3.0 en v3.1	Ja	Alleen v3.1
Draadloze configuratiesoftware: AlinIQ NCi	v2.1.0.1	Ja	Ja
Draadloze configuratiesoftware: WCU	v2.0	Ja	Ja
JammLite	v4.3	Ja	Ja

Raadpleeg de gebruikersdocumentatie voor uw softwaresysteem op onze website

<https://www.globalpointofcare.abbott/ww/en/support.html>

Neem voor hulp bij de overgang naar een van de vermelde componenten contact op met uw lokale i-STAT-vertegenwoordiger.

Updates van technische bulletins:

- Het technische bulletin “Configuring Wireless Settings in an i-STAT 1 Wireless Analyzer” is bijgewerkt met informatie over de compatibiliteit van het Windows Configuration Utility (WCU) met Windows 11.
- De “i-STAT/DE-gebruikershandleiding v2.12” is bijgewerkt met informatie over de compatibiliteit van i-STAT/DE met Windows 11.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.