



Mise à jour logicielle obligatoire de l'i-STAT 1 System Notes de mise à jour Avril 2025

Cette mise à jour comprend des informations sur le nouveau logiciel de l'i-STAT 1 Analyzer. **Il s'agit d'une mise à jour obligatoire du logiciel i-STAT 1.** Vous pouvez télécharger le logiciel de l'i-STAT 1 Analyzer directement depuis le site Internet d'Abbott : www.globalpointofcare.abbott.

RAPPEL :

- Les clients doivent avoir un compte utilisateur sur www.globalpointofcare.abbott pour accéder aux fichiers du logiciel.

VERSION DE LOGICIEL

La version correcte du logiciel et du CLEW à installer sur vos analyseurs est indiquée ci-dessous.

LOGICIEL STANDARD
JAM2259 & CLEW A50

Veillez noter que le logiciel actuel arrivera à expiration le 18-JUIN-2025.

Date d'expiration Un message s'affichera sur l'écran de l'analyseur quinze jours avant l'expiration du logiciel pour avertir l'utilisateur de l'approche de la date d'expiration. Si aucune mise à jour n'est effectuée d'ici 8h00 le 18-JUIN-2025, le test sera désactivé et l'analyseur affichera le message « EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL » (LOGICIEL EXPIRÉ – MISE À JOUR REQUISE – VOIR LE MANUEL) (code de vérification qualité 12).

Le nouveau logiciel expirera le 10-DEC-2025.

FICHES D'ATTRIBUTION DES VALEURS (FAV et eFAV)

Les fiches d'attribution des valeurs (FAV et eFAV) pour le nouveau CLEW A50 peuvent être téléchargées ou imprimées depuis le site Internet d'Abbott : www.globalpointofcare.abbott.

STANDARDISATION

Mise à jour CLEW

L'i-STAT 1 System est conçu de façon à éliminer l'influence de l'opérateur sur les résultats générés. La technologie des capteurs miniaturisés produit des résultats homogènes d'un lot à l'autre, permettant ainsi aux analyseurs d'utiliser le même ensemble de valeurs de standardisation pendant de longues périodes.

Toutefois, les améliorations continues du processus de fabrication apportées par Abbott nécessitent de rétablir occasionnellement les valeurs de standardisation afin de maintenir une cohérence à long terme. Cela équivaut à l'ajustement du calibrage sur un analyseur traditionnel. Nous fournissons donc des mises à jour logicielles régulières qui permettent d'ajuster ces valeurs. Ce nouveau CLEW rétablit les valeurs de standardisation et intègre des perfectionnements au système de surveillance de qualité interne.

Les prochains envois de cartouches peuvent nécessiter l'installation de ce logiciel avant l'utilisation des cartouches.

Ce logiciel continue à prendre en charge toutes les cartouches actuelles non périmées.

EXÉCUTION DE LA MISE À JOUR DU LOGICIEL

Avant d'effectuer la mise à jour du logiciel, veuillez identifier la configuration de votre système selon le tableau ci-dessous. Assurez-vous que vous disposez des droits d'administration sur l'ordinateur utilisé pour la mise à jour du logiciel.

Si vous n'êtes pas sûr de la méthode à utiliser pour effectuer la mise à jour du logiciel ou si vous n'êtes pas sûr de disposer des droits d'administration, veuillez contacter l'administrateur de votre programme point-of-care pour obtenir des conseils.

SI vous avez un ordinateur avec :	SI vous avez un i-STAT/DE avec :
<ul style="list-style-type: none">un téléchargeur série <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) ou <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) connecté à l'aide d'un câble DB9 à DB9 avec un adaptateur USB-série*. <p style="text-align: center;">OU</p> <ul style="list-style-type: none">une <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300) avec câble USB** <p style="text-align: center;">ET</p>	<ul style="list-style-type: none">un réseau <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) ou <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) <p style="text-align: center;">OU</p> <ul style="list-style-type: none">une <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300) <p style="text-align: center;">ET</p>
<ul style="list-style-type: none">un fichier logiciel téléchargé (CLEW/JAMS) à partir du site Web www.globalpointofcare.abbott.	<ul style="list-style-type: none">l'accès à Customization Workspace (Espace Personnalisation). <p style="text-align: center;">ET</p> <ul style="list-style-type: none">un fichier logiciel téléchargé (CLEW/JAMS) à partir du site Web www.globalpointofcare.abbott.
ALORS	ALORS
<p>suivez les instructions situées sur www.globalpointofcare.abbott :</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Instructions de mise à jour logicielle de l'i-STAT 1 Analyzer, à partir de www.globalpointofcare.abbott, Art. : 731335</i>	<p>suivez les instructions situées sur www.globalpointofcare.abbott :</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Options réseau pour la mise à jour de l'i-STAT 1 Analyzer, à partir de www.globalpointofcare.abbott, Art. : 731336</i>

* Suivez les instructions du fabricant de l'adaptateur USB-série pour l'installation. Abbott ne fournit pas d'adaptateurs USB-série à utiliser avec le câble DB9 à DB9 (connecteur à 9 broches).

** Pour la combinaison *i-STAT 1 Downloader/Recharger* (DRC-300), le système d'exploitation Windows détectera et appliquera le pilote approprié. Pour obtenir davantage de détails, reportez-vous à la *Section 6* du *manuel de l'i-STAT 1 System*.

RAPPELS ET NOTIFICATIONS CONCERNANT LE CYCLE DE VIE DES PRODUITS

Abbott s'engage à maintenir les normes les plus élevées pour les produits qu'il conçoit, développe et entretient. Dans le cadre de cet engagement, il est nécessaire d'assurer la transition des produits tout au long de leur cycle de vie.

RAPPEL(S) DE FIN DE PRISE EN CHARGE

Avis Microsoft Windows® 10

De nombreux produits d'Abbott et de ses partenaires sont compatibles avec divers systèmes d'exploitation et navigateurs et s'exécutent sur ceux-ci. De temps à autre, ces systèmes arrivent à la fin de leur vie utile et sont retirés.

Microsoft a annoncé qu'il ne prendra plus en charge le système d'exploitation Windows® 10 avec une date de fin de vie au 14 octobre 2025. Veuillez consulter la page Microsoft pour obtenir des informations sur la fin de la prise en charge pour l'année civile 2025 :

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Abbott recommande aux clients de passer à un système d'exploitation pris en charge pour leurs composants logiciels Abbott i-STAT. En fonction de votre ou vos produits Abbott i-STAT, d'autres choix sont disponibles pour le système d'exploitation.

Les produits Abbott i-STAT pris en charge qui s'exécutent sous Windows 10 comprennent :

- Versions i-STAT/DE : v2.8, v2.9, v2.10, v2.11, et v2.12
- Versions Info HQ : Info HQ v3.1
- Logiciel de configuration sans fil : AlinIQ NCI v2.1.0.1 & WCU v2.0
- JammLite v4.3

Veuillez consulter la documentation utilisateur spécifique à votre système logiciel sur notre site Web <https://www.globalpointofcare.abbott/us/en/support.html>

Pour obtenir de l'aide lors de la transition de l'un des composants répertoriés, contactez votre représentant i-STAT local.