



i-STAT 1 System – Obligatorische Softwareaktualisierung – Versionshinweise Oktober 2025

Diese Aktualisierung beinhaltet Informationen bezüglich der neuen Software für den i-STAT 1 Analyzer. **Diese i-STAT 1 Softwareaktualisierung ist obligatorisch.** Die Software für den i-STAT 1 Analyzer kann direkt von der Abbott Website unter www.globalpointofcare.abbott heruntergeladen werden.

ERINNERUNG:

- Kunden müssen ein Benutzerkonto bei www.globalpointofcare.abbott haben, um auf die Softwaredateien zugreifen zu können.

SOFTWAREVERSION

Die folgende Tabelle enthält Angaben zur richtigen Software- und CLEW-Version für die Installation in den Analysatoren.

STANDARDSOFTWARE
JAM2260 & CLEW A51

Hinweis: Die aktuelle Software läuft am 10. Dezember 2025 ab.

Ablaufdatum Fünfzehn Tage, bevor die Software abläuft, werden Nutzer in einer Meldung auf dem Bildschirm des Analyzers auf das bevorstehende Ablaufdatum aufmerksam gemacht. Wenn diese Aktualisierung nicht bis zum 10. Dezember 2025 8.00 Uhr erfolgt, werden die Testfunktionen deaktiviert und der Analyzer zeigt „EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL“ (SOFTWARE ABGELAUFEN – UPDATE ERFORDERLICH – SIEHE HANDBUCH) an (Qualitätsprüfcode 12).

Die neue Software läuft am 17. Juni 2026 ab.

SOFTWARE-UPDATES UND VERBESSERUNGEN – OKTOBER 2025

1. Anwender-ID fehlt für Ergebnisse des internen i-STAT-Simulators
 - a. Es wurde der Fehler behoben, dass die Anwender-ID manchmal im Ergebnisdatensatz für interne Simulatorergebnisse auf dem i-STAT1-Analysegerät fehlte. Dies passierte selbst dann, wenn die ID vor dem Test eingegeben wurde.
2. AlinIQ NCI, das Netzwerkkonfigurationsprogramm für i-STAT und i-STAT Alinity, wurde für die Verwendung mit Windows 11 qualifiziert. Die aktuelle, veröffentlichte Version ist v2.1.0.1 und steht auf der Abbott-Website unter www.globalpointofcare.abbott zum Download bereit.

WERTEZUWEISUNGSÜBERSICHTEN (VAS und eVAS)

Wertezuweisungsübersichten (VAS und eVAS) für die neue CLEW A51 können über die Abbott Website unter www.globalpointofcare.abbott heruntergeladen oder ausgedruckt werden.

STANDARDISIERUNG

CLEW-Aktualisierung

Das i-STAT 1 System wurde entwickelt, um die anwenderseitigen Einflussfaktoren auf die Messergebnisse zu minimieren. Die mikrofabrizierte Sensortechnologie produziert von Los zu Los reproduzierbare Ergebnisse, sodass die Analyzer über längere Zeiträume mit denselben Standardisierungswerten arbeiten können.

Dennoch erfordern die von Abbott vorgenommenen fortlaufenden Verbesserungen im Herstellungsverfahren von Zeit zu Zeit eine Wiederherstellung der Standardwerte zur Gewährleistung langfristiger Konsistenz. Dies entspricht einer Anpassung der Kalibrierung bei einem herkömmlichen Analyzer. Dieses Ziel erreichen wir durch regelmäßige Softwareaktualisierungen. Das neue CLEW stellt die Standardwerte wieder her und integriert Verbesserungen im internen Qualitätsprüfsystem.

Bei neuen Kartuschenlieferungen kann es erforderlich sein, diese Software vor dem Einsatz der neuen Kartuschen zu installieren.

Diese Software unterstützt alle aktuellen, nicht abgelaufenen Kartuschen.

AUSFÜHREN DER SOFTWAREAKTUALISIERUNG

Identifizieren Sie vor der Softwareaktualisierung Ihre Systemeinrichtung in der unten stehenden Tabelle. Stellen Sie sicher, dass Sie Administratorrechte für den Computer besitzen, auf dem Sie die Software aktualisieren.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die Software aktualisieren sollen oder ob Sie über Administratorrechte verfügen, wenden Sie sich an Ihren Point-Of-Care-Programmadministrator.

Bei einem Computer mit:	Bei i-STAT/DE mit:
- einem verbundenen seriellen <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) oder <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) mit einem DB9-zu-DB9-Kabel und einem USB-zu-Seriell-Adapter* ODER - einer <i>i-STAT 1 Downloader-/Recharger-Kombination</i> (DRC-300) mit USB-Kabel** UND	- einem Network <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) oder <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) ODER - einer <i>i-STAT 1 Downloader-/Recharger-Kombination</i> (DRC-300) UND
einer heruntergeladenen Softwaredatei (CLEW/JAMS) von der Website www.globalpointofcare.abbott.	- Zugriff auf „Customization Workspace“ (Arbeitsbereich Einstellung). UND - einer heruntergeladenen Softwaredatei (CLEW/JAMS) von der Website www.globalpointofcare.abbott.
DANN	DANN
Befolgen Sie die Anweisungen unter www.globalpointofcare.abbott: Anleitung zur Aktualisierung der <i>i-STAT 1 Analyzer-Software</i> unter Verwendung von www.globalpointofcare.abbott, Art.: 731335	Befolgen Sie die Anweisungen unter www.globalpointofcare.abbott: Netzwerkoptionen für die Aktualisierung des <i>i-STAT 1 Analyzer</i> mithilfe von www.globalpointofcare.abbott, Art.: 731336

* Befolgen Sie die Installationsanweisungen des Herstellers des USB-zu-Seriell-Adapters. Abbott bietet keine USB-zu-Seriell-Adapter für das DB9-zu-DB9-Kabel (9-poliger Anschluss).

** Bei der i-STAT 1 Downloader-/Recharger-Kombination (DRC-300) erkennt das Windows-Betriebssystem den entsprechenden Treiber und wendet ihn an. Weitere Einzelheiten finden Sie in *Kapitel 6* des *i-STAT 1 Systemhandbuchs*.

ERINNERUNGEN UND BENACHRICHTIGUNGEN ZUM PRODUKTLEBENSZYKLUS

Abbott setzt alles daran, die höchsten Standards bei den von uns entworfenen, entwickelten und gewarteten Produkten einzuhalten. Daher ist es notwendig, die Produkte während ihres Lebenszyklus zu aktualisieren.

END-OF-SUPPORT-ERINNERUNG(EN)

Hinweis zu Microsoft Windows® 10

Viele Produkte von Abbott und Partnern sind mit verschiedenen Betriebssystemen und Browsern kompatibel und können auf diesen ausgeführt werden. Von Zeit zu Zeit erreichen diese Systeme das Ende ihrer Lebensdauer und werden vom Markt genommen.

Microsoft hat angekündigt, dass das Betriebssystem Windows® 10 bald nicht mehr unterstützt wird, und hat als EOL-Datum (End-of-Life, Ende der Lebensdauer) den 14. Oktober 2025 angegeben. Weitere Informationen zum Supportende im Kalenderjahr 2025 finden Sie auf der folgenden Microsoft-Seite:

<https://learn.microsoft.com/de-de/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Abbott empfiehlt Kunden, für Ihre Abbott i-STAT Softwarekomponente(n) auf ein unterstütztes Betriebssystem umzusteigen. Abhängig von Ihrem/Ihren Abbott i-STAT Produkt(en) stehen alternative Optionen für das Betriebssystem zur Verfügung.

i-STAT Connectivity & Konfigurationssoftware	Unterstützte Versionen	Windows 10-Unterstützung	Windows 11-Unterstützung
i-STAT/DE	Version 2.8 bis Version 2.12	Ja	nur Version 2.12
Info HQ	Version 1.2, 2.1, 3.0 und 3.1	Ja	Nur Version 3.1
Wireless-Konfigurationssoftware: AlinIQ NCi	Version 2.1.0.1	Ja	Ja
Wireless-Konfigurationssoftware: WCU	Version 2.0	Ja	Ja
JammLite	Version 4.3	Ja	Ja

Bitte überprüfen Sie die Benutzerdokumentation für Ihr Softwaresystem auf unserer Website:

<https://www.globalpointofcare.abbott/ww/en/support.html>

Falls Sie Unterstützung bei der Umstellung der aufgeführten Komponenten benötigen, wenden Sie sich an Ihren lokalen i-STAT Ansprechpartner.

Aktualisierungen des technischen Bulletins:

- Das technische Bulletin „Konfiguration der WLAN-Einstellungen in einem i-STAT 1 Wireless Analyzer“ wurde aktualisiert und enthält nun Informationen zur Kompatibilität von Windows Configuration Utility (WCU) mit Windows 11.
- Das „i-STAT/DE v2.12 – Benutzerhandbuch“ wurde aktualisiert und enthält nun Informationen zur Kompatibilität von i-STAT/DE mit Windows 11.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.