



i-STAT 1 System – Obligatorische Softwareaktualisierung – Versionshinweise April 2026

Diese Aktualisierung beinhaltet Informationen bezüglich der neuen Software für den i-STAT 1 Analyzer. **Diese i-STAT 1 Softwareaktualisierung ist obligatorisch.** Die Software für den i-STAT 1 Analyzer kann direkt von der Abbott Website unter www.globalpointofcare.abbott heruntergeladen werden.

ERINNERUNG:

- Kunden müssen ein Benutzerkonto bei www.globalpointofcare.abbott haben, um auf die Softwaredateien zugreifen zu können.

SOFTWAREVERSION

Die folgende Tabelle enthält Angaben zur richtigen Software- und CLEW-Version für die Installation in den Analysatoren.

STANDARDSOFTWARE
JAM2261 & CLEW A52

Hinweis: Die aktuelle Software läuft am 17. Juni 2026 ab.

Ablaufdatum Fünfzehn Tage, bevor die Software abläuft, werden Nutzer in einer Meldung auf dem Bildschirm des Analyzers auf das bevorstehende Ablaufdatum aufmerksam gemacht. Wenn diese Aktualisierung nicht bis 17. Juni 2026 um 8:00 Uhr durchgeführt wird, werden die Testfunktionen deaktiviert und der Analyzer zeigt „EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL“ (SOFTWARE ABGELAUFEN – UPDATE ERFORDERLICH – SIEHE HANDBUCH) an (Qualitätsprüfcode 12).

Die neue Software läuft am 9. Dezember 2026 ab.

WERTEZUWEISUNGSÜBERSICHTEN (VAS und eVAS)

Wertezuweisungsübersichten (VAS und eVAS) für die neue CLEW A52 können über die Abbott Website unter www.globalpointofcare.abbott heruntergeladen oder ausgedruckt werden.

STANDARDISIERUNG

CLEW-Aktualisierung Das i-STAT 1 System wurde entwickelt, um die anwenderseitigen Einflussfaktoren auf die Messergebnisse zu minimieren. Die mikrofabrizierte Sensortechnologie produziert von Los zu Los reproduzierbare Ergebnisse, sodass die Analyzer über längere Zeiträume mit denselben Standardisierungswerten arbeiten können.

Dennoch erfordern die von Abbott vorgenommenen fortlaufenden Verbesserungen im Herstellungsverfahren von Zeit zu Zeit eine Wiederherstellung der Standardwerte zur Gewährleistung langfristiger Konsistenz. Dies entspricht einer Anpassung der Kalibrierung bei einem herkömmlichen Analyzer. Dieses Ziel erreichen wir durch regelmäßige Softwareaktualisierungen. Das neue CLEW stellt die Standardwerte wieder her und integriert Verbesserungen im internen Qualitätsprüfsystem.

Bei neuen Kartuschenlieferungen kann es erforderlich sein, diese Software vor dem Einsatz der neuen Kartuschen zu installieren.

Diese Software unterstützt alle aktuellen, nicht abgelaufenen Kartuschen.

AUSFÜHREN DER SOFTWAREAKTUALISIERUNG

Identifizieren Sie vor der Softwareaktualisierung Ihre Systemeinrichtung in der unten stehenden Tabelle. Stellen Sie sicher, dass Sie Administratorrechte für den Computer besitzen, auf dem Sie die Software aktualisieren.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Sie die Software aktualisieren sollen oder ob Sie über Administratorrechte verfügen, wenden Sie sich an Ihren Point-Of-Care-Programmadministrator.

Bei einem Computer mit:	Bei i-STAT/DE mit:
<ul style="list-style-type: none"> einem verbundenen seriellen <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) oder <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) mit einem DB9-zu-DB9-Kabel und einem USB-zu-Seriell-Adapter* <p style="text-align: center;">ODER</p> <ul style="list-style-type: none"> einer <i>i-STAT 1 Downloader-/Recharger-Kombination</i> (DRC-300) mit USB-Kabel** <p style="text-align: center;">UND</p>	<ul style="list-style-type: none"> einem Network <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) oder <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) <p style="text-align: center;">ODER</p> <ul style="list-style-type: none"> einer <i>i-STAT 1 Downloader-/Recharger-Kombination</i> (DRC-300) <p style="text-align: center;">UND</p>
<ul style="list-style-type: none"> einer heruntergeladenen Softwaredatei (CLEW/JAMS) von der Website www.globalpointofcare.abbott. 	<ul style="list-style-type: none"> Zugriff auf „Customization Workspace“ (Arbeitsbereich Einstellung). <p style="text-align: center;">UND</p>
	<ul style="list-style-type: none"> einer heruntergeladenen Softwaredatei (CLEW/JAMS) von der Website www.globalpointofcare.abbott.
DANN	DANN
<p>Befolgen Sie die Anweisungen unter www.globalpointofcare.abbott:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Anleitung zur Aktualisierung der i-STAT 1 Analyzer-Software unter Verwendung von www.globalpointofcare.abbott, Art.: 731335</i> 	<p>Befolgen Sie die Anweisungen unter www.globalpointofcare.abbott:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Netzwerkoptionen für die Aktualisierung des i-STAT 1 Analyzer mithilfe von www.globalpointofcare.abbott, Art.: 731336</i>

* Befolgen Sie die Installationsanweisungen des Herstellers des USB-zu-Seriell-Adapters. Abbott bietet keine USB-zu-Seriell-Adapter für das DB9-zu-DB9-Kabel (9-poliger Anschluss).

** Bei der i-STAT 1 Downloader-/Recharger-Kombination (DRC-300) erkennt das Windows-Betriebssystem den entsprechenden Treiber und wendet ihn an. Weitere Einzelheiten finden Sie in *Kapitel 6* des *i-STAT 1 Systemhandbuchs*.

AKTUALISIERUNGEN DES i-STAT/DE BENUTZERHANDBUCHS

- Das Benutzerhandbuch wurde um den Hinweis ergänzt, dass der i-STAT 1 Analyzer keine Ablaufdaten der Anwender-Zertifizierung nach dem 30. Dezember 2049 unterstützt. Wenden Sie sich an Ihren Datenmanagementanbieter, um Daten nach dem 30. Dezember 2049 auszuschließen oder zu ändern.

ERINNERUNGEN UND BENACHRICHTIGUNGEN ZUM PRODUKTLEBENSZYKLUS

Abbott setzt alles daran, die höchsten Standards bei den von uns entworfenen, entwickelten und gewarteten Produkten einzuhalten. Daher ist es notwendig, die Produkte während ihres Lebenszyklus zu aktualisieren.

END-OF-SUPPORT-ERINNERUNG(EN)

Microsoft Windows Server®

Viele Produkte von Abbott und Partnern sind mit verschiedenen Betriebssystemen und Browsern kompatibel und können auf diesen ausgeführt werden. Von Zeit zu Zeit erreichen diese Systeme das Ende ihrer Lebensdauer und werden vom Markt genommen.

- Der allgemeine Support für Microsoft Windows Server® 2022 endet am 13. Oktober 2026. Der erweiterte Support ist noch bis zum 14. Oktober 2031 verfügbar.
- Der erweiterte Support für Microsoft Windows Server® 2016 endet am 12. Januar 2027. Damit endet der Microsoft Support für Windows Server 2016 endgültig.

Bitte beraten Sie sich vor Ablauf des Supports für Ihre Systeme, über die i-STAT läuft, mit Ihrem IT-Team und Datenmanagementanbieter über den Umstieg auf ein unterstütztes Betriebssystem.

Bitte überprüfen Sie die Benutzerdokumentation für Ihr Softwaresystem auf unserer Website

<https://www.globalpointofcare.abbott/de/de/support.html>

Falls Sie Unterstützung bei der Umstellung der aufgeführten Komponenten benötigen, wenden Sie sich an Ihren lokalen i-STAT Ansprechpartner.

© 2026 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.