



Abbott

Σημειώσεις κυκλοφορίας υποχρεωτικής ενημέρωσης λογισμικού συστήματος i-STAT 1 Απρίλιος 2024

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το νέο λογισμικό για τον i-STAT 1 Analyzer. **Αυτή είναι μια υποχρεωτική ενημέρωση του λογισμικού i-STAT 1.** Το λογισμικό του i-STAT 1 Analyzer μπορεί να ληφθεί απευθείας από τον ιστότοπο της Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

- Προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα αρχεία λογισμικού, οι πελάτες πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό χρήστη στη διεύθυνση www.globalpointofcare.abbott.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ:

Σημείωση 1: Όπως έχει ανακοινωθεί και προηγουμένως τον Οκτώβριο του 2023, το λογισμικό του i-STAT 1 Analyzer δεν θα παρέχεται πλέον σε CD-ROM και θα διατίθεται αποκλειστικά στην ενότητα Support (Υποστήριξη) του ιστότοπου της Abbott www.globalpointofcare.abbott.

ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η κατάλληλη έκδοση του λογισμικού και του CLEW για εγκατάσταση στους δικούς σας αναλυτές αναφέρεται παρακάτω.

ΤΥΠΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

JAM2157 και CLEW A48

Σημειώστε ότι το τρέχον λογισμικό λήγει στις 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024.

Ημερομηνία λήξης Δεκαπέντε ημέρες πριν από τη λήξη του λογισμικού, θα εμφανιστεί στην οθόνη του αναλυτή ένα μήνυμα που θα ειδοποιεί τον χρήστη για την επερχόμενη ημερομηνία λήξης. Εάν αυτή η ενημέρωση δεν εκτελεστεί μέχρι τις 8.00 π.μ. στις 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, η δυνατότητα εξέτασης θα απενεργοποιηθεί και ο αναλυτής θα εμφανίσει το μήνυμα «EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL» (ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΒΛΕΠΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ) (κωδικός ελέγχου ποιότητας 12).

Το νέο λογισμικό λήγει στις 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024.

ΦΥΛΛΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ (VAS και eVAS)

Μπορείτε να κάνετε λήψη ή εκτύπωση των Φύλλων Αντιστοίχισης Τιμών (VAS και eVAS) για το νέο CLEW A48 από τον ιστότοπο της Abbott: www.globalpointofcare.abott.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημέρωση CLEW

Το σύστημα i-STAT 1 έχει σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιεί την επίδραση του χειριστή στα παρεχόμενα αποτελέσματα. Η τεχνολογία μικροκατασκευής του ανιχνευτή παράγει επαναλήψιμα αποτελέσματα με ακρίβεια εκτέλεσης από παρτίδα σε παρτίδα, γεγονός που επιτρέπει στους αναλυτές να χρησιμοποιούν την ίδια ομάδα τιμών τυποποίησης για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Παρόλα αυτά, οι συνεχείς βελτιώσεις στις διαδικασίες κατασκευής που πραγματοποιούνται από την Abbott καθιστούν αναγκαίο τον επανακαθορισμό των τιμών τυποποίησης κατά καιρούς, προκειμένου να διατηρηθεί η μακροχρόνια συνέπεια. Αυτό ισοδυναμεί με τη ρύθμιση της βαθμονόμησης σε έναν παραδοσιακό αναλυτή. Η πρακτική μας για την επίτευξη αυτού του στόχου συνίσταται στις περιοδικές εκδόσεις λογισμικού. Αυτό το νέο CLEW επανακαθορίζει την τυποποίηση και ενσωματώνει τελειοποιήσεις στο εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας.

Οι μελλοντικές αποστολές φυσιγγίων ενδέχεται να απαιτούν την εγκατάσταση αυτού του λογισμικού πριν από τη χρήση των φυσιγγίων.

Αυτό το λογισμικό υποστηρίζει όλα τα φυσιγγία που δεν έχουν λήξει την τρέχουσα χρονική στιγμή.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πριν από την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού, προσδιορίστε τη διαμόρφωση του συστήματός σας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση λογισμικού.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού ή κατά πόσο έχετε δικαιώματα διαχειριστή, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του προγράμματος point-of-care για καθοδήγηση.

EAN διαθέτετε υπολογιστή με:	EAN διαθέτετε i-STAT/DE με:
<ul style="list-style-type: none">• συνδεδεμένο σειριακό <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) ή <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) που χρησιμοποιεί ένα καλώδιο DB9 σε DB9 με USB-Σειριακό προσαρμογέα* Η• έναν <i>Συνδυασμό i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRC-300) με καλώδιο USB** ΚΑΙ	<ul style="list-style-type: none">• ένα <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) ή <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) δικτύου Η• έναν <i>Συνδυασμό i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRC-300) ΚΑΙ
<ul style="list-style-type: none">• ένα αρχείο λογισμικού (CLEW/JAMS) που έχετε αποκτήσει με λήψη από τον ιστότοπο www.globalpointofcare.abott.	<ul style="list-style-type: none">• πρόσβαση στο Customization Workspace. ΚΑΙ• ένα αρχείο λογισμικού (CLEW/JAMS) που έχετε αποκτήσει με λήψη από τον ιστότοπο www.globalpointofcare.abott.
ΕΠΕΙΤΑ	ΕΠΕΙΤΑ
ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες που υπάρχουν στη διεύθυνση www.globalpointofcare.abott:	ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες που υπάρχουν στη διεύθυνση www.globalpointofcare.abott:
<ul style="list-style-type: none">• <i>Οδηγίες για την ενημέρωση του λογισμικού του i-STAT 1 Analyzer με τη χρήση του ιστότοπου www.globalpointofcare.abott, Άρθ.: 731335</i>	<ul style="list-style-type: none">• <i>Επιλογές δικτύου για την ενημέρωση του i-STAT 1 Analyzer με τη χρήση του ιστότοπου www.globalpointofcare.abott, Άρθ.: 731336</i>

* Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του USB-Σειριακού προσαρμογέα για την εγκατάσταση. Η Abbott δεν παρέχει USB-Σειριακούς προσαρμογείς για χρήση με το καλώδιο DB9 σε DB9 (βύσμα 9 ακίδων).

**Για τον Συνδυασμό i-STAT 1 Downloader/Recharger (DRC-300), το λειτουργικό σύστημα Windows θα εντοπίσει και θα χρησιμοποιήσει το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης. Ανατρέξτε στην *Ενότητα 6* του *Εγχειριδίου συστήματος i-STAT 1* για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Abbott δεσμεύεται να τηρήσει τα υψηλότερα πρότυπα για τα προϊόντα που σχεδιάζει, αναπτύσσει και συντηρεί. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, είναι απαραίτητο να γίνει μετάβαση των προϊόντων στον κύκλο ζωής τους.



ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ(ΕΙΣ) ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κανένα προϊόν δεν έχει φθάσει στο τέλος της ζωής ή στο τέλος της υποστήριξης κατά τη διάρκεια αυτού του κύκλου.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ i-STAT 1

Το Εξώφυλλο του εγχειριδίου του Συστήματος i-STAT 1 επικαιροποιήθηκε με τις ακόλουθες αλλαγές:

- Οι πληροφορίες EC-REP διαγράφηκαν
- Έγινε προσθήκη σημειώσεων κυκλοφορίας με σύνοψη των αλλαγών που έγιναν στο Εγχειρίδιο συστήματος i-STAT 1

Ο Πίνακας περιεχομένων επικαιροποιήθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα αρίθμηση της κάθε ενότητας.

Η Ενότητα 3 (i-STAT 1 Analyzer) και η Ενότητα 15 (Προσαρμογή) επικαιροποιήθηκαν και οι δύο ώστε να συμπεριληφθεί μια νέα εικόνα, η οποία εμφανίζει τα επικαιροποιημένα περιεχόμενα της σελίδας κατάστασης του αναλυτή. Μια νέα παράμετρος Έκδοση προστέθηκε στη Σελίδα κατάστασης, η οποία περιγράφει την τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής λογισμικού που είναι εγκατεστημένη στον αναλυτή.

- Μια νέα ενότητα Κανονισμοί EMC προστέθηκε επίσης απευθείας μετά τον πίνακα Προδιαγραφές και υποδεικνύει ότι ο i-STAT 1 Analyzer συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων IEC 61326-1 και IEC 61326-2-6

Η Ενότητα 6 (i-STAT 1 Downloader/Recharger) επικαιροποιήθηκε ώστε να συμπεριληφθούν οδηγίες για τη διαμόρφωση του DRC-300 με τη χρήση των Windows 11. Επιπλέον, προστέθηκε μια γραμμή στον πίνακα Ενδεικτικές λυχνίες LED DRC-300, για τη διευκρίνιση της συμπεριφοράς των ενδεικτικών λυχνιών LED όταν έχει τοποθετηθεί εφεδρική μπαταρία στο διαμέρισμα επαναφόρτισης.

Η Ενότητα 11 (Αντιμετώπιση προβλημάτων του αναλυτή) επικαιροποιήθηκε, ώστε να συμπεριληφθεί ο Κωδικός ελέγχου ποιότητας 69.

Η Ενότητα 12 (Έλεγχος ποιότητας) και η Ενότητα 13 (Επαλήθευση βαθμονόμησης) επικαιροποιήθηκαν και οι δύο για τη μετακίνηση της διαδικασίας για δοκιμή του ελέγχου ποιότητας ή των υλικών επαλήθευσης της βαθμονόμησης στην αρχή της κάθε ενότητας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ

Το Τεχνικό Δελτίο Κωδικοποιημένα μηνύματα αναλυτή επικαιροποιήθηκε, ώστε να συμπεριληφθεί ο Κωδικός ελέγχου ποιότητας 69.

© 2024 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.