



Σημειώσεις κυκλοφορίας υποχρεωτικής ενημέρωσης λογισμικού συστήματος i-STAT 1 Απρίλιος 2025

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το νέο λογισμικό για τον i-STAT 1 Analyzer. **Αυτή είναι μια υποχρεωτική ενημέρωση του λογισμικού i-STAT 1.** Το λογισμικό του i-STAT 1 Analyzer μπορεί να ληφθεί απευθείας από τον ιστότοπο της Abbott:
www.globalpointofcare.abbott.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

- Προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα αρχεία λογισμικού, οι πελάτες πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό χρήστη στη διεύθυνση www.globalpointofcare.abbott.

ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η κατάλληλη έκδοση του λογισμικού και του CLEW για εγκατάσταση στους δικούς σας αναλυτές αναφέρεται παρακάτω.

ΤΥΠΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
JAM2259 & CLEW A50

Σημειώστε ότι το τρέχον λογισμικό λήγει στις 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025.

Ημερομηνία λήξης

Δεκαπέντε ημέρες πριν από τη λήξη του λογισμικού, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη του αναλυτή που θα ειδοποιεί τον χρήστη για την επερχόμενη ημερομηνία λήξης. Εάν αυτή η ενημέρωση δεν εκτελεστεί μέχρι τις 8.00 π.μ. στις 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025, η δυνατότητα εξέτασης θα απενεργοποιηθεί και ο αναλυτής θα εμφανίσει το μήνυμα «EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL» (ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΒΛΕΠΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ) (Κωδικός ελέγχου ποιότητας 12).

Το νέο λογισμικό λήγει στις 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025.

ΦΥΛΛΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ (VAS και eVAS)

Μπορείτε να κάνετε λήψη ή εκτύπωση των Φύλλων Αντιστοίχισης Τιμών (VAS και eVAS) για το νέο CLEW A50 από τον ιστότοπο της Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημέρωση CLEW

Το σύστημα i-STAT 1 έχει σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιεί την επίδραση του χειριστή στα παρεχόμενα αποτελέσματα. Η τεχνολογία μικροκατασκευής του ανιχνευτή παράγει επαναλήψιμα αποτελέσματα με ακρίβεια εκτέλεσης από παρτίδα σε παρτίδα, γεγονός που επιτρέπει στους αναλυτές να χρησιμοποιούν την ίδια ομάδα τιμών τυποποίησης για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Παρόλα αυτά, οι συνεχείς βελτιώσεις στις διαδικασίες κατασκευής που πραγματοποιούνται από την Abbott καθιστούν αναγκαίο τον επανακαθορισμό των τιμών τυποποίησης κατά καιρούς, προκειμένου να διατηρηθεί η μακροχρόνια συνέπεια. Αυτό ισοδυναμεί με τη ρύθμιση της βαθμονόμησης σε έναν παραδοσιακό αναλυτή. Η πρακτική μας για την επίτευξη αυτού του στόχου συνίσταται στις περιοδικές εκδόσεις λογισμικού. Αυτό το νέο CLEW επανακαθορίζει την τυποποίηση και ενσωματώνει τελειοποιήσεις στο εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας.

Οι μελλοντικές αποστολές φυσιγγίων ενδέχεται να απαιτούν την εγκατάσταση αυτού του λογισμικού πριν από τη χρήση των φυσιγγίων.

Αυτό το λογισμικό υποστηρίζει όλα τα φυσίγγια που δεν έχουν λήξει την τρέχουσα χρονική στιγμή.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πριν από την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού, προσδιορίστε τη διαμόρφωση του συστήματός σας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση λογισμικού.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού ή κατά πόσο έχετε δικαιώματα διαχειριστή, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του προγράμματος point-of-care για καθοδήγηση.

ΕΑΝ διαθέτετε υπολογιστή με:	ΕΑΝ διαθέτετε i-STAT/DE με:
• συνδεδεμένο σειριακό <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) ή <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) που χρησιμοποιεί ένα καλώδιο DB9 σε DB9 με USB-Σειριακό προσαρμογέα* H • έναν <i>Συνδυασμό i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRC-300) με καλώδιο USB** KAI	• ένα <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) ή <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) δικτύου H • έναν <i>Συνδυασμό i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRC-300) KAI
• ένα αρχείο λογισμικού (CLEW/JAMS) που έχετε αποκτήσει με λήψη από τον ιστότοπο www.globalpointofcare.abbott.	• πρόσβαση στο Customization Workspace. KAI • ένα αρχείο λογισμικού (CLEW/JAMS) που έχετε αποκτήσει με λήψη από τον ιστότοπο www.globalpointofcare.abbott.
ΕΠΕΙΤΑ	ΕΠΕΙΤΑ
ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες που υπάρχουν στη διεύθυνση www.globalpointofcare.abbott: • Οδηγίες για την ενημέρωση του λογισμικού του <i>i-STAT 1 Analyzer</i> με τη χρήση του ιστότοπου www.globalpointofcare.abbott, Άρθ.: 731335	ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες που υπάρχουν στη διεύθυνση www.globalpointofcare.abbott: • Επιλογές δικτύου για την ενημέρωση του <i>i-STAT 1 Analyzer</i> με τη χρήση του ιστότοπου www.globalpointofcare.abbott, Άρθ.: 731336

* Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του USB-Σειριακού προσαρμογέα για την εγκατάσταση.

Η Abbott δεν παρέχει USB-Σειριακούς προσαρμογείς για χρήση με το καλώδιο DB9 σε DB9 (βύσμα 9 ακίδων).

**Για τον Συνδυασμό *i-STAT 1 Downloader/Recharger* (DRC-300), το λειτουργικό σύστημα Windows θα εντοπίσει και θα χρησιμοποιήσει το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης. Ανατρέξτε στην *Ενότητα 6* του *Εγχειριδίου συστήματος i-STAT 1* για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Abbott δεσμεύεται να τηρήσει τα υψηλότερα πρότυπα για τα προϊόντα που σχεδιάζει, αναπτύσσει και συντηρεί. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, είναι απαραίτητο να γίνει μετάβαση των προϊόντων στον κύκλο ζωής τους.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ(ΕΙΣ) ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ειδοποίηση για τα Microsoft Windows® 10

Πολλά προϊόντα της Abbott και συνεργατών της είναι συμβατά και εκτελούνται σε διάφορα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης. Κατά καιρούς, αυτά τα συστήματα φτάνουν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους και αποσύρονται.

Η Microsoft έχει αναγγείλει ότι παύει να υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα Windows® 10, με ημερομηνία λήξης διάρκειας ζωής τις 14 Οκτωβρίου 2025. Επισκεφτείτε τη σελίδα της Microsoft για πληροφορίες σχετικά με τον τερματισμό υποστήριξης εντός του ημερολογιακού έτους 2025:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Η Abbott συνιστά στους πελάτες να κάνουν μετάβαση σε κάποιο λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζεται για το ή τα μέρη του λογισμικού Abbott i-STAT. Ανάλογα με το ή τα προϊόντα Abbott i-STAT που χρησιμοποιείτε υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές για το λειτουργικό σύστημα.

Στα υποστηριζόμενα προϊόντα Abbott i-STAT που λειτουργούν στα Windows 10 συγκαταλέγονται:

- Εκδόσεις i-STAT/DE: έκδ. 2.8, έκδ. 2.9, έκδ. 2.10, έκδ. 2.11 και έκδ. 2.12
- Εκδόσεις Info HQ: Info HQ έκδ. 3.1
- Λογισμικό ασύρματης διαμόρφωσης: AlinIQ NCi έκδ. 2.1.0.1 και WCU έκδ. 2.0
- JammLite έκδ. 4.3

Ελέγξτε την τεκμηρίωση χρήστη ειδικά για το δικό σας σύστημα λογισμικού στον ιστότοπό μας

<https://www.globalpointofcare.abott/us/en/support.html>

Για βοήθεια με τη μετάβαση οποιουδήποτε από τα μέρη που αναφέρονται στον κατάλογο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο i-STAT.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.