



Σημειώσεις Κυκλοφορίας Υποχρεωτικής Ενημέρωσης Λογισμικού Συστήματος i-STAT 1 Οκτώβριος 2025

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το νέο λογισμικό για τον i-STAT 1 Analyzer. **Αυτή είναι μια υποχρεωτική ενημέρωση του λογισμικού i-STAT 1.** Το λογισμικό του i-STAT 1 Analyzer μπορεί να ληφθεί απευθείας από τον ιστότοπο της Abbott:
www.globalpointofcare.abbott.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

- Προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα αρχεία λογισμικού, οι πελάτες πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό χρήστη στη διεύθυνση www.globalpointofcare.abbott.

ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η κατάλληλη έκδοση του λογισμικού και του CLEW για εγκατάσταση στους δικούς σας αναλυτές αναφέρεται παρακάτω.

ΤΥΠΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

JAM2260 & CLEW A51

Σημειώστε ότι το τρέχον λογισμικό λήγει στις 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025.

Ημερομηνία λήξης

Δεκαπέντε ημέρες πριν από τη λήξη του λογισμικού, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη του αναλυτή που θα ειδοποιεί τον χρήστη για την επερχόμενη ημερομηνία λήξης. Εάν αυτή η ενημέρωση δεν εκτελεστεί μέχρι τις 8:00 π.μ. στις 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025, η δυνατότητα εξέτασης θα απενεργοποιηθεί και ο αναλυτής θα εμφανίσει το μήνυμα «EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL» (ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΒΛΕΠΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ) (Κωδικός ελέγχου ποιότητας 12).

Το νέο λογισμικό λήγει στις 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

- Το αναγνωριστικό χειριστή λείπει για τα Αποτελέσματα εσωτερικού προσομοιωτή i-STAT
 - Διορθώθηκε μια κατάσταση στην οποία το αναγνωριστικό χειριστή μερικές φορές λείπει από το αρχείο αποτελεσμάτων για τα αποτελέσματα του εσωτερικού προσομοιωτή στον αναλυτή i-STAT1. Αυτή η κατάσταση υπήρχε, παρότι το αναγνωριστικό καταχωριζόταν πριν από την εξέταση.
- Το AlinIQ NCi, το βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης δικτύου για το i-STAT και το i-STAT Alinity έχει εγκριθεί για χρήση με τα Windows 11. Η έκδοση που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή είναι η 2.1.0.1 και διατίθεται για λήψη στον ιστότοπο της Abbott www.globalpointofcare.abbott.

ΦΥΛΛΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ (VAS και eVAS)

Μπορείτε να κάνετε λήψη ή εκτύπωση των Φύλλων Αντιστοίχισης Τιμών (VAS και eVAS) για το νέο CLEW A51 από τον ιστότοπο της Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημέρωση CLEW Το σύστημα i-STAT 1 έχει σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιεί την επίδραση του χειριστή στα παρεχόμενα αποτελέσματα. Η τεχνολογία μικροκατασκευής του ανιχνευτή παράγει επαναλήψιμα αποτελέσματα με ακρίβεια εκτέλεσης από παρτίδα σε παρτίδα, γεγονός που επιτρέπει στους αναλυτές να χρησιμοποιούν την ίδια ομάδα τιμών τυποποίησης για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Παρόλα αυτά, οι συνεχείς βελτιώσεις στις διαδικασίες κατασκευής που πραγματοποιούνται από την Abbott καθιστούν αναγκαίο τον επανακαθορισμό των τιμών τυποποίησης κατά καιρούς, προκειμένου να διατηρηθεί η μακροχρόνια συνέπεια. Αυτό ισοδυναμεί με τη ρύθμιση της βαθμονόμησης σε έναν παραδοσιακό αναλυτή. Η πρακτική μας για την επίτευξη αυτού του στόχου συνίσταται στις περιοδικές εκδόσεις λογισμικού. Αυτό το νέο CLEW επανακαθορίζει την τυποποίηση και ενσωματώνει τελειοποιήσεις στο εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας.

Οι μελλοντικές αποστολές φυσιγγίων ενδέχεται να απαιτούν την εγκατάσταση αυτού του λογισμικού πριν από τη χρήση των φυσιγγίων.

Αυτό το λογισμικό υποστηρίζει όλα τα φυσιγγία που δεν έχουν λήξει την τρέχουσα χρονική στιγμή.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πριν από την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού, προσδιορίστε τη διαμόρφωση του συστήματός σας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση λογισμικού.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού ή κατά πόσο έχετε δικαιώματα διαχειριστή, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του προγράμματος point-of-care για καθοδήγηση.

ΕΑΝ διαθέτετε υπολογιστή με:	ΕΑΝ διαθέτετε i-STAT/DE με:
• συνδεδεμένο σειριακό <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) ή <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) που χρησιμοποιεί ένα καλώδιο DB9 σε DB9 με USB-Σειριακό προσαρμογέα* Η • έναν <i>Συνδυασμό i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRC-300) με καλώδιο USB** ΚΑΙ	• ένα <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) ή <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) δικτύου Η • έναν <i>Συνδυασμό i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRC-300) ΚΑΙ
• ένα αρχείο λογισμικού (CLEW/JAMS) που έχετε αποκτήσει με λήψη από τον ιστότοπο www.globalpointofcare.abbott.	• πρόσβαση στο Customization Workspace. ΚΑΙ • ένα αρχείο λογισμικού (CLEW/JAMS) που έχετε αποκτήσει με λήψη από τον ιστότοπο www.globalpointofcare.abbott.
ΕΠΕΙΤΑ	ΕΠΕΙΤΑ
ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες που υπάρχουν στη διεύθυνση www.globalpointofcare.abbott: • Οδηγίες για την ενημέρωση του λογισμικού του <i>i-STAT 1 Analyzer</i> με τη χρήση του ιστότοπου www.globalpointofcare.abbott, Άρθ.: 731335	ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες που υπάρχουν στη διεύθυνση www.globalpointofcare.abbott: • Επιλογές δικτύου για την ενημέρωση του <i>i-STAT 1 Analyzer</i> με τη χρήση του ιστότοπου www.globalpointofcare.abbott, Άρθ.: 731336

* Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του USB-Σειριακού προσαρμογέα για την εγκατάσταση.

Η Abbott δεν παρέχει USB-Σειριακούς προσαρμογείς για χρήση με το καλώδιο DB9 σε DB9 (βύσμα 9 ακίδων).

**Για τον Συνδυασμό i-STAT 1 Downloader/Recharger (DRC-300), το λειτουργικό σύστημα Windows θα εντοπίσει και θα χρησιμοποιήσει το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης. Ανατρέξτε στην Ενότητα 6 του Εγχειριδίου συστήματος i-STAT 1 για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Abbott δεσμεύεται να τηρήσει τα υψηλότερα πρότυπα για τα προϊόντα που σχεδιάζει, αναπτύσσει και συντηρεί. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, είναι απαραίτητο να γίνει μετάβαση των προϊόντων στον κύκλο ζωής τους.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ(ΕΙΣ) ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ειδοποίηση για τα Microsoft Windows® 10

Πολλά προϊόντα της Abbott και συνεργατών της είναι συμβατά και εκτελούνται σε διάφορα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης. Κατά καιρούς, αυτά τα συστήματα φτάνουν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους και αποσύρονται.

Η Microsoft έχει αναγγείλει ότι παύει να υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα Windows® 10, με ημερομηνία λήξης διάρκειας ζωής τις 14 Οκτωβρίου 2025. Επισκεφτείτε τη σελίδα της Microsoft για πληροφορίες σχετικά με τον τερματισμό υποστήριξης εντός του ημερολογιακού έτους 2025:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Η Abbott συνιστά στους πελάτες να κάνουν μετάβαση σε κάποιο λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζεται για το ή τα μέρη του λογισμικού Abbott i-STAT. Ανάλογα με το ή τα προϊόντα Abbott i-STAT που χρησιμοποιείτε υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές για το λειτουργικό σύστημα.

Λογισμικό συνδεσιμότητας και διαμόρφωσης i-STAT	Εκδόσεις που υποστηρίζονται	Υποστήριξη Windows 10	Υποστήριξη Windows 11
i-STAT/DE	έκδ. 2.8 έως έκδ. 2.12	Ναι	έκδ. 2.12 μόνο
Info HQ	έκδ. 1.2, έκδ. 2.1, έκδ. 3.0 και έκδ. 3.1	Ναι	έκδ. 3.1 μόνο
Λογισμικό ασύρματης διαμόρφωσης: AlinIQ NCi	έκδ. 2.1.0.1	Ναι	Ναι
Λογισμικό ασύρματης διαμόρφωσης: WCU	έκδ. 2.0	Ναι	Ναι
JammLite	έκδ. 4.3	Ναι	Ναι

Ελέγξτε την τεκμηρίωση χρήστη ειδικά για το δικό σας σύστημα λογισμικού στον ιστότοπό μας

<https://www.globalpointofcare.abbott/ww/en/support.html>

Για βοήθεια με τη μετάβαση οποιουδήποτε από τα μέρη που αναφέρονται στον κατάλογο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο i-STAT.

Επικαιροποιήσεις τεχνικών δελτίων:

- Το τεχνικό δελτίο «Διαμόρφωση ασύρματων ρυθμίσεων σε ασύρματο αναλυτή i-STAT 1» ενημερώθηκε ώστε να περιλαμβάνει πληροφορίες συμβατότητας του Windows Configuration Utility (WCU) με τα Windows 11.
- Το έγγραφο «i-STAT/DE έκδ. 2.12 - Οδηγός χρήστη» επικαιροποιήθηκε ώστε να συμπεριλάβει πληροφορίες που αφορούν τη συμβατότητα του i-STAT/DE με τα Windows 11.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.