



Abbott

Σημειώσεις κυκλοφορίας υποχρεωτικής ενημέρωσης λογισμικού συστήματος i-STAT 1 Απρίλιος 2026

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το νέο λογισμικό για τον i-STAT 1 Analyzer. **Αυτή είναι μια υποχρεωτική ενημέρωση του λογισμικού i-STAT 1.** Το λογισμικό του i-STAT 1 Analyzer μπορεί να ληφθεί απευθείας από τον ιστότοπο της Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ:

- Προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα αρχεία λογισμικού, οι πελάτες πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό χρήστη στη διεύθυνση www.globalpointofcare.abbott.

ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η κατάλληλη έκδοση του λογισμικού και του CLEW για εγκατάσταση στους δικούς σας αναλυτές αναφέρεται παρακάτω.

ΤΥΠΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

JAM2261 & CLEW A52

Σημειώστε ότι το τρέχον λογισμικό λήγει στις 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026.

Ημερομηνία λήξης Δεκαπέντε ημέρες πριν από τη λήξη του λογισμικού, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη του αναλυτή που θα ειδοποιεί τον χρήστη για την επερχόμενη ημερομηνία λήξης. Εάν αυτή η ενημέρωση δεν εκτελεστεί μέχρι τις 8:00 π.μ. στις 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026, η δυνατότητα εξέτασης θα απενεργοποιηθεί και ο αναλυτής θα εμφανίσει το μήνυμα «EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL» (ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ – ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΒΛΕΠΕ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ) (Κωδικός ελέγχου ποιότητας 12).

Το νέο λογισμικό λήγει στις 09 Δεκεμβρίου 2026.

ΦΥΛΛΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΤΙΜΩΝ (VAS και eVAS)

Μπορείτε να κάνετε λήψη ή εκτύπωση των Φύλλων Αντιστοίχισης Τιμών (VAS και eVAS) για το νέο CLEW A52 από τον ιστότοπο της Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ενημέρωση CLEW

Το σύστημα i-STAT 1 έχει σχεδιαστεί ώστε να ελαχιστοποιεί την επίδραση του χειριστή στα παρεχόμενα αποτελέσματα. Η τεχνολογία μικροκατασκευής του ανιχνευτή παράγει επαναλήψιμα αποτελέσματα με ακρίβεια εκτέλεσης από παρτίδα σε παρτίδα, γεγονός που επιτρέπει στους αναλυτές να χρησιμοποιούν την ίδια ομάδα τιμών τυποποίησης για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.

Παρόλα αυτά, οι συνεχείς βελτιώσεις στις διαδικασίες κατασκευής που πραγματοποιούνται από την Abbott καθιστούν αναγκαίο τον επανακαθορισμό των τιμών τυποποίησης κατά καιρούς, προκειμένου να διατηρηθεί η μακροχρόνια συνέπεια. Αυτό ισοδυναμεί με τη ρύθμιση της βαθμονόμησης σε έναν παραδοσιακό αναλυτή. Η πρακτική μας για την επίτευξη αυτού του στόχου συνίσταται στις περιοδικές εκδόσεις λογισμικού. Αυτό το νέο CLEW επανακαθορίζει την τυποποίηση και ενσωματώνει τελειοποιήσεις στο εσωτερικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας.

Οι μελλοντικές αποστολές φυσιγγίων ενδέχεται να απαιτούν την εγκατάσταση αυτού του λογισμικού πριν από τη χρήση των φυσιγγίων.

Αυτό το λογισμικό υποστηρίζει όλα τα φυσιγγία που δεν έχουν λήξει την τρέχουσα χρονική στιγμή.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πριν από την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού, προσδιορίστε τη διαμόρφωση του συστήματός σας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση λογισμικού.

Εάν δεν είστε βέβαιοι για τη μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιήσετε για την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού ή κατά πόσο έχετε δικαιώματα διαχειριστή, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του προγράμματος point-of-care για καθοδήγηση.

EAN διαθέτετε υπολογιστή με:	EAN διαθέτετε i-STAT/DE με:
<ul style="list-style-type: none">• συνδεδεμένο σειριακό <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) ή <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) που χρησιμοποιεί ένα καλώδιο DB9 σε DB9 με USB-Σειριακό προσαρμογέα* Ή• έναν <i>Συνδυασμό i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRC-300) με καλώδιο USB** ΚΑΙ	<ul style="list-style-type: none">• ένα <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) ή <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) δικτύου Ή• έναν <i>Συνδυασμό i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRC-300) ΚΑΙ
<ul style="list-style-type: none">• ένα αρχείο λογισμικού (CLEW/JAMS) που έχετε αποκτήσει με λήψη από τον ιστότοπο www.globalpointofcare.abbott.	<ul style="list-style-type: none">• πρόσβαση στο Customization Workspace. ΚΑΙ• ένα αρχείο λογισμικού (CLEW/JAMS) που έχετε αποκτήσει με λήψη από τον ιστότοπο www.globalpointofcare.abbott.
ΕΠΕΙΤΑ	ΕΠΕΙΤΑ
<p>ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες που υπάρχουν στη διεύθυνση www.globalpointofcare.abbott:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Οδηγίες για την ενημέρωση του λογισμικού του i-STAT 1 Analyzer με τη χρήση του ιστότοπου www.globalpointofcare.abbott, Άρθ.: 731335</i>	<p>ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες που υπάρχουν στη διεύθυνση www.globalpointofcare.abbott:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Επιλογές δικτύου για την ενημέρωση του i-STAT 1 Analyzer με τη χρήση του ιστότοπου www.globalpointofcare.abbott, Άρθ.: 731336</i>

* Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του USB-Σειριακού προσαρμογέα για την εγκατάσταση. Η Abbott δεν παρέχει USB-Σειριακούς προσαρμογείς για χρήση με το καλώδιο DB9 σε DB9 (βύσμα 9 ακίδων).

**Για τον Συνδυασμό i-STAT 1 Downloader/Recharger (DRC-300), το λειτουργικό σύστημα Windows θα εντοπίσει και θα χρησιμοποιήσει το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης. Ανατρέξτε στην *Ενότητα 6* του *Εγχειριδίου συστήματος i-STAT 1* για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ i-STAT/DE

- Επικαιροποιήθηκε ο οδηγός χρήσης ώστε να υποδεικνύει ότι ο αναλυτής i-STAT 1 δεν υποστηρίζει ημερομηνίες λήξης πιστοποίησης Χειριστή μετά τις 30 Δεκεμβρίου 2049. Συνεργαστείτε με τον προμηθευτή διαχείρισης δεδομένων για να περιορίσετε ή να αλλάξετε οποιεσδήποτε ημερομηνίες πέραν της 30ής Δεκεμβρίου 2049.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η Abbott δεσμεύεται να τηρήσει τα υψηλότερα πρότυπα για τα προϊόντα που σχεδιάζει, αναπτύσσει και συντηρεί. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, είναι απαραίτητο να γίνει μετάβαση των προϊόντων στον κύκλο ζωής τους.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ(ΕΙΣ) ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Microsoft Windows Server®

Πολλά προϊόντα της Abbott και συνεργατών της είναι συμβατά και εκτελούνται σε διάφορα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης. Κατά καιρούς, αυτά τα συστήματα φτάνουν στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους και αποσύρονται.

- Το Microsoft Windows Server® 2022 έχει ημερομηνία λήξης «Mainstream» (Συμβατικής) υποστήριξης στις 13 Οκτωβρίου 2026. Η Extended (Εκτεταμένη) υποστήριξη θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 14 Οκτωβρίου 2031.
- Το Microsoft Windows Server® 2016 έχει ημερομηνία λήξης «Extended» (Εκτεταμένης) υποστήριξης στις 12 Ιανουαρίου 2027. Αυτή θα είναι η καταληκτική ημερομηνία υποστήριξης του Windows Server 2016 από τη Microsoft.

Συντονιστείτε με την ομάδα πληροφορικής σας και τον προμηθευτή διαχείρισης δεδομένων για να κανονίσετε τη μετάβαση σε ένα υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα πριν από το τέλος της υποστήριξης των συστημάτων σας που υποστηρίζουν το i-STAT.

Ελέγξτε την τεκμηρίωση χρήστη ειδικά για το δικό σας σύστημα λογισμικού στον ιστότοπό μας

<https://www.globalpointofcare.abbott/ww/en/support.html>

Για βοήθεια με τη μετάβαση οποιουδήποτε από τα μέρη που αναφέρονται στον κατάλογο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο i-STAT.

© 2026 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.