



Az i-STAT 1 System kötelező szoftverfrissítésének kiadással kapcsolatos megjegyzései 2025. április

Ez a frissítés az i-STAT 1 Analyzer (analizátor) új szoftverével kapcsolatos információkat tartalmazza. **Ez az i-STAT 1 egy kötelező szoftverfrissítése.** Az i-STAT 1 Analyzer (analizátor) szoftvere közvetlenül az Abbott weboldaláról tölthető le: www.globalpointofcare.abbott.

EMLÉKEZTETŐ:

- Minden felhasználónak felhasználói fiókkal kell rendelkeznie a www.globalpointofcare.abbott weboldalon a szoftverfájlok eléréséhez.

SZOFTVERVERZIÓ

Az analizátorokra telepítendő szoftver és CLEW megfelelő verzióját alább találja.

SZABVÁNYOS SZOFTVER

JAM2259 & CLEW A50

Tájékoztatjuk, hogy a jelenlegi szoftver **2025. JÚNIUS 18-án** lejár.

Lejárat dátuma

Tizenöt nappal a szoftver lejárta előtt megjelenik egy üzenet az analizátor képernyőjén, amely figyelmezteti a felhasználót a közelgő lejáratú időpontra. Amennyiben ezt a szoftverfrissítést nem telepíti 2025. JÚNIUS 18. reggel 8:00 óráig, a berendezést nem lehet tesztelésre használni, és az analizátor a következő üzenetet jeleníti meg: „EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL” (LEJÁRT SZOFTVER – FRISZÍTÉS SZÜKSÉGES – LÁSD A KÉZIKÖNYVET) (12-es minőségellenőrzési kód).

Az új szoftver 2025. DECEMBER 10-én jár le.

ÉRTÉK-HOZZÁRENDELŐ LAPOK (VAS és eVAS)

Az új CLEW A50 érték-hozzárendelő lapjai (VAS és eVAS) az Abbott weboldaláról tölthetők le vagy nyomtathatók ki: www.globalpointofcare.abbott.

SZABVÁNYOSÍTÁS

CLEW-frissítés

Az i-STAT 1 System (rendszer) arra szolgál, hogy a kezelő ne befolyásolhassa a kapott eredményeket. A mikroérzékelő-technológia minden tételnél olyan megismételhető eredményeket produkál, amelyek lehetővé teszik az analízatoroknak, hogy ugyanazokat a szabványosítási értékeket használják hosszabb ideig.

Az Abbott által végzett folyamatos gyártási fejlesztések ugyanakkor időről időre szükségessé teszik a szabványosítási értékek korrigálását a hosszú távú konzisztencia fenntartása érdekében. Ez egyenértékű a kalibrálás hagyományos analízatoron történő beállításával. Mindezt pedig rendszeres szoftverfrissítésekkel érjük el. Az új CLEW szoftver korrigálja a szabványosítást, és finomhangolja a belső minőség-ellenőrzési rendszert.

A jövőben szállított kazetták szükségessé tehetik a szoftver telepítését a kazetták használata előtt.

Ez a szoftver támogatja az összes jelenlegi, nem lejárt kazettát.

A SZOFTVERFRISSÍTÉS ELVÉGZÉSE

Kérjük, hogy a szoftverfrissítés elvégzése előtt azonosítsa a rendszerbeállítását az alábbi táblázat alapján. Gondoskodjon róla, hogy a szoftverfrissítésre használt számítógépen rendszergazdai jogosultsággal rendelkezzen.

Ha nem biztos benne, hogy milyen módszert használ a szoftverfrissítésre, vagy hogy rendelkezik-e rendszergazdai jogosultsággal, kérjük, iránymutatásért forduljon az ápolóhelyi programrendszergazdához.

HA az Ön számítógépe:	HA az Ön i-STAT/DE eszköze:
- USB-s soros adapteren keresztül DB9–DB9 kábelt használó sorosi-STAT 1 letöltővel (DS-300) vagy i-STAT 1 letöltővel/újrátöltővel (DRS-300) rendelkezik* VAGY - USB-kábelt használó i-STAT 1 letöltő/újrátöltő kombinációjával (DRC-300) rendelkezik** ÉS	- hálózati i-STAT 1 letöltővel (DN-300) vagy i-STAT 1 letöltővel/újrátöltővel (DRN-300) rendelkezik VAGY - i-STAT 1 letöltő/újrátöltő kombinációjával (DRC-300) rendelkezik ÉS
a weboldalról (www.globalpointofcare.abbott) letöltött szoftverfájllal (CLEW/JAMS) rendelkezik.	- hozzáféréssel rendelkezik a Customization (Testreszabás) munkaterülethez. ÉS - a weboldalról (www.globalpointofcare.abbott) letöltött szoftverfájllal (CLEW/JAMS) rendelkezik.
AKKOR	AKKOR
kövesse a www.globalpointofcare.abbott címen található következő utasításokat:	kövesse a www.globalpointofcare.abbott címen található következő utasításokat:
Az i-STAT 1 Analyzer (analízátor) szoftverének frissítésére vonatkozó utasítások a www.globalpointofcare.abbott weboldal használatával, cikksz.: 731335	Az i-STAT 1 Analyzer (analízátor) frissítésére vonatkozó hálózati opciók a www.globalpointofcare.abbott weboldal használatával, cikksz.: 731336

* Kövesse az USB-soros adapter gyártójának telepítési utasításait. Az Abbott nem biztosít USB-soros adaptereket a DB9–DB9 kábelhez (9 tűs csatlakozó).

** Az i-STAT 1 letöltő/újrátöltő kombinációjához (DRC-300) a Windows operációs rendszer észlelni és telepíteni fogja a megfelelő illesztőprogramot. Részletebben lásd az i-STAT 1 System rendszerkézikönyvének 6. szakaszát.

A TERMÉK ÉLETCIKLUSÁRA VONATKOZÓ EMLÉKEZTETŐK ÉS ÉRTESÍTÉSEK

Az Abbott az általunk tervezett, kifejlesztett és karbantartott termékeket illetően elkötelezte magát a legmagasabb színvonal mellett. Ennek az elköteleződésnek a részeként a termékeknek át kell esniük az életciklusuk különböző állomásain.

TÁMOGATÁS VÉGÉRE VONATKOZÓ EMLÉKEZTETŐ(K)

Microsoft Windows® 10 értesítő

Számos Abbott- és partnertermék kompatibilis a különböző operációs rendszerekkel és böngészőkkel, és el is fut rajtuk. Időről időre ezek a rendszerek hasznos élettartamuk végére érnek, és kivonásra kerülnek.

A Microsoft bejelentette, hogy nem támogatja tovább a Windows® 10 operációs rendszert, amelynek élettartama 2025. október 14-én ér véget. A 2025-ös naptári évi támogatás végére vonatkozó információkért látogasson el a Microsoft oldalára:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Az Abbott azt ajánlja, hogy az ügyfelek az Abbott i-STAT szoftverkomponens(ek)hez egy támogatott operációs rendszerre térjenek át. Az Abbott i-STAT termék(ek)től függően alternatív választási lehetőségek állnak rendelkezésre az operációs rendszer tekintetében.

A Windows 10 alatt futó, támogatott Abbott i-STAT termékek a következők:

- i-STAT/DE-verziók: v2.8, v2.9, v2.10, v2.11, és v2.11 és v2.12
- Info HQ-verzió: Info HQ v3.1
- Vezeték nélküli konfigurációs szoftver: AlinIQ NCi v2.1.0.1 & WCU v2.0
- JammLite v4.3

Kérjük, tekintse meg a szoftverrendszerére vonatkozó felhasználói dokumentációt a weboldalunkon: <https://www.globalpointofcare.abbott/us/en/support.html>

Bármely felsorolt összetevő átállásával kapcsolatos segítségért forduljon a helyi i-STAT-képviselőjéhez.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.