



Abbott

Az i-STAT 1 System kötelező szoftverfrissítésének kiadással kapcsolatos megjegyzései 2025. október

Ez a frissítés az i-STAT 1 Analyzer új szoftverével kapcsolatos információkat tartalmazza. **Ez az i-STAT 1 egy kötelező szoftverfrissítése.** Az i-STAT 1 Analyzer szoftvere közvetlenül az Abbott weboldaláról tölthető le: www.globalpointofcare.abbott.

EMLÉKEZTETŐ:

- Minden felhasználónak felhasználói fiókkal kell rendelkeznie a www.globalpointofcare.abbott weboldalon a szoftverfájlok eléréséhez.

SZOFTVERVERZIÓ

A szoftver és a CLEW analizátorokra telepítéshez megfelelő verziója az alábbiakban található.

SZABVÁNYOS SZOFTVER

JAM2260 & CLEW A51

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelenlegi szoftver 2025. DECEMBER 10-én lejár.

Lejárat dátuma

Tizenöt nappal a szoftver lejártá előtt megjelenik egy üzenet az analizátor képernyőjén, amely figyelmezteti a felhasználót a közelgő lejárat időpontra. Ha ez a frissítés nem történik meg 2025. DECEMBER 10-én 8:00 óráig, a tesztelés leáll, és az analizátoron megjelenik az „EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL” (LEJÁRT SZOFTVER – FRISZÍTÉS SZÜKSÉGES – LÁSD A KÉZIKÖNYVET) (12-es minőség-ellenőrzési kód) felirat.

Az új szoftver 2026. JÚNIUS 17-én jár le.

2025. OKTÓBERI SZOFTVERFRISZÍTÉSEK ÉS -JAVÍTÁSOK:

- Hiányzik a kezelő azonosítója az i-STAT Internal Simulator eredményeinél
 - Az i-STAT1 analizátor belső szimulátoros eredményeinek eredményrekordjából néha hiányzott a kezelő azonosítója. Ez az állapot annak ellenére fennállt, hogy az azonosítót a teszt előtt megadták.
- Az AlinIC NCi, az i-STAT és az i-STAT Alinity hálózati konfigurációs segédprogramja alkalmas a Windows 11 használatára. A jelenleg kiadott változat a v2.1.0.1, amely letölthető az Abbott weboldaláról: www.globalpointofcare.abbott.

ÉRTÉK-HOZZÁRENDELŐ LAPOK (VAS és eVAS)

Az új CLEW A51 érték-hozzárendelő lapjai (VAS és eVAS) letölthetők vagy kinyomtathatók az Abbott weboldaláról: www.globalpointofcare.abbott.

SZABVÁNYOSÍTÁS

CLEW-frissítés

Az i-STAT 1 System (rendszer) arra szolgál, hogy a kezelő ne befolyásolhassa a kapott eredményeket. A mikroérzékelő-technológia minden tételnél olyan megismételhető eredményeket produkál, amelyek lehetővé teszik az analízatoroknak, hogy ugyanazokat a szabványosítási értékeket használják hosszabb ideig.

Az Abbott által végzett folyamatos gyártási fejlesztések ugyanakkor időről időre szükségessé teszik a szabványosítási értékek korrigálását a hosszú távú konzisztencia fenntartása érdekében. Ez egyenértékű a kalibrálás hagyományos analízatoron végzett beállításával. Mindezt pedig rendszeres szoftverfrissítésekkel érjük el. Az új CLEW szoftver korrigálja a szabványosítást, és finomhangolja a belső minőség-ellenőrzési rendszert.

A jövőben szállított kazetták szükségessé tehetik a szoftver telepítését a kazetták használata előtt.

Ez a szoftver támogatja az összes jelenlegi, nem lejárt kazettát.

A SZOFTVERFRISSÍTÉS ELVÉGZÉSE

Kérjük, hogy a szoftverfrissítés elvégzése előtt azonosítsa a rendszerbeállítását az alábbi táblázat alapján. Gondoskodjon róla, hogy a szoftverfrissítésre használt számítógépen rendszergazdai jogosultsággal rendelkezzen.

Ha nem biztos benne, hogy milyen módszert használ a szoftverfrissítésre, vagy hogy rendelkezik-e rendszergazdai jogosultsággal, kérjük, iránymutatásért forduljon az ápolóhelyi programrendszergazdához.

HA az Ön számítógépe:	HA az Ön i-STAT/DE eszköze:
- USB-s soros adapteren keresztül DB9–DB9 kábelt használó soros <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) vagy <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) rendelkezik* VAGY - USB-kábelt használó <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger kombinációval</i> (DRC-300) rendelkezik** ÉS	- hálózati <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) vagy <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) rendelkezik VAGY <i>i-STAT 1 letöltő/újrátöltő kombinációjával</i> (DRC-300) rendelkezik ÉS
a weboldaltól (www.globalpointofcare.abbott) letöltött szoftverfájllal (CLEW/JAMS) rendelkezik.	- hozzáféréssel rendelkezik a Customization (Testreszabás) munkaterülethez. ÉS - a weboldaltól (www.globalpointofcare.abbott) letöltött szoftverfájllal (CLEW/JAMS) rendelkezik.
AKKOR	AKKOR
kövesse a www.globalpointofcare.abbott címen található következő utasításokat:	kövesse a www.globalpointofcare.abbott címen található következő utasításokat:
Az <i>i-STAT 1 Analyzer</i> szoftverének frissítésére vonatkozó utasítások a www.globalpointofcare.abbott weboldal használatával, cikksz.: 731335	Az <i>i-STAT 1 Analyzer</i> frissítésére vonatkozó hálózati opciók a www.globalpointofcare.abbott weboldal használatával, cikksz.: 731336

* Kövesse az USB soros adapter gyártójának telepítési utasításait. Az Abbott nem biztosít USB-s soros adaptereket a DB9–DB9 kábelhez (9 tűs csatlakozó).

** Az i-STAT 1 letöltő/újrátöltő kombinációjához (DRC-300) a Windows operációs rendszer észlelni és telepíteni fogja a megfelelő illesztőprogramot. Részletesebben lásd az *i-STAT 1 System rendszerkézikönyvének* 6. szakaszát.

A TERMÉK ÉLETCIKLUSÁRA VONATKOZÓ EMLÉKEZTETŐK ÉS ÉRTESÍTÉSEK

Az Abbott az általunk tervezett, kifejlesztett és karbantartott termékeket illetően elkötelezte magát a legmagasabb színvonal mellett. Ennek az elköteleződésnek a részeként a termékeknek át kell esniük az életciklusuk különböző állomásain.

TÁMOGATÁS VÉGÉRE VONATKOZÓ EMLÉKEZTETŐ(K)

Microsoft Windows® 10 értesítő

Számos Abbott- és partnertermék kompatibilis a különböző operációs rendszerekkel és böngészőkkel, és el is fut rajtuk. Időről időre ezek a rendszerek hasznos élettartamuk végére érnek, és kivonják őket.

A Microsoft bejelentette, hogy nem támogatja tovább a Windows® 10 operációs rendszert, amelynek élettartama 2025. október 14-én ér véget. A 2025-ös naptári évi támogatás végére vonatkozó információkért látogasson el a Microsoft oldalára:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Az Abbott azt ajánlja, hogy az ügyfelek az Abbott i-STAT szoftverkomponens(ek)hez egy támogatott operációs rendszerre térjenek át. Az Abbott i-STAT termék(ek)től függően alternatív választási lehetőségek állnak rendelkezésre az operációs rendszer tekintetében.

i-STAT csatlakozási és konfigurációs szoftver	Támogatott változatok	Windows 10 támogatása	Windows 11 támogatása
i-STAT/DE	v2.8–v2.12	Igen	csak v2.12
Info HQ	v1.2, v2.1, v3.0 és v3.1	Igen	csak v3.1
Vezeték nélküli konfigurációs szoftver: AlinIQ NCi	v2.1.0.1	Igen	Igen
Vezeték nélküli konfigurációs szoftver: WCU	v2.0	Igen	Igen
JammLite	v4.3	Igen	Igen

Kérjük, tekintse meg a szoftverrendszerére vonatkozó felhasználói dokumentációt a weboldalunkon:

<https://www.globalpointofcare.abbott/us/en/support.html>

Bármely felsorolt összetevő átállításával kapcsolatos segítségért forduljon a helyi i-STAT-képviselőjéhez.

Műszaki közlemények frissítései:

- A „Configuring Wireless Settings in an i-STAT 1 Wireless Analyzer” (Vezeték nélküli beállítások konfigurálása az i-STAT 1 Wireless Analyzerben) című műszaki közleményt frissítettük, hogy tartalmazza a Windows Configuration Utility (WCU) Windows 11 operációs rendszerrel való kompatibilitási információit.
- Az „i-STAT/DE v2.12 - User Guide” (i-STAT/DE v2.12 – Felhasználói útmutató) frissült, hogy tartalmazza az i-STAT/DE Windows 11 operációs rendszerrel való kompatibilitási információit.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.