



Abbott

Obowiązkowa aktualizacja oprogramowania systemu i-STAT 1 — Uwagi do wersji Październik 2025 r.

Niniejsza aktualizacja zawiera informacje dotyczące nowego oprogramowania analizatora i-STAT 1 Analizer. **Ta aktualizacja oprogramowania i-STAT 1 jest obowiązkowa.** Oprogramowanie analizatora i-STAT 1 Analizer może być pobrane bezpośrednio ze strony Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

PRZYPOMNIENIE:

- Klienci muszą posiadać konto użytkownika na stronie www.globalpointofcare.abbott, aby uzyskać dostęp do plików oprogramowania.

WERSJA OPROGRAMOWANIA

Prawidłową wersję oprogramowania CLEW do instalacji na analizatorach wskazano poniżej.

OPROGRAMOWANIE STANDARDOWE
JAM2260 & CLEW A51

Należy pamiętać, że ważność bieżącej wersji oprogramowania wygaśnie 10 GRUDNIA 2025 r.

Data ważności

Na piętnaście dni przed wygaśnięciem ważności oprogramowania na ekranie analizatora wyświetlony zostanie komunikat ostrzegający użytkownika o zbliżającym się terminie. Jeżeli aktualizacja nie zostanie przeprowadzona do godziny 8:00 dnia 10 GRUDNIA 2025 r., badania zostaną uniemożliwione, a na analizatorze wyświetlony zostanie komunikat „EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL” (Ważność oprogramowania wygaśa – wymagana aktualizacja – patrz Podręcznik) (kod kontroli jakości nr 12).

Ważność nowego oprogramowania wygaśnie w dniu 17 CZERWCA 2026 r.

AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA I ULEPSZENIA Z PAŹDZIERNIKA 2025 r.

- Brak ID operatora w przypadku wyników symulatora wewnętrznego i-STAT
 - Naprawiono problem z brakującym ID operatora w zapisach wyniku w przypadku wyników symulatora wewnętrznego na analizatorze i-STAT1. Sytuacja ta występowała nawet, gdy ID wprowadzono przed testem.
- AliniQ NCi, narzędzie do konfiguracji sieci dla analizatorów i-STAT oraz i-STAT Alinity, zostało zakwalifikowane do używania z systemem Windows 11. Obecnie wydana jest wersja v2.1.0.1 dostępna na stronie internetowej firmy Abbott do pobrania pod adresem www.globalpointofcare.abbott.

Abbott Point of Care Inc. • 100 & 200 Abbott Park Road • Abbott Park, IL 60064 • USA

KARTY PRZYPISANIA WARTOŚCI (VAS i eVAS)

Karty przypisania wartości (Value Assignment Sheets, VAS oraz eVAS) dla nowego oprogramowania CLEW A51 można pobrać lub wydrukować ze strony firmy Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

STANDARYZACJA

Aktualizacja oprogramowania CLEW

System i-STAT 1 opracowano w celu wyeliminowania wpływu operatora na uzyskiwane wyniki. Wykorzystane w nim mikroczipy dostarczają powtarzalne wyniki dla każdej partii. Dzięki temu analizatory mogą używać takich samych zestawów wartości standaryzacyjnych przez dłuższy czas.

Jednakże ciągłe doskonalenie procesu produkcji przez Abbott powoduje, że od czasu do czasu konieczne jest ponowne ustalanie wartości standaryzacji w celu zachowania długotrwałego niezmiennego działania. Odpowiada to regulacji wartości kalibracji w tradycyjnym analizatorze. Dokonujemy tego poprzez okresowe publikowanie oprogramowania. Nowe oprogramowanie CLEW ponownie ustala standaryzację i wprowadza udoskonalenia wewnętrznego systemu monitorowania jakości.

Przyszłe dostawy wkładów mogą przed użyciem wymagać instalacji niniejszego oprogramowania.

Niniejsze oprogramowanie obsługuje wszystkie obecne wkłady, które nie utraciły ważności.

PRZEPROWADZANIE AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

Przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania należy zidentyfikować konfigurację systemu zgodnie z poniższą tabelą. Należy upewnić się, że osoba przeprowadzająca aktualizację ma prawa administratora na komputerze używanym do aktualizacji oprogramowania.

Jeśli nie wiadomo, którą metodę aktualizacji oprogramowania zastosować lub czy osoba przeprowadzająca aktualizację ma uprawnienia administracyjne, należy skontaktować się z administratorem programu Point-of-care w celu uzyskania wskazówek.

W przypadku komputera z:	W przypadku oprogramowania i-STAT/DE z:
- podłączonym modulem szeregowym <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) lub <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) za pomocą kabla DB9 do DB9 z adapterem USB-Serial* LUB - modulem łączonym <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRC-300) oraz kablem USB** I	- modulem sieciowym <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) lub <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) LUB - modulem łączonym <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRC-300) I
pobranym plikiem oprogramowania (CLEW/JAMS) ze strony www.globalpointofcare.abbott.	- dostępem do przestrzeni dostosowywania I - pobranym plikiem oprogramowania (CLEW/JAMS) ze strony www.globalpointofcare.abbott.
NALEŻY	NALEŻY
postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie www.globalpointofcare.abbott :	postępować zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na stronie www.globalpointofcare.abbott :
Instrukcja aktualizacji oprogramowania urządzenia <i>i-STAT 1 Analyzer</i> za pośrednictwem strony internetowej www.globalpointofcare.abbott, Art.: 731335	Opcje sieciowe do aktualizacji urządzenia <i>i-STAT 1 Analyzer</i> za pośrednictwem strony internetowej www.globalpointofcare.abbott, Art.: 731336

* Postępować zgodnie z instrukcjami producenta przejściówki USB dotyczącymi instalacji. Firma Abbott nie dostarcza przejściówek USB do kabla DB9 na DB9 (złącze 9-pinowe).

**W przypadku połączonych modułu i-STAT 1 Downloader/Recharger (DRC-300) system operacyjny Windows wykryje i zastosuje odpowiedni sterownik. Dodatkowe szczegóły zawiera *Część 6 podręcznika systemu i-STAT 1*.

PRZYPOMNIENIA I POWIADOMIENIA DOTYCZĄCE CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

Firma Abbott zobowiązuje się do zachowania najwyższych standardów dla produktów, które projektujemy, opracowujemy i serwisujemy. W ramach tego zobowiązania konieczne jest, aby produkty przechodziły przez swój cykl życia.

POWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU WSPARCIA

Powiadomienie dotyczące systemu operacyjnego Microsoft Windows® 10

Wiele produktów Abbott i firm partnerskich jest zgodnych z różnymi systemami operacyjnymi oraz przeglądarkami, które są wykorzystywane do pracy tych produktów. Od czasu do czasu systemy te osiągną koniec ich eksploatacji i są wycofywane.

Firma Microsoft ogłosiła, że przestanie wspierać system operacyjny Windows® 10 i wyznaczyła datę końca jego eksploatacji na 14 października 2025 r. W celu uzyskania informacji na temat końca wsparcia dla roku kalendarzowego 2025 prosimy odwiedzić stronę firmy Microsoft:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Abbott zaleca klientom, w odniesieniu do komponentów oprogramowania Abbott i-STAT, przejście na obsługiwany system operacyjny. W zależności od posiadanych produktów Abbott i-STAT istnieją alternatywne systemy operacyjne, które można wybrać dla tych produktów.

Oprogramowanie do podłączania analizatora i-STAT oraz konfigurowania	Obsługiwane wersje	Obsługa Windows 10	Obsługa Windows 11
i-STAT/DE	v2.8 do v2.12	Tak	Tylko v2.12
Info HQ	v1.2, v2.1, v3.0 oraz v3.1	Tak	Tylko v3.1
Oprogramowanie do konfiguracji bezprzewodowej: AlinIQ NCi	v2.1.0.1	Tak	Tak
Oprogramowanie do konfiguracji bezprzewodowej: WCU	v2.0	Tak	Tak
JammLite	v4.3	Tak	Tak

Prosimy zapoznać się z dokumentacją użytkownika właściwą dla posiadanej wersji w naszej witrynie <https://www.globalpointofcare.abbott/ww/en/support.html>

W celu uzyskania wsparcia z przejściem dla dowolnych komponentów z listy należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem ds. produktów i-STAT.

Aktualizacje biuletynów technicznych:

- Biuletyn techniczny „Konfigurowanie ustawień bezprzewodowych w analizatorze bezprzewodowym i-STAT 1” zaktualizowano, aby obejmował informacje na temat kompatybilności narzędzia konfiguracji Windows (WCU) z systemem Windows 11.
- Dokument „i-STAT/DE v2.12 — Przewodnik użytkownika” zaktualizowano, aby obejmował informacje na temat kompatybilności analizatora i-STAT/DE z systemem Windows 11.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.