



## Actualizarea obligatorie a software-ului pentru sistemul i-STAT 1 System - Note de lansare Aprilie 2025

Această actualizare include informații referitoare la noul software pentru i-STAT 1 analyzer. **Aceasta este o actualizare obligatorie a software-ului i-STAT 1.** Software-ul i-STAT 1 analyzer poate fi descărcat direct de pe site-ul Abbott: [www.globalpointofcare.abbott](http://www.globalpointofcare.abbott).

### NU UITA:

- Clienții trebuie să aibă un cont de utilizator pe [www.globalpointofcare.abbott](http://www.globalpointofcare.abbott) pentru a accesa fișierele software.

### VERSIUNEA SOFTWARE

Versiunea corectă de software și CLEW care trebuie instalată în analizoare este listată mai jos.

| SOFTWARE STANDARD  |
|--------------------|
| JAM2259 & CLEW A50 |

**Te rugăm să reții că software-ul actual expiră la 18-IUNIE-2025.**

### Data expirării

Cu cincisprezece zile înainte ca software-ul să expire, pe ecranul analizorului va fi afișat un mesaj pentru a avertiza utilizatorul cu privire la data de expirare. În cazul în care această actualizare nu este efectuată până la ora 8:00 a zilei de 18-IUNIE-2025, testarea va fi dezactivată, iar analizorul va afișa „SOFTWARE EXPIRAT - ACTUALIZARE NECESARĂ – VEZI MANUALUL” (Cod de verificare a calității 12).

***Noul software expiră la 10-DEC-2025.***

## FIȘE DE ATRIBUIRE A VALORILOR (VAS și eVAS)

Fișele de atribuire a valorilor (VAS și eVAS) pentru noul CLEW A50 pot fi descărcate sau tipărite de pe site-ul Abbott: [www.globalpointofcare.abbott](http://www.globalpointofcare.abbott).

## STANDARDIZARE

**Actualizarea CLEW** i-STAT 1 System este conceput pentru a elimina influența operatorului asupra rezultatelor obținute. Tehnologia senzorilor microfabricați produce rezultate repetabile de la un lot la altul, ceea ce permite analizoarelor să utilizeze același set de valori de standardizare pentru perioade lungi de timp.

Cu toate acestea, îmbunătățirile continue ale procesului de fabricație realizate de Abbott necesită restabilirea periodică a valorilor de standardizare pentru a menține consecvența pe termen lung. Acest lucru este echivalent cu ajustarea calibrării pe un analizor tradițional. Practica noastră curentă este să realizăm acest lucru prin versiuni periodice de software. Acest nou CLEW restabilește standardizarea și încorporează îmbunătățiri ale sistemului intern de monitorizare a calității.

Livrările viitoare de cartușe pot necesita instalarea acestui software înainte de utilizarea cartușelor.

Acest software acceptă toate cartușele actuale neexpirate.

## EFFECTUAREA ACTUALIZĂRII SOFTWARE-ULUI

Înainte de a efectua actualizarea software-ului, identifică configurația sistemului tău conform tabelului de mai jos. Asigură-te că ai drepturi administrative pe computerul utilizat pentru actualizarea software-ului.

În cazul în care nu ești sigur de metoda pe care o folosești pentru a efectua actualizarea software-ului sau dacă ai drepturi administrative, te rugăm să contactezi administratorul programului point-of-care pentru îndrumare.

| DACĂ aveți un computer cu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DACĂ aveți i-STAT/DE cu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>un <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) sau <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) serial conectat folosind un cablu DB9 la DB9 cu un adaptor USB-Serial*</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>SAU</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>o combinație <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRC-300) cu cablu USB**</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>ȘI</b></p> | <ul style="list-style-type: none"><li>o Rețea <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) sau <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300)</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>SAU</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>un <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300)</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>ȘI</b></p> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>un fișier software descărcat (CLEW/JAMS) de pe site-ul <a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>accesează Spațiul de lucru pentru personalizare.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>ȘI</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>un fișier software descărcat (CLEW/JAMS) de pe site-ul <a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a>.</li></ul>                    |
| APOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | APOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| urmează aceste instrucțiuni disponibile la <a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | urmează aceste instrucțiuni disponibile la <a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a> :                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"><li><i>Instrucțiuni pentru actualizarea software-ului i-STAT 1 Analyzer utilizând <a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a>, Art:731335</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li><i>Opțiuni de rețea pentru actualizarea i-STAT 1 Analyzer utilizând <a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a>, Art:731336</i></li></ul>                                                                                                                                      |

\* Urmează instrucțiunile producătorului adaptorului USB-Serial pentru instalare. Abbott nu furnizează adaptoare USB-Serial pentru utilizarea cu cablul DB9 la DB9 (conector cu 9 pini).

\*\*Pentru i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination (DRC-300), sistemul de operare Windows va detecta și aplica driverul corespunzător. Consultă *Secțiunea 6 din Manualul i-STAT 1 System* pentru mai multe detalii.

## **MEMENTO-URI ȘI NOTIFICĂRI PRIVIND CICLUL DE VIAȚĂ AL PRODUSULUI**

Abbott se angajează să mențină cele mai înalte standarde pentru produsele pe care le proiectează, dezvoltă și întreține. Ca parte a acestui angajament, este necesară tranziția produselor de-a lungul ciclului lor de viață.

### **MEMENTO(URI) DE ÎNCHEIERE A ASISTENȚEI**

#### **Notificare Microsoft Windows® 10**

Multe produse Abbott și produse ale partenerilor sunt compatibile cu diferite sisteme de operare și browsere și funcționează pe acestea. Din când în când, aceste sisteme ajung la sfârșitul duratei lor de viață utilă și sunt retrase.

Microsoft a anunțat că nu va mai oferi suporta sistemul de operare Windows® 10, cu o dată de expirare a duratei de viață de 14 octombrie 2025. Te rugăm să vizitezi pagina Microsoft pentru informații privind încetarea suportului pentru anul calendaristic 2025:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Abbott recomandă clienților să treacă la un sistem de operare acceptat pentru componenta (componentele) software Abbott i-STAT. În funcție de produsul (produsele) Abbott i-STAT, există opțiuni alternative disponibile pentru sistemul de operare.

Produsele Abbott i-STAT acceptate care rulează pe Windows 10 includ:

- Versiuni i-STAT/DE: v2.8, v2.9, v2.10, v2.11 și v2.12
- Versiuni Info HQ: Info HQ v3.1
- Software de configurare wireless: AlinIQ NCi v2.1.0.1 & WCU v2.0
- JammLite v4.3

Te rugăm să verifici documentația de utilizare specifică sistemului tău software pe site-ul nostru <https://www.globalpointofcare.abbott/us/en/support.html>

Pentru asistență cu privire la tranziția oricăreia dintre componentele enumerate, contactează reprezentantul i-STAT local.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.