



Note de lansare pentru actualizarea obligatorie a software-ului sistemului i-STAT 1 Octombrie 2025

Această actualizare include informații referitoare la noul software pentru analizorul i-STAT 1. **Aceasta este o actualizare obligatorie a software-ului i-STAT 1.** Software-ul pentru analizorul i-STAT 1 poate fi descărcat direct de pe site-ul Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

REMINDER:

- Clienții trebuie să aibă un cont de utilizator pe www.globalpointofcare.abbott pentru a accesa fișierele software.

VERSIUNEA SOFTWARE

Mai jos veți găsi versiunea corectă a software-ului și CLEW pentru instalarea pe analizoarele dumneavoastră.

SOFTWARE STANDARD
JAM2260 & CLEW A51

Vă rugăm să rețineți că software-ul actual expiră la 10-DECEMBRIE-2025.

Data expirării

Cu cincisprezece zile înainte ca software-ul să expire, pe ecranul analizorului va fi afișat un mesaj pentru a avertiza utilizatorul cu privire la data de expirare. În cazul în care această actualizare nu este efectuată până la ora 8:00 a zilei de 10-DECEMBRIE-2025, testarea va fi dezactivată, iar analizorul va afișa „EXPIRED SOFTWARE - UPDATE REQUIRED - SEE MANUAL” (SOFTWARE EXPIRAT - ACTUALIZARE NECESARĂ - VEZI MANUALUL) (Cod de verificare a calității 12).

Noul software expiră la 17-IUNIE-2026.

ACTUALIZĂRILE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIRILE SOFTWARE-ULUI DIN OCTOMBRIE 2025

- ID Operator lipsă pentru rezultatele simulatorului intern i-STAT
 - S-a rezolvat o eroare în care ID-ul operatorului lipsește uneori din raportul cu rezultate pentru rezultatele simulatorului intern pe analizorul i-STAT1. Problema apărea chiar dacă ID-ul era introdus înainte de test.
- AlinIQ NCi, instrumentul de configurare a rețelei pentru i-STAT și i-STAT Alinity a fost calibrat pentru utilizarea împreună cu Windows 11. Versiunea actuală lansată este v2.1.0.1 și poate fi descărcată de pe site-ul Abbott www.globalpointofcare.abbott.

FIȘE DE ATRIBUIRE A VALORILOR (VAS și eVAS)

Fișele de atribuire a valorilor (VAS și eVAS) pentru noul CLEW A51 pot fi descărcate sau tipărite de pe site-ul Abbott: www.globalpointofcare.abbott.

STANDARDIZARE

Actualizarea CLEW i-STAT 1 System este conceput pentru a elimina influența operatorului asupra rezultatelor obținute. Tehnologia senzorilor microfabricați produce rezultate repetabile de la un lot la altul, ceea ce permite analizoarelor să utilizeze același set de valori de standardizare pentru perioade lungi de timp.

Cu toate acestea, îmbunătățirile continue ale procesului de fabricație realizate de Abbott necesită restabilirea periodică a valorilor de standardizare pentru a menține consecvența pe termen lung. Acest lucru este echivalent cu ajustarea calibrării pe un analizor tradițional. Am fost obișnuiți să realizăm acest lucru cu versiuni periodice de software. Acest nou CLEW restabilește standardizarea și încorporează îmbunătățiri ale sistemului intern de monitorizare a calității.

Livrările viitoare de cartușe pot necesita instalarea acestui software înainte de utilizarea cartușelor.

Acest software acceptă toate cartușele actuale neexpirate.

EFFECTUAREA ACTUALIZĂRII SOFTWARE-ULUI

Înainte de a efectua actualizarea software-ului, identificați configurația sistemului dumneavoastră conform tabelului de mai jos. Asigură-te că ai drepturi administrative pe computerul utilizat pentru actualizarea software-ului.

În cazul în care nu sunteți sigur de metoda pe care o folosiți pentru a efectua actualizarea software-ului sau dacă aveți drepturi administrative, vă rugăm să contactați administratorul programului point-of-care pentru îndrumare.

DACĂ aveți un computer cu:	DACĂ aveți un dispozitiv i-STAT/DE cu:
- un <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DS-300) sau <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) serial conectat folosind un cablu DB9 la DB9 cu un adaptor USB-Serial* SAU - o combinație <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRC-300) cu cablu USB** ȘI	- o Rețea <i>i-STAT 1 Downloader</i> (DN-300) sau <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRN-300) SAU - un <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination</i> (DRC-300) ȘI
un fișier software descărcat (CLEW/JAMS) de pe site-ul www.globalpointofcare.abbott.	- acces la Spațiul de lucru pentru personalizare. ȘI - un fișier software (CLEW/JAMS) descărcat de pe site-ul www.globalpointofcare.abbott.
APOI	APOI
urmați aceste instrucțiuni disponibile la www.globalpointofcare.abbott :	urmați aceste instrucțiuni disponibile la www.globalpointofcare.abbott :
<i>Instrucțiuni pentru actualizarea software-ului i-STAT 1 Analyzer utilizând www.globalpointofcare.abbott</i>, Art:731335	<i>Opțiuni de rețea pentru actualizarea i-STAT 1 Analyzer utilizând www.globalpointofcare.abbott</i>, Art:731336

* Urmați instrucțiunile producătorului adaptorului USB-Serial pentru instalare. Abbott nu furnizează adaptoare USB-Serial pentru utilizarea cu cablul DB9 la DB9 (conector cu 9 pini).

**Pentru i-STAT 1 Downloader/Recharger Combination (DRC-300), sistemul de operare Windows va detecta și aplica driverul corespunzător. Consultați *Secțiunea 6 din Manualul i-STAT 1 System* pentru mai multe detalii.

MEMENTO-URI ȘI NOTIFICĂRI PRIVIND CICLUL DE VIAȚĂ AL PRODUSULUI

Abbott se angajează să mențină cele mai înalte standarde pentru produsele pe care le proiectează, dezvoltă și întreține. În cadrul acestui angajament, este necesară tranziția produselor de-a lungul ciclului lor de viață.

MEMENTO-URI DE ÎNCHEIERE A PERIOADEI DE ASISTENȚĂ

Notificare Microsoft Windows® 10

Multe produse Abbott și ale partenerilor sunt compatibile și funcționează pe diferite sisteme de operare și browsere. Din când în când, aceste sisteme ajung la sfârșitul duratei lor de viață utilă și sunt retrase.

Microsoft a anunțat că nu va mai oferi asistență pentru sistemul de operare Windows® 10, cu o dată de expirare a ciclului de viață de 14 octombrie 2025. Vă rugăm să vizitați pagina Microsoft pentru informații privind încheierea perioadei de asistență pentru anul calendaristic 2025:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Abbott recomandă clienților să treacă la un sistem de operare acceptat pentru componenta (componentele) software Abbott i-STAT. În funcție de produsul (produsele) Abbott i-STAT, există opțiuni alternative disponibile pentru sistemul de operare.

Configurare software și conectivitate i-STAT	Versiuni acceptate	Asistență pentru Windows 10	Asistență pentru Windows 11
i-STAT/DE	v2.8 - v2.12	Da	doar v2.12
Info HQ	v1.2, v2.1, v3.0 și v3.1	Da	doar v3.1
Software de configurare wireless: AlinIQ NCI	v2.1.0.1	Da	Da
Software de configurare wireless: WCU	v2.0	Da	Da
JammLite	v4.3	Da	Da

Vă rugăm să consultați documentația de utilizare specifică sistemului dumneavoastră software pe site-ul nostru <https://www.globalpointofcare.abbott/ww/en/support.html>

Pentru asistență cu privire la tranziția oricăreia dintre componentele enumerate, contactați reprezentantul i-STAT local.

Buletin tehnic actualizat:

- Buletinul tehnic „Configurarea setărilor wireless la un analizor wireless i-STAT 1” a fost actualizat pentru a include informațiile referitoare la compatibilitatea dintre instrumentul de configurare Windows (WCU) și Windows 11.
- „Ghidul utilizatorului pentru i-STAT/DE v2.12” a fost actualizat pentru a include informațiile referitoare la compatibilitatea dintre i-STAT/DE și Windows 11.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.