



Abbott

Obligatorisk programvaruuppdatering och versionskommentarer för i-STAT 1 System Oktober 2025

Denna uppdatering innehåller information om ny programvara för i-STAT 1 Analyser. **Detta är en obligatorisk programvaruuppdatering för i-STAT 1.** Programvaran för i-STAT 1 Analyser kan laddas ned direkt från Abbotts webbplats: www.globalpointofcare.abbott.

PÅMINNELSE:

- Kunder måste ha ett användarkonto på www.globalpointofcare.abbott för att få tillgång till programvarufilerna.

PROGRAMVARUVERSION

Rätt programvaruversion och CLEW för installation på dina analysatorer anges nedan.

STANDARDPROGRAMVARA

JAM2260 & CLEW A51

Observera att den aktuella programvaran löper ut 10 DECEMBER 2025.

Utgångsdatum

Femton dagar innan programvaran löper ut visas ett meddelande på analysatorns skärm som påminner användaren om att utgångsdatumet snart infaller. Om uppdateringen inte har genomförts före kl. 8.00 den 10 DECEMBER 2025, inaktiveras testning och analysatorn visar "EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL" (Kvalitetskontrollkod 12).

Den nya programvaran löper ut 17 JUNI 2026.

PROGRAMVARUUPPDATERINGAR OCH -FÖRBÄTTRINGAR FÖR OKTOBER 2025

- Operatörs-ID saknas för i-STAT:s interna simulatorresultat
 - Åtgärdat ett problem där operatörs-ID ibland saknades i resultatposten för interna simulatorresultat på i-STAT1 Analyser. Detta tillstånd förelåg trots att ID-numret hade angetts före testet.
- AlinIQ NCi, nätverkskonfigurationsverktyget för i-STAT och i-STAT Alinity, har godkänts för användning med Windows 11. Den aktuella, lanserade versionen är v2.1.0.1 och finns tillgänglig för nedladdning på Abbotts webbplats www.globalpointofcare.abbott.

VÄRDETILLDELNINGSLAD (VAS och eVAS)

Värdetilldelningsblad (VAS och eVAS) för nya CLEW A51 kan laddas ner eller skrivas ut från Abbotts webbplats: www.globalpointofcare.abbott.

STANDARDISERING

Uppdatering av CLEW

i-STAT 1 System är utformat för att eliminera operatörspåverkan på levererade resultat. Mikrosensortechniken ger repeterbara resultat från batch till batch vilket innebär att analysatorerna kan använda samma uppsättning standardiserade värden under längre tidsperioder.

Abbotts ständiga förbättringar av tillverkningsprocessen kräver ändå att standardiseringsvärden återställs emellanåt för att upprätthålla konsekvens på lång sikt. Detta motsvarar för en traditionell analysator att justera kalibreringen. Vi brukar åstadkomma detta genom regelbundna släpp av programvara. Denna nya CLEW återställer standardiseringen och införlivar förbättringar av det inbyggda kvalitetsövervakningssystemet.

Framtida kassettleveranser kan kräva installation av den här programvaran innan kassetterna används.

Denna programvara stöder samtliga aktuella icke utgångna kassetter.

UPPDATERA PROGRAMVARAN

Ta reda på systeminställningen med hjälp av nedanstående tabell innan du uppdaterar programvaran. Kontrollera att du har administratörsrättigheter på den dator som används för programuppdateringen.

Om du är osäker på vilken metod du använder för att uppdatera programvaran eller om du har administratörsbehörighet, kontakta administratören för ditt point-of-care-program för vägledning.

Om du har en dator med:	Om du har i-STAT/DE med:
- en ansluten <i>i-STAT 1 Serial Downloader</i> (DS-300) eller <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) och använder en DB9-till-DB9-kabel med en USB-serieadapter* ELLER - en <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger-kombinationsenhet</i> (DRC-300) med USB-kabel** OCH	- en <i>i-STAT 1 Network Downloader</i> (DN-300) eller <i>i-STAT 1-Downloader/Recharger</i> (DRN-300) ELLER - en <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger-kombinationsenhet</i> (DRC-300) OCH
en nedladdad programfil (CLEW/JAMS) från webbplatsen www.globalpointofcare.abbott	- åtkomst till Customization Workspace. OCH - en nedladdad programfil (CLEW/JAMS) från webbplatsen www.globalpointofcare.abbott
SKA DU	SKA DU
följa följande instruktioner, som finns på www.globalpointofcare.abbott: <i>Instruktioner för uppdatering av i-STAT 1 Analyser-programvara med www.globalpointofcare.abbott, art.: 731335</i>	följa följande instruktioner, som finns på www.globalpointofcare.abbott: <i>Nätverksalternativ för uppdatering av i-STAT 1 Analyser med www.globalpointofcare.abbott, art.: 731336</i>

* Följ installationsanvisningarna från USB-serieadapters tillverkare. Abbott tillhandahåller inte USB-serieadapterar för användning med DB9-till-DB9-kabeln (9-stiftskontakt).

** För i-STAT 1 Downloader/Recharger-kombinationsenhet (DRC-300) upptäcker och använder Windows-operativsystemet lämplig drivrutin. Mer information finns i *avsnitt 6 i handboken för i-STAT 1 System*.

PÅMINNELSER OCH MEDDELANDEN OM PRODUKTENS LIVSCYKEL

Abbott har åtagit sig att upprätthålla de högsta standarderna för de produkter vi utformar, utvecklar och underhåller. Som en del av detta åtagande är det nödvändigt att omvandla produkter genom produktlivscykeln.

PÅMINNELSE(R) OM ATT SUPPORT UPPHÖR

Meddelande om Microsoft Windows® 10

Många Abbott- och partnerprodukter är kompatibla med och körs på olika operativsystem och webbläsare. Från tid till annan når dessa system slutet av sin livslängd och tas ur bruk.

Microsoft har meddelat att de inte längre kommer att stödja operativsystemet Windows® 10 med ett slutdatum den 14 oktober 2025. Besök Microsoft-sidan för information om att support upphör för kalenderåret 2025:

<https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/end-of-support/end-of-support-2025>

Abbott rekommenderar sina kunder att byta till ett operativsystem som har stöd för programvarukomponenterna i Abbott i-STAT. Beroende på vilken eller vilka Abbott i-STAT-produkter du har finns det olika val av operativsystem.

Anslutnings- och konfigurationsprogramvara för i-STAT	Versioner som stöds	Stöd för Windows 10	Stöd för Windows 11
i-STAT/DE	v2.8–v2.12	Ja	Endast v2.12
Info HQ	v1.2, v2.1, v3.0 och v3.1	Ja	Endast v3.1
Programvara för trådlös konfiguration: AlinIQ NCI	v2.1.0.1	Ja	Ja
Programvara för trådlös konfiguration: WCU	v2.0	Ja	Ja
JammLite	v4.3	Ja	Ja

Kontrollera användardokumentationen för ditt programvarusystem på vår webbplats

<https://www.globalpointofcare.abbott/ww/en/support.html>

Kontakta din lokala i-STAT-representant om du behöver hjälp med att byta ut någon av de listade komponenterna.

Uppdateringar av teknisk bulletin:

- Den tekniska bulletinen "Configuring Wireless Settings in an i-STAT 1 Wireless Analyzer" har uppdaterats för att omfatta kompatibilitetsinformation om Windows Configuration Utility (WCU) med Windows 11.
- "i-STAT/DE v2.12 - User Guide" har uppdaterats för att omfatta kompatibilitetsinformation om i-STAT/DE med Windows 11.

© 2025 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.