



## Obligatorisk programvaruuppdatering och versionskommentarer för i-STAT 1 System April 2026

Denna uppdatering innehåller information om ny programvara för i-STAT 1 Analyser. **Detta är en obligatorisk programvaruuppdatering för i-STAT 1.** Programvaran för i-STAT 1 Analyser kan laddas ned direkt från Abbotts webbplats: [www.globalpointofcare.abbott](http://www.globalpointofcare.abbott).

### PÅMINNELSE:

- Kunder måste ha ett användarkonto på [www.globalpointofcare.abbott](http://www.globalpointofcare.abbott) för att få tillgång till programvarufileerna.

### PROGRAMVARUVERSION

Rätt programvaruversion och CLEW för installation på dina analysatorer anges nedan.

#### STANDARDPROGRAMVARA

JAM2261 & CLEW A52

**Observera att den aktuella programvaran löper ut 17-JUNI-2026.**

**Utgångsdatum** Femton dagar innan programvaran löper ut visas ett meddelande på analysatorns skärm som påminner användaren om att utgångsdatumet snart infaller. Om uppdateringen inte har genomförts före kl. 8.00 den 17-JUNI-2026, inaktiveras testning och analysatorn visar "EXPIRED SOFTWARE – UPDATE REQUIRED – SEE MANUAL" (Kvalitetskontrollkod 12).

*Den nya programvaran löper ut 09-december-2026.*

### VÄRDETILLDELNINGSBLAD (VAS och eVAS)

Värdetilldelningsblad (VAS och eVAS) för nya CLEW A52 kan laddas ner eller skrivas ut från Abbotts webbplats: [www.globalpointofcare.abbott](http://www.globalpointofcare.abbott).

## STANDARDISERING

### Uppdatering av CLEW

i-STAT 1 System är utformat för att eliminera operatörspåverkan på levererade resultat. Mikrosensortekniken ger repeterbara resultat från batch till batch vilket innebär att analytatorerna kan använda samma uppsättning standardiserade värden under längre tidsperioder.

Abbotts ständiga förbättringar av tillverkningsprocessen kräver ändå att standardiseringsvärden återställs emellanåt för att upprätthålla konsekvens på lång sikt. Detta motsvarar för en traditionell analysator att justera kalibreringen. Vi brukar åstadkomma detta genom regelbundna släpp av programvara. Denna nya CLEW återställer standardiseringen och införlivar förbättringar av det inbyggda kvalitetsövervakningssystemet.

Framtida kassettleveranser kan kräva installation av den här programvaran innan kassetterna används.

Denna programvara stöder samtliga aktuella icke utgångna kassetter.

## UPPDATERA PROGRAMVARAN

Ta reda på systeminställningen med hjälp av nedanstående tabell innan du uppdaterar programvaran. Kontrollera att du har administratörsrättigheter på den dator som används för programuppdateringen.

Om du är osäker på vilken metod du använder för att uppdatera programvaran eller om du har administratörsbehörighet, kontakta administratören för ditt point-of-care-program för vägledning.

OM du har en dator med:	OM du har i-STAT/DE med:
<ul style="list-style-type: none"><li>en ansluten <i>i-STAT 1 Serial Downloader</i> (DS-300) eller <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger</i> (DRS-300) och använder en DB9-till-DB9-kabel med en USB-serieadapter*</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>ELLER</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>en <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger-kombinationsenhet</i> (DRC-300) med USB-kabel**</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>OCH</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>en <i>i-STAT 1 Network Downloader</i> (DN-300) eller <i>i-STAT 1-Downloader/Recharger</i> (DRN-300)</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>ELLER</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>en <i>i-STAT 1 Downloader/Recharger-kombinationsenhet</i> (DRC-300)</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>OCH</b></p>
<ul style="list-style-type: none"><li>en nedladdad programfil (CLEW/JAMS) från webbplatsen <a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>åtkomst till Customization Workspace.</li></ul> <p style="text-align: center;"><b>OCH</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>en nedladdad programfil (CLEW/JAMS) från webbplatsen <a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a></li></ul>
SKA DU	SKA DU
<p><b>följ följande instruktioner, som finns på <a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Instruktioner för uppdatering av i-STAT 1 Analyser-programvara med <a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a>, art.: 731335</i></li></ul>	<p><b>följ följande instruktioner, som finns på <a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>Nätverksalternativ för uppdatering av i-STAT 1 Analyser med <a href="http://www.globalpointofcare.abbott">www.globalpointofcare.abbott</a>, art: 731336</i></li></ul>

\* Följ installationsanvisningarna från USB-serieadapters tillverkare. Abbott tillhandahåller inte USB-serieadapterar för användning med DB9-till-DB9-kabeln (9-stiftskontakt).

\*\* För i-STAT 1 Downloader/Recharger-kombinationsenhet (DRC-300) upptäcker och använder Windows-operativsystemet lämplig drivrutin. Mer information finns i *avsnitt 6 i handboken för i-STAT 1 System*.

## UPPDATERINGAR AV BRUKSANVISNING FÖR i-STAT/DE

- Uppdaterade bruksanvisningen för att ange att i-STAT 1-analysatorn inte stöder utgångsdatum för operatörcertifiering efter den 30 december 2049. Arbeta tillsammans med din leverantör av datahantering för att begränsa eller ändra eventuella datum efter den 30 december 2049.

## PÅMINNELSER OCH MEDDELANDE OM PRODUKTENS LIVSCYKEL

Abbott har åtagit sig att upprätthålla de högsta standarderna för de produkter vi utformar, utvecklar och underhåller. Som en del av detta åtagande är det nödvändigt att omvandla produkter genom produktlivscykeln.

### PÅMINNELSE(R) OM ATT SUPPORT UPPHÖR

#### Microsoft Windows Server®

Många Abbott- och partnerprodukter är kompatibla med och körs på olika operativsystem och webbläsare. Från tid till annan når dessa system slutet av sin livslängd och tas ur bruk.

- Microsoft Windows Server® 2022 har ett slutdatum för "Mainstream"-support den 13 oktober 2026. Utökad support kommer fortfarande att vara tillgänglig till och med den 14 oktober 2031.
- Microsoft Windows Server® 2016 har ett slutdatum för utökad support den 12 januari 2027. Detta kommer att vara det Microsoft sista dag för support av Windows Server 2016.

Samordna med ditt IT-team och din leverantör av datahantering för att ordna en övergång till ett operativsystem som stöds före supportens slut för dina system som stöder i-STAT.

Kontrollera användardokumentationen för ditt programvarusystem på vår webbplats

<https://www.globalpointofcare.abbott/ww/en/support.html>

Kontakta din lokala i-STAT-representant om du behöver hjälp med att byta ut någon av de listade komponenterna.

© 2026 Abbott. All rights reserved. All trademarks referenced are trademarks of either Abbott or their respective owners.