


i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301171

 **Exp.** 2025-03-31

**CLEW: A48**

<b>CG4+</b> <b>LOT</b> D		<b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b>	<b>R (Range)</b>
pH		7.061	7.011 - 7.111
PCO2	mmHg	60.1	52.6 - 67.6
	kPa	8.01	7.01 - 9.01
PO2	mmHg	76	61 - 91
	kPa	10.1	8.1 - 12.1
Lactate/Lac	mmol/L	6.28	5.43 - 7.13
	mg/dL	56.6	48.9 - 64.2
	g/L	0.566	0.489 - 0.642

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



794781-01

04-Apr-2024

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301171

**Exp.** 2025-03-31

**CLEW: A48**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	125	120 - 129
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
iCa	mmol/L	0.83	0.75 - 0.91
	mg/dL	3.3	3.0 - 3.6
	mEq/L	1.7	1.5 - 1.8
pH		7.059	7.009 - 7.109
PCO2	mmHg	61.5	54.0 - 69.0
	kPa	8.20	7.20 - 9.20
PO2	mmHg	84	69 - 99
	kPa	11.2	9.2 - 13.2
Glucose/Glu	mg/dL	257	215 - 299
	g/L	2.57	2.15 - 2.99
	mmol/L	14.3	11.9 - 16.6
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	2.7 - 4.3
	umol/L	309	239 - 380
Lactate/Lac	mmol/L	6.37	5.51 - 7.23
	mg/dL	57.4	49.6 - 65.1
	g/L	0.574	0.496 - 0.651
HCT	K3EDTA %	22	19 - 25
	K2EDTA %	23	20 - 26

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



794781-01

04-Apr-2024

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301171

**Exp.** 2025-03-31

**CLEW: A48**

<b>CHEM8+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>H</b>		
Na	mmol/L, mEq/L	124	119 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
Cl	mmol/L, mEq/L	75	70 - 80
iCa	mmol/L	0.82	0.74 - 0.90
	mg/dL	3.3	3.0 - 3.6
	mEq/L	1.6	1.5 - 1.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30
Glucose/Glu	mg/dL	258	216 - 300
	g/L	2.58	2.16 - 3.00
	mmol/L	14.3	12.0 - 16.7
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	2.7 - 4.3
	umol/L	309	239 - 380
BUN	mg/dL	60	52 - 68
Urea	mmol/L	21.4	18.6 - 24.3
	mg/dL	128	111 - 146
	g/L	1.28	1.11 - 1.46
HCT	K3EDTA %	21	18 - 24
	K2EDTA %	22	19 - 25

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA




794781-01

04-Apr-2024

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301171

 **Exp.** 2025-03-31

**CLEW: A48**

<b>EC8+, 6+, &amp; G</b>		<b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b>	<b>R (Range)</b>
<b>LOT F, H, J, K</b>			
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 129
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
Cl	mmol/L, mEq/L	72	67 - 77
pH		7.010	6.960 - 7.060
PCO2	mmHg	74.4	66.9 - 81.9
	kPa	9.92	8.92 - 10.92
Glucose/Glu	mg/dL	263	221 - 305
	g/L	2.63	2.21 - 3.05
	mmol/L	14.6	12.3 - 16.9
BUN	mg/dL	60	52 - 68
Urea	mmol/L	21.4	18.6 - 24.3
	mg/dL	128	111 - 146
	g/L	1.28	1.11 - 1.46
HCT	K3EDTA %	22	19 - 25
	K2EDTA %	23	20 - 26

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



794781-01

04-Apr-2024

# i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301171

**Exp.** 2025-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

794781-01

04-Apr-2024



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

