

CLEW: A46	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT	261156	LOT	271156
	Exp.	2023-12-31	Exp.	2023-12-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	200	140 - 260	515	361 - 670
Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	180	126 - 234	500	350 - 650

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT 261158		LOT 271158	
	Exp. 2024-02-29		Exp. 2024-02-29	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	215 151 - 280	555	389 - 722
Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	185 130 - 241	530	371 - 689

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT	261161	LOT	271161
	Exp.	2024-05-31	Exp.	2024-05-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	205	144 - 267	565	396 - 735
Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	185	130 - 241	535	375 - 696

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT	261160	LOT	271160
	Exp.	2024-04-30	Exp.	2024-04-30
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	220	154 - 286	555	389 - 722
Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	190	133 - 247	540	378 - 702

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT 351163		LOT 361163		LOT 371163	
	Exp. 2024-07-31		Exp. 2024-07-31		Exp. 2024-07-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG						
LOT A						
B-hCG	IU/L	24.0 19.9 - 28.1	971.7 835.7 - 1107.7	1405.2 1208.5 - 1601.9		

B-hCG						
LOT F						
B-hCG	IU/L	24.7 20.5 - 28.9	1030.7 886.4 - 1175.0	1500.0 1290.0 - 1710.0		

B-hCG						
LOT M						
B-hCG	IU/L	23.1 19.2 - 27.0	1032.5 888.0 - 1177.1	1485.3 1277.4 - 1693.2		

B-hCG						
LOT P						
B-hCG	IU/L	24.3 20.2 - 28.4	1009.0 867.7 - 1150.3	1420.9 1222.0 - 1619.8		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT 351159		LOT 361159		LOT 371159	
	Exp. 2024-03-31		Exp. 2024-03-31		Exp. 2024-03-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG						
LOT A						
B-hCG	IU/L	23.9 19.8 - 28.0	1067.5 918.1 - 1217.0	1455.9 1252.1 - 1659.7		

B-hCG						
LOT F						
B-hCG	IU/L	25.4 21.1 - 29.7	1147.3 986.7 - 1307.9	1537.3 1322.1 - 1752.5		

B-hCG						
LOT M						
B-hCG	IU/L	23.9 19.8 - 28.0	1131.0 972.7 - 1289.3	1478.8 1271.8 - 1685.8		

B-hCG						
LOT P						
B-hCG	IU/L	24.7 20.5 - 28.9	1169.6 1005.9 - 1333.3	1571.5 1351.5 - 1791.5		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT	351155	LOT	361155	LOT	371155
	Exp.	2023-11-30	Exp.	2023-11-30	Exp.	2023-11-30
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG						
LOT A						
B-hCG	IU/L	23.7 19.7 - 27.7	1004.9 864.2 - 1145.6	1440.9 1239.2 - 1642.6		

B-hCG						
LOT F						
B-hCG	IU/L	24.2 20.1 - 28.3	1088.8 936.4 - 1241.2	1527.2 1313.4 - 1741.0		

B-hCG						
LOT M						
B-hCG	IU/L	23.1 19.2 - 27.0	1082.4 930.9 - 1233.9	1535.1 1320.2 - 1750.0		

B-hCG						
LOT P						
B-hCG	IU/L	24.5 20.3 - 28.7	1112.3 956.6 - 1268.0	1610.7 1385.2 - 1836.2		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT	351169	LOT	361169	LOT	371169
	Exp.	2025-01-31	Exp.	2025-01-31	Exp.	2025-01-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG						
LOT A						
B-hCG	IU/L	26.6	22.1 - 31.1	1052.5	905.2 - 1199.9	1521.1 1308.1 - 1734.1

B-hCG						
LOT F						
B-hCG	IU/L	26.3	21.8 - 30.8	1128.8	970.8 - 1286.8	1533.4 1318.7 - 1748.1

B-hCG						
LOT M						
B-hCG	IU/L	24.8	20.6 - 29.0	1072.0	921.9 - 1222.1	1529.2 1315.1 - 1743.3

B-hCG						
LOT P						
B-hCG	IU/L	26.5	22.0 - 31.0	1059.1	910.8 - 1207.4	1536.2 1321.1 - 1751.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® B-hCG Level 1 Control LOT 351171 Exp. 2025-03-31 $\bar{x}$ Zielbereich (Zielwert) gemäß RiliBÄK 2019		i-STAT® B-hCG Level 2 Control LOT 361171 Exp. 2025-03-31 $\bar{x}$ Zielbereich (Zielwert) gemäß RiliBÄK 2019		i-STAT® B-hCG Level 3 Control LOT 371171 Exp. 2025-03-31 $\bar{x}$ Zielbereich (Zielwert) gemäß RiliBÄK 2019	
B-hCG LOT F							
B-hCG	IU/L	25.2	20.9 - 29.5	1111.4	955.8 - 1267.0	1619.7	1392.9 - 1846.5

B-hCG LOT M							
B-hCG	IU/L	24.0	19.9 - 28.1	1094.2	941.0 - 1247.4	1570.4	1350.5 - 1790.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46

		i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
		LOT	041176	LOT	051176	LOT	061176
		Exp.	2025-08-31	Exp.	2025-08-31	Exp.	2025-08-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
BNP							
	LOT B						
BNP	pg/mL	112	95 - 129	912	775 - 1049	2985	2537 - 3433

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


791833-01

07-Nov-2023

APOC2023112



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46

		i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
		LOT	041158	LOT	051158	LOT	061158
		Exp.	2024-02-29	Exp.	2024-02-29	Exp.	2024-02-29
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
BNP							
LOT B							
BNP	pg/mL	96	82 - 110	836	711 - 961	2841	2415 - 3267

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT	071155	LOT	081155	LOT	091155
	Exp.	2023-11-30	Exp.	2023-11-30	Exp.	2023-11-30
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB						
LOT D						
CK-MB	ng/mL	5.4 3.0 - 7.8	22.5 12.4 - 32.6	113.1 62.2 - 164.0		

CK-MB						
LOT E						
CK-MB	ng/mL	3.8 2.1 - 5.5	15.4 8.5 - 22.3	75.2 41.4 - 109.0		

CK-MB						
LOT G						
CK-MB	ng/mL	4.3 2.4 - 6.2	17.4 9.6 - 25.2	85.4 47.0 - 123.8		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT 071159		LOT 081159		LOT 091159	
	Exp. 2024-03-31		Exp. 2024-03-31		Exp. 2024-03-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB LOT D						
CK-MB	ng/mL	4.8 2.6 - 7.0	19.5 10.7 - 28.3	101.4 55.8 - 147.0		

CK-MB LOT E						
CK-MB	ng/mL	3.5 1.9 - 5.1	13.6 7.5 - 19.7	63.3 34.8 - 91.8		

CK-MB LOT G						
CK-MB	ng/mL	3.8 2.1 - 5.5	15.0 8.3 - 21.8	76.8 42.2 - 111.4		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT 071164		LOT 081164		LOT 091164	
	Exp. 2024-08-31		Exp. 2024-08-31		Exp. 2024-08-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB LOT D						
CK-MB	ng/mL	5.6 3.1 - 8.1	20.9	11.5 - 30.3	92.3	50.8 - 133.8

CK-MB LOT E						
CK-MB	ng/mL	3.9 2.1 - 5.7	14.2	7.8 - 20.6	57.7	31.7 - 83.7

CK-MB LOT G						
CK-MB	ng/mL	4.5 2.5 - 6.5	16.3	9.0 - 23.6	72.1	39.7 - 104.5

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT 071172		LOT 081172		LOT 091172	
	Exp. 2025-04-30		Exp. 2025-04-30		Exp. 2025-04-30	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB						
LOT D						
CK-MB	ng/mL	4.6 2.5 - 6.7	17.3 9.5 - 25.1	73.5 40.4 - 106.6		

CK-MB						
LOT G						
CK-MB	ng/mL	3.4 1.9 - 4.9	12.9 7.1 - 18.7	51.4 28.3 - 74.5		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT	071169	LOT	081169	LOT	091169
	Exp.	2025-01-31	Exp.	2025-01-31	Exp.	2025-01-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB						
LOT D						
CK-MB	ng/mL	5.5 3.0 - 8.0	21.1 11.6 - 30.6	88.3 48.6 - 128.0		

CK-MB					
LOT E					
CK-MB	ng/mL	3.8 2.1 - 5.5	13.8 7.6 - 20.0	54.2 29.8 - 78.6	

CK-MB					
LOT G					
CK-MB	ng/mL	4.2 2.3 - 6.1	15.4 8.5 - 22.3	63.9 35.1 - 92.7	

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46	i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control		
	LOT	011171	LOT	021171	LOT	031171	
	Exp.	2025-03-31	Exp.	2025-03-31	Exp.	2025-03-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	
cTnI							
LOT B							
cTnI	ng/mL	0.35	0.28 - 0.42	1.92	1.54 - 2.30	18.25	14.60 - 21.90

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


791833-01

07-Nov-2023

APOC2023112



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46

		i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
		LOT 011176		LOT 021176		LOT 031176	
		Exp. 2025-08-31		Exp. 2025-08-31		Exp. 2025-08-31	
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI							
	LOT B						
cTnI	ng/mL	0.34	0.27 - 0.41	1.75	1.40 - 2.10	20.82	16.66 - 24.98

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46	i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
	LOT 011164		LOT 021164		LOT 031164	
	Exp. 2024-08-31		Exp. 2024-08-31		Exp. 2024-08-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI						
LOT A						
cTnI	ng/mL	0.40 0.32 - 0.48	2.22 1.78 - 2.66	20.55 16.44 - 24.66		

cTnI						
LOT B						
cTnI	ng/mL	0.46 0.37 - 0.55	2.53 2.02 - 3.04	23.01 18.41 - 27.61		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46	i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
	LOT 011160		LOT 021160		LOT 031160	
	Exp. 2024-04-30		Exp. 2024-04-30		Exp. 2024-04-30	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI						
LOT A						
cTnI	ng/mL	0.45 0.36 - 0.54	2.34	1.87 - 2.81	25.05	20.04 - 30.06

cTnI						
LOT B						
cTnI	ng/mL	0.50 0.40 - 0.60	2.58	2.06 - 3.10	26.09	20.87 - 31.31

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



CE



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01
07-Nov-2023
APOC20233112

CLEW: A46	i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
	LOT 011155		LOT 021155		LOT 031155	
	Exp. 2023-11-30		Exp. 2023-11-30		Exp. 2023-11-30	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI						
LOT A						
cTnI ng/mL	0.41	0.33 - 0.49	2.13	1.70 - 2.56	20.34	16.27 - 24.41

cTnI						
LOT B						
cTnI ng/mL	0.49	0.39 - 0.59	2.53	2.02 - 3.04	23.44	18.75 - 28.13

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® Level 1 Control LOT 101156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121156 Exp. 2023-12-31	
CG4+ & G3+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
pH		7.036	7.008 - 7.064	7.462	7.432 - 7.492	7.650	7.619 - 7.681
PCO2	mmHg	54.8	51.2 - 58.4	28.8	26.6 - 30.9	23.2	21.5 - 24.9
	kPa	7.30	6.82 - 7.78	3.84	3.55 - 4.12	3.09	2.87 - 3.32
PO2	mmHg	90	84 - 97	124	116 - 133	153	144 - 161
	kPa	12.0	11.2 - 12.9	16.5	15.5 - 17.7	20.4	19.2 - 21.5
Lactate/Lac	mmol/L	7.82	6.96 - 8.68	2.12	1.88 - 2.35	0.84	0.75 - 0.93
	mg/dL	70.5	62.7 - 78.2	19.1	16.9 - 21.2	7.6	6.8 - 8.4
	g/L	0.705	0.627 - 0.782	0.191	0.169 - 0.212	0.076	0.068 - 0.084

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® Level 1 Control LOT 101156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121156 Exp. 2023-12-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	122	118 - 125	134	130 - 138	163	158 - 168
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
iCa	mmol/L	1.52	1.41 - 1.64	1.30	1.20 - 1.40	0.77	0.66 - 0.88
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.6	5.2	4.8 - 5.6	3.1	2.6 - 3.5
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.6	2.4 - 2.8	1.5	1.3 - 1.8
pH		7.037	7.009 - 7.065	7.456	7.426 - 7.486	7.633	7.602 - 7.664
PCO2	mmHg	56.4	52.7 - 60.0	29.3	27.1 - 31.5	24.0	22.2 - 25.8
	kPa	7.52	7.02 - 8.00	3.91	3.61 - 4.20	3.20	2.96 - 3.44
PO2	mmHg	93	86 - 99	124	116 - 133	154	145 - 162
	kPa	12.4	11.5 - 13.2	16.5	15.5 - 17.7	20.5	19.3 - 21.6
Glucose/Glu	mg/dL	43	38 - 48	123	110 - 137	284	253 - 315
	g/L	0.43	0.38 - 0.48	1.23	1.10 - 1.37	2.84	2.53 - 3.15
	mmol/L	2.4	2.1 - 2.7	6.8	6.1 - 7.6	15.8	14.0 - 17.5
Creatinine/Crea	mg/dL	4.3	3.8 - 4.8	1.7	1.5 - 1.8	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	377	334 - 421	146	129 - 163	38	34 - 42
Lactate/Lac	mmol/L	7.82	6.96 - 8.68	2.06	1.83 - 2.29	0.78	0.69 - 0.87
	mg/dL	70.5	62.7 - 78.2	18.6	16.5 - 20.6	7.0	6.2 - 7.8
	g/L	0.705	0.627 - 0.782	0.186	0.165 - 0.206	0.070	0.062 - 0.078

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC2023112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® Level 1 Control LOT 101156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121156 Exp. 2023-12-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 125	133	129 - 137	162	157 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	78	74 - 81	89	85 - 93	110	105 - 115
iCa	mmol/L	1.52	1.40 - 1.63	1.29	1.19 - 1.39	0.76	0.65 - 0.87
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.5	5.2	4.8 - 5.6	3.0	2.6 - 3.5
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.6	2.4 - 2.8	1.5	1.3 - 1.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	18	9 - 27	22	15 - 28	26	20 - 32
Glucose/Glu	mg/dL	43	38 - 47	124	111 - 138	288	256 - 319
	g/L	0.43	0.38 - 0.47	1.24	1.11 - 1.38	2.88	2.56 - 3.19
	mmol/L	2.4	2.1 - 2.6	6.9	6.2 - 7.7	16.0	14.2 - 17.7
Creatinine/Crea	mg/dL	4.4	3.9 - 4.9	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	392	347 - 437	150	133 - 168	40	35 - 44
BUN	mg/dL	61	55 - 67	11	9 - 12	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.8	19.5 - 24.0	3.8	3.3 - 4.2	2.7	2.3 - 3.0
	mg/dL	131	117 - 144	23	20 - 25	16	14 - 18
	g/L	1.31	1.17 - 1.44	0.23	0.20 - 0.25	0.16	0.14 - 0.18

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® Level 1 Control LOT 101156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121156 Exp. 2023-12-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	122	118 - 125	134	130 - 138	163	158 - 168
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	76	73 - 79	88	84 - 92	110	105 - 115
pH		7.049	7.021 - 7.077	7.461	7.431 - 7.491	7.642	7.611 - 7.673
PCO2	mmHg	56.7	53.0 - 60.3	32.2	29.8 - 34.6	26.8	24.8 - 28.8
	kPa	7.56	7.06 - 8.04	4.29	3.97 - 4.61	3.57	3.31 - 3.84
Glucose/Glu	mg/dL	43	38 - 48	124	110 - 137	282	251 - 313
	g/L	0.43	0.38 - 0.48	1.24	1.10 - 1.37	2.82	2.51 - 3.13
	mmol/L	2.4	2.1 - 2.7	6.9	6.1 - 7.6	15.7	13.9 - 17.4
BUN	mg/dL	57	51 - 63	11	9 - 12	7	7 - 8
Urea	mmol/L	20.3	18.2 - 22.5	3.8	3.3 - 4.2	2.7	2.3 - 3.0
	mg/dL	122	109 - 135	23	20 - 25	16	14 - 18
	g/L	1.22	1.09 - 1.35	0.23	0.20 - 0.25	0.16	0.14 - 0.18

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® Level 1 Control LOT 101164  Exp. 2024-08-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111164  Exp. 2024-08-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121164  Exp. 2024-08-31	
CG4+ & G3+		$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
LOT D		(Zielwert)		(Zielwert)		(Zielwert)	
pH		7.036	7.008 - 7.064	7.469	7.439 - 7.499	7.648	7.617 - 7.679
PCO2	mmHg	55.4	51.8 - 58.9	28.5	26.4 - 30.7	23.5	21.7 - 25.2
	kPa	7.38	6.90 - 7.85	3.80	3.52 - 4.09	3.13	2.89 - 3.36
PO2	mmHg	91	84 - 97	123	114 - 132	152	144 - 160
	kPa	12.1	11.2 - 12.9	16.4	15.2 - 17.6	20.3	19.2 - 21.3
Lactate/Lac	mmol/L	7.85	6.98 - 8.71	2.11	1.88 - 2.34	0.85	0.75 - 0.94
	mg/dL	70.7	62.9 - 78.5	19.0	16.9 - 21.1	7.7	6.8 - 8.5
	g/L	0.707	0.629 - 0.785	0.190	0.169 - 0.211	0.077	0.068 - 0.085

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® Level 1 Control LOT 101164 Exp. 2024-08-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111164 Exp. 2024-08-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121164 Exp. 2024-08-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 125	134	130 - 138	162	157 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
iCa	mmol/L	1.53	1.41 - 1.64	1.28	1.19 - 1.38	0.77	0.66 - 0.88
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.6	5.1	4.8 - 5.5	3.1	2.6 - 3.5
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3	2.6	2.4 - 2.8	1.5	1.3 - 1.8
pH		7.038	7.010 - 7.066	7.459	7.429 - 7.489	7.630	7.599 - 7.661
PCO2	mmHg	56.6	52.9 - 60.2	28.7	26.6 - 30.9	24.2	22.4 - 26.0
	kPa	7.54	7.05 - 8.02	3.83	3.55 - 4.12	3.23	2.99 - 3.47
PO2	mmHg	93	86 - 100	124	115 - 133	153	144 - 161
	kPa	12.4	11.5 - 13.3	16.5	15.3 - 17.7	20.4	19.2 - 21.5
Glucose/Glu	mg/dL	43	38 - 48	123	110 - 137	284	253 - 315
	g/L	0.43	0.38 - 0.48	1.23	1.10 - 1.37	2.84	2.53 - 3.15
	mmol/L	2.4	2.1 - 2.7	6.8	6.1 - 7.6	15.8	14.0 - 17.5
Creatinine/Crea	mg/dL	4.5	4.0 - 5.1	1.8	1.5 - 1.9	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	400	354 - 447	155	137 - 172	40	35 - 44
Lactate/Lac	mmol/L	7.83	6.97 - 8.69	2.06	1.84 - 2.29	0.78	0.70 - 0.87
	mg/dL	70.5	62.8 - 78.3	18.6	16.6 - 20.6	7.0	6.3 - 7.8
	g/L	0.705	0.628 - 0.783	0.186	0.166 - 0.206	0.070	0.063 - 0.078

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® Level 1 Control LOT 101164 Exp. 2024-08-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111164 Exp. 2024-08-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121164 Exp. 2024-08-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	120	117 - 124	134	129 - 138	162	157 - 166
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	77	74 - 81	89	85 - 93	110	105 - 115
iCa	mmol/L	1.52	1.41 - 1.64	1.28	1.18 - 1.37	0.76	0.65 - 0.87
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.6	5.1	4.7 - 5.5	3.0	2.6 - 3.5
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.6	2.4 - 2.7	1.5	1.3 - 1.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	18	9 - 27	22	15 - 28	25	19 - 31
Glucose/Glu	mg/dL	43	38 - 48	124	111 - 138	289	257 - 320
	g/L	0.43	0.38 - 0.48	1.24	1.11 - 1.38	2.89	2.57 - 3.20
	mmol/L	2.4	2.1 - 2.7	6.9	6.2 - 7.7	16.0	14.3 - 17.8
Creatinine/Crea	mg/dL	4.6	4.1 - 5.1	1.8	1.6 - 2.0	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	408	361 - 455	156	139 - 174	42	37 - 46
BUN	mg/dL	61	54 - 67	11	9 - 12	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.7	19.3 - 24.0	3.8	3.3 - 4.2	2.7	2.5 - 3.0
	mg/dL	130	116 - 144	23	20 - 25	16	15 - 18
	g/L	1.30	1.16 - 1.44	0.23	0.20 - 0.25	0.16	0.15 - 0.18

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® Level 1 Control LOT 101164 Exp. 2024-08-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111164 Exp. 2024-08-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121164 Exp. 2024-08-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 125	134	130 - 138	162	157 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	75	72 - 79	88	84 - 92	110	105 - 114
pH		7.050	7.022 - 7.078	7.467	7.437 - 7.497	7.640	7.609 - 7.671
PCO2	mmHg	56.8	53.1 - 60.5	32.0	29.6 - 34.4	27.1	25.0 - 29.1
	kPa	7.57	7.08 - 8.06	4.27	3.95 - 4.59	3.61	3.33 - 3.88
Glucose/Glu	mg/dL	43	39 - 48	124	110 - 137	283	252 - 314
	g/L	0.43	0.39 - 0.48	1.24	1.10 - 1.37	2.83	2.52 - 3.14
	mmol/L	2.4	2.2 - 2.7	6.9	6.1 - 7.6	15.7	14.0 - 17.4
BUN	mg/dL	57	51 - 63	11	9 - 12	7	7 - 8
Urea	mmol/L	20.2	18.2 - 22.3	3.8	3.3 - 4.2	2.7	2.3 - 3.0
	mg/dL	121	109 - 134	23	20 - 25	16	14 - 18
	g/L	1.21	1.09 - 1.34	0.23	0.20 - 0.25	0.16	0.14 - 0.18

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46

		i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
		LOT	281162	LOT	291162
		Exp.	2024-06-30	Exp.	2024-06-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT					
LOT F					
PT	INR	1.4	1.2 - 1.5	2.5	2.2 - 2.8
	sec	16.0	13.7 - 18.2	28.7	24.9 - 32.5

PT					
LOT T					
PT	INR	1.3	1.1 - 1.4	2.3	2.1 - 2.6
	sec	14.9	12.6 - 17.1	27.1	23.8 - 30.4

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46	i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
	LOT 281159		LOT 291159	
	Exp. 2024-03-31		Exp. 2024-03-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT				
LOT F				
PT	INR	1.3 1.2 - 1.5	2.0	1.8 - 2.2
	sec	16.0 13.7 - 18.2	23.2	20.4 - 26.0

PT				
LOT T				
PT	INR	1.3 1.1 - 1.4	1.9	1.7 - 2.1
	sec	14.9 12.6 - 17.1	22.1	19.3 - 24.9

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46

		i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
		LOT	281156	LOT	291156
		Exp.	2023-12-31	Exp.	2023-12-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT					
LOT F					
PT	INR	1.3	1.1 - 1.4	2.2	2.0 - 2.5
	sec	14.9	12.6 - 17.1	26.0	22.7 - 29.3

PT					
LOT T					
PT	INR	1.3	1.2 - 1.5	2.2	2.0 - 2.5
	sec	16.0	13.7 - 18.2	26.0	22.7 - 29.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301163 Exp. 2024-07-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311163 Exp. 2024-07-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321163 Exp. 2024-07-31	
CG4+ & G3+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
pH		7.062	7.034 - 7.090	7.441	7.411 - 7.471	7.674	7.643 - 7.705
PCO2	mmHg	58.5	54.7 - 62.3	34.2	31.6 - 36.8	22.2	20.6 - 23.9
	kPa	7.80	7.29 - 8.30	4.56	4.21 - 4.91	2.96	2.75 - 3.19
PO2	mmHg	77	68 - 85	118	109 - 126	148	140 - 156
	kPa	10.3	9.1 - 11.3	15.7	14.5 - 16.8	19.7	18.7 - 20.8
Lactate/Lac	mmol/L	6.52	5.80 - 7.24	1.84	1.64 - 2.04	0.73	0.65 - 0.81
	mg/dL	58.7	52.3 - 65.2	16.6	14.8 - 18.4	6.6	5.9 - 7.3
	g/L	0.587	0.523 - 0.652	0.166	0.148 - 0.184	0.066	0.059 - 0.073

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301163  Exp. 2024-07-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311163  Exp. 2024-07-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321163  Exp. 2024-07-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.87	0.75 - 1.00	1.29	1.19 - 1.38	1.62	1.50 - 1.74
	mg/dL	3.5	3.0 - 4.0	5.2	4.8 - 5.5	6.5	6.0 - 7.0
	mEq/L	1.7	1.5 - 2.0	2.6	2.4 - 2.8	3.2	3.0 - 3.5
pH		7.060	7.032 - 7.088	7.440	7.410 - 7.470	7.660	7.629 - 7.691
PCO2	mmHg	60.6	56.6 - 64.5	34.4	31.8 - 37.0	21.9	20.3 - 23.6
	kPa	8.08	7.54 - 8.60	4.59	4.24 - 4.93	2.92	2.71 - 3.15
PO2	mmHg	85	79 - 91	121	113 - 130	146	138 - 154
	kPa	11.3	10.5 - 12.1	16.1	15.1 - 17.3	19.5	18.4 - 20.5
Glucose/Glu	mg/dL	262	234 - 291	123	109 - 137	39	35 - 43
	g/L	2.62	2.34 - 2.91	1.23	1.09 - 1.37	0.39	0.35 - 0.43
	mmol/L	14.5	13.0 - 16.2	6.8	6.1 - 7.6	2.2	1.9 - 2.4
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	3.1 - 3.9	1.0	0.9 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	308	272 - 343	88	77 - 98	38	34 - 42
Lactate/Lac	mmol/L	6.51	5.79 - 7.22	1.82	1.62 - 2.02	0.69	0.61 - 0.76
	mg/dL	58.7	52.2 - 65.1	16.4	14.6 - 18.2	6.2	5.5 - 6.8
	g/L	0.587	0.522 - 0.651	0.164	0.146 - 0.182	0.062	0.055 - 0.068
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	36	34 - 37	57	54 - 60
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 39	59	56 - 63

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301163 Exp. 2024-07-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311163 Exp. 2024-07-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321163 Exp. 2024-07-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	133	129 - 136	159	154 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 78	91	87 - 95	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.85	0.73 - 0.98	1.26	1.16 - 1.35	1.57	1.46 - 1.69
	mg/dL	3.4	2.9 - 3.9	5.0	4.6 - 5.4	6.3	5.8 - 6.8
	mEq/L	1.7	1.5 - 2.0	2.5	2.3 - 2.7	3.1	2.9 - 3.4
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29	24	18 - 31	28	22 - 34
Glucose/Glu	mg/dL	256	228 - 285	118	105 - 131	37	33 - 41
	g/L	2.56	2.28 - 2.85	1.18	1.05 - 1.31	0.37	0.33 - 0.41
	mmol/L	14.2	12.7 - 15.8	6.5	5.8 - 7.3	2.1	1.8 - 2.3
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	3.1 - 3.9	1.0	0.9 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	311	275 - 347	88	78 - 99	39	34 - 43
BUN	mg/dL	61	55 - 68	11	10 - 13	7	6 - 8
Urea	mmol/L	21.8	19.5 - 24.2	4.0	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.8
	mg/dL	131	117 - 145	24	22 - 27	15	13 - 17
	g/L	1.31	1.17 - 1.45	0.24	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.17
HCT	K3EDTA %	22	20 - 23	34	32 - 36	54	51 - 57
	K2EDTA %	22	21 - 24	35	33 - 38	57	53 - 59

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301163 Exp. 2024-07-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311163 Exp. 2024-07-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321163 Exp. 2024-07-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72	69 - 76	90	86 - 94	113	108 - 118
pH		7.012	6.984 - 7.040	7.374	7.345 - 7.403	7.657	7.626 - 7.688
PCO2	mmHg	71.9	67.2 - 76.6	41.3	38.6 - 44.0	26.4	24.4 - 28.4
	kPa	9.58	8.96 - 10.21	5.51	5.15 - 5.87	3.52	3.25 - 3.79
Glucose/Glu	mg/dL	263	234 - 292	129	115 - 144	44	39 - 49
	g/L	2.63	2.34 - 2.92	1.29	1.15 - 1.44	0.44	0.39 - 0.49
	mmol/L	14.6	13.0 - 16.2	7.2	6.4 - 8.0	2.4	2.2 - 2.7
BUN	mg/dL	59	53 - 65	12	10 - 13	7	6 - 8
Urea	mmol/L	21.2	18.8 - 23.3	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.8
	mg/dL	127	113 - 140	25	22 - 27	15	13 - 17
	g/L	1.27	1.13 - 1.40	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.17
HCT	K3EDTA %	23	21 - 24	36	34 - 37	56	54 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 25	37	35 - 39	59	56 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301161 Exp. 2024-05-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311161 Exp. 2024-05-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321161 Exp. 2024-05-31	
CG4+ & G3+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
pH		7.063	7.035 - 7.091	7.437	7.407 - 7.467	7.677	7.646 - 7.708
PCO2	mmHg	57.7	53.9 - 61.4	32.5	30.1 - 34.9	21.3	19.7 - 22.9
	kPa	7.69	7.18 - 8.18	4.33	4.01 - 4.65	2.84	2.63 - 3.05
PO2	mmHg	79	70 - 87	119	110 - 127	149	141 - 157
	kPa	10.5	9.3 - 11.6	15.9	14.7 - 16.9	19.9	18.8 - 20.9
Lactate/Lac	mmol/L	6.59	5.86 - 7.31	1.83	1.63 - 2.03	0.72	0.64 - 0.79
	mg/dL	59.4	52.8 - 65.9	16.5	14.7 - 18.3	6.5	5.8 - 7.1
	g/L	0.594	0.528 - 0.659	0.165	0.147 - 0.183	0.065	0.058 - 0.071

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301161  Exp. 2024-05-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311161  Exp. 2024-05-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321161  Exp. 2024-05-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129	132	128 - 136	160	156 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
iCa	mmol/L	0.87	0.74 - 0.99	1.26	1.16 - 1.35	1.63	1.50 - 1.75
	mg/dL	3.5	3.0 - 4.0	5.0	4.6 - 5.4	6.5	6.0 - 7.0
	mEq/L	1.7	1.5 - 2.0	2.5	2.3 - 2.7	3.3	3.0 - 3.5
pH		7.059	7.031 - 7.087	7.436	7.406 - 7.466	7.664	7.633 - 7.695
PCO2	mmHg	61.2	57.2 - 65.2	34.4	31.8 - 36.9	21.3	19.7 - 22.9
	kPa	8.16	7.62 - 8.69	4.59	4.24 - 4.92	2.84	2.63 - 3.05
PO2	mmHg	86	80 - 92	123	114 - 131	147	139 - 155
	kPa	11.5	10.7 - 12.3	16.4	15.2 - 17.5	19.6	18.5 - 20.7
Glucose/Glu	mg/dL	260	231 - 288	121	108 - 135	39	35 - 43
	g/L	2.60	2.31 - 2.88	1.21	1.08 - 1.35	0.39	0.35 - 0.43
	mmol/L	14.4	12.8 - 16.0	6.7	6.0 - 7.5	2.2	1.9 - 2.4
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	3.1 - 3.9	1.0	0.9 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	310	275 - 346	87	77 - 97	36	32 - 40
Lactate/Lac	mmol/L	6.54	5.82 - 7.26	1.74	1.55 - 1.93	0.63	0.56 - 0.70
	mg/dL	58.9	52.4 - 65.4	15.7	14.0 - 17.4	5.7	5.0 - 6.3
	g/L	0.589	0.524 - 0.654	0.157	0.140 - 0.174	0.057	0.050 - 0.063
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	34 - 37	57	54 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 39	59	56 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301161 Exp. 2024-05-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311161 Exp. 2024-05-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321161 Exp. 2024-05-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	123	120 - 127	132	128 - 136	159	154 - 163
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	75	71 - 78	91	87 - 95	113	108 - 119
iCa	mmol/L	0.84	0.72 - 0.96	1.22	1.13 - 1.31	1.57	1.45 - 1.68
	mg/dL	3.4	2.9 - 3.8	4.9	4.5 - 5.2	6.3	5.8 - 6.7
	mEq/L	1.7	1.4 - 1.9	2.4	2.3 - 2.6	3.1	2.9 - 3.4
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30	25	18 - 31	28	22 - 34
Glucose/Glu	mg/dL	258	229 - 286	118	105 - 131	37	33 - 41
	g/L	2.58	2.29 - 2.86	1.18	1.05 - 1.31	0.37	0.33 - 0.41
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.9	6.5	5.8 - 7.3	2.1	1.8 - 2.3
Creatinine/Crea	mg/dL	3.7	3.3 - 4.1	1.0	0.9 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	327	289 - 365	90	80 - 101	38	34 - 42
BUN	mg/dL	61	55 - 68	12	10 - 13	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.8	19.5 - 24.2	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.3 - 2.8
	mg/dL	131	117 - 145	25	22 - 27	15	14 - 17
	g/L	1.31	1.17 - 1.45	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.14 - 0.17
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	34	32 - 35	54	52 - 57
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	57	54 - 59

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301161 Exp. 2024-05-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311161 Exp. 2024-05-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321161 Exp. 2024-05-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72	68 - 75	89	85 - 93	112	107 - 117
pH		7.009	6.981 - 7.037	7.372	7.343 - 7.401	7.663	7.632 - 7.694
PCO2	mmHg	73.7	68.9 - 78.4	42.0	39.3 - 44.7	25.9	23.9 - 27.8
	kPa	9.82	9.18 - 10.45	5.60	5.24 - 5.96	3.45	3.19 - 3.71
Glucose/Glu	mg/dL	264	235 - 292	130	116 - 145	45	40 - 50
	g/L	2.64	2.35 - 2.92	1.30	1.16 - 1.45	0.45	0.40 - 0.50
	mmol/L	14.7	13.0 - 16.2	7.2	6.4 - 8.0	2.5	2.2 - 2.8
BUN	mg/dL	60	54 - 66	12	10 - 13	7	6 - 8
Urea	mmol/L	21.5	19.2 - 23.7	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.8
	mg/dL	129	115 - 142	25	22 - 27	15	13 - 17
	g/L	1.29	1.15 - 1.42	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.17
HCT	K3EDTA %	22	21 - 24	36	34 - 37	56	54 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 25	37	35 - 39	59	56 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301157 Exp. 2024-01-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321157 Exp. 2024-01-31	
CG4+ & G3+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
pH		7.065	7.037 - 7.093	7.444	7.414 - 7.474	7.661	7.630 - 7.692
PCO2	mmHg	57.0	53.3 - 60.7	34.1	31.5 - 36.6	22.9	21.2 - 24.6
	kPa	7.60	7.10 - 8.09	4.55	4.20 - 4.88	3.05	2.83 - 3.28
PO2	mmHg	78	69 - 86	117	109 - 126	150	142 - 158
	kPa	10.4	9.2 - 11.5	15.6	14.5 - 16.8	20.0	18.9 - 21.1
Lactate/Lac	mmol/L	6.53	5.81 - 7.25	1.85	1.65 - 2.05	0.72	0.64 - 0.80
	mg/dL	58.8	52.3 - 65.3	16.7	14.9 - 18.5	6.5	5.8 - 7.2
	g/L	0.588	0.523 - 0.653	0.167	0.149 - 0.185	0.065	0.058 - 0.072

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301157  Exp. 2024-01-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311156  Exp. 2023-12-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321157  Exp. 2024-01-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.86	0.73 - 0.98	1.33	1.23 - 1.43	1.51	1.39 - 1.62
	mg/dL	3.4	2.9 - 3.9	5.3	4.9 - 5.7	6.0	5.6 - 6.5
	mEq/L	1.7	1.5 - 2.0	2.7	2.5 - 2.9	3.0	2.8 - 3.2
pH		7.063	7.035 - 7.091	7.443	7.413 - 7.473	7.649	7.618 - 7.680
PCO2	mmHg	59.3	55.4 - 63.1	34.2	31.7 - 36.8	22.5	20.8 - 24.2
	kPa	7.90	7.38 - 8.41	4.56	4.23 - 4.91	3.00	2.77 - 3.23
PO2	mmHg	85	79 - 91	121	113 - 130	148	140 - 156
	kPa	11.3	10.5 - 12.1	16.1	15.1 - 17.3	19.7	18.7 - 20.8
Glucose/Glu	mg/dL	262	233 - 291	123	110 - 137	39	35 - 43
	g/L	2.62	2.33 - 2.91	1.23	1.10 - 1.37	0.39	0.35 - 0.43
	mmol/L	14.5	12.9 - 16.2	6.8	6.1 - 7.6	2.2	1.9 - 2.4
Creatinine/Crea	mg/dL	3.4	3.0 - 3.8	1.0	0.9 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	304	269 - 339	86	76 - 96	38	34 - 42
Lactate/Lac	mmol/L	6.54	5.82 - 7.25	1.82	1.62 - 2.02	0.69	0.61 - 0.76
	mg/dL	58.9	52.4 - 65.3	16.4	14.6 - 18.2	6.2	5.5 - 6.8
	g/L	0.589	0.524 - 0.653	0.164	0.146 - 0.182	0.062	0.055 - 0.068
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	34 - 37	57	54 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 39	59	56 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301157 Exp. 2024-01-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321157 Exp. 2024-01-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	133	129 - 137	159	154 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 78	92	87 - 96	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.84	0.71 - 0.96	1.30	1.20 - 1.39	1.46	1.35 - 1.57
	mg/dL	3.4	2.8 - 3.8	5.2	4.8 - 5.6	5.8	5.4 - 6.3
	mEq/L	1.7	1.4 - 1.9	2.6	2.4 - 2.8	2.9	2.7 - 3.1
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29	24	18 - 31	28	22 - 34
Glucose/Glu	mg/dL	256	228 - 284	118	105 - 131	37	33 - 41
	g/L	2.56	2.28 - 2.84	1.18	1.05 - 1.31	0.37	0.33 - 0.41
	mmol/L	14.2	12.7 - 15.8	6.5	5.8 - 7.3	2.1	1.8 - 2.3
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	3.1 - 3.9	1.0	0.9 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	309	274 - 345	87	77 - 97	38	34 - 42
BUN	mg/dL	61	54 - 67	11	10 - 13	7	6 - 8
Urea	mmol/L	21.7	19.3 - 24.0	4.0	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.8
	mg/dL	130	116 - 144	24	22 - 27	15	13 - 17
	g/L	1.30	1.16 - 1.44	0.24	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.17
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	34	32 - 35	54	52 - 57
	K2EDTA %	23	22 - 24	35	33 - 36	57	54 - 59

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A46		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301157 Exp. 2024-01-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321157 Exp. 2024-01-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72	69 - 76	90	86 - 94	112	107 - 117
pH		7.017	6.989 - 7.045	7.379	7.349 - 7.409	7.645	7.614 - 7.676
PCO2	mmHg	69.9	65.4 - 74.4	41.0	38.3 - 43.6	26.8	24.8 - 28.8
	kPa	9.32	8.72 - 9.92	5.47	5.11 - 5.81	3.57	3.31 - 3.84
Glucose/Glu	mg/dL	263	234 - 292	130	116 - 144	44	39 - 49
	g/L	2.63	2.34 - 2.92	1.30	1.16 - 1.44	0.44	0.39 - 0.49
	mmol/L	14.6	13.0 - 16.2	7.2	6.4 - 8.0	2.4	2.2 - 2.7
BUN	mg/dL	59	53 - 65	12	10 - 13	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.0	18.8 - 23.3	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.3 - 2.8
	mg/dL	126	113 - 140	25	22 - 27	15	14 - 17
	g/L	1.26	1.13 - 1.40	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.14 - 0.17
HCT	K3EDTA %	22	21 - 24	36	34 - 37	57	54 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 25	37	35 - 39	59	56 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01

07-Nov-2023

APOC20233112

Product of USA


i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Bei Analyten, die nicht in RiiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791833-01
07-Nov-2023
APOC20233112

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions