

CLEW: A47	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT	261156	LOT	271156
	Exp.	2023-12-31	Exp.	2023-12-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	205 144 - 267	515	361 - 670
Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	185 130 - 241	485	340 - 631

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT 261158		LOT 271158	
	Exp. 2024-02-29		Exp. 2024-02-29	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	225 158 - 293	535	375 - 696

Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	195 137 - 254	505	354 - 657

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT 261161		LOT 271161	
	Exp. 2024-05-31		Exp. 2024-05-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	210 147 - 273	545	382 - 709
Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	190 133 - 247	505	354 - 657

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT	261160	LOT	271160
	Exp.	2024-04-30	Exp.	2024-04-30
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	220	154 - 286	535	375 - 696
Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	190	133 - 247	505	354 - 657

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT 351163		LOT 361163		LOT 371163	
	Exp. 2024-07-31		Exp. 2024-07-31		Exp. 2024-07-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG						
LOT F						
B-hCG	IU/L	24.7 20.5 - 28.9	1030.7	886.4 - 1175.0	1500.0	1290.0 - 1710.0


B-hCG						
LOT M						
B-hCG	IU/L	23.1 19.2 - 27.0	1032.5	888.0 - 1177.1	1485.3	1277.4 - 1693.2

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01
07-Nov-2023
APOC20233114

CLEW: A47		i-STAT® B-hCG Level 1 Control LOT 351159 Exp. 2024-03-31 $\bar{x}$ Zielbereich (Zielwert) gemäß RiliBÄK 2019		i-STAT® B-hCG Level 2 Control LOT 361159 Exp. 2024-03-31 $\bar{x}$ Zielbereich (Zielwert) gemäß RiliBÄK 2019		i-STAT® B-hCG Level 3 Control LOT 371159 Exp. 2024-03-31 $\bar{x}$ Zielbereich (Zielwert) gemäß RiliBÄK 2019	
B-hCG LOT F							
B-hCG	IU/L	25.4	21.1 - 29.7	1147.3	986.7 - 1307.9	1537.3	1322.1 - 1752.5

B-hCG LOT M							
B-hCG	IU/L	23.9	19.8 - 28.0	1131.0	972.7 - 1289.3	1478.8	1271.8 - 1685.8

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
 Abbott Point of Care Inc.
 100 and 200 Abbott Park Rd.
 Abbott Park, IL
 60064 USA

EC REP

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 The Netherlands

791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT 351155		LOT 361155		LOT 371155	
	Exp. 2023-11-30		Exp. 2023-11-30		Exp. 2023-11-30	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG LOT F						
B-hCG	IU/L	24.2 20.1 - 28.3	1088.8 936.4 - 1241.2	1527.2 1313.4 - 1741.0		

B-hCG LOT M						
B-hCG	IU/L	23.1 19.2 - 27.0	1082.4 930.9 - 1233.9	1535.1 1320.2 - 1750.0		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT 351169		LOT 361169		LOT 371169	
	Exp. 2025-01-31		Exp. 2025-01-31		Exp. 2025-01-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG LOT F						
B-hCG	IU/L	26.3 21.8 - 30.8	1128.8 970.8 - 1286.8	1533.4 1318.7 - 1748.1		

B-hCG LOT M						
B-hCG	IU/L	24.8 20.6 - 29.0	1072.0 921.9 - 1222.1	1529.2 1315.1 - 1743.3		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT 351171		LOT 361171		LOT 371171	
	Exp. 2025-03-31		Exp. 2025-03-31		Exp. 2025-03-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG LOT F						
B-hCG	IU/L	25.2 20.9 - 29.5	1111.4 955.8 - 1267.0	1619.7 1392.9 - 1846.5		

B-hCG LOT M						
B-hCG	IU/L	24.0 19.9 - 28.1	1094.2 941.0 - 1247.4	1570.4 1350.5 - 1790.3		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47

		i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
		LOT	041176	LOT	051176	LOT	061176
		Exp.	2025-08-31	Exp.	2025-08-31	Exp.	2025-08-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
BNP							
	LOT B						
BNP	pg/mL	112	95 - 129	912	775 - 1049	2985	2537 - 3433

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791937-01

07-Nov-2023

APOC2023114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47

		i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
		LOT	041158	LOT	051158	LOT	061158
		Exp.	2024-02-29	Exp.	2024-02-29	Exp.	2024-02-29
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
BNP							
LOT B							
BNP	pg/mL	96	82 - 110	836	711 - 961	2841	2415 - 3267

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT	071155	LOT	081155	LOT	091155
	Exp.	2023-11-30	Exp.	2023-11-30	Exp.	2023-11-30
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB						
LOT D						
CK-MB	ng/mL	5.4 3.0 - 7.8	22.5 12.4 - 32.6	113.1 62.2 - 164.0		

CK-MB						
LOT G						
CK-MB	ng/mL	4.3 2.4 - 6.2	17.4 9.6 - 25.2	85.4 47.0 - 123.8		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT 071159		LOT 081159		LOT 091159	
	Exp. 2024-03-31		Exp. 2024-03-31		Exp. 2024-03-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB						
LOT D						
CK-MB	ng/mL	4.8 2.6 - 7.0	19.5 10.7 - 28.3	101.4 55.8 - 147.0		

CK-MB						
LOT G						
CK-MB	ng/mL	3.8 2.1 - 5.5	15.0 8.3 - 21.8	76.8 42.2 - 111.4		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT 071164		LOT 081164		LOT 091164	
	Exp. 2024-08-31		Exp. 2024-08-31		Exp. 2024-08-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB						
LOT D						
CK-MB	ng/mL	5.6 3.1 - 8.1	20.9 11.5 - 30.3	92.3 50.8 - 133.8		

CK-MB						
LOT G						
CK-MB	ng/mL	4.5 2.5 - 6.5	16.3 9.0 - 23.6	72.1 39.7 - 104.5		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT 071172		LOT 081172		LOT 091172	
	Exp. 2025-04-30		Exp. 2025-04-30		Exp. 2025-04-30	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB						
LOT D						
CK-MB	ng/mL	4.6 2.5 - 6.7	17.3 9.5 - 25.1	73.5 40.4 - 106.6		

CK-MB						
LOT G						
CK-MB	ng/mL	3.4 1.9 - 4.9	12.9 7.1 - 18.7	51.4 28.3 - 74.5		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT 071169		LOT 081169		LOT 091169	
	Exp. 2025-01-31		Exp. 2025-01-31		Exp. 2025-01-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB						
LOT D						
CK-MB	ng/mL	5.5 3.0 - 8.0	21.1 11.6 - 30.6	88.3 48.6 - 128.0		

CK-MB						
LOT G						
CK-MB	ng/mL	4.2 2.3 - 6.1	15.4 8.5 - 22.3	63.9 35.1 - 92.7		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47

		i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
		LOT	011171	LOT	021171	LOT	031171
		Exp.	2025-03-31	Exp.	2025-03-31	Exp.	2025-03-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI							
	LOT B						
cTnI	ng/mL	0.35	0.28 - 0.42	1.92	1.54 - 2.30	18.25	14.60 - 21.90

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47

		i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
		LOT 011176		LOT 021176		LOT 031176	
		Exp. 2025-08-31		Exp. 2025-08-31		Exp. 2025-08-31	
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI							
	LOT B						
cTnI	ng/mL	0.34	0.27 - 0.41	1.75	1.40 - 2.10	20.82	16.66 - 24.98

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47	i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
	LOT 011164		LOT 021164		LOT 031164	
	Exp. 2024-08-31		Exp. 2024-08-31		Exp. 2024-08-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI						
LOT B						
cTnI	ng/mL	0.46 0.37 - 0.55	2.53	2.02 - 3.04	23.01	18.41 - 27.61

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47

		i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
		LOT	011160	LOT	021160	LOT	031160
		Exp.	2024-04-30	Exp.	2024-04-30	Exp.	2024-04-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI							
	LOT B						
cTnI	ng/mL	0.50	0.40 - 0.60	2.58	2.06 - 3.10	26.09	20.87 - 31.31

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
		LOT 011155		LOT 021155		LOT 031155	
		Exp. 2023-11-30		Exp. 2023-11-30		Exp. 2023-11-30	
		x̄ Zielbereich (Zielwert) gemäß RiliBÄK 2019		x̄ Zielbereich (Zielwert) gemäß RiliBÄK 2019		x̄ Zielbereich (Zielwert) gemäß RiliBÄK 2019	
cTnI LOT B							
cTnI	ng/mL	0.49	0.39 - 0.59	2.53	2.02 - 3.04	23.44	18.75 - 28.13

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® Level 1 Control LOT 101156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121156 Exp. 2023-12-31	
CG4+ & G3+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
pH		7.038	7.010 - 7.066	7.456	7.426 - 7.486	7.648	7.617 - 7.679
PCO2	mmHg	53.5	50.0 - 57.0	26.9	24.9 - 28.9	22.1	20.4 - 23.8
	kPa	7.13	6.67 - 7.60	3.59	3.32 - 3.85	2.95	2.72 - 3.17
PO2	mmHg	89	83 - 96	126	119 - 133	154	146 - 163
	kPa	11.9	11.1 - 12.8	16.8	15.9 - 17.7	20.5	19.5 - 21.7
Lactate/Lac	mmol/L	7.86	7.00 - 8.73	2.15	1.91 - 2.38	0.84	0.75 - 0.93
	mg/dL	70.8	63.1 - 78.7	19.4	17.2 - 21.4	7.6	6.8 - 8.4
	g/L	0.708	0.631 - 0.787	0.194	0.172 - 0.214	0.076	0.068 - 0.084

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® Level 1 Control LOT 101156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121156 Exp. 2023-12-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	122	118 - 125	134	130 - 138	163	158 - 168
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
iCa	mmol/L	1.52	1.41 - 1.64	1.31	1.21 - 1.40	0.77	0.66 - 0.88
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.6	5.2	4.8 - 5.6	3.1	2.6 - 3.5
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.6	2.4 - 2.8	1.5	1.3 - 1.8
pH		7.037	7.009 - 7.065	7.455	7.425 - 7.485	7.630	7.599 - 7.661
PCO2	mmHg	55.6	52.0 - 59.2	28.4	26.2 - 30.5	22.6	20.9 - 24.3
	kPa	7.41	6.93 - 7.89	3.79	3.49 - 4.07	3.01	2.79 - 3.24
PO2	mmHg	91	85 - 98	123	114 - 132	153	144 - 161
	kPa	12.1	11.3 - 13.1	16.4	15.2 - 17.6	20.4	19.2 - 21.5
Glucose/Glu	mg/dL	42	38 - 47	123	110 - 137	287	255 - 318
	g/L	0.42	0.38 - 0.47	1.23	1.10 - 1.37	2.87	2.55 - 3.18
	mmol/L	2.3	2.1 - 2.6	6.8	6.1 - 7.6	15.9	14.2 - 17.7
Creatinine/Crea	mg/dL	4.3	3.8 - 4.8	1.6	1.4 - 1.8	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	377	334 - 421	143	127 - 160	37	33 - 41
Lactate/Lac	mmol/L	7.83	6.97 - 8.69	2.07	1.84 - 2.30	0.79	0.70 - 0.88
	mg/dL	70.5	62.8 - 78.3	18.7	16.6 - 20.7	7.1	6.3 - 7.9
	g/L	0.705	0.628 - 0.783	0.187	0.166 - 0.207	0.071	0.063 - 0.079

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® Level 1 Control LOT 101156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121156 Exp. 2023-12-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	118 - 125	133	129 - 137	162	158 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	78	74 - 81	89	85 - 93	110	105 - 115
iCa	mmol/L	1.52	1.40 - 1.63	1.29	1.19 - 1.39	0.76	0.65 - 0.87
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.5	5.2	4.8 - 5.6	3.0	2.6 - 3.5
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.6	2.4 - 2.8	1.5	1.3 - 1.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	18	9 - 27	22	15 - 28	26	20 - 32
Glucose/Glu	mg/dL	42	37 - 46	124	111 - 138	291	259 - 323
	g/L	0.42	0.37 - 0.46	1.24	1.11 - 1.38	2.91	2.59 - 3.23
	mmol/L	2.3	2.1 - 2.6	6.9	6.2 - 7.7	16.2	14.4 - 17.9
Creatinine/Crea	mg/dL	4.4	3.8 - 4.9	1.7	1.5 - 1.9	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	385	340 - 429	148	131 - 165	38	34 - 42
BUN	mg/dL	60	54 - 66	11	9 - 12	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.5	19.2 - 23.7	3.8	3.3 - 4.2	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	129	115 - 142	23	20 - 25	16	14 - 17
	g/L	1.29	1.15 - 1.42	0.23	0.20 - 0.25	0.16	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® Level 1 Control LOT 101156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121156 Exp. 2023-12-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	122	118 - 125	134	130 - 138	163	158 - 168
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	76	72 - 79	88	84 - 92	109	104 - 114
pH		7.048	7.020 - 7.076	7.462	7.432 - 7.492	7.640	7.609 - 7.671
PCO2	mmHg	56.5	52.8 - 60.2	31.9	29.5 - 34.3	26.8	24.8 - 28.8
	kPa	7.53	7.04 - 8.02	4.25	3.93 - 4.57	3.57	3.31 - 3.84
Glucose/Glu	mg/dL	42	38 - 47	123	110 - 137	285	253 - 316
	g/L	0.42	0.38 - 0.47	1.23	1.10 - 1.37	2.85	2.53 - 3.16
	mmol/L	2.3	2.1 - 2.6	6.8	6.1 - 7.6	15.8	14.0 - 17.5
BUN	mg/dL	57	51 - 63	10	9 - 12	7	7 - 8
Urea	mmol/L	20.3	18.2 - 22.5	3.7	3.3 - 4.2	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	122	109 - 135	22	20 - 25	16	14 - 17
	g/L	1.22	1.09 - 1.35	0.22	0.20 - 0.25	0.16	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® Level 1 Control LOT 101164  Exp. 2024-08-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111164  Exp. 2024-08-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121164  Exp. 2024-08-31	
CG4+ & G3+		$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
LOT D		(Zielwert)		(Zielwert)		(Zielwert)	
pH		7.038	7.010 - 7.066	7.463	7.433 - 7.493	7.639	7.608 - 7.670
PCO2	mmHg	54.1	50.5 - 57.6	26.7	24.7 - 28.7	22.4	20.7 - 24.1
	kPa	7.21	6.73 - 7.68	3.56	3.29 - 3.83	2.99	2.76 - 3.21
PO2	mmHg	90	83 - 96	125	116 - 134	154	146 - 163
	kPa	12.0	11.1 - 12.8	16.7	15.5 - 17.9	20.5	19.5 - 21.7
Lactate/Lac	mmol/L	7.89	7.02 - 8.75	2.14	1.90 - 2.38	0.85	0.75 - 0.94
	mg/dL	71.1	63.3 - 78.8	19.3	17.1 - 21.4	7.7	6.8 - 8.5
	g/L	0.711	0.633 - 0.788	0.193	0.171 - 0.214	0.077	0.068 - 0.085

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® Level 1 Control LOT 101164 Exp. 2024-08-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111164 Exp. 2024-08-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121164 Exp. 2024-08-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 124	134	130 - 138	162	157 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
iCa	mmol/L	1.53	1.42 - 1.65	1.29	1.19 - 1.39	0.78	0.66 - 0.89
	mg/dL	6.1	5.7 - 6.6	5.2	4.8 - 5.6	3.1	2.6 - 3.6
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3	2.6	2.4 - 2.8	1.6	1.3 - 1.8
pH		7.033	7.005 - 7.061	7.458	7.428 - 7.488	7.627	7.596 - 7.658
PCO2	mmHg	55.8	52.2 - 59.5	27.8	25.7 - 29.9	22.8	21.1 - 24.5
	kPa	7.44	6.96 - 7.93	3.71	3.43 - 3.99	3.04	2.81 - 3.27
PO2	mmHg	91	85 - 97	121	113 - 130	150	142 - 159
	kPa	12.1	11.3 - 12.9	16.1	15.1 - 17.3	20.0	18.9 - 21.2
Glucose/Glu	mg/dL	43	38 - 47	123	110 - 137	287	255 - 318
	g/L	0.43	0.38 - 0.47	1.23	1.10 - 1.37	2.87	2.55 - 3.18
	mmol/L	2.4	2.1 - 2.6	6.8	6.1 - 7.6	15.9	14.2 - 17.7
Creatinine/Crea	mg/dL	4.5	3.9 - 5.0	1.7	1.5 - 1.9	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	394	349 - 440	152	135 - 169	39	34 - 43
Lactate/Lac	mmol/L	7.83	6.97 - 8.69	2.08	1.85 - 2.31	0.79	0.71 - 0.88
	mg/dL	70.5	62.8 - 78.3	18.7	16.7 - 20.8	7.1	6.4 - 7.9
	g/L	0.705	0.628 - 0.783	0.187	0.167 - 0.208	0.071	0.064 - 0.079

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® Level 1 Control LOT 101164 Exp. 2024-08-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111164 Exp. 2024-08-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121164 Exp. 2024-08-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 124	134	129 - 138	162	157 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	77	74 - 81	89	85 - 93	110	105 - 114
iCa	mmol/L	1.52	1.41 - 1.64	1.28	1.18 - 1.37	0.76	0.65 - 0.87
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.6	5.1	4.7 - 5.5	3.0	2.6 - 3.5
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.6	2.4 - 2.7	1.5	1.3 - 1.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	18	9 - 27	22	16 - 28	26	20 - 32
Glucose/Glu	mg/dL	42	37 - 47	124	111 - 138	292	259 - 324
	g/L	0.42	0.37 - 0.47	1.24	1.11 - 1.38	2.92	2.59 - 3.24
	mmol/L	2.3	2.1 - 2.6	6.9	6.2 - 7.7	16.2	14.4 - 18.0
Creatinine/Crea	mg/dL	4.5	4.0 - 5.1	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	401	355 - 447	154	136 - 171	40	35 - 44
BUN	mg/dL	60	54 - 66	11	9 - 12	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.3	19.2 - 23.7	3.8	3.3 - 4.2	2.7	2.3 - 3.0
	mg/dL	128	115 - 142	23	20 - 25	16	14 - 18
	g/L	1.28	1.15 - 1.42	0.23	0.20 - 0.25	0.16	0.14 - 0.18

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® Level 1 Control LOT 101164 Exp. 2024-08-31		i-STAT® Level 2 Control LOT 111164 Exp. 2024-08-31		i-STAT® Level 3 Control LOT 121164 Exp. 2024-08-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 125	134	130 - 138	162	157 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	75	72 - 79	88	84 - 92	109	104 - 114
pH		7.049	7.021 - 7.077	7.468	7.438 - 7.498	7.638	7.607 - 7.669
PCO2	mmHg	56.6	52.9 - 60.3	31.6	29.3 - 34.0	27.3	25.3 - 29.4
	kPa	7.54	7.05 - 8.04	4.21	3.91 - 4.53	3.64	3.37 - 3.92
Glucose/Glu	mg/dL	42	38 - 47	123	110 - 137	286	254 - 317
	g/L	0.42	0.38 - 0.47	1.23	1.10 - 1.37	2.86	2.54 - 3.17
	mmol/L	2.3	2.1 - 2.6	6.8	6.1 - 7.6	15.9	14.1 - 17.6
BUN	mg/dL	57	51 - 63	10	9 - 12	7	7 - 8
Urea	mmol/L	20.3	18.2 - 22.5	3.7	3.3 - 4.2	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	122	109 - 135	22	20 - 25	16	14 - 17
	g/L	1.22	1.09 - 1.35	0.22	0.20 - 0.25	0.16	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47

		i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
		LOT	281162	LOT	291162
		Exp.	2024-06-30	Exp.	2024-06-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT					
LOT F					
PT	INR	1.4	1.2 - 1.5	2.5	2.2 - 2.8
	sec	16.0	13.7 - 18.2	28.7	24.9 - 32.5

PT					
LOT T					
PT	INR	1.3	1.1 - 1.4	2.3	2.1 - 2.6
	sec	14.9	12.6 - 17.1	27.1	23.8 - 30.4

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47

		i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
		LOT	281159	LOT	291159
		Exp.	2024-03-31	Exp.	2024-03-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT					
LOT F					
PT	INR	1.3	1.2 - 1.5	2.0	1.8 - 2.2
	sec	16.0	13.7 - 18.2	23.2	20.4 - 26.0

PT					
LOT T					
PT	INR	1.3	1.1 - 1.4	1.9	1.7 - 2.1
	sec	14.9	12.6 - 17.1	22.1	19.3 - 24.9

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47

		i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
		LOT	281156	LOT	291156
		Exp.	2023-12-31	Exp.	2023-12-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT					
LOT F					
PT	INR	1.3	1.1 - 1.4	2.2	2.0 - 2.5
	sec	14.9	12.6 - 17.1	26.0	22.7 - 29.3

PT					
LOT T					
PT	INR	1.3	1.2 - 1.5	2.2	2.0 - 2.5
	sec	16.0	13.7 - 18.2	26.0	22.7 - 29.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301163 Exp. 2024-07-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311163 Exp. 2024-07-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321163 Exp. 2024-07-31	
CG4+ & G3+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
pH		7.062	7.034 - 7.090	7.442	7.412 - 7.472	7.670	7.639 - 7.701
PCO2	mmHg	58.1	54.3 - 61.8	34.3	31.7 - 36.9	21.8	20.2 - 23.5
	kPa	7.74	7.24 - 8.24	4.57	4.23 - 4.92	2.91	2.69 - 3.13
PO2	mmHg	76	68 - 84	118	110 - 127	146	138 - 154
	kPa	10.1	9.1 - 11.2	15.7	14.7 - 16.9	19.5	18.4 - 20.5
Lactate/Lac	mmol/L	6.40	5.70 - 7.10	1.78	1.58 - 1.97	0.70	0.62 - 0.78
	mg/dL	57.7	51.4 - 64.0	16.0	14.2 - 17.7	6.3	5.6 - 7.0
	g/L	0.577	0.514 - 0.640	0.160	0.142 - 0.177	0.063	0.056 - 0.070

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301163  Exp. 2024-07-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311163  Exp. 2024-07-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321163  Exp. 2024-07-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129	134	130 - 138	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.9 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.87	0.74 - 0.99	1.27	1.18 - 1.37	1.60	1.48 - 1.72
	mg/dL	3.5	3.0 - 4.0	5.1	4.7 - 5.5	6.4	5.9 - 6.9
	mEq/L	1.7	1.5 - 2.0	2.5	2.4 - 2.7	3.2	3.0 - 3.4
pH		7.060	7.032 - 7.088	7.440	7.410 - 7.470	7.659	7.628 - 7.690
PCO2	mmHg	59.3	55.5 - 63.2	32.8	30.4 - 35.3	20.5	18.9 - 22.0
	kPa	7.90	7.40 - 8.42	4.37	4.05 - 4.71	2.73	2.52 - 2.93
PO2	mmHg	85	79 - 91	121	113 - 130	147	139 - 155
	kPa	11.3	10.5 - 12.1	16.1	15.1 - 17.3	19.6	18.5 - 20.7
Glucose/Glu	mg/dL	261	233 - 290	121	108 - 134	36	32 - 40
	g/L	2.61	2.33 - 2.90	1.21	1.08 - 1.34	0.36	0.32 - 0.40
	mmol/L	14.5	12.9 - 16.1	6.7	6.0 - 7.4	2.0	1.8 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	3.1 - 3.9	1.0	0.9 - 1.1	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	311	275 - 347	90	80 - 101	40	35 - 44
Lactate/Lac	mmol/L	6.39	5.69 - 7.09	1.80	1.60 - 1.99	0.67	0.60 - 0.74
	mg/dL	57.6	51.3 - 63.9	16.2	14.4 - 17.9	6.0	5.4 - 6.7
	g/L	0.576	0.513 - 0.639	0.162	0.144 - 0.179	0.060	0.054 - 0.067
HCT	K3EDTA %	22	21 - 24	36	34 - 37	57	54 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 25	37	35 - 39	59	56 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301163 Exp. 2024-07-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311163 Exp. 2024-07-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321163 Exp. 2024-07-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	132	128 - 136	159	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 78	91	87 - 95	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.86	0.73 - 0.98	1.25	1.16 - 1.35	1.57	1.46 - 1.69
	mg/dL	3.4	2.9 - 3.9	5.0	4.6 - 5.4	6.3	5.8 - 6.8
	mEq/L	1.7	1.5 - 2.0	2.5	2.3 - 2.7	3.1	2.9 - 3.4
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29	25	18 - 31	28	22 - 34
Glucose/Glu	mg/dL	257	229 - 286	117	104 - 130	35	31 - 39
	g/L	2.57	2.29 - 2.86	1.17	1.04 - 1.30	0.35	0.31 - 0.39
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.9	6.5	5.8 - 7.2	1.9	1.7 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.4	3.0 - 3.8	1.0	0.9 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	300	265 - 334	87	77 - 97	37	33 - 41
BUN	mg/dL	60	53 - 66	11	10 - 13	7	6 - 7
Urea	mmol/L	21.3	19.0 - 23.5	4.0	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.7
	mg/dL	128	114 - 141	24	22 - 27	15	13 - 16
	g/L	1.28	1.14 - 1.41	0.24	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.16
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	34	32 - 35	54	51 - 57
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 59

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301163 Exp. 2024-07-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311163 Exp. 2024-07-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321163 Exp. 2024-07-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	133	129 - 137	160	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	73	70 - 76	90	86 - 94	112	107 - 117
pH		7.011	6.983 - 7.039	7.366	7.337 - 7.395	7.650	7.619 - 7.681
PCO2	mmHg	70.5	65.9 - 75.1	40.5	37.8 - 43.1	26.7	24.7 - 28.7
	kPa	9.40	8.78 - 10.01	5.40	5.04 - 5.75	3.56	3.29 - 3.83
Glucose/Glu	mg/dL	263	234 - 291	128	114 - 142	41	37 - 46
	g/L	2.63	2.34 - 2.91	1.28	1.14 - 1.42	0.41	0.37 - 0.46
	mmol/L	14.6	13.0 - 16.2	7.1	6.3 - 7.9	2.3	2.1 - 2.6
BUN	mg/dL	58	52 - 65	12	10 - 13	7	6 - 7
Urea	mmol/L	20.8	18.7 - 23.2	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.7
	mg/dL	125	112 - 139	25	22 - 27	15	13 - 16
	g/L	1.25	1.12 - 1.39	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.16
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	36	34 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 39	59	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301161 Exp. 2024-05-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311161 Exp. 2024-05-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321161 Exp. 2024-05-31	
CG4+ & G3+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
pH		7.063	7.035 - 7.091	7.438	7.408 - 7.468	7.673	7.642 - 7.704
PCO2	mmHg	57.2	53.5 - 60.9	32.6	30.2 - 35.1	20.9	19.4 - 22.5
	kPa	7.62	7.13 - 8.12	4.35	4.03 - 4.68	2.79	2.59 - 3.00
PO2	mmHg	78	69 - 86	120	111 - 128	147	139 - 155
	kPa	10.4	9.2 - 11.5	16.0	14.8 - 17.1	19.6	18.5 - 20.7
Lactate/Lac	mmol/L	6.47	5.76 - 7.18	1.77	1.57 - 1.96	0.68	0.61 - 0.76
	mg/dL	58.3	51.9 - 64.7	15.9	14.1 - 17.7	6.1	5.5 - 6.8
	g/L	0.583	0.519 - 0.647	0.159	0.141 - 0.177	0.061	0.055 - 0.068

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301161 Exp. 2024-05-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311161 Exp. 2024-05-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321161 Exp. 2024-05-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129	133	129 - 137	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.86	0.74 - 0.99	1.24	1.15 - 1.34	1.61	1.49 - 1.73
	mg/dL	3.4	3.0 - 4.0	5.0	4.6 - 5.4	6.4	6.0 - 6.9
	mEq/L	1.7	1.5 - 2.0	2.5	2.3 - 2.7	3.2	3.0 - 3.5
pH		7.059	7.031 - 7.087	7.436	7.406 - 7.466	7.663	7.632 - 7.694
PCO2	mmHg	60.0	56.1 - 63.9	32.8	30.3 - 35.2	19.8	18.3 - 21.3
	kPa	8.00	7.48 - 8.52	4.37	4.04 - 4.69	2.64	2.44 - 2.84
PO2	mmHg	86	80 - 92	122	114 - 131	149	140 - 157
	kPa	11.5	10.7 - 12.3	16.3	15.2 - 17.5	19.9	18.7 - 20.9
Glucose/Glu	mg/dL	259	230 - 287	119	106 - 132	37	32 - 41
	g/L	2.59	2.30 - 2.87	1.19	1.06 - 1.32	0.37	0.32 - 0.41
	mmol/L	14.4	12.8 - 15.9	6.6	5.9 - 7.3	2.1	1.8 - 2.3
Creatinine/Crea	mg/dL	3.6	3.1 - 4.0	1.0	0.9 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	314	278 - 350	89	79 - 100	38	34 - 42
Lactate/Lac	mmol/L	6.42	5.71 - 7.13	1.71	1.53 - 1.90	0.61	0.55 - 0.68
	mg/dL	57.8	51.4 - 64.2	15.4	13.8 - 17.1	5.5	5.0 - 6.1
	g/L	0.578	0.514 - 0.642	0.154	0.138 - 0.171	0.055	0.050 - 0.061
HCT	K3EDTA %	23	21 - 24	36	34 - 37	56	54 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 25	37	35 - 39	59	56 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301161 Exp. 2024-05-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311161 Exp. 2024-05-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321161 Exp. 2024-05-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 127	132	128 - 136	159	154 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	75	71 - 78	91	87 - 95	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.84	0.72 - 0.97	1.22	1.13 - 1.31	1.57	1.45 - 1.68
	mg/dL	3.4	2.9 - 3.9	4.9	4.5 - 5.2	6.3	5.8 - 6.7
	mEq/L	1.7	1.4 - 1.9	2.4	2.3 - 2.6	3.1	2.9 - 3.4
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30	25	18 - 31	28	22 - 34
Glucose/Glu	mg/dL	259	230 - 287	117	104 - 130	35	31 - 39
	g/L	2.59	2.30 - 2.87	1.17	1.04 - 1.30	0.35	0.31 - 0.39
	mmol/L	14.4	12.8 - 15.9	6.5	5.8 - 7.2	1.9	1.7 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.6	3.2 - 4.0	1.0	0.9 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	316	279 - 352	88	78 - 99	36	32 - 40
BUN	mg/dL	60	53 - 66	12	10 - 13	7	6 - 7
Urea	mmol/L	21.3	19.0 - 23.5	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.7
	mg/dL	128	114 - 141	25	22 - 27	15	13 - 16
	g/L	1.28	1.14 - 1.41	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.16
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	33	32 - 35	54	51 - 57
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 59

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301161 Exp. 2024-05-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311161 Exp. 2024-05-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321161 Exp. 2024-05-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 128	133	129 - 136	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	73	69 - 76	89	85 - 93	112	107 - 117
pH		7.008	6.980 - 7.036	7.364	7.335 - 7.393	7.656	7.625 - 7.687
PCO2	mmHg	72.3	67.6 - 77.0	41.2	38.5 - 43.9	26.2	24.2 - 28.1
	kPa	9.64	9.01 - 10.26	5.49	5.13 - 5.85	3.49	3.23 - 3.75
Glucose/Glu	mg/dL	263	234 - 292	129	115 - 143	43	38 - 47
	g/L	2.63	2.34 - 2.92	1.29	1.15 - 1.43	0.43	0.38 - 0.47
	mmol/L	14.6	13.0 - 16.2	7.2	6.4 - 7.9	2.4	2.1 - 2.6
BUN	mg/dL	59	53 - 66	12	10 - 13	7	6 - 7
Urea	mmol/L	21.2	19.0 - 23.5	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.7
	mg/dL	127	114 - 141	25	22 - 27	15	13 - 16
	g/L	1.27	1.14 - 1.41	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.16
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	34 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 39	59	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301157 Exp. 2024-01-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321157 Exp. 2024-01-31	
CG4+ & G3+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
pH		7.065	7.037 - 7.093	7.445	7.415 - 7.475	7.657	7.626 - 7.688
PCO2	mmHg	56.6	52.9 - 60.2	34.2	31.6 - 36.8	22.5	20.8 - 24.2
	kPa	7.54	7.05 - 8.02	4.56	4.21 - 4.91	3.00	2.77 - 3.23
PO2	mmHg	77	68 - 85	118	110 - 126	148	140 - 156
	kPa	10.3	9.1 - 11.3	15.7	14.7 - 16.8	19.7	18.7 - 20.8
Lactate/Lac	mmol/L	6.41	5.71 - 7.12	1.78	1.59 - 1.98	0.69	0.61 - 0.77
	mg/dL	57.8	51.4 - 64.2	16.0	14.3 - 17.8	6.2	5.5 - 6.9
	g/L	0.578	0.514 - 0.642	0.160	0.143 - 0.178	0.062	0.055 - 0.069

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301157 Exp. 2024-01-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321157 Exp. 2024-01-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129	134	130 - 138	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.9 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.86	0.73 - 0.98	1.33	1.23 - 1.43	1.49	1.38 - 1.60
	mg/dL	3.4	2.9 - 3.9	5.3	4.9 - 5.7	6.0	5.5 - 6.4
	mEq/L	1.7	1.5 - 2.0	2.7	2.5 - 2.9	3.0	2.8 - 3.2
pH		7.063	7.035 - 7.091	7.443	7.413 - 7.473	7.648	7.617 - 7.679
PCO2	mmHg	58.0	54.3 - 61.8	32.6	30.2 - 35.1	21.1	19.5 - 22.7
	kPa	7.73	7.24 - 8.24	4.35	4.03 - 4.68	2.81	2.60 - 3.03
PO2	mmHg	85	79 - 91	122	113 - 130	149	141 - 157
	kPa	11.3	10.5 - 12.1	16.3	15.1 - 17.3	19.9	18.8 - 20.9
Glucose/Glu	mg/dL	261	232 - 290	122	108 - 135	37	32 - 41
	g/L	2.61	2.32 - 2.90	1.22	1.08 - 1.35	0.37	0.32 - 0.41
	mmol/L	14.5	12.9 - 16.1	6.8	6.0 - 7.5	2.1	1.8 - 2.3
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	3.1 - 3.9	1.0	0.9 - 1.1	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	308	272 - 343	88	78 - 99	40	35 - 44
Lactate/Lac	mmol/L	6.42	5.71 - 7.12	1.79	1.59 - 1.99	0.67	0.60 - 0.74
	mg/dL	57.8	51.4 - 64.2	16.1	14.3 - 17.9	6.0	5.4 - 6.7
	g/L	0.578	0.514 - 0.642	0.161	0.143 - 0.179	0.060	0.054 - 0.067
HCT	K3EDTA %	22	21 - 24	36	34 - 37	57	54 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 25	37	35 - 39	59	56 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301157 Exp. 2024-01-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311156 Exp. 2023-12-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321157 Exp. 2024-01-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	133	129 - 136	159	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 78	92	87 - 96	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.84	0.72 - 0.96	1.29	1.19 - 1.39	1.46	1.35 - 1.57
	mg/dL	3.4	2.9 - 3.8	5.2	4.8 - 5.6	5.8	5.4 - 6.3
	mEq/L	1.7	1.4 - 1.9	2.6	2.4 - 2.8	2.9	2.7 - 3.1
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29	25	18 - 31	28	22 - 34
Glucose/Glu	mg/dL	257	229 - 286	118	105 - 131	35	31 - 39
	g/L	2.57	2.29 - 2.86	1.18	1.05 - 1.31	0.35	0.31 - 0.39
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.9	6.5	5.8 - 7.3	1.9	1.7 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	3.1 - 3.9	1.0	0.9 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	309	274 - 345	87	77 - 97	36	32 - 40
BUN	mg/dL	59	53 - 65	11	10 - 13	7	6 - 7
Urea	mmol/L	21.0	18.8 - 23.3	4.0	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.7
	mg/dL	126	113 - 140	24	22 - 27	15	13 - 16
	g/L	1.26	1.13 - 1.40	0.24	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.16
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	34	32 - 35	54	51 - 57
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 59

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A47		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301157  Exp. 2024-01-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311156  Exp. 2023-12-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321157  Exp. 2024-01-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	121 - 128	133	129 - 137	160	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72	69 - 76	90	86 - 94	112	107 - 117
pH		7.015	6.987 - 7.043	7.371	7.342 - 7.400	7.638	7.607 - 7.669
PCO2	mmHg	68.5	64.1 - 73.0	40.2	37.6 - 42.8	26.4	24.4 - 28.4
	kPa	9.13	8.54 - 9.73	5.36	5.01 - 5.71	3.52	3.25 - 3.79
Glucose/Glu	mg/dL	262	234 - 291	129	114 - 143	42	37 - 46
	g/L	2.62	2.34 - 2.91	1.29	1.14 - 1.43	0.42	0.37 - 0.46
	mmol/L	14.5	13.0 - 16.2	7.2	6.3 - 7.9	2.3	2.1 - 2.6
BUN	mg/dL	60	54 - 66	12	10 - 13	7	6 - 8
Urea	mmol/L	21.3	19.2 - 23.5	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.8
	mg/dL	128	115 - 141	25	22 - 27	15	13 - 17
	g/L	1.28	1.15 - 1.41	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.17
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	36	34 - 37	56	54 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 39	59	56 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01

07-Nov-2023

APOC20233114

Product of USA


i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.


Bei Analyten, die nicht in RiiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



791937-01
07-Nov-2023
APOC20233114

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions