

CLEW: A48

	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT	261165	LOT	271165
	Exp.	2024-09-30	Exp.	2024-09-30
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	205 144 - 267	615	431 - 800

Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	185 130 - 241	590	413 - 767

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48


	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT	261168	LOT	271169
	Exp.	2024-12-31	Exp.	2025-01-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	215 151 - 280	565	396 - 735

Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	195 137 - 254	550	385 - 715

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01
19-Sep-2024
APOC20242632

CLEW: A48	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT	261171	LOT	271171
	Exp.	2025-03-31	Exp.	2025-03-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	205 144 - 267	530	371 - 689

Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	185 130 - 241	515	361 - 670

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT	261173	LOT	271173
	Exp.	2025-05-31	Exp.	2025-05-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	205 144 - 267	570	399 - 741
Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT)	sec	185 130 - 241	560	392 - 728

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT 351178		LOT 361178		LOT 371178	
	Exp. 2025-10-31		Exp. 2025-10-31		Exp. 2025-10-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG						
LOT F						
B-hCG	IU/L	24.9 20.7 - 29.1	987.1 848.9 - 1125.3	1459.4 1255.1 - 1663.7		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.


CONTROL

IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01
19-Sep-2024
APOC20242632

CLEW: A48	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT 351169		LOT 361169		LOT 371169	
	Exp. 2025-01-31		Exp. 2025-01-31		Exp. 2025-01-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG LOT F						
B-hCG	IU/L	26.3 21.8 - 30.8	1128.8 970.8 - 1286.8	1533.4 1318.7 - 1748.1		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT 351171		LOT 361171		LOT 371171	
	Exp. 2025-03-31		Exp. 2025-03-31		Exp. 2025-03-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG						
LOT F						
B-hCG	IU/L	25.2 20.9 - 29.5	1111.4 955.8 - 1267.0	1619.7 1392.9 - 1846.5		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions


CLEW: A48	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT 351184		LOT 361184		LOT 371184	
	Exp. 2026-04-30		Exp. 2026-04-30		Exp. 2026-04-30	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG						
LOT F						
B-hCG	IU/L	25.4 21.1 - 29.7	934.4 803.6 - 1065.2	1389.9 1195.3 - 1584.5		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01
19-Sep-2024
APOC20242632

CLEW: A48	i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
	LOT 041182		LOT 051182		LOT 061182	
	Exp. 2026-02-28		Exp. 2026-02-28		Exp. 2026-02-28	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
BNP						
LOT B						
BNP	pg/mL	90 77 - 104	970 825 - 1116	2563 2179 - 2947		

BNP						
LOT F						
BNP	pg/mL	83 71 - 95	1014 862 - 1166	2491 2117 - 2865		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD




 Manufactured for:
 Abbott Point of Care Inc.
 100 and 200 Abbott Park Rd.
 Abbott Park, IL
 60064 USA

EC REP

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632


Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48	i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
	LOT 041176		LOT 051176		LOT 061176	
	Exp. 2025-08-31		Exp. 2025-08-31		Exp. 2025-08-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
BNP						
LOT B						
BNP	pg/mL	112 95 - 129	912 775 - 1049	2985 2537 - 3433		

BNP						
LOT F						
BNP	pg/mL	100 85 - 115	925 786 - 1064	2807 2386 - 3228		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.




 Manufactured for:
 Abbott Point of Care Inc.
 100 and 200 Abbott Park Rd.
 Abbott Park, IL
 60064 USA

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 The Netherlands



798379-01
 19-Sep-2024
 APOC20242632

CLEW: A48	i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
	LOT 041179		LOT 051179		LOT 061179	
	Exp. 2025-11-30		Exp. 2025-11-30		Exp. 2025-11-30	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
BNP LOT B						
BNP pg/mL		99 84 - 114	912 775 - 1049	2656 2258 - 3054		

BNP LOT F						
BNP pg/mL		91 77 - 105	965 820 - 1110	2547 2165 - 2929		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48	i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
	LOT 041185		LOT 051185		LOT 061185	
	Exp. 2026-05-31		Exp. 2026-05-31		Exp. 2026-05-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
BNP						
LOT B						
BNP	pg/mL	84 71 - 97	793 674 - 912	2286 1943 - 2629		

BNP						
LOT F						
BNP	pg/mL	82 70 - 94	893 759 - 1027	2316 1969 - 2663		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD

CE

Manufactured for:
 Abbott Point of Care Inc.
 100 and 200 Abbott Park Rd.
 Abbott Park, IL
 60064 USA

EC REP

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

CLEW: A48	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT 071185		LOT 081185		LOT 091185	
	Exp. 2026-05-31		Exp. 2026-05-31		Exp. 2026-05-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB						
LOT C						
CK-MB	ng/mL	2.9 1.6 - 4.2	12.6	6.9 - 18.3	59.3	32.6 - 86.0

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT 071172		LOT 081172		LOT 091172	
	Exp. 2025-04-30		Exp. 2025-04-30		Exp. 2025-04-30	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB						
LOT C						
CK-MB	ng/mL	3.8 2.1 - 5.5	13.7	7.5 - 19.9	49.8	27.4 - 72.2

CK-MB						
LOT D						
CK-MB	ng/mL	4.6 2.5 - 6.7	17.3	9.5 - 25.1	73.5	40.4 - 106.6

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT 071169		LOT 081169		LOT 091169	
	Exp. 2025-01-31		Exp. 2025-01-31		Exp. 2025-01-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB LOT C						
CK-MB ng/mL	4.2	2.3 - 6.1	14.7	8.1 - 21.3	56.2	30.9 - 81.5

CK-MB LOT D						
CK-MB ng/mL	5.5	3.0 - 8.0	21.1	11.6 - 30.6	88.3	48.6 - 128.0

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT 071177		LOT 081177		LOT 091177	
	Exp. 2025-09-30		Exp. 2025-09-30		Exp. 2025-09-30	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB						
LOT C						
CK-MB	ng/mL	4.2 2.3 - 6.1	17.6	9.7 - 25.5	88.3	48.6 - 128.0

CK-MB						
LOT D						
CK-MB	ng/mL	4.1 2.3 - 5.9	17.5	9.6 - 25.4	86.9	47.8 - 126.0

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48	i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
	LOT 011171		LOT 021171		LOT 031171	
	Exp. 2025-03-31		Exp. 2025-03-31		Exp. 2025-03-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI						
LOT B						
cTnI	ng/mL	0.35 0.28 - 0.42	1.92 1.54 - 2.30	18.25 14.60 - 21.90		

cTnI						
LOT S						
cTnI	ng/mL	0.36 0.29 - 0.43	2.01 1.61 - 2.41	20.60 16.48 - 24.72		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01
19-Sep-2024
APOC20242632

CLEW: A48	i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
	LOT 011176		LOT 021176		LOT 031176	
	Exp. 2025-08-31		Exp. 2025-08-31		Exp. 2025-08-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI						
LOT B						
cTnI	ng/mL	0.34 0.27 - 0.41	1.75 1.40 - 2.10	20.82 16.66 - 24.98		

cTnI						
LOT S						
cTnI	ng/mL	0.37 0.30 - 0.44	1.88 1.50 - 2.26	23.71 18.97 - 28.45		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD

CE

Manufactured for:
 Abbott Point of Care Inc.
 100 and 200 Abbott Park Rd.
 Abbott Park, IL
 60064 USA

EC REP

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

CLEW: A48	i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
	LOT	011179	LOT	021180	LOT	031179
	Exp.	2025-11-30	Exp.	2025-12-31	Exp.	2025-11-30
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI						
LOT B						
cTnI	ng/mL	0.38 0.30 - 0.46	2.17 1.74 - 2.60	22.55 18.04 - 27.06		

cTnI					
LOT S					
cTnI	ng/mL	0.39 0.31 - 0.47	2.28 1.82 - 2.74	24.15 19.32 - 28.98	

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48	i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
	LOT 011182		LOT 021182		LOT 031182	
	Exp. 2026-02-28		Exp. 2026-02-28		Exp. 2026-02-28	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI						
LOT B						
cTnI	ng/mL	0.36 0.29 - 0.43	1.75 1.40 - 2.10	19.30 15.44 - 23.16		

cTnI						
LOT S						
cTnI	ng/mL	0.36 0.29 - 0.43	1.78 1.42 - 2.14	21.16 16.93 - 25.39		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® Level 1 Control LOT 101170  Exp. 2025-02-28		i-STAT® Level 2 Control LOT 111170  Exp. 2025-02-28		i-STAT® Level 3 Control LOT 121170  Exp. 2025-02-28	
CG4+		$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
LOT D		(Zielwert)		(Zielwert)		(Zielwert)	
pH		7.039	7.011 - 7.067	7.460	7.430 - 7.490	7.650	7.619 - 7.681
PCO2	mmHg	54.8	51.3 - 58.4	27.6	25.5 - 29.7	22.5	20.8 - 24.2
	kPa	7.30	6.84 - 7.78	3.68	3.40 - 3.96	3.00	2.77 - 3.23
PO2	mmHg	91	84 - 97	124	116 - 133	153	145 - 162
	kPa	12.1	11.2 - 12.9	16.5	15.5 - 17.7	20.4	19.3 - 21.6
Lactate/Lac	mmol/L	7.79	6.93 - 8.65	2.12	1.89 - 2.35	0.83	0.74 - 0.92
	mg/dL	70.2	62.4 - 77.9	19.1	17.0 - 21.2	7.5	6.7 - 8.3
	g/L	0.702	0.624 - 0.779	0.191	0.170 - 0.212	0.075	0.067 - 0.083

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® Level 1 Control LOT 101170 Exp. 2025-02-28		i-STAT® Level 2 Control LOT 111170 Exp. 2025-02-28		i-STAT® Level 3 Control LOT 121170 Exp. 2025-02-28	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	118 - 125	134	130 - 138	162	157 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
iCa	mmol/L	1.52	1.41 - 1.63	1.28	1.19 - 1.38	0.78	0.67 - 0.90
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.5	5.1	4.8 - 5.5	3.1	2.7 - 3.6
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.6	2.4 - 2.8	1.6	1.3 - 1.8
pH		7.033	7.005 - 7.061	7.455	7.425 - 7.485	7.636	7.605 - 7.667
PCO2	mmHg	56.9	53.2 - 60.5	28.3	26.2 - 30.4	22.9	21.2 - 24.6
	kPa	7.58	7.09 - 8.06	3.77	3.49 - 4.05	3.05	2.83 - 3.28
PO2	mmHg	91	84 - 97	122	113 - 130	151	143 - 160
	kPa	12.1	11.2 - 12.9	16.3	15.1 - 17.3	20.1	19.1 - 21.3
Glucose/Glu	mg/dL	42	37 - 46	122	108 - 135	287	256 - 319
	g/L	0.42	0.37 - 0.46	1.22	1.08 - 1.35	2.87	2.56 - 3.19
	mmol/L	2.3	2.1 - 2.6	6.8	6.0 - 7.5	15.9	14.2 - 17.7
Creatinine/Crea	mg/dL	4.3	3.8 - 4.8	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	377	333 - 420	149	132 - 167	42	37 - 46
Lactate/Lac	mmol/L	7.67	6.83 - 8.52	2.05	1.82 - 2.27	0.77	0.69 - 0.86
	mg/dL	69.1	61.5 - 76.8	18.5	16.4 - 20.5	6.9	6.2 - 7.7
	g/L	0.691	0.615 - 0.768	0.185	0.164 - 0.205	0.069	0.062 - 0.077

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® Level 1 Control LOT 101170 Exp. 2025-02-28		i-STAT® Level 2 Control LOT 111170 Exp. 2025-02-28		i-STAT® Level 3 Control LOT 121170 Exp. 2025-02-28	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 125	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	78	75 - 82	89	85 - 93	110	105 - 114
iCa	mmol/L	1.54	1.42 - 1.65	1.29	1.19 - 1.38	0.78	0.66 - 0.89
	mg/dL	6.2	5.7 - 6.6	5.2	4.8 - 5.5	3.1	2.6 - 3.6
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3	2.6	2.4 - 2.8	1.6	1.3 - 1.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	18	9 - 27	22	16 - 29	27	21 - 33
Glucose/Glu	mg/dL	41	37 - 46	122	109 - 136	290	258 - 322
	g/L	0.41	0.37 - 0.46	1.22	1.09 - 1.36	2.90	2.58 - 3.22
	mmol/L	2.3	2.1 - 2.6	6.8	6.1 - 7.5	16.1	14.3 - 17.9
Creatinine/Crea	mg/dL	4.3	3.8 - 4.8	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.4 - 0.6
	umol/L	384	340 - 428	153	135 - 170	44	39 - 49
BUN	mg/dL	60	54 - 66	10	9 - 12	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.3	19.2 - 23.7	3.7	3.3 - 4.2	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	128	115 - 142	22	20 - 25	16	14 - 17
	g/L	1.28	1.15 - 1.42	0.22	0.20 - 0.25	0.16	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® Level 1 Control LOT 101170 Exp. 2025-02-28		i-STAT® Level 2 Control LOT 111170 Exp. 2025-02-28		i-STAT® Level 3 Control LOT 121170 Exp. 2025-02-28	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	118 - 125	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	76	72 - 79	88	84 - 92	109	104 - 114
pH		7.048	7.020 - 7.076	7.465	7.435 - 7.495	7.649	7.618 - 7.680
PCO2	mmHg	55.9	52.3 - 59.5	31.7	29.3 - 34.1	26.5	24.5 - 28.5
	kPa	7.45	6.97 - 7.93	4.23	3.91 - 4.55	3.53	3.27 - 3.80
Glucose/Glu	mg/dL	42	37 - 47	122	109 - 136	286	255 - 318
	g/L	0.42	0.37 - 0.47	1.22	1.09 - 1.36	2.86	2.55 - 3.18
	mmol/L	2.3	2.1 - 2.6	6.8	6.1 - 7.5	15.9	14.2 - 17.7
BUN	mg/dL	57	51 - 63	10	9 - 12	7	7 - 8
Urea	mmol/L	20.3	18.2 - 22.5	3.7	3.3 - 4.2	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	122	109 - 135	22	20 - 25	16	14 - 17
	g/L	1.22	1.09 - 1.35	0.22	0.20 - 0.25	0.16	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® Level 2 Control LOT 111174 Exp. 2025-06-30		i-STAT® Level 3 Control LOT 121174 Exp. 2025-06-30	
CG4+		$\bar{x}$	Zielbereich	$\bar{x}$	Zielbereich
LOT D		(Zielwert)	gemäß RiliBÄK 2019	(Zielwert)	gemäß RiliBÄK 2019
pH		7.453	7.423 - 7.483	7.655	7.624 - 7.686
PCO2	mmHg	28.1	25.9 - 30.2	22.4	20.8 - 24.1
	kPa	3.75	3.45 - 4.03	2.99	2.77 - 3.21
PO2	mmHg	126	119 - 133	156	147 - 164
	kPa	16.8	15.9 - 17.7	20.8	19.6 - 21.9
Lactate/Lac	mmol/L	2.13	1.89 - 2.36	0.84	0.75 - 0.93
	mg/dL	19.2	17.0 - 21.3	7.6	6.8 - 8.4
	g/L	0.192	0.170 - 0.213	0.076	0.068 - 0.084

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® Level 2 Control LOT 111174  Exp. 2025-06-30		i-STAT® Level 3 Control LOT 121174  Exp. 2025-06-30	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	133	129 - 137	162	157 - 166
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.1 - 6.6
iCa	mmol/L	1.26	1.16 - 1.35	0.78	0.67 - 0.89
	mg/dL	5.0	4.6 - 5.4	3.1	2.7 - 3.6
	mEq/L	2.5	2.3 - 2.7	1.6	1.3 - 1.8
pH		7.448	7.418 - 7.478	7.640	7.609 - 7.671
PCO2	mmHg	28.5	26.3 - 30.6	22.6	20.9 - 24.3
	kPa	3.80	3.51 - 4.08	3.01	2.79 - 3.24
PO2	mmHg	124	116 - 133	155	146 - 164
	kPa	16.5	15.5 - 17.7	20.7	19.5 - 21.9
Glucose/Glu	mg/dL	123	109 - 136	287	256 - 319
	g/L	1.23	1.09 - 1.36	2.87	2.56 - 3.19
	mmol/L	6.8	6.1 - 7.5	15.9	14.2 - 17.7
Creatinine/Crea	mg/dL	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	151	134 - 169	43	38 - 48
Lactate/Lac	mmol/L	2.06	1.83 - 2.28	0.77	0.69 - 0.86
	mg/dL	18.6	16.5 - 20.5	6.9	6.2 - 7.7
	g/L	0.186	0.165 - 0.205	0.069	0.062 - 0.077

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® Level 2 Control LOT 111174  Exp. 2025-06-30		i-STAT® Level 3 Control LOT 121174  Exp. 2025-06-30	
CHEM8+		$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
LOT H		(Zielwert)		(Zielwert)	
Na	mmol/L, mEq/L	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	89	85 - 93	110	105 - 115
iCa	mmol/L	1.27	1.17 - 1.36	0.78	0.66 - 0.89
	mg/dL	5.1	4.7 - 5.4	3.1	2.6 - 3.6
	mEq/L	2.5	2.3 - 2.7	1.6	1.3 - 1.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	22	16 - 29	27	21 - 33
Glucose/Glu	mg/dL	122	109 - 136	289	258 - 321
	g/L	1.22	1.09 - 1.36	2.89	2.58 - 3.21
	mmol/L	6.8	6.1 - 7.5	16.0	14.3 - 17.8
Creatinine/Crea	mg/dL	1.8	1.6 - 2.0	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	156	138 - 173	45	40 - 50
BUN	mg/dL	11	9 - 12	7	7 - 8
Urea	mmol/L	3.8	3.3 - 4.2	2.7	2.5 - 3.0
	mg/dL	23	20 - 25	16	15 - 18
	g/L	0.23	0.20 - 0.25	0.16	0.15 - 0.18

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® Level 2 Control LOT 111174 Exp. 2025-06-30		i-STAT® Level 3 Control LOT 121174 Exp. 2025-06-30	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	88	84 - 92	109	104 - 114
pH		7.455	7.425 - 7.485	7.658	7.627 - 7.689
PCO2	mmHg	31.6	29.2 - 33.9	26.4	24.4 - 28.4
	kPa	4.21	3.89 - 4.52	3.52	3.25 - 3.79
Glucose/Glu	mg/dL	123	109 - 136	287	255 - 318
	g/L	1.23	1.09 - 1.36	2.87	2.55 - 3.18
	mmol/L	6.8	6.1 - 7.5	15.9	14.2 - 17.7
BUN	mg/dL	11	9 - 12	7	7 - 8
Urea	mmol/L	3.8	3.3 - 4.2	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	23	20 - 25	16	14 - 17
	g/L	0.23	0.20 - 0.25	0.16	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48

		i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
		LOT	281167	LOT	291167
		Exp.	2024-11-30	Exp.	2024-11-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT					
	LOT F				
PT	INR	1.3	1.2 - 1.5	2.3	2.0 - 2.5
	sec	16.0	13.7 - 18.2	26.0	22.7 - 29.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48

		i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
		LOT	281168	LOT	291168
		Exp.	2024-12-31	Exp.	2024-12-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT					
		LOT	F		
PT	INR	1.4	1.2 - 1.5	2.3	2.1 - 2.6
	sec	16.0	13.7 - 18.2	27.1	23.8 - 30.4

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48

		i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
		LOT	281172	LOT	291172
		Exp.	2025-04-30	Exp.	2025-04-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT					
	LOT F				
PT	INR	1.3	1.1 - 1.4	2.3	2.0 - 2.5
	sec	14.9	12.6 - 17.1	26.0	22.7 - 29.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301171  Exp. 2025-03-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311171  Exp. 2025-03-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321171  Exp. 2025-03-31	
CG4+		$\bar{x}$	Zielbereich	$\bar{x}$	Zielbereich	$\bar{x}$	Zielbereich
LOT D		(Zielwert)	gemäß	(Zielwert)	gemäß	(Zielwert)	gemäß
			RiliBÄK 2019		RiliBÄK 2019		RiliBÄK 2019
pH		7.061	7.033 - 7.089	7.428	7.398 - 7.458	7.672	7.641 - 7.703
PCO2	mmHg	60.1	56.2 - 64.0	34.3	31.7 - 36.8	20.6	19.0 - 22.1
	kPa	8.01	7.49 - 8.53	4.57	4.23 - 4.91	2.75	2.53 - 2.95
PO2	mmHg	76	68 - 85	116	107 - 124	144	136 - 152
	kPa	10.1	9.1 - 11.3	15.5	14.3 - 16.5	19.2	18.1 - 20.3
Lactate/Lac	mmol/L	6.28	5.59 - 6.97	1.69	1.50 - 1.88	0.64	0.57 - 0.71
	mg/dL	56.6	50.4 - 62.8	15.2	13.5 - 16.9	5.8	5.1 - 6.4
	g/L	0.566	0.504 - 0.628	0.152	0.135 - 0.169	0.058	0.051 - 0.064

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301171 Exp. 2025-03-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311171 Exp. 2025-03-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321171 Exp. 2025-03-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 128	134	130 - 138	160	156 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.83	0.71 - 0.94	1.26	1.16 - 1.35	1.62	1.50 - 1.74
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8	5.0	4.6 - 5.4	6.5	6.0 - 7.0
	mEq/L	1.7	1.4 - 1.9	2.5	2.3 - 2.7	3.2	3.0 - 3.5
pH		7.059	7.031 - 7.087	7.427	7.397 - 7.457	7.663	7.632 - 7.694
PCO2	mmHg	61.5	57.5 - 65.5	35.6	33.3 - 37.9	20.7	19.1 - 22.2
	kPa	8.20	7.66 - 8.73	4.75	4.44 - 5.05	2.76	2.55 - 2.96
PO2	mmHg	84	78 - 90	120	111 - 128	145	137 - 152
	kPa	11.2	10.4 - 12.0	16.0	14.8 - 17.1	19.3	18.3 - 20.3
Glucose/Glu	mg/dL	257	228 - 285	118	105 - 131	37	32 - 41
	g/L	2.57	2.28 - 2.85	1.18	1.05 - 1.31	0.37	0.32 - 0.41
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.8	6.5	5.8 - 7.3	2.1	1.8 - 2.3
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	3.1 - 3.9	1.0	0.9 - 1.1	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	309	273 - 344	89	79 - 100	42	38 - 47
Lactate/Lac	mmol/L	6.37	5.67 - 7.07	1.63	1.45 - 1.81	0.57	0.50 - 0.63
	mg/dL	57.4	51.1 - 63.7	14.7	13.1 - 16.3	5.1	4.5 - 5.7
	g/L	0.574	0.511 - 0.637	0.147	0.131 - 0.163	0.051	0.045 - 0.057
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	36	34 - 38	57	54 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 40	59	56 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301171 Exp. 2025-03-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311171 Exp. 2025-03-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321171 Exp. 2025-03-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	133	129 - 137	159	154 - 163
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	75	71 - 78	92	88 - 97	113	108 - 119
iCa	mmol/L	0.82	0.70 - 0.94	1.25	1.16 - 1.34	1.60	1.48 - 1.72
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8	5.0	4.6 - 5.4	6.4	5.9 - 6.9
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9	2.5	2.3 - 2.7	3.2	3.0 - 3.4
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30	26	20 - 33	29	23 - 35
Glucose/Glu	mg/dL	258	230 - 286	117	104 - 130	35	31 - 38
	g/L	2.58	2.30 - 2.86	1.17	1.04 - 1.30	0.35	0.31 - 0.38
	mmol/L	14.3	12.8 - 15.9	6.5	5.8 - 7.2	1.9	1.7 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	3.1 - 3.9	1.0	0.9 - 1.2	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	309	274 - 345	91	81 - 102	41	36 - 45
BUN	mg/dL	60	54 - 67	11	10 - 13	7	6 - 7
Urea	mmol/L	21.5	19.2 - 23.8	4.0	3.5 - 4.5	2.5	2.2 - 2.7
	mg/dL	129	115 - 143	24	21 - 27	15	13 - 16
	g/L	1.29	1.15 - 1.43	0.24	0.21 - 0.27	0.15	0.13 - 0.16
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	33	32 - 35	54	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301171 Exp. 2025-03-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311171 Exp. 2025-03-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321171 Exp. 2025-03-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	121 - 128	133	129 - 137	159	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72	69 - 75	90	86 - 94	113	107 - 118
pH		7.010	6.982 - 7.038	7.368	7.339 - 7.397	7.656	7.625 - 7.687
PCO2	mmHg	74.4	69.5 - 79.2	46.2	43.2 - 49.2	28.0	25.9 - 30.1
	kPa	9.92	9.26 - 10.56	6.16	5.76 - 6.56	3.73	3.45 - 4.01
Glucose/Glu	mg/dL	263	234 - 291	127	113 - 141	41	36 - 45
	g/L	2.63	2.34 - 2.91	1.27	1.13 - 1.41	0.41	0.36 - 0.45
	mmol/L	14.6	13.0 - 16.2	7.0	6.3 - 7.8	2.3	2.0 - 2.5
BUN	mg/dL	60	54 - 66	12	10 - 13	7	6 - 8
Urea	mmol/L	21.3	19.2 - 23.7	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.8
	mg/dL	128	115 - 142	25	22 - 27	15	13 - 17
	g/L	1.28	1.15 - 1.42	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.17
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	34 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 39	58	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301168 Exp. 2024-12-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311168 Exp. 2024-12-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321168 Exp. 2024-12-31	
CG4+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
pH		7.058	7.030 - 7.086	7.429	7.399 - 7.459	7.668	7.637 - 7.699
PCO2	mmHg	60.3	56.4 - 64.3	33.5	31.0 - 36.0	20.8	19.3 - 22.4
	kPa	8.04	7.52 - 8.57	4.47	4.13 - 4.80	2.77	2.57 - 2.99
PO2	mmHg	77	68 - 85	117	109 - 125	143	135 - 151
	kPa	10.3	9.1 - 11.3	15.6	14.5 - 16.7	19.1	18.0 - 20.1
Lactate/Lac	mmol/L	6.29	5.60 - 6.98	1.70	1.51 - 1.88	0.63	0.56 - 0.70
	mg/dL	56.7	50.5 - 62.9	15.3	13.6 - 16.9	5.7	5.0 - 6.3
	g/L	0.567	0.505 - 0.629	0.153	0.136 - 0.169	0.057	0.050 - 0.063

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301168  Exp. 2024-12-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311168  Exp. 2024-12-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321168  Exp. 2024-12-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	121 - 128	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.87	0.74 - 0.99	1.28	1.19 - 1.38	1.58	1.46 - 1.70
	mg/dL	3.5	3.0 - 4.0	5.1	4.8 - 5.5	6.3	5.8 - 6.8
	mEq/L	1.7	1.5 - 2.0	2.6	2.4 - 2.8	3.2	2.9 - 3.4
pH		7.056	7.028 - 7.084	7.430	7.400 - 7.460	7.659	7.628 - 7.690
PCO2	mmHg	61.9	57.9 - 65.9	35.0	32.4 - 37.6	20.8	19.3 - 22.4
	kPa	8.25	7.72 - 8.78	4.67	4.32 - 5.01	2.77	2.57 - 2.99
PO2	mmHg	84	78 - 90	120	112 - 129	144	136 - 151
	kPa	11.2	10.4 - 12.0	16.0	14.9 - 17.2	19.2	18.1 - 20.1
Glucose/Glu	mg/dL	257	229 - 285	118	105 - 131	36	32 - 40
	g/L	2.57	2.29 - 2.85	1.18	1.05 - 1.31	0.36	0.32 - 0.40
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.8	6.5	5.8 - 7.3	2.0	1.8 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.4	3.0 - 3.8	1.0	0.9 - 1.1	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	300	265 - 334	90	80 - 101	42	37 - 46
Lactate/Lac	mmol/L	6.38	5.68 - 7.08	1.66	1.47 - 1.84	0.56	0.50 - 0.63
	mg/dL	57.5	51.2 - 63.8	15.0	13.2 - 16.6	5.0	4.5 - 5.7
	g/L	0.575	0.512 - 0.638	0.150	0.132 - 0.166	0.050	0.045 - 0.057
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	36	34 - 37	57	54 - 60
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 39	59	56 - 63

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301168 Exp. 2024-12-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311168 Exp. 2024-12-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321168 Exp. 2024-12-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 127	132	128 - 136	159	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	75	71 - 78	92	88 - 96	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.86	0.73 - 0.98	1.27	1.18 - 1.37	1.56	1.45 - 1.68
	mg/dL	3.4	2.9 - 3.9	5.1	4.7 - 5.5	6.2	5.8 - 6.7
	mEq/L	1.7	1.5 - 2.0	2.5	2.4 - 2.7	3.1	2.9 - 3.4
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30	26	19 - 32	30	24 - 36
Glucose/Glu	mg/dL	257	229 - 285	117	104 - 130	34	31 - 38
	g/L	2.57	2.29 - 2.85	1.17	1.04 - 1.30	0.34	0.31 - 0.38
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.8	6.5	5.8 - 7.2	1.9	1.7 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.4	3.0 - 3.8	1.0	0.9 - 1.2	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	301	267 - 336	91	81 - 102	42	37 - 46
BUN	mg/dL	60	54 - 66	11	10 - 13	7	6 - 8
Urea	mmol/L	21.3	19.2 - 23.5	4.0	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.8
	mg/dL	128	115 - 141	24	22 - 27	15	13 - 17
	g/L	1.28	1.15 - 1.41	0.24	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.17
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	33	31 - 35	54	51 - 57
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	32 - 36	56	53 - 59

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301168 Exp. 2024-12-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311168 Exp. 2024-12-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321168 Exp. 2024-12-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	132	128 - 136	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72	69 - 76	90	86 - 94	112	107 - 117
pH		7.004	6.976 - 7.032	7.360	7.331 - 7.389	7.648	7.617 - 7.679
PCO2	mmHg	74.6	69.8 - 79.5	44.3	41.4 - 47.1	27.3	25.2 - 29.3
	kPa	9.94	9.30 - 10.60	5.91	5.52 - 6.28	3.64	3.36 - 3.91
Glucose/Glu	mg/dL	262	233 - 291	128	114 - 142	41	36 - 46
	g/L	2.62	2.33 - 2.91	1.28	1.14 - 1.42	0.41	0.36 - 0.46
	mmol/L	14.5	12.9 - 16.2	7.1	6.3 - 7.9	2.3	2.0 - 2.6
BUN	mg/dL	60	53 - 66	12	10 - 13	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.3	19.0 - 23.5	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.3 - 2.8
	mg/dL	128	114 - 141	25	22 - 27	15	14 - 17
	g/L	1.28	1.14 - 1.41	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.14 - 0.17
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	57	54 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	34 - 39	59	56 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301174 Exp. 2025-06-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311174 Exp. 2025-06-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321174 Exp. 2025-06-30	
CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
LOT D							
pH		7.057	7.029 - 7.085	7.419	7.389 - 7.449	7.685	7.654 - 7.716
PCO2	mmHg	59.7	55.8 - 63.6	34.7	32.1 - 37.3	19.8	18.4 - 21.3
	kPa	7.96	7.44 - 8.48	4.63	4.28 - 4.97	2.64	2.45 - 2.84
PO2	mmHg	77	68 - 85	122	113 - 130	147	139 - 155
	kPa	10.3	9.1 - 11.3	16.3	15.1 - 17.3	19.6	18.5 - 20.7
Lactate/Lac	mmol/L	6.31	5.61 - 7.00	1.69	1.50 - 1.87	0.63	0.56 - 0.70
	mg/dL	56.9	50.5 - 63.1	15.2	13.5 - 16.8	5.7	5.0 - 6.3
	g/L	0.569	0.505 - 0.631	0.152	0.135 - 0.168	0.057	0.050 - 0.063

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301174  Exp. 2025-06-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311174  Exp. 2025-06-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321174  Exp. 2025-06-30	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 128	133	129 - 137	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.83	0.71 - 0.95	1.23	1.14 - 1.33	1.55	1.43 - 1.67
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8	4.9	4.6 - 5.3	6.2	5.7 - 6.7
	mEq/L	1.7	1.4 - 1.9	2.5	2.3 - 2.7	3.1	2.9 - 3.3
pH		7.055	7.027 - 7.083	7.420	7.390 - 7.450	7.675	7.644 - 7.706
PCO2	mmHg	61.8	57.8 - 65.8	35.8	33.5 - 38.2	19.6	18.1 - 21.0
	kPa	8.24	7.70 - 8.77	4.77	4.47 - 5.09	2.61	2.41 - 2.80
PO2	mmHg	85	79 - 90	124	115 - 133	149	141 - 157
	kPa	11.3	10.5 - 12.0	16.5	15.3 - 17.7	19.9	18.8 - 20.9
Glucose/Glu	mg/dL	257	228 - 285	118	105 - 131	37	32 - 41
	g/L	2.57	2.28 - 2.85	1.18	1.05 - 1.31	0.37	0.32 - 0.41
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.8	6.5	5.8 - 7.3	2.1	1.8 - 2.3
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	3.1 - 3.9	1.0	0.9 - 1.2	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	309	273 - 344	92	81 - 102	41	36 - 45
Lactate/Lac	mmol/L	6.39	5.68 - 7.09	1.66	1.48 - 1.85	0.56	0.50 - 0.62
	mg/dL	57.6	51.2 - 63.9	15.0	13.3 - 16.7	5.0	4.5 - 5.6
	g/L	0.576	0.512 - 0.639	0.150	0.133 - 0.167	0.050	0.045 - 0.056
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	36	34 - 37	57	54 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 39	59	56 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301174 Exp. 2025-06-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311174 Exp. 2025-06-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321174 Exp. 2025-06-30	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 127	132	128 - 136	159	154 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 78	92	88 - 96	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.82	0.70 - 0.94	1.23	1.13 - 1.32	1.54	1.42 - 1.65
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8	4.9	4.5 - 5.3	6.2	5.7 - 6.6
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9	2.5	2.3 - 2.6	3.1	2.8 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30	26	19 - 32	29	23 - 35
Glucose/Glu	mg/dL	257	229 - 285	117	104 - 129	35	31 - 39
	g/L	2.57	2.29 - 2.85	1.17	1.04 - 1.29	0.35	0.31 - 0.39
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.8	6.5	5.8 - 7.2	1.9	1.7 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	3.1 - 3.9	1.0	0.9 - 1.2	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	313	277 - 349	92	81 - 102	42	38 - 47
BUN	mg/dL	60	53 - 66	11	10 - 13	7	6 - 7
Urea	mmol/L	21.3	19.0 - 23.5	4.0	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.7
	mg/dL	128	114 - 141	24	22 - 27	15	13 - 16
	g/L	1.28	1.14 - 1.41	0.24	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.16
HCT	K3EDTA %	20	19 - 21	33	31 - 34	54	51 - 56
	K2EDTA %	21	20 - 22	34	32 - 35	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301174 Exp. 2025-06-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311174 Exp. 2025-06-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321174 Exp. 2025-06-30	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	121 - 128	132	128 - 136	160	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72	69 - 75	90	86 - 94	112	107 - 117
pH		7.004	6.976 - 7.032	7.351	7.322 - 7.380	7.665	7.634 - 7.696
PCO2	mmHg	73.7	68.9 - 78.5	44.8	41.9 - 47.7	25.2	23.3 - 27.1
	kPa	9.82	9.18 - 10.46	5.97	5.59 - 6.36	3.36	3.11 - 3.61
Glucose/Glu	mg/dL	263	234 - 291	128	114 - 142	41	37 - 46
	g/L	2.63	2.34 - 2.91	1.28	1.14 - 1.42	0.41	0.37 - 0.46
	mmol/L	14.6	13.0 - 16.2	7.1	6.3 - 7.9	2.3	2.1 - 2.6
BUN	mg/dL	60	53 - 66	12	10 - 13	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.3	19.0 - 23.5	4.2	3.7 - 4.7	2.5	2.3 - 2.8
	mg/dL	128	114 - 141	25	22 - 28	15	14 - 17
	g/L	1.28	1.14 - 1.41	0.25	0.22 - 0.28	0.15	0.14 - 0.17
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	56	54 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	34 - 39	59	56 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321177 Exp. 2025-09-30	
CG4+		$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
LOT D		(Zielwert)		(Zielwert)		(Zielwert)	
pH		7.058	7.030 - 7.086	7.426	7.396 - 7.456	7.655	7.624 - 7.686
PCO2	mmHg	60.5	56.5 - 64.4	34.2	31.7 - 36.8	21.6	20.0 - 23.2
	kPa	8.06	7.53 - 8.58	4.56	4.23 - 4.91	2.88	2.67 - 3.09
PO2	mmHg	78	69 - 87	117	109 - 125	146	138 - 154
	kPa	10.4	9.2 - 11.6	15.6	14.5 - 16.7	19.5	18.4 - 20.5
Lactate/Lac	mmol/L	6.32	5.63 - 7.02	1.68	1.50 - 1.87	0.63	0.56 - 0.70
	mg/dL	56.9	50.7 - 63.3	15.1	13.5 - 16.8	5.7	5.0 - 6.3
	g/L	0.569	0.507 - 0.633	0.151	0.135 - 0.168	0.057	0.050 - 0.063

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301177  Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311177  Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321177  Exp. 2025-09-30	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	133	129 - 137	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.82	0.70 - 0.94	1.22	1.13 - 1.31	1.54	1.42 - 1.65
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8	4.9	4.5 - 5.2	6.2	5.7 - 6.6
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9	2.4	2.3 - 2.6	3.1	2.8 - 3.3
pH		7.055	7.027 - 7.083	7.425	7.395 - 7.455	7.647	7.616 - 7.678
PCO2	mmHg	62.1	58.0 - 66.1	35.5	33.2 - 37.8	21.7	20.0 - 23.3
	kPa	8.28	7.73 - 8.81	4.73	4.43 - 5.04	2.89	2.67 - 3.11
PO2	mmHg	85	79 - 91	120	112 - 129	146	137 - 154
	kPa	11.3	10.5 - 12.1	16.0	14.9 - 17.2	19.5	18.3 - 20.5
Glucose/Glu	mg/dL	258	229 - 286	118	105 - 131	36	32 - 40
	g/L	2.58	2.29 - 2.86	1.18	1.05 - 1.31	0.36	0.32 - 0.40
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.9	6.5	5.8 - 7.3	2.0	1.8 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	3.1 - 3.9	1.0	0.9 - 1.2	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	309	273 - 344	92	81 - 102	41	36 - 45
Lactate/Lac	mmol/L	6.43	5.72 - 7.13	1.65	1.47 - 1.83	0.56	0.50 - 0.62
	mg/dL	57.9	51.5 - 64.2	14.9	13.2 - 16.5	5.0	4.5 - 5.6
	g/L	0.579	0.515 - 0.642	0.149	0.132 - 0.165	0.050	0.045 - 0.056
HCT	K3EDTA %	22	21 - 24	36	34 - 38	57	54 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 25	37	35 - 40	59	56 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301177  Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311177  Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321177  Exp. 2025-09-30	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	123	120 - 127	132	128 - 136	159	154 - 163
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 78	92	88 - 96	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.81	0.70 - 0.93	1.21	1.12 - 1.30	1.52	1.40 - 1.63
	mg/dL	3.2	2.8 - 3.7	4.8	4.5 - 5.2	6.1	5.6 - 6.5
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30	26	20 - 32	30	24 - 36
Glucose/Glu	mg/dL	259	230 - 287	117	104 - 129	35	31 - 38
	g/L	2.59	2.30 - 2.87	1.17	1.04 - 1.29	0.35	0.31 - 0.38
	mmol/L	14.4	12.8 - 15.9	6.5	5.8 - 7.2	1.9	1.7 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.6	3.2 - 4.0	1.0	0.9 - 1.2	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	315	279 - 351	92	81 - 102	42	37 - 46
BUN	mg/dL	60	54 - 66	11	10 - 13	7	6 - 8
Urea	mmol/L	21.3	19.2 - 23.7	4.0	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.8
	mg/dL	128	115 - 142	24	22 - 27	15	13 - 17
	g/L	1.28	1.15 - 1.42	0.24	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.17
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	33	32 - 35	54	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321177 Exp. 2025-09-30	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	133	129 - 137	160	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72	69 - 75	90	86 - 94	112	107 - 117
pH		7.002	6.974 - 7.030	7.351	7.322 - 7.380	7.635	7.604 - 7.666
PCO2	mmHg	74.6	69.7 - 79.4	45.2	42.3 - 48.2	28.3	26.1 - 30.4
	kPa	9.94	9.29 - 10.58	6.03	5.64 - 6.43	3.77	3.48 - 4.05
Glucose/Glu	mg/dL	263	234 - 292	128	114 - 142	41	36 - 45
	g/L	2.63	2.34 - 2.92	1.28	1.14 - 1.42	0.41	0.36 - 0.45
	mmol/L	14.6	13.0 - 16.2	7.1	6.3 - 7.9	2.3	2.0 - 2.5
BUN	mg/dL	60	53 - 66	12	10 - 13	7	6 - 8
Urea	mmol/L	21.3	19.0 - 23.5	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.8
	mg/dL	128	114 - 141	25	22 - 27	15	13 - 17
	g/L	1.28	1.14 - 1.41	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.17
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	34 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 39	59	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A48

		i-STAT® PT ^{plus} Level 1 Control		i-STAT® PT ^{plus} Level 2 Control	
		LOT	501170	LOT	511170
		Exp.	2025-02-28	Exp.	2025-02-28
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT ^{plus} LOT C					
PT	INR	1.0	0.9 - 1.2	2.4	2.1 - 2.7
	sec	10.6	8.6 - 12.6	24.3	20.7 - 27.8

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



0344


www.globalpointofcare.abbott


Produced for:
Abbott Point of Care Inc.
400 College Road East
Princeton, NJ 08540 USA

Product of USA

EC REP

EMERGO EUROPE
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 The Netherlands



Abbott Diagnostics GmbH
 Max-Planck-Ring 2
 65205 Wiesbaden, Germany

i-STAT is a trademark of Abbott.

798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

CLEW: A48

		i-STAT® PT_{plus} Level 2 Control	
		LOT	511165
		Exp.	2024-09-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT_{plus}			
LOT C			
PT	INR	2.2	2.0 - 2.5
	sec	22.8	19.7 - 25.8

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD

CE

0344



www.globalpointofcare.abbott



Produced for:

Abbott Point of Care Inc.

400 College Road East

Princeton, NJ 08540 USA

Product of USA

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Abbott Diagnostics GmbH

Max-Planck-Ring 2

65205 Wiesbaden, Germany

i-STAT is a trademark of Abbott.

798379-01

19-Sep-2024

APOC20242632

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Bei Analyten, die nicht in RiiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798379-01
19-Sep-2024
APOC20242632