

CLEW: A49

	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT	261168	LOT	271169
	Exp.	2024-12-31	Exp.	2025-01-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	210	147 - 273	555	389 - 722

Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	185	130 - 241	520	364 - 676

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01
03-Oct-2024
APOC20242772

CLEW: A49

		i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
		LOT	261171	LOT	271171
		Exp.	2025-03-31	Exp.	2025-03-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT					
LOT R					
ACT (WBT)	sec	205	144 - 267	520	364 - 676

Kaolin ACT					
LOT R					
ACT (WBT)	sec	175	123 - 228	495	347 - 644

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
	LOT	261173	LOT	271173
	Exp.	2025-05-31	Exp.	2025-05-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Celite ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	205	144 - 267	560	392 - 728
Kaolin ACT				
LOT R				
ACT (WBT) sec	180	126 - 234	535	375 - 696

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT 351184		LOT 361184		LOT 371184	
	Exp. 2026-04-30		Exp. 2026-04-30		Exp. 2026-04-30	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG						
LOT A						
B-hCG	IU/L	25.2 20.9 - 29.5	942.2 810.3 - 1074.1	1428.2 1228.3 - 1628.1		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD

CE

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01
03-Oct-2024
APOC20242772


CLEW: A49	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT 351169		LOT 361169		LOT 371169	
	Exp. 2025-01-31		Exp. 2025-01-31		Exp. 2025-01-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG						
LOT A						
B-hCG	IU/L	26.2 21.7 - 30.7	1173.5 1009.2 - 1337.8	1699.9 1461.9 - 1937.9		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01
03-Oct-2024
APOC20242772

CLEW: A49	i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
	LOT 351171		LOT 361171		LOT 371171	
	Exp. 2025-03-31		Exp. 2025-03-31		Exp. 2025-03-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
B-hCG LOT A						
B-hCG	IU/L	24.7 20.5 - 28.9	1192.2 1025.3 - 1359.1	1734.9 1492.0 - 1977.8		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01
03-Oct-2024
APOC20242772

CLEW: A49		i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
		LOT 351178		LOT 361178		LOT 371178	
		Exp. 2025-10-31		Exp. 2025-10-31		Exp. 2025-10-31	
		x̄ Zielbereich (Zielwert) gemäß RiliBÄK 2019		x̄ Zielbereich (Zielwert) gemäß RiliBÄK 2019		x̄ Zielbereich (Zielwert) gemäß RiliBÄK 2019	
B-hCG LOT A							
B-hCG	IU/L	23.7	19.7 - 27.7	1013.6	871.7 - 1155.5	1497.0	1287.4 - 1706.6


Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01
03-Oct-2024
APOC20242772

CLEW: A49	i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
	LOT 041179		LOT 051179		LOT 061179	
	Exp. 2025-11-30		Exp. 2025-11-30		Exp. 2025-11-30	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
BNP LOT B						
BNP pg/mL		99 84 - 114	912 775 - 1049	2656 2258 - 3054		

BNP LOT F						
BNP pg/mL		91 77 - 105	965 820 - 1110	2547 2165 - 2929		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49	i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
	LOT 041176		LOT 051176		LOT 061176	
	Exp. 2025-08-31		Exp. 2025-08-31		Exp. 2025-08-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
BNP LOT B						
BNP pg/mL		112 95 - 129	912 775 - 1049	2985 2537 - 3433		

BNP LOT F						
BNP pg/mL		100 85 - 115	925 786 - 1064	2807 2386 - 3228		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49	i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
	LOT	041182	LOT	051182	LOT	061182
	Exp.	2026-02-28	Exp.	2026-02-28	Exp.	2026-02-28
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
BNP						
LOT B						
BNP	pg/mL	90 77 - 104	970 825 - 1116	2563 2179 - 2947		

BNP						
LOT F						
BNP	pg/mL	83 71 - 95	1014 862 - 1166	2491 2117 - 2865		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49	i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
	LOT 041185		LOT 051185		LOT 061185	
	Exp. 2026-05-31		Exp. 2026-05-31		Exp. 2026-05-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
BNP						
LOT B						
BNP	pg/mL	84 71 - 97	793 674 - 912	2286 1943 - 2629		

BNP						
LOT F						
BNP	pg/mL	82 70 - 94	893 759 - 1027	2316 1969 - 2663		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT	071185	LOT	081185	LOT	091185
	Exp.	2026-05-31	Exp.	2026-05-31	Exp.	2026-05-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB						
LOT C						
CK-MB	ng/mL	2.9 1.6 - 4.2	12.6 6.9 - 18.3	59.3 32.6 - 86.0		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49	i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
	LOT 071172		LOT 081172		LOT 091172	
	Exp. 2025-04-30		Exp. 2025-04-30		Exp. 2025-04-30	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB						
LOT C						
CK-MB	ng/mL	3.8 2.1 - 5.5	13.7 7.5 - 19.9	49.8 27.4 - 72.2		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49

		i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
		LOT	071169	LOT	081169	LOT	091169
		Exp.	2025-01-31	Exp.	2025-01-31	Exp.	2025-01-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB							
	LOT C						
CK-MB	ng/mL	4.2	2.3 - 6.1	14.7	8.1 - 21.3	56.2	30.9 - 81.5

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49

		i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
		LOT	071177	LOT	081177	LOT	091177
		Exp.	2025-09-30	Exp.	2025-09-30	Exp.	2025-09-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
CK-MB							
	LOT C						
CK-MB	ng/mL	4.2	2.3 - 6.1	17.6	9.7 - 25.5	88.3	48.6 - 128.0

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49

		i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
		LOT	011179	LOT	021180	LOT	031179
		Exp.	2025-11-30	Exp.	2025-12-31	Exp.	2025-11-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI							
	LOT S						
cTnI	ng/mL	0.39	0.31 - 0.47	2.28	1.82 - 2.74	24.15	19.32 - 28.98

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49	i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
	LOT 011171		LOT 021171		LOT 031171	
	Exp. 2025-03-31		Exp. 2025-03-31		Exp. 2025-03-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI						
LOT S						
cTnI	ng/mL	0.36 0.29 - 0.43	2.01 1.61 - 2.41	20.60 16.48 - 24.72		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49

		i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
		LOT	011176	LOT	021176	LOT	031176
		Exp.	2025-08-31	Exp.	2025-08-31	Exp.	2025-08-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI							
	LOT S						
cTnI	ng/mL	0.37	0.30 - 0.44	1.88	1.50 - 2.26	23.71	18.97 - 28.45

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49

		i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
		LOT	011182	LOT	021182	LOT	031182
		Exp.	2026-02-28	Exp.	2026-02-28	Exp.	2026-02-28
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
cTnI							
	LOT S						
cTnI	ng/mL	0.36	0.29 - 0.43	1.78	1.42 - 2.14	21.16	16.93 - 25.39

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® Level 1 Control LOT 101170  Exp. 2025-02-28		i-STAT® Level 2 Control LOT 111170  Exp. 2025-02-28		i-STAT® Level 3 Control LOT 121170  Exp. 2025-02-28	
CG4+		$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
LOT D		(Zielwert)		(Zielwert)		(Zielwert)	
pH		7.045	7.017 - 7.073	7.466	7.436 - 7.496	7.656	7.625 - 7.687
PCO2	mmHg	53.7	50.2 - 57.2	26.9	24.8 - 28.9	21.9	20.2 - 23.5
	kPa	7.16	6.69 - 7.62	3.59	3.31 - 3.85	2.92	2.69 - 3.13
PO2	mmHg	91	85 - 97	125	116 - 133	154	145 - 162
	kPa	12.1	11.3 - 12.9	16.7	15.5 - 17.7	20.5	19.3 - 21.6
Lactate/Lac	mmol/L	7.79	6.93 - 8.65	2.12	1.89 - 2.35	0.83	0.74 - 0.92
	mg/dL	70.2	62.4 - 77.9	19.1	17.0 - 21.2	7.5	6.7 - 8.3
	g/L	0.702	0.624 - 0.779	0.191	0.170 - 0.212	0.075	0.067 - 0.083

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® Level 1 Control LOT 101170 Exp. 2025-02-28		i-STAT® Level 2 Control LOT 111170 Exp. 2025-02-28		i-STAT® Level 3 Control LOT 121170 Exp. 2025-02-28	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	118 - 125	134	130 - 138	162	157 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
iCa	mmol/L	1.52	1.40 - 1.63	1.28	1.19 - 1.38	0.79	0.68 - 0.90
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.5	5.1	4.8 - 5.5	3.2	2.7 - 3.6
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.6	2.4 - 2.8	1.6	1.4 - 1.8
pH		7.039	7.011 - 7.067	7.458	7.428 - 7.488	7.640	7.609 - 7.671
PCO2	mmHg	56.0	52.3 - 59.6	27.8	25.8 - 29.9	22.5	20.8 - 24.1
	kPa	7.46	6.97 - 7.94	3.71	3.44 - 3.99	3.00	2.77 - 3.21
PO2	mmHg	91	85 - 97	122	114 - 131	150	142 - 158
	kPa	12.1	11.3 - 12.9	16.3	15.2 - 17.5	20.0	18.9 - 21.1
Glucose/Glu	mg/dL	42	37 - 46	122	108 - 135	287	256 - 319
	g/L	0.42	0.37 - 0.46	1.22	1.08 - 1.35	2.87	2.56 - 3.19
	mmol/L	2.3	2.1 - 2.6	6.8	6.0 - 7.5	15.9	14.2 - 17.7
Creatinine/Crea	mg/dL	4.0	3.6 - 4.5	1.7	1.5 - 1.8	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	358	317 - 399	146	129 - 163	45	40 - 50
Lactate/Lac	mmol/L	7.67	6.83 - 8.52	2.05	1.82 - 2.27	0.77	0.69 - 0.86
	mg/dL	69.1	61.5 - 76.8	18.5	16.4 - 20.5	6.9	6.2 - 7.7
	g/L	0.691	0.615 - 0.768	0.185	0.164 - 0.205	0.069	0.062 - 0.077

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® Level 1 Control LOT 101170 Exp. 2025-02-28		i-STAT® Level 2 Control LOT 111170 Exp. 2025-02-28		i-STAT® Level 3 Control LOT 121170 Exp. 2025-02-28	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 125	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	78	75 - 82	89	85 - 93	110	105 - 114
iCa	mmol/L	1.53	1.41 - 1.64	1.28	1.18 - 1.38	0.78	0.67 - 0.89
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.6	5.1	4.7 - 5.5	3.1	2.7 - 3.6
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3	2.6	2.4 - 2.8	1.6	1.3 - 1.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	19	10 - 28	23	16 - 29	28	22 - 34
Glucose/Glu	mg/dL	41	37 - 46	122	109 - 136	290	258 - 322
	g/L	0.41	0.37 - 0.46	1.22	1.09 - 1.36	2.90	2.58 - 3.22
	mmol/L	2.3	2.1 - 2.6	6.8	6.1 - 7.5	16.1	14.3 - 17.9
Creatinine/Crea	mg/dL	4.2	3.7 - 4.7	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	373	330 - 416	151	134 - 169	48	42 - 53
BUN	mg/dL	59	53 - 65	10	9 - 12	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.2	19.0 - 23.3	3.7	3.3 - 4.2	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	127	114 - 140	22	20 - 25	16	14 - 17
	g/L	1.27	1.14 - 1.40	0.22	0.20 - 0.25	0.16	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® Level 1 Control LOT 101170 Exp. 2025-02-28		i-STAT® Level 2 Control LOT 111170 Exp. 2025-02-28		i-STAT® Level 3 Control LOT 121170 Exp. 2025-02-28	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	121	118 - 125	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	76	72 - 79	89	85 - 92	109	104 - 114
pH		7.048	7.020 - 7.076	7.465	7.435 - 7.495	7.649	7.618 - 7.680
PCO2	mmHg	55.9	52.3 - 59.5	31.7	29.3 - 34.1	26.5	24.5 - 28.5
	kPa	7.45	6.97 - 7.93	4.23	3.91 - 4.55	3.53	3.27 - 3.80
Glucose/Glu	mg/dL	42	37 - 47	122	109 - 136	286	255 - 318
	g/L	0.42	0.37 - 0.47	1.22	1.09 - 1.36	2.86	2.55 - 3.18
	mmol/L	2.3	2.1 - 2.6	6.8	6.1 - 7.5	15.9	14.2 - 17.7
BUN	mg/dL	57	50 - 62	10	9 - 12	7	7 - 8
Urea	mmol/L	20.2	18.0 - 22.2	3.7	3.3 - 4.2	2.7	2.3 - 3.0
	mg/dL	121	108 - 133	22	20 - 25	16	14 - 18
	g/L	1.21	1.08 - 1.33	0.22	0.20 - 0.25	0.16	0.14 - 0.18

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49	i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
	LOT 111174 Exp. 2025-06-30		LOT 121174 Exp. 2025-06-30	
CG4+ LOT D	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
pH	7.456	7.426 - 7.486	7.661	7.630 - 7.692
PCO2	mmHg	27.9 25.8 - 30.0	22.3	20.6 - 23.9
	kPa	3.72 3.44 - 4.00	2.97	2.75 - 3.19
PO2	mmHg	123 114 - 132	152	144 - 161
	kPa	16.4 15.2 - 17.6	20.3	19.2 - 21.5
Lactate/Lac	mmol/L	2.13 1.90 - 2.37	0.85	0.75 - 0.94
	mg/dL	19.2 17.1 - 21.4	7.7	6.8 - 8.5
	g/L	0.192 0.171 - 0.214	0.077	0.068 - 0.085

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® Level 2 Control LOT 111174 Exp. 2025-06-30		i-STAT® Level 3 Control LOT 121174 Exp. 2025-06-30	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	133	129 - 137	162	157 - 166
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.6 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
iCa	mmol/L	1.27	1.18 - 1.37	0.79	0.68 - 0.90
	mg/dL	5.1	4.7 - 5.5	3.2	2.7 - 3.6
	mEq/L	2.5	2.4 - 2.7	1.6	1.4 - 1.8
pH		7.451	7.421 - 7.481	7.646	7.615 - 7.677
PCO2	mmHg	28.7	26.5 - 30.8	22.2	20.5 - 23.8
	kPa	3.83	3.53 - 4.11	2.96	2.73 - 3.17
PO2	mmHg	118	110 - 126	148	140 - 156
	kPa	15.7	14.7 - 16.8	19.7	18.7 - 20.8
Glucose/Glu	mg/dL	122	109 - 135	286	255 - 318
	g/L	1.22	1.09 - 1.35	2.86	2.55 - 3.18
	mmol/L	6.8	6.1 - 7.5	15.9	14.2 - 17.7
Creatinine/Crea	mg/dL	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	148	131 - 165	45	40 - 50
Lactate/Lac	mmol/L	2.07	1.84 - 2.30	0.79	0.71 - 0.88
	mg/dL	18.7	16.6 - 20.7	7.1	6.4 - 7.9
	g/L	0.187	0.166 - 0.207	0.071	0.064 - 0.079

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® Level 2 Control LOT 111174 Exp. 2025-06-30		i-STAT® Level 3 Control LOT 121174 Exp. 2025-06-30	
CHEM8+		$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
LOT H		(Zielwert)		(Zielwert)	
Na	mmol/L, mEq/L	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	89	85 - 93	110	105 - 115
iCa	mmol/L	1.27	1.17 - 1.37	0.78	0.67 - 0.89
	mg/dL	5.1	4.7 - 5.5	3.1	2.7 - 3.6
	mEq/L	2.5	2.3 - 2.7	1.6	1.3 - 1.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	23	17 - 29	27	21 - 33
Glucose/Glu	mg/dL	123	109 - 136	291	259 - 323
	g/L	1.23	1.09 - 1.36	2.91	2.59 - 3.23
	mmol/L	6.8	6.1 - 7.5	16.2	14.4 - 17.9
Creatinine/Crea	mg/dL	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	151	134 - 169	48	42 - 53
BUN	mg/dL	10	9 - 12	7	7 - 8
Urea	mmol/L	3.7	3.3 - 4.2	2.7	2.3 - 3.0
	mg/dL	22	20 - 25	16	14 - 18
	g/L	0.22	0.20 - 0.25	0.16	0.14 - 0.18

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® Level 2 Control LOT 111174 Exp. 2025-06-30		i-STAT® Level 3 Control LOT 121174 Exp. 2025-06-30	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	133	129 - 137	161	156 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	88	84 - 92	109	104 - 114
pH		7.463	7.433 - 7.493	7.658	7.627 - 7.689
PCO2	mmHg	31.7	29.3 - 34.1	26.0	24.1 - 28.0
	kPa	4.23	3.91 - 4.55	3.47	3.21 - 3.73
Glucose/Glu	mg/dL	122	108 - 135	286	254 - 317
	g/L	1.22	1.08 - 1.35	2.86	2.54 - 3.17
	mmol/L	6.8	6.0 - 7.5	15.9	14.1 - 17.6
BUN	mg/dL	10	9 - 12	7	7 - 8
Urea	mmol/L	3.7	3.3 - 4.2	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	22	20 - 25	16	14 - 17
	g/L	0.22	0.20 - 0.25	0.16	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49

		i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
		LOT	281167	LOT	291167
		Exp.	2024-11-30	Exp.	2024-11-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT					
	LOT F				
PT	INR	1.3	1.2 - 1.5	2.3	2.0 - 2.5
	sec	16.0	13.7 - 18.2	26.0	22.7 - 29.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49

		i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
		LOT	281168	LOT	291168
		Exp.	2024-12-31	Exp.	2024-12-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT					
	LOT F				
PT	INR	1.4	1.2 - 1.5	2.3	2.1 - 2.6
	sec	16.0	13.7 - 18.2	27.1	23.8 - 30.4

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49

		i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
		LOT	281172	LOT	291172
		Exp.	2025-04-30	Exp.	2025-04-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT					
	LOT F				
PT	INR	1.3	1.1 - 1.4	2.3	2.0 - 2.5
	sec	14.9	12.6 - 17.1	26.0	22.7 - 29.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301174 Exp. 2025-06-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311174 Exp. 2025-06-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321174 Exp. 2025-06-30	
CG4+		$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
LOT D		(Zielwert)		(Zielwert)		(Zielwert)	
pH		7.062	7.034 - 7.090	7.424	7.394 - 7.454	7.689	7.658 - 7.720
PCO2	mmHg	60.8	56.8 - 64.7	35.9	33.6 - 38.3	20.7	19.1 - 22.2
	kPa	8.10	7.57 - 8.62	4.79	4.48 - 5.11	2.76	2.55 - 2.96
PO2	mmHg	78	69 - 86	120	111 - 128	145	137 - 153
	kPa	10.4	9.2 - 11.5	16.0	14.8 - 17.1	19.3	18.3 - 20.4
Lactate/Lac	mmol/L	6.36	5.66 - 7.06	1.73	1.54 - 1.92	0.65	0.57 - 0.72
	mg/dL	57.3	51.0 - 63.6	15.6	13.9 - 17.3	5.9	5.1 - 6.5
	g/L	0.573	0.510 - 0.636	0.156	0.139 - 0.173	0.059	0.051 - 0.065

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301174  Exp. 2025-06-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311174  Exp. 2025-06-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321174  Exp. 2025-06-30	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 128	133	129 - 137	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.84	0.72 - 0.96	1.24	1.14 - 1.33	1.55	1.43 - 1.66
	mg/dL	3.4	2.9 - 3.8	5.0	4.6 - 5.3	6.2	5.7 - 6.6
	mEq/L	1.7	1.4 - 1.9	2.5	2.3 - 2.7	3.1	2.9 - 3.3
pH		7.058	7.030 - 7.086	7.423	7.393 - 7.453	7.676	7.645 - 7.707
PCO2	mmHg	61.2	57.2 - 65.1	35.5	33.2 - 37.8	19.3	17.8 - 20.7
	kPa	8.16	7.62 - 8.68	4.73	4.43 - 5.04	2.57	2.37 - 2.76
PO2	mmHg	84	78 - 90	123	115 - 132	146	138 - 154
	kPa	11.2	10.4 - 12.0	16.4	15.3 - 17.6	19.5	18.4 - 20.5
Glucose/Glu	mg/dL	257	229 - 286	119	106 - 132	37	33 - 41
	g/L	2.57	2.29 - 2.86	1.19	1.06 - 1.32	0.37	0.33 - 0.41
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.9	6.6	5.9 - 7.3	2.1	1.8 - 2.3
Creatinine/Crea	mg/dL	3.4	3.0 - 3.8	1.1	0.9 - 1.2	0.5	0.4 - 0.6
	umol/L	301	267 - 336	93	82 - 103	44	39 - 49
Lactate/Lac	mmol/L	6.34	5.64 - 7.04	1.72	1.53 - 1.91	0.63	0.56 - 0.69
	mg/dL	57.1	50.8 - 63.4	15.5	13.8 - 17.2	5.7	5.0 - 6.2
	g/L	0.571	0.508 - 0.634	0.155	0.138 - 0.172	0.057	0.050 - 0.062
HCT	K3EDTA %	23	22 - 24	36	34 - 37	57	54 - 60
	K2EDTA %	24	23 - 25	37	35 - 39	59	56 - 63

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301174  Exp. 2025-06-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311174  Exp. 2025-06-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321174  Exp. 2025-06-30	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 127	132	128 - 136	159	154 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 78	92	87 - 96	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.83	0.71 - 0.95	1.22	1.13 - 1.31	1.52	1.41 - 1.64
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8	4.9	4.5 - 5.2	6.1	5.6 - 6.6
	mEq/L	1.7	1.4 - 1.9	2.4	2.3 - 2.6	3.0	2.8 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30	25	19 - 32	30	24 - 36
Glucose/Glu	mg/dL	257	228 - 285	117	104 - 129	35	31 - 39
	g/L	2.57	2.28 - 2.85	1.17	1.04 - 1.29	0.35	0.31 - 0.39
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.8	6.5	5.8 - 7.2	1.9	1.7 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	3.1 - 3.9	1.1	0.9 - 1.2	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	307	271 - 342	94	83 - 104	45	40 - 50
BUN	mg/dL	60	53 - 66	11	10 - 13	7	6 - 8
Urea	mmol/L	21.3	19.0 - 23.5	4.0	3.5 - 4.5	2.5	2.2 - 2.8
	mg/dL	128	114 - 141	24	21 - 27	15	13 - 17
	g/L	1.28	1.14 - 1.41	0.24	0.21 - 0.27	0.15	0.13 - 0.17
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	33	32 - 35	54	51 - 57
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 59

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301174  Exp. 2025-06-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311174  Exp. 2025-06-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321174  Exp. 2025-06-30	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	132	128 - 136	160	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72	69 - 76	90	86 - 94	112	107 - 117
pH		7.011	6.983 - 7.039	7.359	7.330 - 7.388	7.667	7.636 - 7.698
PCO2	mmHg	71.3	66.6 - 75.9	43.2	40.4 - 46.0	24.2	22.4 - 26.0
	kPa	9.50	8.88 - 10.12	5.76	5.39 - 6.13	3.23	2.99 - 3.47
Glucose/Glu	mg/dL	262	233 - 290	127	113 - 141	41	37 - 46
	g/L	2.62	2.33 - 2.90	1.27	1.13 - 1.41	0.41	0.37 - 0.46
	mmol/L	14.5	12.9 - 16.1	7.0	6.3 - 7.8	2.3	2.1 - 2.6
BUN	mg/dL	59	53 - 65	12	10 - 13	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.0	18.8 - 23.2	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.3 - 2.8
	mg/dL	126	113 - 139	25	22 - 27	15	14 - 17
	g/L	1.26	1.13 - 1.39	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.14 - 0.17
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	36	34 - 37	57	54 - 60
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 39	59	56 - 63

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321177 Exp. 2025-09-30	
CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
LOT D							
pH		7.064	7.036 - 7.092	7.432	7.402 - 7.462	7.661	7.630 - 7.692
PCO2	mmHg	59.3	55.5 - 63.2	33.4	30.9 - 35.9	21.0	19.4 - 22.5
	kPa	7.90	7.40 - 8.42	4.45	4.12 - 4.79	2.80	2.59 - 3.00
PO2	mmHg	78	70 - 87	117	109 - 125	147	138 - 155
	kPa	10.4	9.3 - 11.6	15.6	14.5 - 16.7	19.6	18.4 - 20.7
Lactate/Lac	mmol/L	6.32	5.63 - 7.02	1.68	1.50 - 1.87	0.63	0.56 - 0.70
	mg/dL	56.9	50.7 - 63.3	15.1	13.5 - 16.8	5.7	5.0 - 6.3
	g/L	0.569	0.507 - 0.633	0.151	0.135 - 0.168	0.057	0.050 - 0.063

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321177 Exp. 2025-09-30	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	133	129 - 137	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.83	0.71 - 0.95	1.22	1.13 - 1.31	1.53	1.42 - 1.65
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8	4.9	4.5 - 5.2	6.1	5.7 - 6.6
	mEq/L	1.7	1.4 - 1.9	2.4	2.3 - 2.6	3.1	2.8 - 3.3
pH		7.061	7.033 - 7.089	7.429	7.399 - 7.459	7.651	7.620 - 7.682
PCO2	mmHg	61.2	57.2 - 65.1	35.0	32.3 - 37.6	21.3	19.7 - 22.9
	kPa	8.16	7.62 - 8.68	4.67	4.31 - 5.01	2.84	2.63 - 3.05
PO2	mmHg	85	79 - 91	121	112 - 129	147	139 - 155
	kPa	11.3	10.5 - 12.1	16.1	14.9 - 17.2	19.6	18.5 - 20.7
Glucose/Glu	mg/dL	258	229 - 286	118	105 - 131	36	32 - 40
	g/L	2.58	2.29 - 2.86	1.18	1.05 - 1.31	0.36	0.32 - 0.40
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.9	6.5	5.8 - 7.3	2.0	1.8 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.3	3.0 - 3.7	1.1	0.9 - 1.2	0.5	0.4 - 0.6
	umol/L	294	261 - 328	93	82 - 103	44	39 - 49
Lactate/Lac	mmol/L	6.43	5.72 - 7.13	1.65	1.47 - 1.83	0.56	0.50 - 0.62
	mg/dL	57.9	51.5 - 64.2	14.9	13.2 - 16.5	5.0	4.5 - 5.6
	g/L	0.579	0.515 - 0.642	0.149	0.132 - 0.165	0.050	0.045 - 0.056
HCT	K3EDTA %	23	21 - 24	36	34 - 38	57	54 - 60
	K2EDTA %	23	22 - 25	37	35 - 40	59	56 - 63

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321177 Exp. 2025-09-30	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	123	120 - 127	132	128 - 136	159	154 - 163
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 78	92	88 - 96	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.82	0.70 - 0.94	1.21	1.12 - 1.30	1.50	1.39 - 1.62
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8	4.8	4.5 - 5.2	6.0	5.6 - 6.5
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.2
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30	26	20 - 33	31	25 - 37
Glucose/Glu	mg/dL	259	230 - 287	117	104 - 129	35	31 - 38
	g/L	2.59	2.30 - 2.87	1.17	1.04 - 1.29	0.35	0.31 - 0.38
	mmol/L	14.4	12.8 - 15.9	6.5	5.8 - 7.2	1.9	1.7 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.5	3.1 - 3.9	1.1	0.9 - 1.2	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	307	271 - 342	94	83 - 104	45	40 - 50
BUN	mg/dL	60	54 - 66	11	10 - 13	7	6 - 8
Urea	mmol/L	21.3	19.2 - 23.5	4.0	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.8
	mg/dL	128	115 - 141	24	22 - 27	15	13 - 17
	g/L	1.28	1.15 - 1.41	0.24	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.17
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	33	31 - 35	54	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	32 - 36	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311177 Exp. 2025-09-30		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321177 Exp. 2025-09-30	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	133	129 - 137	160	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72	69 - 76	90	86 - 94	112	107 - 117
pH		7.009	6.981 - 7.037	7.359	7.330 - 7.388	7.637	7.606 - 7.668
PCO2	mmHg	72.1	67.4 - 76.8	43.6	40.7 - 46.4	27.2	25.1 - 29.2
	kPa	9.61	8.98 - 10.24	5.81	5.43 - 6.19	3.63	3.35 - 3.89
Glucose/Glu	mg/dL	263	234 - 292	128	114 - 142	41	36 - 45
	g/L	2.63	2.34 - 2.92	1.28	1.14 - 1.42	0.41	0.36 - 0.45
	mmol/L	14.6	13.0 - 16.2	7.1	6.3 - 7.9	2.3	2.0 - 2.5
BUN	mg/dL	59	53 - 65	12	10 - 13	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.0	18.8 - 23.3	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.3 - 2.8
	mg/dL	126	113 - 140	25	22 - 27	15	14 - 17
	g/L	1.26	1.13 - 1.40	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.14 - 0.17
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	34 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 39	59	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301171 Exp. 2025-03-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311171 Exp. 2025-03-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321171 Exp. 2025-03-31	
CG4+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
pH		7.067	7.039 - 7.095	7.434	7.404 - 7.464	7.678	7.647 - 7.709
PCO2	mmHg	58.9	55.1 - 62.8	33.4	30.9 - 35.9	19.9	18.4 - 21.4
	kPa	7.85	7.34 - 8.37	4.45	4.12 - 4.79	2.65	2.45 - 2.85
PO2	mmHg	77	68 - 85	116	108 - 124	145	137 - 153
	kPa	10.3	9.1 - 11.3	15.5	14.4 - 16.5	19.3	18.3 - 20.4
Lactate/Lac	mmol/L	6.28	5.59 - 6.97	1.69	1.50 - 1.88	0.64	0.57 - 0.71
	mg/dL	56.6	50.4 - 62.8	15.2	13.5 - 16.9	5.8	5.1 - 6.4
	g/L	0.566	0.504 - 0.628	0.152	0.135 - 0.169	0.058	0.051 - 0.064

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301171  Exp. 2025-03-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311171  Exp. 2025-03-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321171  Exp. 2025-03-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 128	134	130 - 138	160	156 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.83	0.71 - 0.95	1.26	1.16 - 1.35	1.62	1.50 - 1.74
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8	5.0	4.6 - 5.4	6.5	6.0 - 7.0
	mEq/L	1.7	1.4 - 1.9	2.5	2.3 - 2.7	3.2	3.0 - 3.5
pH		7.065	7.037 - 7.093	7.431	7.401 - 7.461	7.667	7.636 - 7.698
PCO2	mmHg	60.5	56.6 - 64.5	35.1	32.8 - 37.3	20.3	18.8 - 21.8
	kPa	8.06	7.54 - 8.60	4.68	4.37 - 4.97	2.71	2.51 - 2.91
PO2	mmHg	86	80 - 92	120	112 - 129	146	138 - 154
	kPa	11.5	10.7 - 12.3	16.0	14.9 - 17.2	19.5	18.4 - 20.5
Glucose/Glu	mg/dL	257	228 - 285	118	105 - 131	37	32 - 41
	g/L	2.57	2.28 - 2.85	1.18	1.05 - 1.31	0.37	0.32 - 0.41
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.8	6.5	5.8 - 7.3	2.1	1.8 - 2.3
Creatinine/Crea	mg/dL	3.3	3.0 - 3.7	1.0	0.9 - 1.1	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	294	261 - 328	90	80 - 101	46	41 - 51
Lactate/Lac	mmol/L	6.37	5.67 - 7.07	1.63	1.45 - 1.81	0.57	0.50 - 0.63
	mg/dL	57.4	51.1 - 63.7	14.7	13.1 - 16.3	5.1	4.5 - 5.7
	g/L	0.574	0.511 - 0.637	0.147	0.131 - 0.163	0.051	0.045 - 0.057
HCT	K3EDTA %	22	21 - 24	36	34 - 38	57	54 - 60
	K2EDTA %	23	22 - 25	38	35 - 40	59	56 - 63

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301171 Exp. 2025-03-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311171 Exp. 2025-03-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321171 Exp. 2025-03-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	133	129 - 137	159	154 - 163
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	75	71 - 78	92	88 - 97	113	108 - 119
iCa	mmol/L	0.82	0.70 - 0.94	1.25	1.15 - 1.34	1.59	1.47 - 1.70
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8	5.0	4.6 - 5.4	6.4	5.9 - 6.8
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9	2.5	2.3 - 2.7	3.2	2.9 - 3.4
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30	27	20 - 33	30	24 - 36
Glucose/Glu	mg/dL	258	230 - 286	117	104 - 130	35	31 - 38
	g/L	2.58	2.30 - 2.86	1.17	1.04 - 1.30	0.35	0.31 - 0.38
	mmol/L	14.3	12.8 - 15.9	6.5	5.8 - 7.2	1.9	1.7 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.4	3.0 - 3.8	1.1	0.9 - 1.2	0.5	0.4 - 0.6
	umol/L	301	267 - 336	93	82 - 103	44	39 - 49
BUN	mg/dL	60	54 - 66	11	10 - 13	7	6 - 7
Urea	mmol/L	21.5	19.2 - 23.7	4.0	3.5 - 4.5	2.5	2.2 - 2.7
	mg/dL	129	115 - 142	24	21 - 27	15	13 - 16
	g/L	1.29	1.15 - 1.42	0.24	0.21 - 0.27	0.15	0.13 - 0.16
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	33	32 - 35	54	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301171 Exp. 2025-03-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311171 Exp. 2025-03-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321171 Exp. 2025-03-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	121 - 128	133	129 - 137	159	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72	69 - 76	90	86 - 94	113	108 - 118
pH		7.017	6.989 - 7.045	7.376	7.346 - 7.406	7.658	7.627 - 7.689
PCO2	mmHg	71.9	67.2 - 76.6	44.5	41.6 - 47.4	26.9	24.9 - 28.9
	kPa	9.58	8.96 - 10.21	5.93	5.55 - 6.32	3.59	3.32 - 3.85
Glucose/Glu	mg/dL	263	234 - 291	127	113 - 141	41	36 - 45
	g/L	2.63	2.34 - 2.91	1.27	1.13 - 1.41	0.41	0.36 - 0.45
	mmol/L	14.6	13.0 - 16.2	7.0	6.3 - 7.8	2.3	2.0 - 2.5
BUN	mg/dL	59	53 - 65	12	10 - 13	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.2	18.8 - 23.3	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.3 - 2.8
	mg/dL	127	113 - 140	25	22 - 27	15	14 - 17
	g/L	1.27	1.13 - 1.40	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.14 - 0.17
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	34 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	35 - 39	58	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301168 Exp. 2024-12-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311168 Exp. 2024-12-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321168 Exp. 2024-12-31	
CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
LOT D							
pH		7.064	7.036 - 7.092	7.435	7.405 - 7.465	7.674	7.643 - 7.705
PCO2	mmHg	60.4	56.5 - 64.4	32.7	30.2 - 35.1	20.2	18.7 - 21.7
	kPa	8.05	7.53 - 8.58	4.36	4.03 - 4.68	2.69	2.49 - 2.89
PO2	mmHg	77	69 - 86	117	109 - 125	144	136 - 152
	kPa	10.3	9.2 - 11.5	15.6	14.5 - 16.7	19.2	18.1 - 20.3
Lactate/Lac	mmol/L	6.29	5.60 - 6.98	1.70	1.51 - 1.88	0.63	0.56 - 0.70
	mg/dL	56.7	50.5 - 62.9	15.3	13.6 - 16.9	5.7	5.0 - 6.3
	g/L	0.567	0.505 - 0.629	0.153	0.136 - 0.169	0.057	0.050 - 0.063

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301168 Exp. 2024-12-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311168 Exp. 2024-12-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321168 Exp. 2024-12-31	
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	121 - 128	133	129 - 137	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.87	0.75 - 1.00	1.29	1.19 - 1.38	1.58	1.46 - 1.70
	mg/dL	3.5	3.0 - 4.0	5.2	4.8 - 5.5	6.3	5.8 - 6.8
	mEq/L	1.7	1.5 - 2.0	2.6	2.4 - 2.8	3.2	2.9 - 3.4
pH		7.062	7.034 - 7.090	7.434	7.404 - 7.464	7.663	7.632 - 7.694
PCO2	mmHg	61.0	57.0 - 64.9	34.4	31.8 - 37.0	20.5	18.9 - 22.0
	kPa	8.13	7.60 - 8.65	4.59	4.24 - 4.93	2.73	2.52 - 2.93
PO2	mmHg	84	78 - 90	121	112 - 129	145	137 - 153
	kPa	11.2	10.4 - 12.0	16.1	14.9 - 17.2	19.3	18.3 - 20.4
Glucose/Glu	mg/dL	257	229 - 285	118	105 - 131	36	32 - 40
	g/L	2.57	2.29 - 2.85	1.18	1.05 - 1.31	0.36	0.32 - 0.40
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.8	6.5	5.8 - 7.3	2.0	1.8 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.2	2.9 - 3.6	1.0	0.9 - 1.2	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	286	253 - 318	91	81 - 102	45	40 - 50
Lactate/Lac	mmol/L	6.38	5.68 - 7.08	1.66	1.47 - 1.84	0.56	0.50 - 0.63
	mg/dL	57.5	51.2 - 63.8	15.0	13.2 - 16.6	5.0	4.5 - 5.7
	g/L	0.575	0.512 - 0.638	0.150	0.132 - 0.166	0.050	0.045 - 0.057
HCT	K3EDTA %	22	21 - 24	36	34 - 37	57	54 - 60
	K2EDTA %	23	22 - 25	37	35 - 39	59	56 - 63

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301168 Exp. 2024-12-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311168 Exp. 2024-12-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321168 Exp. 2024-12-31	
CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 127	132	128 - 136	159	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	75	71 - 78	92	88 - 96	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.86	0.74 - 0.99	1.27	1.18 - 1.37	1.55	1.43 - 1.67
	mg/dL	3.4	3.0 - 4.0	5.1	4.7 - 5.5	6.2	5.7 - 6.7
	mEq/L	1.7	1.5 - 2.0	2.5	2.4 - 2.7	3.1	2.9 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30	25	19 - 32	30	24 - 36
Glucose/Glu	mg/dL	257	229 - 285	117	104 - 130	34	31 - 38
	g/L	2.57	2.29 - 2.85	1.17	1.04 - 1.30	0.34	0.31 - 0.38
	mmol/L	14.3	12.7 - 15.8	6.5	5.8 - 7.2	1.9	1.7 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.3	2.9 - 3.7	1.1	0.9 - 1.2	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	293	260 - 327	93	82 - 103	45	40 - 50
BUN	mg/dL	60	53 - 66	11	10 - 13	7	6 - 8
Urea	mmol/L	21.3	19.0 - 23.5	4.0	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.8
	mg/dL	128	114 - 141	24	22 - 27	15	13 - 17
	g/L	1.28	1.14 - 1.41	0.24	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.17
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	33	31 - 35	54	51 - 57
	K2EDTA %	21	21 - 23	34	32 - 36	56	53 - 59

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands


798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49		i-STAT® TriControls Level 1 Control LOT 301168 Exp. 2024-12-31		i-STAT® TriControls Level 2 Control LOT 311168 Exp. 2024-12-31		i-STAT® TriControls Level 3 Control LOT 321168 Exp. 2024-12-31	
EC8+, 6+, & G LOT F, H, J, K		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	132	128 - 136	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.8 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	73	69 - 76	90	86 - 94	112	107 - 117
pH		7.011	6.983 - 7.039	7.368	7.339 - 7.397	7.650	7.619 - 7.681
PCO2	mmHg	72.1	67.5 - 76.8	42.6	39.8 - 45.4	26.2	24.2 - 28.1
	kPa	9.61	9.00 - 10.24	5.68	5.31 - 6.05	3.49	3.23 - 3.75
Glucose/Glu	mg/dL	262	233 - 291	128	114 - 142	41	36 - 46
	g/L	2.62	2.33 - 2.91	1.28	1.14 - 1.42	0.41	0.36 - 0.46
	mmol/L	14.5	12.9 - 16.2	7.1	6.3 - 7.9	2.3	2.0 - 2.6
BUN	mg/dL	59	53 - 65	12	10 - 13	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.0	18.8 - 23.2	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.3 - 2.8
	mg/dL	126	113 - 139	25	22 - 27	15	14 - 17
	g/L	1.26	1.13 - 1.39	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.14 - 0.17
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	57	54 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	34 - 39	59	56 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49

		i-STAT® PT ^{plus} Level 1 Control		i-STAT® PT ^{plus} Level 2 Control	
		LOT	501170	LOT	511170
		Exp.	2025-02-28	Exp.	2025-02-28
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019
PT ^{plus} LOT C					
PT	INR	1.0	0.9 - 1.2	2.4	2.1 - 2.7
	sec	10.6	8.6 - 12.6	24.3	20.7 - 27.8

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



0344


www.globalpointofcare.abbott


Produced for:
Abbott Point of Care Inc.
400 College Road East
Princeton, NJ 08540 USA

Product of USA

EC REP

EMERGO EUROPE
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 The Netherlands



Abbott Diagnostics GmbH
 Max-Planck-Ring 2
 65205 Wiesbaden, Germany

i-STAT is a trademark of Abbott.

798530-01

03-Oct-2024

APOC20242772

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Bei Analyten, die nicht in RiiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



798530-01
03-Oct-2024
APOC20242772