

CLEW: A49

|              |     | i-STAT® ACT Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® ACT Level 2<br>Control |                                      |
|--------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|              |     | <b>LOT</b>                     | <b>261173</b>                        | <b>LOT</b>                     | <b>271173</b>                        |
|              |     | <b>Exp.</b>                    | <b>2025-05-31</b>                    | <b>Exp.</b>                    | <b>2025-05-31</b>                    |
|              |     | $\bar{x}$<br>(Zielwert)        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Celite ACT   |     |                                |                                      |                                |                                      |
| <b>LOT</b> R |     |                                |                                      |                                |                                      |
| ACT (WBT)    | sec | 205                            | 144 - 267                            | 560                            | 392 - 728                            |

|              |     |     |           |     |           |
|--------------|-----|-----|-----------|-----|-----------|
| Kaolin ACT   |     |     |           |     |           |
| <b>LOT</b> R |     |     |           |     |           |
| ACT (WBT)    | sec | 180 | 126 - 234 | 535 | 375 - 696 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|                                                                                     |                                                                                                   |                                |                                                                                                   |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CLEW: A49                                                                           | i-STAT® ACT Level 1 Control                                                                       |                                | i-STAT® ACT Level 2 Control                                                                       |                                |
|                                                                                     |  261175          |                                |  271175          |                                |
|                                                                                     |  Exp. 2025-07-31 |                                |  Exp. 2025-07-31 |                                |
|                                                                                     | $\bar{x}$ (Zielwert)                                                                              | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$ (Zielwert)                                                                              | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 |
| Celite ACT                                                                          |                                                                                                   |                                |                                                                                                   |                                |
|  R |                                                                                                   |                                |                                                                                                   |                                |
| ACT (WBT) sec                                                                       | 205                                                                                               | 144 - 267                      | 485                                                                                               | 340 - 631                      |
| Kaolin ACT                                                                          |                                                                                                   |                                |                                                                                                   |                                |
|  R |                                                                                                   |                                |                                                                                                   |                                |
| ACT (WBT) sec                                                                       | 180                                                                                               | 126 - 234                      | 470                                                                                               | 329 - 611                      |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|                   |                                    |                                      |                                    |                                      |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CLEW: A49         | <b>i-STAT® ACT Level 1 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® ACT Level 2 Control</b> |                                      |
|                   | <b>LOT</b>                         | <b>261178</b>                        | <b>LOT</b>                         | <b>271179</b>                        |
|                   | <b>Exp.</b>                        | <b>2025-10-31</b>                    | <b>Exp.</b>                        | <b>2025-11-30</b>                    |
|                   | $\bar{x}$<br>(Zielwert)            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>Celite ACT</b> |                                    |                                      |                                    |                                      |
| <b>LOT R</b>      |                                    |                                      |                                    |                                      |
| ACT (WBT)         | sec                                | 215    151 - 280                     | 545                                | 382 - 709                            |

|                   |     |                  |     |           |
|-------------------|-----|------------------|-----|-----------|
| <b>Kaolin ACT</b> |     |                  |     |           |
| <b>LOT R</b>      |     |                  |     |           |
| ACT (WBT)         | sec | 180    126 - 234 | 520 | 364 - 676 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|               |                             |                                |                             |                                |
|---------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| CLEW: A49     | i-STAT® ACT Level 1 Control |                                | i-STAT® ACT Level 2 Control |                                |
|               | LOT                         | 261181                         | LOT                         | 271181                         |
|               | Exp.                        | 2026-01-31                     | Exp.                        | 2026-01-31                     |
|               | $\bar{x}$ (Zielwert)        | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$ (Zielwert)        | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 |
| Celite ACT    |                             |                                |                             |                                |
| LOT R         |                             |                                |                             |                                |
| ACT (WBT) sec | 210                         | 147 - 273                      | 585                         | 410 - 761                      |
|               |                             |                                |                             |                                |
| Kaolin ACT    |                             |                                |                             |                                |
| LOT R         |                             |                                |                             |                                |
| ACT (WBT) sec | 175                         | 123 - 228                      | 540                         | 378 - 702                      |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|                              |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| CLEW: A49                    | <b>i-STAT® B-hCG Level 1 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® B-hCG Level 2 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® B-hCG Level 3 Control</b> |                                      |
|                              | <b>LOT</b> 351184                    |                                      | <b>LOT</b> 361184                    |                                      | <b>LOT</b> 371184                    |                                      |
|                              | <b>Exp.</b> 2026-04-30               |                                      | <b>Exp.</b> 2026-04-30               |                                      | <b>Exp.</b> 2026-04-30               |                                      |
|                              | $\bar{x}$<br>(Zielwert)              | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)              | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)              | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>B-hCG</b><br><b>LOT</b> A |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| B-hCG                        | IU/L                                 | 25.2 20.9 - 29.5                     | 942.2 810.3 - 1074.1                 | 1428.2 1228.3 - 1628.1               |                                      |                                      |

|                              |      |                  |                      |                        |  |  |
|------------------------------|------|------------------|----------------------|------------------------|--|--|
| <b>B-hCG</b><br><b>LOT</b> M |      |                  |                      |                        |  |  |
| B-hCG                        | IU/L | 22.7 18.8 - 26.6 | 910.5 783.0 - 1038.0 | 1323.7 1138.4 - 1509.0 |  |  |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|              |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| CLEW: A49    | <b>i-STAT® B-hCG Level 1 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® B-hCG Level 2 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® B-hCG Level 3 Control</b> |                                      |
|              | <b>LOT</b> 351178                    |                                      | <b>LOT</b> 361178                    |                                      | <b>LOT</b> 371178                    |                                      |
|              | <b>Exp.</b> 2025-10-31               |                                      | <b>Exp.</b> 2025-10-31               |                                      | <b>Exp.</b> 2025-10-31               |                                      |
|              | $\bar{x}$<br>(Zielwert)              | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)              | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)              | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>B-hCG</b> |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| <b>LOT</b> A |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| B-hCG        | IU/L                                 | 23.7 19.7 - 27.7                     | 1013.6                               | 871.7 - 1155.5                       | 1497.0                               | 1287.4 - 1706.6                      |

|              |      |                  |       |                |        |                 |
|--------------|------|------------------|-------|----------------|--------|-----------------|
| <b>B-hCG</b> |      |                  |       |                |        |                 |
| <b>LOT</b> M |      |                  |       |                |        |                 |
| B-hCG        | IU/L | 22.1 18.3 - 25.9 | 954.0 | 820.4 - 1087.6 | 1359.9 | 1169.5 - 1550.3 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|                |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CLEW: A49      | i-STAT® B-hCG Level<br>1 Control                                                       |                                      | i-STAT® B-hCG Level<br>2 Control                                                       |                                      | i-STAT® B-hCG Level<br>3 Control                                                         |                                      |
|                | LOT                                                                                    | 351194                               | LOT                                                                                    | 361194                               | LOT                                                                                      | 371194                               |
|                |  Exp. | 2027-02-28                           |  Exp. | 2027-02-28                           |  Exp. | 2027-02-28                           |
|                | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                  | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| B-hCG<br>LOT M |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
| B-hCG          | IU/L                                                                                   | 24.5    20.3 - 28.7                  | 1029.7    885.5 - 1173.9                                                               | 1402.2    1205.9 - 1598.5            |                                                                                          |                                      |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|              |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CLEW: A49    | <b>i-STAT® BNP Level 1 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® BNP Level 2 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® BNP Level 3 Control</b> |                                      |
|              | <b>LOT</b>                         | <b>041182</b>                        | <b>LOT</b>                         | <b>051182</b>                        | <b>LOT</b>                         | <b>061182</b>                        |
|              | <b>Exp.</b>                        | <b>2026-02-28</b>                    | <b>Exp.</b>                        | <b>2026-02-28</b>                    | <b>Exp.</b>                        | <b>2026-02-28</b>                    |
|              | $\bar{x}$<br>(Zielwert)            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>BNP</b>   |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |
| <b>LOT B</b> |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |
| BNP          | pg/mL                              | 90 77 - 104                          | 970 825 - 1116                     | 2563 2179 - 2947                     |                                    |                                      |

|              |       |            |                 |                  |  |
|--------------|-------|------------|-----------------|------------------|--|
| <b>BNP</b>   |       |            |                 |                  |  |
| <b>LOT F</b> |       |            |                 |                  |  |
| BNP          | pg/mL | 83 71 - 95 | 1014 862 - 1166 | 2491 2117 - 2865 |  |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|              |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CLEW: A49    | <b>i-STAT® BNP Level 1 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® BNP Level 2 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® BNP Level 3 Control</b> |                                      |
|              | <b>LOT 041176</b>                  |                                      | <b>LOT 051176</b>                  |                                      | <b>LOT 061176</b>                  |                                      |
|              | <b>Exp. 2025-08-31</b>             |                                      | <b>Exp. 2025-08-31</b>             |                                      | <b>Exp. 2025-08-31</b>             |                                      |
|              | $\bar{x}$<br>(Zielwert)            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>BNP</b>   |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |
| <b>LOT B</b> |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |
| BNP          | pg/mL                              | 112 95 - 129                         | 912 775 - 1049                     | 2985 2537 - 3433                     |                                    |                                      |

|              |       |              |                |                  |  |  |
|--------------|-------|--------------|----------------|------------------|--|--|
| <b>BNP</b>   |       |              |                |                  |  |  |
| <b>LOT F</b> |       |              |                |                  |  |  |
| BNP          | pg/mL | 100 85 - 115 | 925 786 - 1064 | 2807 2386 - 3228 |  |  |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|              |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CLEW: A49    | <b>i-STAT® BNP Level 1 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® BNP Level 2 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® BNP Level 3 Control</b> |                                      |
|              | <b>LOT</b>                         | <b>041179</b>                        | <b>LOT</b>                         | <b>051179</b>                        | <b>LOT</b>                         | <b>061179</b>                        |
|              | <b>Exp.</b>                        | <b>2025-11-30</b>                    | <b>Exp.</b>                        | <b>2025-11-30</b>                    | <b>Exp.</b>                        | <b>2025-11-30</b>                    |
|              | $\bar{x}$<br>(Zielwert)            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>BNP</b>   |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |
| <b>LOT</b> B |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |
| BNP          | pg/mL                              | 99      84 - 114                     | 912      775 - 1049                | 2656      2258 - 3054                |                                    |                                      |

|              |       |                  |                     |                       |  |  |
|--------------|-------|------------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| <b>BNP</b>   |       |                  |                     |                       |  |  |
| <b>LOT</b> F |       |                  |                     |                       |  |  |
| BNP          | pg/mL | 91      77 - 105 | 965      820 - 1110 | 2547      2165 - 2929 |  |  |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|              |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| CLEW: A49    | <b>i-STAT® BNP Level 1 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® BNP Level 2 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® BNP Level 3 Control</b> |                                      |
|              | <b>LOT</b>                         | <b>041185</b>                        | <b>LOT</b>                         | <b>051185</b>                        | <b>LOT</b>                         | <b>061185</b>                        |
|              | <b>Exp.</b>                        | <b>2026-05-31</b>                    | <b>Exp.</b>                        | <b>2026-05-31</b>                    | <b>Exp.</b>                        | <b>2026-05-31</b>                    |
|              | $\bar{x}$<br>(Zielwert)            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>BNP</b>   |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |
| <b>LOT B</b> |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |
| BNP          | pg/mL                              | 84 71 - 97                           | 793 674 - 912                      | 2286 1943 - 2629                     |                                    |                                      |

|              |       |            |                |                  |  |
|--------------|-------|------------|----------------|------------------|--|
| <b>BNP</b>   |       |            |                |                  |  |
| <b>LOT F</b> |       |            |                |                  |  |
| BNP          | pg/mL | 82 70 - 94 | 893 759 - 1027 | 2316 1969 - 2663 |  |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|                              |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| CLEW: A49                    | <b>i-STAT® CK-MB Level 1 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® CK-MB Level 2 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® CK-MB Level 3 Control</b> |                                      |
|                              | <b>LOT 071185</b>                    |                                      | <b>LOT 081185</b>                    |                                      | <b>LOT 091185</b>                    |                                      |
|                              | <b>Exp. 2026-05-31</b>               |                                      | <b>Exp. 2026-05-31</b>               |                                      | <b>Exp. 2026-05-31</b>               |                                      |
|                              | $\bar{x}$<br>(Zielwert)              | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)              | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)              | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>CK-MB</b><br><b>LOT C</b> |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| CK-MB ng/mL                  | 2.9                                  | 1.6 - 4.2                            | 12.6                                 | 6.9 - 18.3                           | 59.3                                 | 32.6 - 86.0                          |

|                              |     |           |      |            |      |             |
|------------------------------|-----|-----------|------|------------|------|-------------|
| <b>CK-MB</b><br><b>LOT G</b> |     |           |      |            |      |             |
| CK-MB ng/mL                  | 3.1 | 1.7 - 4.5 | 13.4 | 7.4 - 19.4 | 59.3 | 32.6 - 86.0 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|              |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| CLEW: A49    | <b>i-STAT® CK-MB Level 1 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® CK-MB Level 2 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® CK-MB Level 3 Control</b> |                                      |
|              | <b>LOT 071177</b>                    |                                      | <b>LOT 081177</b>                    |                                      | <b>LOT 091177</b>                    |                                      |
|              | <b>Exp. 2025-09-30</b>               |                                      | <b>Exp. 2025-09-30</b>               |                                      | <b>Exp. 2025-09-30</b>               |                                      |
|              | $\bar{x}$<br>(Zielwert)              | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)              | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)              | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>CK-MB</b> |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| <b>LOT C</b> |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| CK-MB        | ng/mL                                | 4.2    2.3 - 6.1                     | 17.6                                 | 9.7 - 25.5                           | 88.3                                 | 48.6 - 128.0                         |

|              |       |                  |      |            |      |              |
|--------------|-------|------------------|------|------------|------|--------------|
| <b>CK-MB</b> |       |                  |      |            |      |              |
| <b>LOT G</b> |       |                  |      |            |      |              |
| CK-MB        | ng/mL | 4.4    2.4 - 6.4 | 17.0 | 9.4 - 24.7 | 83.5 | 45.9 - 121.1 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|              |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| CLEW: A49    | <b>i-STAT® CK-MB Level 1 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® CK-MB Level 2 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® CK-MB Level 3 Control</b> |                                      |
|              | <b>LOT 071193</b>                    |                                      | <b>LOT 081193</b>                    |                                      | <b>LOT 091193</b>                    |                                      |
|              | <b>Exp. 2027-01-31</b>               |                                      | <b>Exp. 2027-01-31</b>               |                                      | <b>Exp. 2027-01-31</b>               |                                      |
|              | $\bar{x}$<br>(Zielwert)              | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)              | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)              | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>CK-MB</b> |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| <b>LOT C</b> |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| CK-MB        | ng/mL                                | 3.4 1.9 - 4.9                        | 12.4 6.8 - 18.0                      | 60.8 33.4 - 88.2                     |                                      |                                      |

|              |       |               |                 |                   |  |  |
|--------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|--|--|
| <b>CK-MB</b> |       |               |                 |                   |  |  |
| <b>LOT G</b> |       |               |                 |                   |  |  |
| CK-MB        | ng/mL | 3.7 2.0 - 5.4 | 14.0 7.7 - 20.3 | 70.7 38.9 - 102.5 |  |  |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49

|           |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| CLEW: A49 | i-STAT® cTnI Level 1<br>Control                                                        |                                      | i-STAT® cTnI Level 2<br>Control                                                        |                                      |             |
|           | LOT                                                                                    | 011195                               | LOT                                                                                    | 021195                               |             |
|           |  Exp. | 2027-03-31                           |  Exp. | 2027-03-31                           |             |
|           | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |             |
|           |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |             |
| cTnI      |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |             |
| LOT E     |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |             |
| cTnI      | ng/mL                                                                                  | 0.45                                 | 0.36 - 0.54                                                                            | 2.08                                 | 1.66 - 2.50 |

|       |       |      |             |      |             |
|-------|-------|------|-------------|------|-------------|
| cTnI  |       |      |             |      |             |
| LOT S |       |      |             |      |             |
| cTnI  | ng/mL | 0.44 | 0.35 - 0.53 | 2.11 | 1.69 - 2.53 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|              |                                     |                                      |                                     |                                      |                                     |                                      |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| CLEW: A49    | <b>i-STAT® cTnI Level 1 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® cTnI Level 2 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® cTnI Level 3 Control</b> |                                      |
|              | <b>LOT 011179</b>                   |                                      | <b>LOT 021180</b>                   |                                      | <b>LOT 031179</b>                   |                                      |
|              | <b>Exp. 2025-11-30</b>              |                                      | <b>Exp. 2025-12-31</b>              |                                      | <b>Exp. 2025-11-30</b>              |                                      |
|              | $\bar{x}$<br>(Zielwert)             | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)             | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)             | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>cTnI</b>  |                                     |                                      |                                     |                                      |                                     |                                      |
| <b>LOT E</b> |                                     |                                      |                                     |                                      |                                     |                                      |
| cTnI         | ng/mL                               | 0.36 0.29 - 0.43                     | 2.06 1.65 - 2.47                    | 22.52 18.02 - 27.02                  |                                     |                                      |

|              |       |                  |                  |                     |  |  |
|--------------|-------|------------------|------------------|---------------------|--|--|
| <b>cTnI</b>  |       |                  |                  |                     |  |  |
| <b>LOT S</b> |       |                  |                  |                     |  |  |
| cTnI         | ng/mL | 0.39 0.31 - 0.47 | 2.28 1.82 - 2.74 | 24.15 19.32 - 28.98 |  |  |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|              |                                     |                                      |                                     |                                      |                                     |                                      |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| CLEW: A49    | <b>i-STAT® cTnI Level 1 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® cTnI Level 2 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® cTnI Level 3 Control</b> |                                      |
|              | <b>LOT</b>                          | <b>011182</b>                        | <b>LOT</b>                          | <b>021182</b>                        | <b>LOT</b>                          | <b>031182</b>                        |
|              | <b>Exp.</b>                         | <b>2026-02-28</b>                    | <b>Exp.</b>                         | <b>2026-02-28</b>                    | <b>Exp.</b>                         | <b>2026-02-28</b>                    |
|              | $\bar{x}$<br>(Zielwert)             | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)             | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)             | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>cTnI</b>  |                                     |                                      |                                     |                                      |                                     |                                      |
| <b>LOT E</b> |                                     |                                      |                                     |                                      |                                     |                                      |
| cTnI         | ng/mL                               | 0.35    0.28 - 0.42                  | 1.71    1.37 - 2.05                 | 20.49    16.39 - 24.59               |                                     |                                      |

|              |       |                     |                     |                        |  |  |
|--------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| <b>cTnI</b>  |       |                     |                     |                        |  |  |
| <b>LOT S</b> |       |                     |                     |                        |  |  |
| cTnI         | ng/mL | 0.36    0.29 - 0.43 | 1.78    1.42 - 2.14 | 21.16    16.93 - 25.39 |  |  |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|                             |                                     |                                      |                                     |                                      |                                     |                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| CLEW: A49                   | <b>i-STAT® cTnI Level 1 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® cTnI Level 2 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® cTnI Level 3 Control</b> |                                      |
|                             | <b>LOT 011176</b>                   |                                      | <b>LOT 021176</b>                   |                                      | <b>LOT 031176</b>                   |                                      |
|                             | <b>Exp. 2025-08-31</b>              |                                      | <b>Exp. 2025-08-31</b>              |                                      | <b>Exp. 2025-08-31</b>              |                                      |
|                             | $\bar{x}$<br>(Zielwert)             | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)             | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)             | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>cTnI</b><br><b>LOT E</b> |                                     |                                      |                                     |                                      |                                     |                                      |
| cTnI                        | ng/mL                               | 0.31    0.25 - 0.37                  | 1.62    1.30 - 1.94                 | 21.49    17.19 - 25.79               |                                     |                                      |

|                             |       |                     |                     |                        |  |  |
|-----------------------------|-------|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|
| <b>cTnI</b><br><b>LOT S</b> |       |                     |                     |                        |  |  |
| cTnI                        | ng/mL | 0.37    0.30 - 0.44 | 1.88    1.50 - 2.26 | 23.71    18.97 - 28.45 |  |  |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|                             |                                     |                                      |                                     |                                      |                                     |                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| CLEW: A49                   | <b>i-STAT® cTnI Level 1 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® cTnI Level 2 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® cTnI Level 3 Control</b> |                                      |
|                             | <b>LOT 011187</b>                   |                                      | <b>LOT 021187</b>                   |                                      | <b>LOT 031187</b>                   |                                      |
|                             | <b>Exp. 2026-07-31</b>              |                                      | <b>Exp. 2026-07-31</b>              |                                      | <b>Exp. 2026-07-31</b>              |                                      |
|                             | $\bar{x}$<br>(Zielwert)             | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)             | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)             | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>cTnI</b><br><b>LOT E</b> |                                     |                                      |                                     |                                      |                                     |                                      |
| cTnI                        | ng/mL                               | 0.36 0.29 - 0.43                     | 1.98 1.58 - 2.38                    | 22.94 18.35 - 27.53                  |                                     |                                      |

|                             |       |                  |                  |                     |  |  |
|-----------------------------|-------|------------------|------------------|---------------------|--|--|
| <b>cTnI</b><br><b>LOT S</b> |       |                  |                  |                     |  |  |
| cTnI                        | ng/mL | 0.39 0.31 - 0.47 | 2.15 1.72 - 2.58 | 25.09 20.07 - 30.11 |  |  |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|              |        |                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                   |                                |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CLEW: A49    |        | <b>i-STAT® Level 1 Control</b><br><b>LOT 101183</b><br> <b>Exp. 2026-03-31</b> |                                | <b>i-STAT® Level 2 Control</b><br><b>LOT 111183</b><br> <b>Exp. 2026-03-31</b> |                                | <b>i-STAT® Level 3 Control</b><br><b>LOT 121183</b><br> <b>Exp. 2026-03-31</b> |                                |
| <b>CG4+</b>  |        | $\bar{x}$                                                                                                                                                       | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$                                                                                                                                                       | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$                                                                                                                                                         | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 |
| <b>LOT D</b> |        | (Zielwert)                                                                                                                                                      |                                | (Zielwert)                                                                                                                                                      |                                | (Zielwert)                                                                                                                                                        |                                |
| pH           |        | 7.029                                                                                                                                                           | 7.001 - 7.057                  | 7.444                                                                                                                                                           | 7.414 - 7.474                  | 7.664                                                                                                                                                             | 7.633 - 7.695                  |
| <b>PCO2</b>  | mmHg   | 57.4                                                                                                                                                            | 53.6 - 61.1                    | 28.6                                                                                                                                                            | 26.4 - 30.7                    | 22.5                                                                                                                                                              | 20.8 - 24.2                    |
|              | kPa    | 7.65                                                                                                                                                            | 7.14 - 8.14                    | 3.81                                                                                                                                                            | 3.52 - 4.09                    | 3.00                                                                                                                                                              | 2.77 - 3.23                    |
| <b>PO2</b>   | mmHg   | 93                                                                                                                                                              | 86 - 99                        | 125                                                                                                                                                             | 118 - 132                      | 150                                                                                                                                                               | 141 - 158                      |
|              | kPa    | 12.4                                                                                                                                                            | 11.5 - 13.2                    | 16.7                                                                                                                                                            | 15.7 - 17.6                    | 20.0                                                                                                                                                              | 18.8 - 21.1                    |
| Lactate/Lac  | mmol/L | 7.90                                                                                                                                                            | 7.03 - 8.77                    | 2.15                                                                                                                                                            | 1.91 - 2.38                    | 0.85                                                                                                                                                              | 0.76 - 0.95                    |
|              | mg/dL  | 71.2                                                                                                                                                            | 63.3 - 79.0                    | 19.4                                                                                                                                                            | 17.2 - 21.4                    | 7.7                                                                                                                                                               | 6.8 - 8.6                      |
|              | g/L    | 0.712                                                                                                                                                           | 0.633 - 0.790                  | 0.194                                                                                                                                                           | 0.172 - 0.214                  | 0.077                                                                                                                                                             | 0.068 - 0.086                  |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49                                                            |               | i-STAT® Level 1<br>Control<br><b>LOT</b> 101183<br>Exp. 2026-03-31 |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control<br><b>LOT</b> 111183<br>Exp. 2026-03-31 |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control<br><b>LOT</b> 121183<br>Exp. 2026-03-31 |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+<br><b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                                                                   | mmol/L, mEq/L | 121                                                                | 117 - 124                            | 133                                                                | 129 - 137                            | 162                                                                | 157 - 167                            |
| K                                                                    | mmol/L, mEq/L | 2.9                                                                | 2.7 - 3.0                            | 3.7                                                                | 3.6 - 3.9                            | 6.4                                                                | 6.1 - 6.6                            |
| iCa                                                                  | mmol/L        | 1.49                                                               | 1.38 - 1.60                          | 1.26                                                               | 1.17 - 1.36                          | 0.76                                                               | 0.65 - 0.87                          |
|                                                                      | mg/dL         | 6.0                                                                | 5.5 - 6.4                            | 5.0                                                                | 4.7 - 5.4                            | 3.0                                                                | 2.6 - 3.5                            |
|                                                                      | mEq/L         | 3.0                                                                | 2.8 - 3.2                            | 2.5                                                                | 2.3 - 2.7                            | 1.5                                                                | 1.3 - 1.7                            |
| pH                                                                   |               | 7.026                                                              | 6.998 - 7.054                        | 7.440                                                              | 7.410 - 7.470                        | 7.650                                                              | 7.619 - 7.681                        |
| PCO2                                                                 | mmHg          | 58.9                                                               | 55.1 - 62.7                          | 29.4                                                               | 27.2 - 31.6                          | 22.3                                                               | 20.6 - 24.0                          |
|                                                                      | kPa           | 7.85                                                               | 7.34 - 8.36                          | 3.92                                                               | 3.63 - 4.21                          | 2.97                                                               | 2.75 - 3.20                          |
| PO2                                                                  | mmHg          | 92                                                                 | 85 - 98                              | 121                                                                | 112 - 129                            | 146                                                                | 138 - 154                            |
|                                                                      | kPa           | 12.3                                                               | 11.3 - 13.1                          | 16.1                                                               | 14.9 - 17.2                          | 19.5                                                               | 18.4 - 20.5                          |
| Glucose/Glu                                                          | mg/dL         | 42                                                                 | 37 - 46                              | 122                                                                | 109 - 136                            | 287                                                                | 255 - 318                            |
|                                                                      | g/L           | 0.42                                                               | 0.37 - 0.46                          | 1.22                                                               | 1.09 - 1.36                          | 2.87                                                               | 2.55 - 3.18                          |
|                                                                      | mmol/L        | 2.3                                                                | 2.1 - 2.6                            | 6.8                                                                | 6.1 - 7.5                            | 15.9                                                               | 14.2 - 17.7                          |
| Creatinine/Crea                                                      | mg/dL         | 4.3                                                                | 3.8 - 4.8                            | 1.7                                                                | 1.5 - 1.9                            | 0.5                                                                | 0.5 - 0.6                            |
|                                                                      | umol/L        | 384                                                                | 340 - 428                            | 153                                                                | 135 - 170                            | 48                                                                 | 42 - 53                              |
| Lactate/Lac                                                          | mmol/L        | 7.82                                                               | 6.96 - 8.68                          | 2.08                                                               | 1.85 - 2.31                          | 0.80                                                               | 0.71 - 0.89                          |
|                                                                      | mg/dL         | 70.5                                                               | 62.7 - 78.2                          | 18.7                                                               | 16.7 - 20.8                          | 7.2                                                                | 6.4 - 8.0                            |
|                                                                      | g/L           | 0.705                                                              | 0.627 - 0.782                        | 0.187                                                              | 0.167 - 0.208                        | 0.072                                                              | 0.064 - 0.080                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49              |               | i-STAT® Level 1<br>Control<br><b>LOT</b> 101183<br>Exp. 2026-03-31 |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control<br><b>LOT</b> 111183<br>Exp. 2026-03-31 |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control<br><b>LOT</b> 121183<br>Exp. 2026-03-31 |                                      |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CHEM8+<br><b>LOT</b> H |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                     | mmol/L, mEq/L | 120                                                                | 116 - 124                            | 133                                                                | 129 - 136                            | 161                                                                | 156 - 166                            |
| K                      | mmol/L, mEq/L | 2.9                                                                | 2.7 - 3.0                            | 3.7                                                                | 3.6 - 3.9                            | 6.3                                                                | 6.0 - 6.6                            |
| Cl                     | mmol/L, mEq/L | 78                                                                 | 74 - 81                              | 89                                                                 | 85 - 93                              | 110                                                                | 105 - 115                            |
| iCa                    | mmol/L        | 1.50                                                               | 1.39 - 1.61                          | 1.26                                                               | 1.16 - 1.35                          | 0.75                                                               | 0.64 - 0.86                          |
|                        | mg/dL         | 6.0                                                                | 5.6 - 6.4                            | 5.0                                                                | 4.6 - 5.4                            | 3.0                                                                | 2.6 - 3.4                            |
|                        | mEq/L         | 3.0                                                                | 2.8 - 3.2                            | 2.5                                                                | 2.3 - 2.7                            | 1.5                                                                | 1.3 - 1.7                            |
| TCO2                   | mmol/L, mEq/L | 19                                                                 | 10 - 28                              | 23                                                                 | 17 - 29                              | 27                                                                 | 21 - 33                              |
| Glucose/Glu            | mg/dL         | 42                                                                 | 37 - 46                              | 123                                                                | 110 - 137                            | 293                                                                | 260 - 325                            |
|                        | g/L           | 0.42                                                               | 0.37 - 0.46                          | 1.23                                                               | 1.10 - 1.37                          | 2.93                                                               | 2.60 - 3.25                          |
|                        | mmol/L        | 2.3                                                                | 2.1 - 2.6                            | 6.8                                                                | 6.1 - 7.6                            | 16.3                                                               | 14.4 - 18.0                          |
| Creatinine/Crea        | mg/dL         | 4.5                                                                | 4.0 - 5.0                            | 1.8                                                                | 1.6 - 2.0                            | 0.6                                                                | 0.5 - 0.6                            |
|                        | umol/L        | 397                                                                | 351 - 443                            | 157                                                                | 139 - 176                            | 50                                                                 | 45 - 56                              |
| BUN                    | mg/dL         | 60                                                                 | 54 - 66                              | 10                                                                 | 9 - 12                               | 7                                                                  | 7 - 8                                |
| Urea                   | mmol/L        | 21.3                                                               | 19.2 - 23.7                          | 3.7                                                                | 3.3 - 4.2                            | 2.7                                                                | 2.5 - 3.0                            |
|                        | mg/dL         | 128                                                                | 115 - 142                            | 22                                                                 | 20 - 25                              | 16                                                                 | 15 - 18                              |
|                        | g/L           | 1.28                                                               | 1.15 - 1.42                          | 0.22                                                               | 0.20 - 0.25                          | 0.16                                                               | 0.15 - 0.18                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49                              |               | i-STAT® Level 1<br>Control<br><b>LOT</b> 101183<br>Exp. 2026-03-31 |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control<br><b>LOT</b> 111183<br>Exp. 2026-03-31 |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control<br><b>LOT</b> 121183<br>Exp. 2026-03-31 |                                      |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| EC8+, 6+, & G<br><b>LOT</b> F, H, J, K |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                                     | mmol/L, mEq/L | 121                                                                | 117 - 124                            | 133                                                                | 129 - 137                            | 161                                                                | 156 - 166                            |
| K                                      | mmol/L, mEq/L | 2.9                                                                | 2.7 - 3.0                            | 3.7                                                                | 3.6 - 3.9                            | 6.3                                                                | 6.0 - 6.6                            |
| Cl                                     | mmol/L, mEq/L | 76                                                                 | 72 - 79                              | 88                                                                 | 84 - 92                              | 109                                                                | 104 - 114                            |
| pH                                     |               | 7.035                                                              | 7.007 - 7.063                        | 7.454                                                              | 7.424 - 7.484                        | 7.659                                                              | 7.628 - 7.690                        |
| PCO2                                   | mmHg          | 58.5                                                               | 54.7 - 62.2                          | 31.9                                                               | 29.5 - 34.3                          | 26.4                                                               | 24.4 - 28.4                          |
|                                        | kPa           | 7.80                                                               | 7.29 - 8.29                          | 4.25                                                               | 3.93 - 4.57                          | 3.52                                                               | 3.25 - 3.79                          |
| Glucose/Glu                            | mg/dL         | 43                                                                 | 38 - 47                              | 122                                                                | 109 - 136                            | 288                                                                | 256 - 320                            |
|                                        | g/L           | 0.43                                                               | 0.38 - 0.47                          | 1.22                                                               | 1.09 - 1.36                          | 2.88                                                               | 2.56 - 3.20                          |
|                                        | mmol/L        | 2.4                                                                | 2.1 - 2.6                            | 6.8                                                                | 6.1 - 7.5                            | 16.0                                                               | 14.2 - 17.8                          |
| BUN                                    | mg/dL         | 57                                                                 | 50 - 62                              | 10                                                                 | 9 - 12                               | 7                                                                  | 7 - 8                                |
| Urea                                   | mmol/L        | 20.2                                                               | 18.0 - 22.2                          | 3.7                                                                | 3.3 - 4.2                            | 2.7                                                                | 2.3 - 3.0                            |
|                                        | mg/dL         | 121                                                                | 108 - 133                            | 22                                                                 | 20 - 25                              | 16                                                                 | 14 - 18                              |
|                                        | g/L           | 1.21                                                               | 1.08 - 1.33                          | 0.22                                                               | 0.20 - 0.25                          | 0.16                                                               | 0.14 - 0.18                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|              |        |                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                   |                                |
|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CLEW: A49    |        | <b>i-STAT® Level 1 Control</b><br><b>LOT 101179</b><br> <b>Exp. 2025-11-30</b> |                                | <b>i-STAT® Level 2 Control</b><br><b>LOT 111179</b><br> <b>Exp. 2025-11-30</b> |                                | <b>i-STAT® Level 3 Control</b><br><b>LOT 121179</b><br> <b>Exp. 2025-11-30</b> |                                |
| <b>CG4+</b>  |        | $\bar{x}$                                                                                                                                                       | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$                                                                                                                                                       | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$                                                                                                                                                         | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 |
| <b>LOT D</b> |        | (Zielwert)                                                                                                                                                      |                                | (Zielwert)                                                                                                                                                      |                                | (Zielwert)                                                                                                                                                        |                                |
| pH           |        | 7.030                                                                                                                                                           | 7.002 - 7.058                  | 7.463                                                                                                                                                           | 7.433 - 7.493                  | 7.654                                                                                                                                                             | 7.623 - 7.685                  |
| <b>PCO2</b>  | mmHg   | 56.2                                                                                                                                                            | 52.5 - 59.8                    | 26.6                                                                                                                                                            | 24.6 - 28.6                    | 22.0                                                                                                                                                              | 20.3 - 23.6                    |
|              | kPa    | 7.49                                                                                                                                                            | 7.00 - 7.97                    | 3.55                                                                                                                                                            | 3.28 - 3.81                    | 2.93                                                                                                                                                              | 2.71 - 3.15                    |
| <b>PO2</b>   | mmHg   | 91                                                                                                                                                              | 84 - 97                        | 124                                                                                                                                                             | 116 - 133                      | 154                                                                                                                                                               | 146 - 163                      |
|              | kPa    | 12.1                                                                                                                                                            | 11.2 - 12.9                    | 16.5                                                                                                                                                            | 15.5 - 17.7                    | 20.5                                                                                                                                                              | 19.5 - 21.7                    |
| Lactate/Lac  | mmol/L | 7.84                                                                                                                                                            | 6.97 - 8.70                    | 2.13                                                                                                                                                            | 1.89 - 2.36                    | 0.84                                                                                                                                                              | 0.75 - 0.94                    |
|              | mg/dL  | 70.6                                                                                                                                                            | 62.8 - 78.4                    | 19.2                                                                                                                                                            | 17.0 - 21.3                    | 7.6                                                                                                                                                               | 6.8 - 8.5                      |
|              | g/L    | 0.706                                                                                                                                                           | 0.628 - 0.784                  | 0.192                                                                                                                                                           | 0.170 - 0.213                  | 0.076                                                                                                                                                             | 0.068 - 0.085                  |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49                                                            |               | i-STAT® Level 1<br>Control<br><b>LOT</b> 101179<br>Exp. 2025-11-30 |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control<br><b>LOT</b> 111179<br>Exp. 2025-11-30 |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control<br><b>LOT</b> 121179<br>Exp. 2025-11-30 |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+<br><b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                                                                   | mmol/L, mEq/L | 121                                                                | 117 - 125                            | 133                                                                | 129 - 137                            | 162                                                                | 157 - 166                            |
| K                                                                    | mmol/L, mEq/L | 2.9                                                                | 2.7 - 3.0                            | 3.7                                                                | 3.6 - 3.9                            | 6.3                                                                | 6.1 - 6.6                            |
| iCa                                                                  | mmol/L        | 1.49                                                               | 1.38 - 1.60                          | 1.26                                                               | 1.17 - 1.36                          | 0.77                                                               | 0.65 - 0.88                          |
|                                                                      | mg/dL         | 6.0                                                                | 5.5 - 6.4                            | 5.0                                                                | 4.7 - 5.4                            | 3.1                                                                | 2.6 - 3.5                            |
|                                                                      | mEq/L         | 3.0                                                                | 2.8 - 3.2                            | 2.5                                                                | 2.3 - 2.7                            | 1.5                                                                | 1.3 - 1.8                            |
| pH                                                                   |               | 7.027                                                              | 6.999 - 7.055                        | 7.456                                                              | 7.426 - 7.486                        | 7.639                                                              | 7.608 - 7.670                        |
| PCO2                                                                 | mmHg          | 58.6                                                               | 54.7 - 62.4                          | 27.7                                                               | 25.6 - 29.8                          | 22.6                                                               | 20.9 - 24.3                          |
|                                                                      | kPa           | 7.81                                                               | 7.29 - 8.32                          | 3.69                                                               | 3.41 - 3.97                          | 3.01                                                               | 2.79 - 3.24                          |
| PO2                                                                  | mmHg          | 92                                                                 | 85 - 98                              | 121                                                                | 113 - 130                            | 150                                                                | 142 - 158                            |
|                                                                      | kPa           | 12.3                                                               | 11.3 - 13.1                          | 16.1                                                               | 15.1 - 17.3                          | 20.0                                                               | 18.9 - 21.1                          |
| Glucose/Glu                                                          | mg/dL         | 42                                                                 | 37 - 47                              | 122                                                                | 109 - 136                            | 288                                                                | 256 - 320                            |
|                                                                      | g/L           | 0.42                                                               | 0.37 - 0.47                          | 1.22                                                               | 1.09 - 1.36                          | 2.88                                                               | 2.56 - 3.20                          |
|                                                                      | mmol/L        | 2.3                                                                | 2.1 - 2.6                            | 6.8                                                                | 6.1 - 7.5                            | 16.0                                                               | 14.2 - 17.8                          |
| Creatinine/Crea                                                      | mg/dL         | 4.2                                                                | 3.7 - 4.7                            | 1.7                                                                | 1.5 - 1.9                            | 0.5                                                                | 0.5 - 0.6                            |
|                                                                      | umol/L        | 372                                                                | 329 - 415                            | 152                                                                | 135 - 169                            | 47                                                                 | 42 - 52                              |
| Lactate/Lac                                                          | mmol/L        | 7.74                                                               | 6.89 - 8.59                          | 2.05                                                               | 1.83 - 2.28                          | 0.79                                                               | 0.70 - 0.87                          |
|                                                                      | mg/dL         | 69.7                                                               | 62.1 - 77.4                          | 18.5                                                               | 16.5 - 20.5                          | 7.1                                                                | 6.3 - 7.8                            |
|                                                                      | g/L           | 0.697                                                              | 0.621 - 0.774                        | 0.185                                                              | 0.165 - 0.205                        | 0.071                                                              | 0.063 - 0.078                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49              |               | i-STAT® Level 1<br>Control<br><b>LOT</b> 101179<br>Exp. 2025-11-30 |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control<br><b>LOT</b> 111179<br>Exp. 2025-11-30 |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control<br><b>LOT</b> 121179<br>Exp. 2025-11-30 |                                      |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CHEM8+<br><b>LOT</b> H |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                     | mmol/L, mEq/L | 121                                                                | 117 - 124                            | 133                                                                | 129 - 137                            | 161                                                                | 156 - 166                            |
| K                      | mmol/L, mEq/L | 2.9                                                                | 2.7 - 3.0                            | 3.7                                                                | 3.5 - 3.9                            | 6.3                                                                | 6.0 - 6.6                            |
| Cl                     | mmol/L, mEq/L | 78                                                                 | 74 - 82                              | 89                                                                 | 85 - 93                              | 110                                                                | 105 - 114                            |
| iCa                    | mmol/L        | 1.49                                                               | 1.38 - 1.60                          | 1.26                                                               | 1.16 - 1.35                          | 0.76                                                               | 0.65 - 0.86                          |
|                        | mg/dL         | 6.0                                                                | 5.5 - 6.4                            | 5.0                                                                | 4.6 - 5.4                            | 3.0                                                                | 2.6 - 3.4                            |
|                        | mEq/L         | 3.0                                                                | 2.8 - 3.2                            | 2.5                                                                | 2.3 - 2.7                            | 1.5                                                                | 1.3 - 1.7                            |
| TCO2                   | mmol/L, mEq/L | 19                                                                 | 10 - 28                              | 23                                                                 | 16 - 29                              | 27                                                                 | 21 - 33                              |
| Glucose/Glu            | mg/dL         | 41                                                                 | 37 - 46                              | 123                                                                | 109 - 136                            | 291                                                                | 259 - 323                            |
|                        | g/L           | 0.41                                                               | 0.37 - 0.46                          | 1.23                                                               | 1.09 - 1.36                          | 2.91                                                               | 2.59 - 3.23                          |
|                        | mmol/L        | 2.3                                                                | 2.1 - 2.6                            | 6.8                                                                | 6.1 - 7.5                            | 16.2                                                               | 14.4 - 17.9                          |
| Creatinine/Crea        | mg/dL         | 4.4                                                                | 3.9 - 4.9                            | 1.8                                                                | 1.6 - 2.0                            | 0.6                                                                | 0.5 - 0.6                            |
|                        | umol/L        | 390                                                                | 345 - 435                            | 157                                                                | 139 - 176                            | 50                                                                 | 44 - 55                              |
| BUN                    | mg/dL         | 59                                                                 | 53 - 65                              | 10                                                                 | 9 - 12                               | 7                                                                  | 7 - 8                                |
| Urea                   | mmol/L        | 21.0                                                               | 18.8 - 23.2                          | 3.7                                                                | 3.3 - 4.2                            | 2.7                                                                | 2.5 - 3.0                            |
|                        | mg/dL         | 126                                                                | 113 - 139                            | 22                                                                 | 20 - 25                              | 16                                                                 | 15 - 18                              |
|                        | g/L           | 1.26                                                               | 1.13 - 1.39                          | 0.22                                                               | 0.20 - 0.25                          | 0.16                                                               | 0.15 - 0.18                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49                              |               | i-STAT® Level 1<br>Control<br><b>LOT</b> 101179<br>Exp. 2025-11-30 |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control<br><b>LOT</b> 111179<br>Exp. 2025-11-30 |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control<br><b>LOT</b> 121179<br>Exp. 2025-11-30 |                                      |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| EC8+, 6+, & G<br><b>LOT</b> F, H, J, K |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                                     | mmol/L, mEq/L | 121                                                                | 117 - 125                            | 133                                                                | 129 - 137                            | 161                                                                | 156 - 166                            |
| K                                      | mmol/L, mEq/L | 2.9                                                                | 2.7 - 3.0                            | 3.7                                                                | 3.6 - 3.9                            | 6.3                                                                | 6.0 - 6.6                            |
| Cl                                     | mmol/L, mEq/L | 76                                                                 | 72 - 79                              | 88                                                                 | 84 - 92                              | 109                                                                | 104 - 114                            |
| pH                                     |               | 7.037                                                              | 7.009 - 7.065                        | 7.459                                                              | 7.429 - 7.489                        | 7.646                                                              | 7.615 - 7.677                        |
| PCO2                                   | mmHg          | 57.7                                                               | 53.9 - 61.4                          | 31.5                                                               | 29.1 - 33.8                          | 26.6                                                               | 24.6 - 28.6                          |
|                                        | kPa           | 7.69                                                               | 7.18 - 8.18                          | 4.20                                                               | 3.88 - 4.51                          | 3.55                                                               | 3.28 - 3.81                          |
| Glucose/Glu                            | mg/dL         | 42                                                                 | 37 - 47                              | 123                                                                | 109 - 136                            | 287                                                                | 255 - 318                            |
|                                        | g/L           | 0.42                                                               | 0.37 - 0.47                          | 1.23                                                               | 1.09 - 1.36                          | 2.87                                                               | 2.55 - 3.18                          |
|                                        | mmol/L        | 2.3                                                                | 2.1 - 2.6                            | 6.8                                                                | 6.1 - 7.5                            | 15.9                                                               | 14.2 - 17.7                          |
| BUN                                    | mg/dL         | 56                                                                 | 50 - 62                              | 10                                                                 | 9 - 12                               | 7                                                                  | 7 - 8                                |
| Urea                                   | mmol/L        | 19.8                                                               | 17.8 - 22.0                          | 3.7                                                                | 3.3 - 4.2                            | 2.7                                                                | 2.5 - 3.0                            |
|                                        | mg/dL         | 119                                                                | 107 - 132                            | 22                                                                 | 20 - 25                              | 16                                                                 | 15 - 18                              |
|                                        | g/L           | 1.19                                                               | 1.07 - 1.32                          | 0.22                                                               | 0.20 - 0.25                          | 0.16                                                               | 0.15 - 0.18                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|              |        |                                                                               |                    |                                                                               |                    |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| CLEW: A49    |        | <b>i-STAT® Level 2 Control</b><br><b>LOT 111174</b><br><b>Exp. 2025-06-30</b> |                    | <b>i-STAT® Level 3 Control</b><br><b>LOT 121174</b><br><b>Exp. 2025-06-30</b> |                    |
| <b>CG4+</b>  |        | $\bar{x}$                                                                     | Zielbereich        | $\bar{x}$                                                                     | Zielbereich        |
| <b>LOT D</b> |        | (Zielwert)                                                                    | gemäß RiliBÄK 2019 | (Zielwert)                                                                    | gemäß RiliBÄK 2019 |
| pH           |        | 7.456                                                                         | 7.426 - 7.486      | 7.661                                                                         | 7.630 - 7.692      |
| PCO2         | mmHg   | 27.9                                                                          | 25.8 - 30.0        | 22.3                                                                          | 20.6 - 23.9        |
|              | kPa    | 3.72                                                                          | 3.44 - 4.00        | 2.97                                                                          | 2.75 - 3.19        |
| PO2          | mmHg   | 123                                                                           | 114 - 132          | 152                                                                           | 144 - 161          |
|              | kPa    | 16.4                                                                          | 15.2 - 17.6        | 20.3                                                                          | 19.2 - 21.5        |
| Lactate/Lac  | mmol/L | 2.13                                                                          | 1.90 - 2.37        | 0.85                                                                          | 0.75 - 0.94        |
|              | mg/dL  | 19.2                                                                          | 17.1 - 21.4        | 7.7                                                                           | 6.8 - 8.5          |
|              | g/L    | 0.192                                                                         | 0.171 - 0.214      | 0.077                                                                         | 0.068 - 0.085      |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|                                                                                 |               |                                                                               |                                |                                                                               |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CLEW: A49                                                                       |               | <b>i-STAT® Level 2 Control</b><br><b>LOT 111174</b><br><b>Exp. 2025-06-30</b> |                                | <b>i-STAT® Level 3 Control</b><br><b>LOT 121174</b><br><b>Exp. 2025-06-30</b> |                                |
| <b>CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea &amp; CG4+</b><br><b>LOT A, K, L, M, N, W, Y</b> |               | $\bar{x}$ (Zielwert)                                                          | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$ (Zielwert)                                                          | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 |
| Na                                                                              | mmol/L, mEq/L | 133                                                                           | 129 - 137                      | 162                                                                           | 157 - 166                      |
| K                                                                               | mmol/L, mEq/L | 3.7                                                                           | 3.6 - 3.9                      | 6.3                                                                           | 6.0 - 6.6                      |
| iCa                                                                             | mmol/L        | 1.27                                                                          | 1.18 - 1.37                    | 0.79                                                                          | 0.68 - 0.90                    |
|                                                                                 | mg/dL         | 5.1                                                                           | 4.7 - 5.5                      | 3.2                                                                           | 2.7 - 3.6                      |
|                                                                                 | mEq/L         | 2.5                                                                           | 2.4 - 2.7                      | 1.6                                                                           | 1.4 - 1.8                      |
| pH                                                                              |               | 7.451                                                                         | 7.421 - 7.481                  | 7.646                                                                         | 7.615 - 7.677                  |
| PCO2                                                                            | mmHg          | 28.7                                                                          | 26.5 - 30.8                    | 22.2                                                                          | 20.5 - 23.8                    |
|                                                                                 | kPa           | 3.83                                                                          | 3.53 - 4.11                    | 2.96                                                                          | 2.73 - 3.17                    |
| PO2                                                                             | mmHg          | 118                                                                           | 110 - 126                      | 148                                                                           | 140 - 156                      |
|                                                                                 | kPa           | 15.7                                                                          | 14.7 - 16.8                    | 19.7                                                                          | 18.7 - 20.8                    |
| Glucose/Glu                                                                     | mg/dL         | 122                                                                           | 109 - 135                      | 286                                                                           | 255 - 318                      |
|                                                                                 | g/L           | 1.22                                                                          | 1.09 - 1.35                    | 2.86                                                                          | 2.55 - 3.18                    |
|                                                                                 | mmol/L        | 6.8                                                                           | 6.1 - 7.5                      | 15.9                                                                          | 14.2 - 17.7                    |
| Creatinine/Crea                                                                 | mg/dL         | 1.7                                                                           | 1.5 - 1.9                      | 0.5                                                                           | 0.5 - 0.6                      |
|                                                                                 | umol/L        | 148                                                                           | 131 - 165                      | 45                                                                            | 40 - 50                        |
| Lactate/Lac                                                                     | mmol/L        | 2.07                                                                          | 1.84 - 2.30                    | 0.79                                                                          | 0.71 - 0.88                    |
|                                                                                 | mg/dL         | 18.7                                                                          | 16.6 - 20.7                    | 7.1                                                                           | 6.4 - 7.9                      |
|                                                                                 | g/L           | 0.187                                                                         | 0.166 - 0.207                  | 0.071                                                                         | 0.064 - 0.079                  |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|                 |               |                                                                               |                                |                                                                               |                                |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CLEW: A49       |               | <b>i-STAT® Level 2 Control</b><br><b>LOT 111174</b><br><b>Exp. 2025-06-30</b> |                                | <b>i-STAT® Level 3 Control</b><br><b>LOT 121174</b><br><b>Exp. 2025-06-30</b> |                                |
| <b>CHEM8+</b>   |               | $\bar{x}$                                                                     | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$                                                                     | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 |
| <b>LOT H</b>    |               | (Zielwert)                                                                    |                                | (Zielwert)                                                                    |                                |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 133                                                                           | 129 - 137                      | 161                                                                           | 156 - 166                      |
| K               | mmol/L, mEq/L | 3.7                                                                           | 3.5 - 3.9                      | 6.3                                                                           | 6.0 - 6.6                      |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 89                                                                            | 85 - 93                        | 110                                                                           | 105 - 115                      |
| iCa             | mmol/L        | 1.27                                                                          | 1.17 - 1.37                    | 0.78                                                                          | 0.67 - 0.89                    |
|                 | mg/dL         | 5.1                                                                           | 4.7 - 5.5                      | 3.1                                                                           | 2.7 - 3.6                      |
|                 | mEq/L         | 2.5                                                                           | 2.3 - 2.7                      | 1.6                                                                           | 1.3 - 1.8                      |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 23                                                                            | 17 - 29                        | 27                                                                            | 21 - 33                        |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 123                                                                           | 109 - 136                      | 291                                                                           | 259 - 323                      |
|                 | g/L           | 1.23                                                                          | 1.09 - 1.36                    | 2.91                                                                          | 2.59 - 3.23                    |
|                 | mmol/L        | 6.8                                                                           | 6.1 - 7.5                      | 16.2                                                                          | 14.4 - 17.9                    |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 1.7                                                                           | 1.5 - 1.9                      | 0.5                                                                           | 0.5 - 0.6                      |
|                 | umol/L        | 151                                                                           | 134 - 169                      | 48                                                                            | 42 - 53                        |
| BUN             | mg/dL         | 10                                                                            | 9 - 12                         | 7                                                                             | 7 - 8                          |
| Urea            | mmol/L        | 3.7                                                                           | 3.3 - 4.2                      | 2.7                                                                           | 2.3 - 3.0                      |
|                 | mg/dL         | 22                                                                            | 20 - 25                        | 16                                                                            | 14 - 18                        |
|                 | g/L           | 0.22                                                                          | 0.20 - 0.25                    | 0.16                                                                          | 0.14 - 0.18                    |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|                                                   |               |                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                 |                                |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| CLEW: A49                                         |               | <b>i-STAT® Level 2 Control</b><br><b>LOT 111174</b><br> <b>Exp. 2025-06-30</b> |                                | <b>i-STAT® Level 3 Control</b><br><b>LOT 121174</b><br> <b>Exp. 2025-06-30</b> |                                |
| <b>EC8+, 6+, &amp; G</b><br><b>LOT F, H, J, K</b> |               | $\bar{x}$ (Zielwert)                                                                                                                                            | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$ (Zielwert)                                                                                                                                            | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 |
| Na                                                | mmol/L, mEq/L | 133                                                                                                                                                             | 129 - 137                      | 161                                                                                                                                                             | 156 - 165                      |
| K                                                 | mmol/L, mEq/L | 3.7                                                                                                                                                             | 3.5 - 3.9                      | 6.3                                                                                                                                                             | 6.0 - 6.6                      |
| Cl                                                | mmol/L, mEq/L | 88                                                                                                                                                              | 84 - 92                        | 109                                                                                                                                                             | 104 - 114                      |
| pH                                                |               | 7.463                                                                                                                                                           | 7.433 - 7.493                  | 7.658                                                                                                                                                           | 7.627 - 7.689                  |
| PCO2                                              | mmHg          | 31.7                                                                                                                                                            | 29.3 - 34.1                    | 26.0                                                                                                                                                            | 24.1 - 28.0                    |
|                                                   | kPa           | 4.23                                                                                                                                                            | 3.91 - 4.55                    | 3.47                                                                                                                                                            | 3.21 - 3.73                    |
| Glucose/Glu                                       | mg/dL         | 122                                                                                                                                                             | 108 - 135                      | 286                                                                                                                                                             | 254 - 317                      |
|                                                   | g/L           | 1.22                                                                                                                                                            | 1.08 - 1.35                    | 2.86                                                                                                                                                            | 2.54 - 3.17                    |
|                                                   | mmol/L        | 6.8                                                                                                                                                             | 6.0 - 7.5                      | 15.9                                                                                                                                                            | 14.1 - 17.6                    |
| BUN                                               | mg/dL         | 10                                                                                                                                                              | 9 - 12                         | 7                                                                                                                                                               | 7 - 8                          |
| Urea                                              | mmol/L        | 3.7                                                                                                                                                             | 3.3 - 4.2                      | 2.7                                                                                                                                                             | 2.3 - 2.8                      |
|                                                   | mg/dL         | 22                                                                                                                                                              | 20 - 25                        | 16                                                                                                                                                              | 14 - 17                        |
|                                                   | g/L           | 0.22                                                                                                                                                            | 0.20 - 0.25                    | 0.16                                                                                                                                                            | 0.14 - 0.17                    |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

|              |                                   |                                      |                                   |                                      |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| CLEW: A49    | <b>i-STAT® PT Level 1 Control</b> |                                      | <b>i-STAT® PT Level 2 Control</b> |                                      |
|              | <b>LOT 281178</b>                 |                                      | <b>LOT 291178</b>                 |                                      |
|              | <b>Exp. 2025-10-31</b>            |                                      | <b>Exp. 2025-10-31</b>            |                                      |
|              | $\bar{x}$<br>(Zielwert)           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| PT           |                                   |                                      |                                   |                                      |
| <b>LOT F</b> |                                   |                                      |                                   |                                      |
| PT           | INR                               | 1.3    1.2 - 1.5                     | 2.2                               | 1.9 - 2.4                            |
|              | sec                               | 16.0    13.7 - 18.2                  | 24.9                              | 21.6 - 28.2                          |

|              |     |                     |      |             |
|--------------|-----|---------------------|------|-------------|
| PT           |     |                     |      |             |
| <b>LOT T</b> |     |                     |      |             |
| PT           | INR | 1.3    1.2 - 1.5    | 2.2  | 2.0 - 2.5   |
|              | sec | 16.0    13.7 - 18.2 | 26.0 | 22.7 - 29.3 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49     |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|---------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|               |        | LOT 301183                             |                                      | LOT 311183                             |                                      | LOT 321183                             |                                      |
|               |        | Exp. 2026-03-31                        |                                      | Exp. 2026-03-31                        |                                      | Exp. 2026-03-31                        |                                      |
| CG4+<br>LOT D |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| pH            |        | 7.062                                  | 7.034 - 7.090                        | 7.439                                  | 7.409 - 7.469                        | 7.668                                  | 7.637 - 7.699                        |
| PCO2          | mmHg   | 59.1                                   | 55.3 - 63.0                          | 33.8                                   | 31.3 - 36.4                          | 21.3                                   | 19.7 - 22.9                          |
|               | kPa    | 7.88                                   | 7.37 - 8.40                          | 4.51                                   | 4.17 - 4.85                          | 2.84                                   | 2.63 - 3.05                          |
| PO2           | mmHg   | 78                                     | 69 - 86                              | 119                                    | 111 - 128                            | 144                                    | 136 - 152                            |
|               | kPa    | 10.4                                   | 9.2 - 11.5                           | 15.9                                   | 14.8 - 17.1                          | 19.2                                   | 18.1 - 20.3                          |
| Lactate/Lac   | mmol/L | 6.36                                   | 5.66 - 7.06                          | 1.84                                   | 1.64 - 2.04                          | 0.70                                   | 0.62 - 0.77                          |
|               | mg/dL  | 57.3                                   | 51.0 - 63.6                          | 16.6                                   | 14.8 - 18.4                          | 6.3                                    | 5.6 - 6.9                            |
|               | g/L    | 0.573                                  | 0.510 - 0.636                        | 0.166                                  | 0.148 - 0.184                        | 0.063                                  | 0.056 - 0.069                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49                                                            |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control<br><b>LOT</b> 301183<br> Exp. 2026-03-31 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control<br><b>LOT</b> 311183<br> Exp. 2026-03-31 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control<br><b>LOT</b> 321183<br> Exp. 2026-03-31 |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+<br><b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                          | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                          | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                                                                   | mmol/L, mEq/L | 123                                                                                                                                                              | 119 - 126                            | 130                                                                                                                                                              | 126 - 134                            | 157                                                                                                                                                                | 152 - 162                            |
| K                                                                    | mmol/L, mEq/L | 3.1                                                                                                                                                              | 2.9 - 3.2                            | 3.7                                                                                                                                                              | 3.6 - 3.9                            | 5.9                                                                                                                                                                | 5.6 - 6.1                            |
| iCa                                                                  | mmol/L        | 0.82                                                                                                                                                             | 0.70 - 0.94                          | 1.19                                                                                                                                                             | 1.10 - 1.28                          | 1.48                                                                                                                                                               | 1.37 - 1.59                          |
|                                                                      | mg/dL         | 3.3                                                                                                                                                              | 2.8 - 3.8                            | 4.8                                                                                                                                                              | 4.4 - 5.1                            | 5.9                                                                                                                                                                | 5.5 - 6.4                            |
|                                                                      | mEq/L         | 1.6                                                                                                                                                              | 1.4 - 1.9                            | 2.4                                                                                                                                                              | 2.2 - 2.6                            | 3.0                                                                                                                                                                | 2.7 - 3.2                            |
| pH                                                                   |               | 7.058                                                                                                                                                            | 7.030 - 7.086                        | 7.439                                                                                                                                                            | 7.409 - 7.469                        | 7.654                                                                                                                                                              | 7.623 - 7.685                        |
| PCO2                                                                 | mmHg          | 59.1                                                                                                                                                             | 55.3 - 63.0                          | 33.5                                                                                                                                                             | 30.9 - 36.0                          | 20.0                                                                                                                                                               | 18.5 - 21.5                          |
|                                                                      | kPa           | 7.88                                                                                                                                                             | 7.37 - 8.40                          | 4.47                                                                                                                                                             | 4.12 - 4.80                          | 2.67                                                                                                                                                               | 2.47 - 2.87                          |
| PO2                                                                  | mmHg          | 85                                                                                                                                                               | 79 - 91                              | 124                                                                                                                                                              | 115 - 132                            | 145                                                                                                                                                                | 137 - 153                            |
|                                                                      | kPa           | 11.3                                                                                                                                                             | 10.5 - 12.1                          | 16.5                                                                                                                                                             | 15.3 - 17.6                          | 19.3                                                                                                                                                               | 18.3 - 20.4                          |
| Glucose/Glu                                                          | mg/dL         | 260                                                                                                                                                              | 231 - 289                            | 121                                                                                                                                                              | 108 - 134                            | 36                                                                                                                                                                 | 32 - 40                              |
|                                                                      | g/L           | 2.60                                                                                                                                                             | 2.31 - 2.89                          | 1.21                                                                                                                                                             | 1.08 - 1.34                          | 0.36                                                                                                                                                               | 0.32 - 0.40                          |
|                                                                      | mmol/L        | 14.4                                                                                                                                                             | 12.8 - 16.0                          | 6.7                                                                                                                                                              | 6.0 - 7.4                            | 2.0                                                                                                                                                                | 1.8 - 2.2                            |
| Creatinine/Crea                                                      | mg/dL         | 3.4                                                                                                                                                              | 3.0 - 3.8                            | 1.1                                                                                                                                                              | 0.9 - 1.2                            | 0.5                                                                                                                                                                | 0.4 - 0.5                            |
|                                                                      | umol/L        | 304                                                                                                                                                              | 269 - 339                            | 93                                                                                                                                                               | 82 - 103                             | 42                                                                                                                                                                 | 38 - 47                              |
| Lactate/Lac                                                          | mmol/L        | 6.39                                                                                                                                                             | 5.69 - 7.09                          | 1.82                                                                                                                                                             | 1.62 - 2.02                          | 0.68                                                                                                                                                               | 0.60 - 0.75                          |
|                                                                      | mg/dL         | 57.6                                                                                                                                                             | 51.3 - 63.9                          | 16.4                                                                                                                                                             | 14.6 - 18.2                          | 6.1                                                                                                                                                                | 5.4 - 6.8                            |
|                                                                      | g/L           | 0.576                                                                                                                                                            | 0.513 - 0.639                        | 0.164                                                                                                                                                            | 0.146 - 0.182                        | 0.061                                                                                                                                                              | 0.054 - 0.068                        |
| HCT                                                                  | K3EDTA %      | 22                                                                                                                                                               | 21 - 23                              | 35                                                                                                                                                               | 33 - 37                              | 56                                                                                                                                                                 | 53 - 59                              |
|                                                                      | K2EDTA %      | 23                                                                                                                                                               | 22 - 24                              | 37                                                                                                                                                               | 34 - 39                              | 58                                                                                                                                                                 | 55 - 62                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49              |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control<br><b>LOT</b> 301183<br>Exp. 2026-03-31 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control<br><b>LOT</b> 311183<br>Exp. 2026-03-31 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control<br><b>LOT</b> 321183<br>Exp. 2026-03-31 |                                      |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CHEM8+<br><b>LOT</b> H |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                     | mmol/L, mEq/L | 122                                                                            | 118 - 126                            | 130                                                                            | 126 - 133                            | 157                                                                            | 152 - 161                            |
| K                      | mmol/L, mEq/L | 3.1                                                                            | 2.9 - 3.2                            | 3.7                                                                            | 3.6 - 3.9                            | 5.8                                                                            | 5.6 - 6.1                            |
| Cl                     | mmol/L, mEq/L | 73                                                                             | 69 - 76                              | 88                                                                             | 84 - 92                              | 110                                                                            | 105 - 115                            |
| iCa                    | mmol/L        | 0.81                                                                           | 0.69 - 0.93                          | 1.18                                                                           | 1.09 - 1.27                          | 1.46                                                                           | 1.35 - 1.57                          |
|                        | mg/dL         | 3.2                                                                            | 2.8 - 3.7                            | 4.7                                                                            | 4.4 - 5.1                            | 5.8                                                                            | 5.4 - 6.3                            |
|                        | mEq/L         | 1.6                                                                            | 1.4 - 1.9                            | 2.4                                                                            | 2.2 - 2.5                            | 2.9                                                                            | 2.7 - 3.1                            |
| TCO2                   | mmol/L, mEq/L | 20                                                                             | 11 - 29                              | 25                                                                             | 19 - 31                              | 29                                                                             | 23 - 35                              |
| Glucose/Glu            | mg/dL         | 259                                                                            | 231 - 288                            | 119                                                                            | 106 - 132                            | 34                                                                             | 30 - 38                              |
|                        | g/L           | 2.59                                                                           | 2.31 - 2.88                          | 1.19                                                                           | 1.06 - 1.32                          | 0.34                                                                           | 0.30 - 0.38                          |
|                        | mmol/L        | 14.4                                                                           | 12.8 - 16.0                          | 6.6                                                                            | 5.9 - 7.3                            | 1.9                                                                            | 1.7 - 2.1                            |
| Creatinine/Crea        | mg/dL         | 3.6                                                                            | 3.2 - 4.0                            | 1.1                                                                            | 1.0 - 1.2                            | 0.5                                                                            | 0.4 - 0.6                            |
|                        | umol/L        | 315                                                                            | 279 - 351                            | 95                                                                             | 84 - 105                             | 44                                                                             | 39 - 49                              |
| BUN                    | mg/dL         | 59                                                                             | 53 - 65                              | 11                                                                             | 10 - 12                              | 7                                                                              | 6 - 7                                |
| Urea                   | mmol/L        | 21.2                                                                           | 18.8 - 23.3                          | 4.0                                                                            | 3.5 - 4.3                            | 2.5                                                                            | 2.2 - 2.7                            |
|                        | mg/dL         | 127                                                                            | 113 - 140                            | 24                                                                             | 21 - 26                              | 15                                                                             | 13 - 16                              |
|                        | g/L           | 1.27                                                                           | 1.13 - 1.40                          | 0.24                                                                           | 0.21 - 0.26                          | 0.15                                                                           | 0.13 - 0.16                          |
| HCT                    | K3EDTA %      | 21                                                                             | 19 - 22                              | 33                                                                             | 31 - 34                              | 53                                                                             | 51 - 56                              |
|                        | K2EDTA %      | 21                                                                             | 20 - 23                              | 34                                                                             | 32 - 35                              | 55                                                                             | 53 - 58                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49                              |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control<br><b>LOT</b> 301183<br>Exp. 2026-03-31 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control<br><b>LOT</b> 311183<br>Exp. 2026-03-31 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control<br><b>LOT</b> 321183<br>Exp. 2026-03-31 |                                      |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| EC8+, 6+, & G<br><b>LOT</b> F, H, J, K |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                                     | mmol/L, mEq/L | 123                                                                            | 119 - 126                            | 130                                                                            | 126 - 134                            | 157                                                                            | 152 - 162                            |
| K                                      | mmol/L, mEq/L | 3.1                                                                            | 2.9 - 3.2                            | 3.7                                                                            | 3.6 - 3.9                            | 5.8                                                                            | 5.6 - 6.1                            |
| Cl                                     | mmol/L, mEq/L | 71                                                                             | 68 - 74                              | 87                                                                             | 83 - 91                              | 108                                                                            | 104 - 113                            |
| pH                                     |               | 7.012                                                                          | 6.984 - 7.040                        | 7.375                                                                          | 7.346 - 7.405                        | 7.645                                                                          | 7.614 - 7.676                        |
| PCO2                                   | mmHg          | 68.9                                                                           | 64.4 - 73.3                          | 40.6                                                                           | 38.0 - 43.2                          | 25.4                                                                           | 23.5 - 27.3                          |
|                                        | kPa           | 9.18                                                                           | 8.58 - 9.77                          | 5.41                                                                           | 5.07 - 5.76                          | 3.39                                                                           | 3.13 - 3.64                          |
| Glucose/Glu                            | mg/dL         | 264                                                                            | 235 - 293                            | 130                                                                            | 115 - 144                            | 40                                                                             | 36 - 44                              |
|                                        | g/L           | 2.64                                                                           | 2.35 - 2.93                          | 1.30                                                                           | 1.15 - 1.44                          | 0.40                                                                           | 0.36 - 0.44                          |
|                                        | mmol/L        | 14.7                                                                           | 13.0 - 16.3                          | 7.2                                                                            | 6.4 - 8.0                            | 2.2                                                                            | 2.0 - 2.4                            |
| BUN                                    | mg/dL         | 58                                                                             | 52 - 64                              | 11                                                                             | 10 - 13                              | 7                                                                              | 6 - 8                                |
| Urea                                   | mmol/L        | 20.7                                                                           | 18.5 - 22.8                          | 4.0                                                                            | 3.5 - 4.5                            | 2.5                                                                            | 2.2 - 2.8                            |
|                                        | mg/dL         | 124                                                                            | 111 - 137                            | 24                                                                             | 21 - 27                              | 15                                                                             | 13 - 17                              |
|                                        | g/L           | 1.24                                                                           | 1.11 - 1.37                          | 0.24                                                                           | 0.21 - 0.27                          | 0.15                                                                           | 0.13 - 0.17                          |
| HCT                                    | K3EDTA %      | 22                                                                             | 21 - 23                              | 35                                                                             | 33 - 37                              | 56                                                                             | 53 - 59                              |
|                                        | K2EDTA %      | 23                                                                             | 22 - 24                              | 37                                                                             | 34 - 39                              | 58                                                                             | 55 - 62                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49     |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|---------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|               |        | LOT 301179                             |                                      | LOT 311179                             |                                      | LOT 321179                             |                                      |
|               |        | Exp. 2025-11-30                        |                                      | Exp. 2025-11-30                        |                                      | Exp. 2025-11-30                        |                                      |
| CG4+<br>LOT D |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| pH            |        | 7.068                                  | 7.040 - 7.096                        | 7.441                                  | 7.411 - 7.471                        | 7.664                                  | 7.633 - 7.695                        |
| PCO2          | mmHg   | 57.2                                   | 53.5 - 60.9                          | 32.3                                   | 29.9 - 34.7                          | 20.9                                   | 19.3 - 22.4                          |
|               | kPa    | 7.62                                   | 7.13 - 8.12                          | 4.31                                   | 3.99 - 4.63                          | 2.79                                   | 2.57 - 2.99                          |
| PO2           | mmHg   | 77                                     | 68 - 85                              | 116                                    | 108 - 124                            | 144                                    | 136 - 152                            |
|               | kPa    | 10.3                                   | 9.1 - 11.3                           | 15.5                                   | 14.4 - 16.5                          | 19.2                                   | 18.1 - 20.3                          |
| Lactate/Lac   | mmol/L | 6.34                                   | 5.64 - 7.03                          | 1.67                                   | 1.48 - 1.85                          | 0.63                                   | 0.56 - 0.70                          |
|               | mg/dL  | 57.1                                   | 50.8 - 63.3                          | 15.0                                   | 13.3 - 16.7                          | 5.7                                    | 5.0 - 6.3                            |
|               | g/L    | 0.571                                  | 0.508 - 0.633                        | 0.150                                  | 0.133 - 0.167                        | 0.057                                  | 0.050 - 0.063                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49                                                            |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control<br><b>LOT</b> 301179<br> Exp. 2025-11-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control<br><b>LOT</b> 311179<br> Exp. 2025-11-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control<br><b>LOT</b> 321179<br> Exp. 2025-11-30 |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+<br><b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                          | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                          | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                                                                   | mmol/L, mEq/L | 124                                                                                                                                                              | 121 - 128                            | 134                                                                                                                                                              | 130 - 138                            | 160                                                                                                                                                                | 155 - 165                            |
| K                                                                    | mmol/L, mEq/L | 3.0                                                                                                                                                              | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                                                                                                                                              | 3.6 - 4.0                            | 6.1                                                                                                                                                                | 5.9 - 6.4                            |
| iCa                                                                  | mmol/L        | 0.83                                                                                                                                                             | 0.71 - 0.95                          | 1.23                                                                                                                                                             | 1.14 - 1.32                          | 1.54                                                                                                                                                               | 1.42 - 1.65                          |
|                                                                      | mg/dL         | 3.3                                                                                                                                                              | 2.8 - 3.8                            | 4.9                                                                                                                                                              | 4.6 - 5.3                            | 6.2                                                                                                                                                                | 5.7 - 6.6                            |
|                                                                      | mEq/L         | 1.7                                                                                                                                                              | 1.4 - 1.9                            | 2.5                                                                                                                                                              | 2.3 - 2.6                            | 3.1                                                                                                                                                                | 2.8 - 3.3                            |
| pH                                                                   |               | 7.065                                                                                                                                                            | 7.037 - 7.093                        | 7.439                                                                                                                                                            | 7.409 - 7.469                        | 7.654                                                                                                                                                              | 7.623 - 7.685                        |
| PCO2                                                                 | mmHg          | 59.4                                                                                                                                                             | 55.5 - 63.2                          | 33.8                                                                                                                                                             | 31.3 - 36.4                          | 21.1                                                                                                                                                               | 19.5 - 22.7                          |
|                                                                      | kPa           | 7.92                                                                                                                                                             | 7.40 - 8.42                          | 4.51                                                                                                                                                             | 4.17 - 4.85                          | 2.81                                                                                                                                                               | 2.60 - 3.03                          |
| PO2                                                                  | mmHg          | 85                                                                                                                                                               | 79 - 90                              | 121                                                                                                                                                              | 112 - 129                            | 147                                                                                                                                                                | 139 - 155                            |
|                                                                      | kPa           | 11.3                                                                                                                                                             | 10.5 - 12.0                          | 16.1                                                                                                                                                             | 14.9 - 17.2                          | 19.6                                                                                                                                                               | 18.5 - 20.7                          |
| Glucose/Glu                                                          | mg/dL         | 258                                                                                                                                                              | 229 - 286                            | 117                                                                                                                                                              | 104 - 129                            | 36                                                                                                                                                                 | 32 - 40                              |
|                                                                      | g/L           | 2.58                                                                                                                                                             | 2.29 - 2.86                          | 1.17                                                                                                                                                             | 1.04 - 1.29                          | 0.36                                                                                                                                                               | 0.32 - 0.40                          |
|                                                                      | mmol/L        | 14.3                                                                                                                                                             | 12.7 - 15.9                          | 6.5                                                                                                                                                              | 5.8 - 7.2                            | 2.0                                                                                                                                                                | 1.8 - 2.2                            |
| Creatinine/Crea                                                      | mg/dL         | 3.4                                                                                                                                                              | 3.0 - 3.8                            | 1.0                                                                                                                                                              | 0.9 - 1.1                            | 0.5                                                                                                                                                                | 0.5 - 0.6                            |
|                                                                      | umol/L        | 304                                                                                                                                                              | 269 - 339                            | 90                                                                                                                                                               | 80 - 101                             | 46                                                                                                                                                                 | 41 - 51                              |
| Lactate/Lac                                                          | mmol/L        | 6.42                                                                                                                                                             | 5.72 - 7.13                          | 1.63                                                                                                                                                             | 1.45 - 1.81                          | 0.57                                                                                                                                                               | 0.50 - 0.63                          |
|                                                                      | mg/dL         | 57.8                                                                                                                                                             | 51.5 - 64.2                          | 14.7                                                                                                                                                             | 13.1 - 16.3                          | 5.1                                                                                                                                                                | 4.5 - 5.7                            |
|                                                                      | g/L           | 0.578                                                                                                                                                            | 0.515 - 0.642                        | 0.147                                                                                                                                                            | 0.131 - 0.163                        | 0.051                                                                                                                                                              | 0.045 - 0.057                        |
| HCT                                                                  | K3EDTA %      | 23                                                                                                                                                               | 21 - 24                              | 36                                                                                                                                                               | 35 - 38                              | 57                                                                                                                                                                 | 54 - 60                              |
|                                                                      | K2EDTA %      | 23                                                                                                                                                               | 22 - 25                              | 38                                                                                                                                                               | 36 - 40                              | 59                                                                                                                                                                 | 56 - 63                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49              |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control<br><b>LOT</b> 301179<br> Exp. 2025-11-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control<br><b>LOT</b> 311179<br> Exp. 2025-11-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control<br><b>LOT</b> 321179<br> Exp. 2025-11-30 |                                      |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CHEM8+<br><b>LOT</b> H |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                          | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                          | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                     | mmol/L, mEq/L | 124                                                                                                                                                              | 120 - 127                            | 133                                                                                                                                                              | 129 - 136                            | 158                                                                                                                                                                | 154 - 163                            |
| K                      | mmol/L, mEq/L | 3.0                                                                                                                                                              | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                                                                                                                                              | 3.6 - 4.0                            | 6.1                                                                                                                                                                | 5.8 - 6.4                            |
| Cl                     | mmol/L, mEq/L | 74                                                                                                                                                               | 71 - 78                              | 92                                                                                                                                                               | 88 - 96                              | 113                                                                                                                                                                | 108 - 118                            |
| iCa                    | mmol/L        | 0.82                                                                                                                                                             | 0.70 - 0.94                          | 1.22                                                                                                                                                             | 1.13 - 1.31                          | 1.50                                                                                                                                                               | 1.39 - 1.61                          |
|                        | mg/dL         | 3.3                                                                                                                                                              | 2.8 - 3.8                            | 4.9                                                                                                                                                              | 4.5 - 5.2                            | 6.0                                                                                                                                                                | 5.6 - 6.4                            |
|                        | mEq/L         | 1.6                                                                                                                                                              | 1.4 - 1.9                            | 2.4                                                                                                                                                              | 2.3 - 2.6                            | 3.0                                                                                                                                                                | 2.8 - 3.2                            |
| TCO2                   | mmol/L, mEq/L | 21                                                                                                                                                               | 12 - 30                              | 27                                                                                                                                                               | 20 - 33                              | 31                                                                                                                                                                 | 25 - 37                              |
| Glucose/Glu            | mg/dL         | 259                                                                                                                                                              | 230 - 287                            | 116                                                                                                                                                              | 103 - 128                            | 34                                                                                                                                                                 | 30 - 38                              |
|                        | g/L           | 2.59                                                                                                                                                             | 2.30 - 2.87                          | 1.16                                                                                                                                                             | 1.03 - 1.28                          | 0.34                                                                                                                                                               | 0.30 - 0.38                          |
|                        | mmol/L        | 14.4                                                                                                                                                             | 12.8 - 15.9                          | 6.4                                                                                                                                                              | 5.7 - 7.1                            | 1.9                                                                                                                                                                | 1.7 - 2.1                            |
| Creatinine/Crea        | mg/dL         | 3.4                                                                                                                                                              | 3.0 - 3.8                            | 1.0                                                                                                                                                              | 0.9 - 1.2                            | 0.5                                                                                                                                                                | 0.5 - 0.6                            |
|                        | umol/L        | 302                                                                                                                                                              | 268 - 337                            | 92                                                                                                                                                               | 81 - 102                             | 47                                                                                                                                                                 | 42 - 52                              |
| BUN                    | mg/dL         | 60                                                                                                                                                               | 54 - 66                              | 11                                                                                                                                                               | 10 - 13                              | 7                                                                                                                                                                  | 6 - 8                                |
| Urea                   | mmol/L        | 21.5                                                                                                                                                             | 19.2 - 23.7                          | 4.0                                                                                                                                                              | 3.7 - 4.5                            | 2.5                                                                                                                                                                | 2.2 - 2.8                            |
|                        | mg/dL         | 129                                                                                                                                                              | 115 - 142                            | 24                                                                                                                                                               | 22 - 27                              | 15                                                                                                                                                                 | 13 - 17                              |
|                        | g/L           | 1.29                                                                                                                                                             | 1.15 - 1.42                          | 0.24                                                                                                                                                             | 0.22 - 0.27                          | 0.15                                                                                                                                                               | 0.13 - 0.17                          |
| HCT                    | K3EDTA %      | 21                                                                                                                                                               | 19 - 22                              | 33                                                                                                                                                               | 32 - 35                              | 54                                                                                                                                                                 | 51 - 57                              |
|                        | K2EDTA %      | 21                                                                                                                                                               | 20 - 23                              | 35                                                                                                                                                               | 33 - 36                              | 56                                                                                                                                                                 | 53 - 59                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49                              |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control<br><b>LOT</b> 301179<br>Exp. 2025-11-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control<br><b>LOT</b> 311179<br>Exp. 2025-11-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control<br><b>LOT</b> 321179<br>Exp. 2025-11-30 |                                      |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| EC8+, 6+, & G<br><b>LOT</b> F, H, J, K |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                                     | mmol/L, mEq/L | 124                                                                            | 120 - 128                            | 133                                                                            | 129 - 137                            | 159                                                                            | 154 - 164                            |
| K                                      | mmol/L, mEq/L | 3.0                                                                            | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                                                            | 3.6 - 4.0                            | 6.1                                                                            | 5.8 - 6.4                            |
| Cl                                     | mmol/L, mEq/L | 73                                                                             | 69 - 76                              | 91                                                                             | 87 - 95                              | 112                                                                            | 107 - 117                            |
| pH                                     |               | 7.012                                                                          | 6.984 - 7.040                        | 7.372                                                                          | 7.343 - 7.401                        | 7.639                                                                          | 7.608 - 7.670                        |
| PCO2                                   | mmHg          | 70.6                                                                           | 66.0 - 75.2                          | 42.0                                                                           | 39.3 - 44.8                          | 27.0                                                                           | 25.0 - 29.0                          |
|                                        | kPa           | 9.41                                                                           | 8.80 - 10.02                         | 5.60                                                                           | 5.24 - 5.97                          | 3.60                                                                           | 3.33 - 3.87                          |
| Glucose/Glu                            | mg/dL         | 263                                                                            | 234 - 292                            | 127                                                                            | 113 - 141                            | 41                                                                             | 37 - 46                              |
|                                        | g/L           | 2.63                                                                           | 2.34 - 2.92                          | 1.27                                                                           | 1.13 - 1.41                          | 0.41                                                                           | 0.37 - 0.46                          |
|                                        | mmol/L        | 14.6                                                                           | 13.0 - 16.2                          | 7.0                                                                            | 6.3 - 7.8                            | 2.3                                                                            | 2.1 - 2.6                            |
| BUN                                    | mg/dL         | 59                                                                             | 53 - 65                              | 12                                                                             | 10 - 13                              | 7                                                                              | 7 - 8                                |
| Urea                                   | mmol/L        | 21.0                                                                           | 18.8 - 23.3                          | 4.2                                                                            | 3.7 - 4.7                            | 2.5                                                                            | 2.3 - 2.8                            |
|                                        | mg/dL         | 126                                                                            | 113 - 140                            | 25                                                                             | 22 - 28                              | 15                                                                             | 14 - 17                              |
|                                        | g/L           | 1.26                                                                           | 1.13 - 1.40                          | 0.25                                                                           | 0.22 - 0.28                          | 0.15                                                                           | 0.14 - 0.17                          |
| HCT                                    | K3EDTA %      | 22                                                                             | 21 - 23                              | 36                                                                             | 34 - 38                              | 56                                                                             | 53 - 59                              |
|                                        | K2EDTA %      | 23                                                                             | 22 - 24                              | 37                                                                             | 35 - 40                              | 58                                                                             | 55 - 62                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49   |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|-------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|             |        | LOT                                    | 301189                               | LOT                                    | 311188                               | LOT                                    | 321188                               |
|             |        | Exp.                                   | 2026-09-30                           | Exp.                                   | 2026-08-31                           | Exp.                                   | 2026-08-31                           |
| CG4+        |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| LOT D       |        |                                        |                                      |                                        |                                      |                                        |                                      |
| pH          |        | 7.058                                  | 7.030 - 7.086                        | 7.433                                  | 7.403 - 7.463                        | 7.687                                  | 7.656 - 7.718                        |
| PCO2        | mmHg   | 62.1                                   | 58.1 - 66.1                          | 35.7                                   | 33.3 - 38.0                          | 22.3                                   | 20.6 - 24.0                          |
|             | kPa    | 8.28                                   | 7.74 - 8.81                          | 4.76                                   | 4.44 - 5.07                          | 2.97                                   | 2.75 - 3.20                          |
| PO2         | mmHg   | 71                                     | 63 - 79                              | 113                                    | 105 - 121                            | 136                                    | 129 - 144                            |
|             | kPa    | 9.5                                    | 8.4 - 10.5                           | 15.1                                   | 14.0 - 16.1                          | 18.1                                   | 17.2 - 19.2                          |
| Lactate/Lac | mmol/L | 6.50                                   | 5.78 - 7.21                          | 1.75                                   | 1.55 - 1.94                          | 0.65                                   | 0.58 - 0.72                          |
|             | mg/dL  | 58.6                                   | 52.1 - 65.0                          | 15.8                                   | 14.0 - 17.5                          | 5.9                                    | 5.2 - 6.5                            |
|             | g/L    | 0.586                                  | 0.521 - 0.650                        | 0.158                                  | 0.140 - 0.175                        | 0.059                                  | 0.052 - 0.065                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49                                                            |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control<br><b>LOT</b> 301189<br>Exp. 2026-09-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control<br><b>LOT</b> 311188<br>Exp. 2026-08-31 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control<br><b>LOT</b> 321188<br>Exp. 2026-08-31 |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+<br><b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                                                                   | mmol/L, mEq/L | 124                                                                            | 121 - 128                            | 134                                                                            | 130 - 138                            | 160                                                                            | 155 - 165                            |
| K                                                                    | mmol/L, mEq/L | 3.0                                                                            | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                                                            | 3.6 - 4.0                            | 6.2                                                                            | 5.9 - 6.4                            |
| iCa                                                                  | mmol/L        | 0.85                                                                           | 0.73 - 0.97                          | 1.26                                                                           | 1.17 - 1.35                          | 1.57                                                                           | 1.45 - 1.69                          |
|                                                                      | mg/dL         | 3.4                                                                            | 2.9 - 3.9                            | 5.0                                                                            | 4.7 - 5.4                            | 6.3                                                                            | 5.8 - 6.8                            |
|                                                                      | mEq/L         | 1.7                                                                            | 1.5 - 1.9                            | 2.5                                                                            | 2.3 - 2.7                            | 3.1                                                                            | 2.9 - 3.4                            |
| pH                                                                   |               | 7.057                                                                          | 7.029 - 7.085                        | 7.431                                                                          | 7.401 - 7.461                        | 7.671                                                                          | 7.640 - 7.702                        |
| PCO2                                                                 | mmHg          | 60.9                                                                           | 56.9 - 64.8                          | 35.5                                                                           | 33.1 - 37.8                          | 19.5                                                                           | 18.1 - 21.0                          |
|                                                                      | kPa           | 8.12                                                                           | 7.58 - 8.64                          | 4.73                                                                           | 4.41 - 5.04                          | 2.60                                                                           | 2.41 - 2.80                          |
| PO2                                                                  | mmHg          | 85                                                                             | 79 - 91                              | 117                                                                            | 109 - 125                            | 139                                                                            | 131 - 146                            |
|                                                                      | kPa           | 11.3                                                                           | 10.5 - 12.1                          | 15.6                                                                           | 14.5 - 16.7                          | 18.5                                                                           | 17.5 - 19.5                          |
| Glucose/Glu                                                          | mg/dL         | 254                                                                            | 226 - 282                            | 117                                                                            | 104 - 130                            | 34                                                                             | 30 - 38                              |
|                                                                      | g/L           | 2.54                                                                           | 2.26 - 2.82                          | 1.17                                                                           | 1.04 - 1.30                          | 0.34                                                                           | 0.30 - 0.38                          |
|                                                                      | mmol/L        | 14.1                                                                           | 12.5 - 15.7                          | 6.5                                                                            | 5.8 - 7.2                            | 1.9                                                                            | 1.7 - 2.1                            |
| Creatinine/Crea                                                      | mg/dL         | 3.2                                                                            | 2.8 - 3.6                            | 1.0                                                                            | 0.9 - 1.2                            | 0.4                                                                            | 0.4 - 0.5                            |
|                                                                      | umol/L        | 284                                                                            | 251 - 316                            | 92                                                                             | 81 - 102                             | 38                                                                             | 34 - 42                              |
| Lactate/Lac                                                          | mmol/L        | 6.40                                                                           | 5.70 - 7.11                          | 1.66                                                                           | 1.48 - 1.84                          | 0.57                                                                           | 0.51 - 0.63                          |
|                                                                      | mg/dL         | 57.7                                                                           | 51.4 - 64.1                          | 15.0                                                                           | 13.3 - 16.6                          | 5.1                                                                            | 4.6 - 5.7                            |
|                                                                      | g/L           | 0.577                                                                          | 0.514 - 0.641                        | 0.150                                                                          | 0.133 - 0.166                        | 0.051                                                                          | 0.046 - 0.057                        |
| HCT                                                                  | K3EDTA %      | 23                                                                             | 22 - 24                              | 35                                                                             | 34 - 37                              | 56                                                                             | 53 - 59                              |
|                                                                      | K2EDTA %      | 24                                                                             | 23 - 25                              | 37                                                                             | 35 - 39                              | 59                                                                             | 55 - 62                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49              |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control<br><b>LOT</b> 301189<br>Exp. 2026-09-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control<br><b>LOT</b> 311188<br>Exp. 2026-08-31 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control<br><b>LOT</b> 321188<br>Exp. 2026-08-31 |                                      |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CHEM8+<br><b>LOT</b> H |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                     | mmol/L, mEq/L | 123                                                                            | 120 - 127                            | 133                                                                            | 129 - 137                            | 159                                                                            | 154 - 164                            |
| K                      | mmol/L, mEq/L | 2.9                                                                            | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                                                            | 3.6 - 4.0                            | 6.2                                                                            | 5.9 - 6.4                            |
| Cl                     | mmol/L, mEq/L | 74                                                                             | 71 - 77                              | 92                                                                             | 87 - 96                              | 111                                                                            | 106 - 116                            |
| iCa                    | mmol/L        | 0.83                                                                           | 0.71 - 0.95                          | 1.24                                                                           | 1.15 - 1.33                          | 1.54                                                                           | 1.42 - 1.65                          |
|                        | mg/dL         | 3.3                                                                            | 2.8 - 3.8                            | 5.0                                                                            | 4.6 - 5.3                            | 6.2                                                                            | 5.7 - 6.6                            |
|                        | mEq/L         | 1.7                                                                            | 1.4 - 1.9                            | 2.5                                                                            | 2.3 - 2.7                            | 3.1                                                                            | 2.8 - 3.3                            |
| TCO2                   | mmol/L, mEq/L | 20                                                                             | 11 - 29                              | 26                                                                             | 20 - 32                              | 30                                                                             | 24 - 36                              |
| Glucose/Glu            | mg/dL         | 257                                                                            | 229 - 285                            | 116                                                                            | 103 - 129                            | 33                                                                             | 29 - 37                              |
|                        | g/L           | 2.57                                                                           | 2.29 - 2.85                          | 1.16                                                                           | 1.03 - 1.29                          | 0.33                                                                           | 0.29 - 0.37                          |
|                        | mmol/L        | 14.3                                                                           | 12.7 - 15.8                          | 6.4                                                                            | 5.7 - 7.2                            | 1.8                                                                            | 1.6 - 2.1                            |
| Creatinine/Crea        | mg/dL         | 3.4                                                                            | 3.0 - 3.8                            | 1.1                                                                            | 0.9 - 1.2                            | 0.4                                                                            | 0.4 - 0.5                            |
|                        | umol/L        | 301                                                                            | 266 - 335                            | 94                                                                             | 83 - 104                             | 39                                                                             | 34 - 43                              |
| BUN                    | mg/dL         | 59                                                                             | 53 - 66                              | 11                                                                             | 10 - 13                              | 7                                                                              | 6 - 7                                |
| Urea                   | mmol/L        | 21.2                                                                           | 19.0 - 23.5                          | 4.0                                                                            | 3.7 - 4.5                            | 2.3                                                                            | 2.0 - 2.5                            |
|                        | mg/dL         | 127                                                                            | 114 - 141                            | 24                                                                             | 22 - 27                              | 14                                                                             | 12 - 15                              |
|                        | g/L           | 1.27                                                                           | 1.14 - 1.41                          | 0.24                                                                           | 0.22 - 0.27                          | 0.14                                                                           | 0.12 - 0.15                          |
| HCT                    | K3EDTA %      | 21                                                                             | 20 - 22                              | 34                                                                             | 32 - 35                              | 54                                                                             | 51 - 57                              |
|                        | K2EDTA %      | 22                                                                             | 21 - 23                              | 35                                                                             | 33 - 36                              | 56                                                                             | 53 - 59                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49                              |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control<br><b>LOT</b> 301189<br>Exp. 2026-09-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control<br><b>LOT</b> 311188<br>Exp. 2026-08-31 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control<br><b>LOT</b> 321188<br>Exp. 2026-08-31 |                                      |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| EC8+, 6+, & G<br><b>LOT</b> F, H, J, K |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                                     | mmol/L, mEq/L | 124                                                                            | 120 - 128                            | 132                                                                            | 128 - 136                            | 159                                                                            | 154 - 164                            |
| K                                      | mmol/L, mEq/L | 3.0                                                                            | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                                                            | 3.6 - 4.0                            | 6.1                                                                            | 5.9 - 6.4                            |
| Cl                                     | mmol/L, mEq/L | 72                                                                             | 68 - 75                              | 91                                                                             | 86 - 95                              | 112                                                                            | 107 - 117                            |
| pH                                     |               | 7.007                                                                          | 6.979 - 7.035                        | 7.366                                                                          | 7.337 - 7.395                        | 7.663                                                                          | 7.632 - 7.694                        |
| PCO2                                   | mmHg          | 71.7                                                                           | 67.0 - 76.3                          | 43.3                                                                           | 40.5 - 46.1                          | 24.9                                                                           | 23.0 - 26.8                          |
|                                        | kPa           | 9.56                                                                           | 8.93 - 10.17                         | 5.77                                                                           | 5.40 - 6.15                          | 3.32                                                                           | 3.07 - 3.57                          |
| Glucose/Glu                            | mg/dL         | 259                                                                            | 230 - 287                            | 126                                                                            | 112 - 140                            | 40                                                                             | 35 - 44                              |
|                                        | g/L           | 2.59                                                                           | 2.30 - 2.87                          | 1.26                                                                           | 1.12 - 1.40                          | 0.40                                                                           | 0.35 - 0.44                          |
|                                        | mmol/L        | 14.4                                                                           | 12.8 - 15.9                          | 7.0                                                                            | 6.2 - 7.8                            | 2.2                                                                            | 1.9 - 2.4                            |
| BUN                                    | mg/dL         | 60                                                                             | 54 - 66                              | 12                                                                             | 11 - 13                              | 7                                                                              | 6 - 8                                |
| Urea                                   | mmol/L        | 21.3                                                                           | 19.2 - 23.7                          | 4.2                                                                            | 3.8 - 4.7                            | 2.5                                                                            | 2.2 - 2.8                            |
|                                        | mg/dL         | 128                                                                            | 115 - 142                            | 25                                                                             | 23 - 28                              | 15                                                                             | 13 - 17                              |
|                                        | g/L           | 1.28                                                                           | 1.15 - 1.42                          | 0.25                                                                           | 0.23 - 0.28                          | 0.15                                                                           | 0.13 - 0.17                          |
| HCT                                    | K3EDTA %      | 23                                                                             | 22 - 24                              | 36                                                                             | 34 - 37                              | 56                                                                             | 53 - 59                              |
|                                        | K2EDTA %      | 24                                                                             | 23 - 25                              | 37                                                                             | 35 - 39                              | 59                                                                             | 55 - 62                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49            |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control<br><b>LOT</b> 301177<br>Exp. 2025-09-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control<br><b>LOT</b> 311177<br>Exp. 2025-09-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control<br><b>LOT</b> 321177<br>Exp. 2025-09-30 |                                      |
|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CG4+<br><b>LOT</b> D |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| pH                   |        | 7.064                                                                          | 7.036 - 7.092                        | 7.432                                                                          | 7.402 - 7.462                        | 7.661                                                                          | 7.630 - 7.692                        |
| PCO2                 | mmHg   | 59.3                                                                           | 55.5 - 63.2                          | 33.4                                                                           | 30.9 - 35.9                          | 21.0                                                                           | 19.4 - 22.5                          |
|                      | kPa    | 7.90                                                                           | 7.40 - 8.42                          | 4.45                                                                           | 4.12 - 4.79                          | 2.80                                                                           | 2.59 - 3.00                          |
| PO2                  | mmHg   | 78                                                                             | 70 - 87                              | 117                                                                            | 109 - 125                            | 147                                                                            | 138 - 155                            |
|                      | kPa    | 10.4                                                                           | 9.3 - 11.6                           | 15.6                                                                           | 14.5 - 16.7                          | 19.6                                                                           | 18.4 - 20.7                          |
| Lactate/Lac          | mmol/L | 6.32                                                                           | 5.63 - 7.02                          | 1.68                                                                           | 1.50 - 1.87                          | 0.63                                                                           | 0.56 - 0.70                          |
|                      | mg/dL  | 56.9                                                                           | 50.7 - 63.3                          | 15.1                                                                           | 13.5 - 16.8                          | 5.7                                                                            | 5.0 - 6.3                            |
|                      | g/L    | 0.569                                                                          | 0.507 - 0.633                        | 0.151                                                                          | 0.135 - 0.168                        | 0.057                                                                          | 0.050 - 0.063                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49                                                            |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control<br><b>LOT</b> 301177<br> Exp. 2025-09-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control<br><b>LOT</b> 311177<br> Exp. 2025-09-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control<br><b>LOT</b> 321177<br> Exp. 2025-09-30 |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+<br><b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                          | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                          | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                                                                   | mmol/L, mEq/L | 124                                                                                                                                                              | 120 - 128                            | 133                                                                                                                                                              | 129 - 137                            | 160                                                                                                                                                                | 155 - 165                            |
| K                                                                    | mmol/L, mEq/L | 3.0                                                                                                                                                              | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                                                                                                                                              | 3.6 - 4.0                            | 6.1                                                                                                                                                                | 5.9 - 6.4                            |
| iCa                                                                  | mmol/L        | 0.83                                                                                                                                                             | 0.71 - 0.95                          | 1.22                                                                                                                                                             | 1.13 - 1.31                          | 1.53                                                                                                                                                               | 1.42 - 1.65                          |
|                                                                      | mg/dL         | 3.3                                                                                                                                                              | 2.8 - 3.8                            | 4.9                                                                                                                                                              | 4.5 - 5.2                            | 6.1                                                                                                                                                                | 5.7 - 6.6                            |
|                                                                      | mEq/L         | 1.7                                                                                                                                                              | 1.4 - 1.9                            | 2.4                                                                                                                                                              | 2.3 - 2.6                            | 3.1                                                                                                                                                                | 2.8 - 3.3                            |
| pH                                                                   |               | 7.061                                                                                                                                                            | 7.033 - 7.089                        | 7.429                                                                                                                                                            | 7.399 - 7.459                        | 7.651                                                                                                                                                              | 7.620 - 7.682                        |
| PCO2                                                                 | mmHg          | 61.2                                                                                                                                                             | 57.2 - 65.1                          | 35.0                                                                                                                                                             | 32.3 - 37.6                          | 21.3                                                                                                                                                               | 19.7 - 22.9                          |
|                                                                      | kPa           | 8.16                                                                                                                                                             | 7.62 - 8.68                          | 4.67                                                                                                                                                             | 4.31 - 5.01                          | 2.84                                                                                                                                                               | 2.63 - 3.05                          |
| PO2                                                                  | mmHg          | 85                                                                                                                                                               | 79 - 91                              | 121                                                                                                                                                              | 112 - 129                            | 147                                                                                                                                                                | 139 - 155                            |
|                                                                      | kPa           | 11.3                                                                                                                                                             | 10.5 - 12.1                          | 16.1                                                                                                                                                             | 14.9 - 17.2                          | 19.6                                                                                                                                                               | 18.5 - 20.7                          |
| Glucose/Glu                                                          | mg/dL         | 258                                                                                                                                                              | 229 - 286                            | 118                                                                                                                                                              | 105 - 131                            | 36                                                                                                                                                                 | 32 - 40                              |
|                                                                      | g/L           | 2.58                                                                                                                                                             | 2.29 - 2.86                          | 1.18                                                                                                                                                             | 1.05 - 1.31                          | 0.36                                                                                                                                                               | 0.32 - 0.40                          |
|                                                                      | mmol/L        | 14.3                                                                                                                                                             | 12.7 - 15.9                          | 6.5                                                                                                                                                              | 5.8 - 7.3                            | 2.0                                                                                                                                                                | 1.8 - 2.2                            |
| Creatinine/Crea                                                      | mg/dL         | 3.3                                                                                                                                                              | 3.0 - 3.7                            | 1.1                                                                                                                                                              | 0.9 - 1.2                            | 0.5                                                                                                                                                                | 0.4 - 0.6                            |
|                                                                      | umol/L        | 294                                                                                                                                                              | 261 - 328                            | 93                                                                                                                                                               | 82 - 103                             | 44                                                                                                                                                                 | 39 - 49                              |
| Lactate/Lac                                                          | mmol/L        | 6.43                                                                                                                                                             | 5.72 - 7.13                          | 1.65                                                                                                                                                             | 1.47 - 1.83                          | 0.56                                                                                                                                                               | 0.50 - 0.62                          |
|                                                                      | mg/dL         | 57.9                                                                                                                                                             | 51.5 - 64.2                          | 14.9                                                                                                                                                             | 13.2 - 16.5                          | 5.0                                                                                                                                                                | 4.5 - 5.6                            |
|                                                                      | g/L           | 0.579                                                                                                                                                            | 0.515 - 0.642                        | 0.149                                                                                                                                                            | 0.132 - 0.165                        | 0.050                                                                                                                                                              | 0.045 - 0.056                        |
| HCT                                                                  | K3EDTA %      | 23                                                                                                                                                               | 21 - 24                              | 36                                                                                                                                                               | 34 - 38                              | 57                                                                                                                                                                 | 54 - 60                              |
|                                                                      | K2EDTA %      | 23                                                                                                                                                               | 22 - 25                              | 37                                                                                                                                                               | 35 - 40                              | 59                                                                                                                                                                 | 56 - 63                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49              |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control<br><b>LOT</b> 301177<br>Exp. 2025-09-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control<br><b>LOT</b> 311177<br>Exp. 2025-09-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control<br><b>LOT</b> 321177<br>Exp. 2025-09-30 |                                      |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CHEM8+<br><b>LOT</b> H |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                     | mmol/L, mEq/L | 123                                                                            | 120 - 127                            | 132                                                                            | 128 - 136                            | 159                                                                            | 154 - 163                            |
| K                      | mmol/L, mEq/L | 3.0                                                                            | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                                                            | 3.6 - 4.0                            | 6.1                                                                            | 5.8 - 6.4                            |
| Cl                     | mmol/L, mEq/L | 74                                                                             | 71 - 78                              | 92                                                                             | 88 - 96                              | 113                                                                            | 108 - 118                            |
| iCa                    | mmol/L        | 0.82                                                                           | 0.70 - 0.94                          | 1.21                                                                           | 1.12 - 1.30                          | 1.50                                                                           | 1.39 - 1.62                          |
|                        | mg/dL         | 3.3                                                                            | 2.8 - 3.8                            | 4.8                                                                            | 4.5 - 5.2                            | 6.0                                                                            | 5.6 - 6.5                            |
|                        | mEq/L         | 1.6                                                                            | 1.4 - 1.9                            | 2.4                                                                            | 2.2 - 2.6                            | 3.0                                                                            | 2.8 - 3.2                            |
| TCO2                   | mmol/L, mEq/L | 21                                                                             | 12 - 30                              | 26                                                                             | 20 - 33                              | 31                                                                             | 25 - 37                              |
| Glucose/Glu            | mg/dL         | 259                                                                            | 230 - 287                            | 117                                                                            | 104 - 129                            | 35                                                                             | 31 - 38                              |
|                        | g/L           | 2.59                                                                           | 2.30 - 2.87                          | 1.17                                                                           | 1.04 - 1.29                          | 0.35                                                                           | 0.31 - 0.38                          |
|                        | mmol/L        | 14.4                                                                           | 12.8 - 15.9                          | 6.5                                                                            | 5.8 - 7.2                            | 1.9                                                                            | 1.7 - 2.1                            |
| Creatinine/Crea        | mg/dL         | 3.5                                                                            | 3.1 - 3.9                            | 1.1                                                                            | 0.9 - 1.2                            | 0.5                                                                            | 0.5 - 0.6                            |
|                        | umol/L        | 307                                                                            | 271 - 342                            | 94                                                                             | 83 - 104                             | 45                                                                             | 40 - 50                              |
| BUN                    | mg/dL         | 60                                                                             | 54 - 66                              | 11                                                                             | 10 - 13                              | 7                                                                              | 6 - 8                                |
| Urea                   | mmol/L        | 21.3                                                                           | 19.2 - 23.5                          | 4.0                                                                            | 3.7 - 4.5                            | 2.5                                                                            | 2.2 - 2.8                            |
|                        | mg/dL         | 128                                                                            | 115 - 141                            | 24                                                                             | 22 - 27                              | 15                                                                             | 13 - 17                              |
|                        | g/L           | 1.28                                                                           | 1.15 - 1.41                          | 0.24                                                                           | 0.22 - 0.27                          | 0.15                                                                           | 0.13 - 0.17                          |
| HCT                    | K3EDTA %      | 21                                                                             | 20 - 22                              | 33                                                                             | 31 - 35                              | 54                                                                             | 51 - 56                              |
|                        | K2EDTA %      | 22                                                                             | 21 - 23                              | 35                                                                             | 32 - 36                              | 56                                                                             | 53 - 58                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49

|                                 |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                 |               | LOT 301177                             |                                      | LOT 311177                             |                                      | LOT 321177                             |                                      |
|                                 |               | Exp. 2025-09-30                        |                                      | Exp. 2025-09-30                        |                                      | Exp. 2025-09-30                        |                                      |
| EC8+, 6+, & G<br>LOT F, H, J, K |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                              | mmol/L, mEq/L | 124                                    | 120 - 128                            | 133                                    | 129 - 137                            | 160                                    | 155 - 164                            |
| K                               | mmol/L, mEq/L | 3.0                                    | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                    | 3.6 - 4.0                            | 6.1                                    | 5.8 - 6.4                            |
| Cl                              | mmol/L, mEq/L | 72                                     | 69 - 76                              | 90                                     | 86 - 94                              | 112                                    | 107 - 117                            |
| pH                              |               | 7.009                                  | 6.981 - 7.037                        | 7.359                                  | 7.330 - 7.388                        | 7.637                                  | 7.606 - 7.668                        |
| PCO2                            | mmHg          | 72.1                                   | 67.4 - 76.8                          | 43.6                                   | 40.7 - 46.4                          | 27.2                                   | 25.1 - 29.2                          |
|                                 | kPa           | 9.61                                   | 8.98 - 10.24                         | 5.81                                   | 5.43 - 6.19                          | 3.63                                   | 3.35 - 3.89                          |
| Glucose/Glu                     | mg/dL         | 263                                    | 234 - 292                            | 128                                    | 114 - 142                            | 41                                     | 36 - 45                              |
|                                 | g/L           | 2.63                                   | 2.34 - 2.92                          | 1.28                                   | 1.14 - 1.42                          | 0.41                                   | 0.36 - 0.45                          |
|                                 | mmol/L        | 14.6                                   | 13.0 - 16.2                          | 7.1                                    | 6.3 - 7.9                            | 2.3                                    | 2.0 - 2.5                            |
| BUN                             | mg/dL         | 59                                     | 53 - 65                              | 12                                     | 10 - 13                              | 7                                      | 7 - 8                                |
| Urea                            | mmol/L        | 21.0                                   | 18.8 - 23.3                          | 4.2                                    | 3.7 - 4.5                            | 2.5                                    | 2.3 - 2.8                            |
|                                 | mg/dL         | 126                                    | 113 - 140                            | 25                                     | 22 - 27                              | 15                                     | 14 - 17                              |
|                                 | g/L           | 1.26                                   | 1.13 - 1.40                          | 0.25                                   | 0.22 - 0.27                          | 0.15                                   | 0.14 - 0.17                          |
| HCT                             | K3EDTA %      | 22                                     | 21 - 23                              | 35                                     | 34 - 37                              | 56                                     | 53 - 59                              |
|                                 | K2EDTA %      | 23                                     | 22 - 24                              | 37                                     | 35 - 39                              | 59                                     | 55 - 62                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49            |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control<br><b>LOT</b> 301174<br>Exp. 2025-06-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control<br><b>LOT</b> 311174<br>Exp. 2025-06-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control<br><b>LOT</b> 321174<br>Exp. 2025-06-30 |                                      |
|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CG4+<br><b>LOT</b> D |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| pH                   |        | 7.062                                                                          | 7.034 - 7.090                        | 7.424                                                                          | 7.394 - 7.454                        | 7.689                                                                          | 7.658 - 7.720                        |
| PCO2                 | mmHg   | 60.8                                                                           | 56.8 - 64.7                          | 35.9                                                                           | 33.6 - 38.3                          | 20.7                                                                           | 19.1 - 22.2                          |
|                      | kPa    | 8.10                                                                           | 7.57 - 8.62                          | 4.79                                                                           | 4.48 - 5.11                          | 2.76                                                                           | 2.55 - 2.96                          |
| PO2                  | mmHg   | 78                                                                             | 69 - 86                              | 120                                                                            | 111 - 128                            | 145                                                                            | 137 - 153                            |
|                      | kPa    | 10.4                                                                           | 9.2 - 11.5                           | 16.0                                                                           | 14.8 - 17.1                          | 19.3                                                                           | 18.3 - 20.4                          |
| Lactate/Lac          | mmol/L | 6.36                                                                           | 5.66 - 7.06                          | 1.73                                                                           | 1.54 - 1.92                          | 0.65                                                                           | 0.57 - 0.72                          |
|                      | mg/dL  | 57.3                                                                           | 51.0 - 63.6                          | 15.6                                                                           | 13.9 - 17.3                          | 5.9                                                                            | 5.1 - 6.5                            |
|                      | g/L    | 0.573                                                                          | 0.510 - 0.636                        | 0.156                                                                          | 0.139 - 0.173                        | 0.059                                                                          | 0.051 - 0.065                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49                                                            |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control<br><b>LOT</b> 301174<br> Exp. 2025-06-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control<br><b>LOT</b> 311174<br> Exp. 2025-06-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control<br><b>LOT</b> 321174<br> Exp. 2025-06-30 |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+<br><b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                          | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                          | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                                                                   | mmol/L, mEq/L | 125                                                                                                                                                              | 121 - 128                            | 133                                                                                                                                                              | 129 - 137                            | 160                                                                                                                                                                | 155 - 165                            |
| K                                                                    | mmol/L, mEq/L | 3.0                                                                                                                                                              | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                                                                                                                                              | 3.6 - 4.0                            | 6.2                                                                                                                                                                | 5.9 - 6.4                            |
| iCa                                                                  | mmol/L        | 0.84                                                                                                                                                             | 0.72 - 0.96                          | 1.24                                                                                                                                                             | 1.14 - 1.33                          | 1.55                                                                                                                                                               | 1.43 - 1.66                          |
|                                                                      | mg/dL         | 3.4                                                                                                                                                              | 2.9 - 3.8                            | 5.0                                                                                                                                                              | 4.6 - 5.3                            | 6.2                                                                                                                                                                | 5.7 - 6.6                            |
|                                                                      | mEq/L         | 1.7                                                                                                                                                              | 1.4 - 1.9                            | 2.5                                                                                                                                                              | 2.3 - 2.7                            | 3.1                                                                                                                                                                | 2.9 - 3.3                            |
| pH                                                                   |               | 7.058                                                                                                                                                            | 7.030 - 7.086                        | 7.423                                                                                                                                                            | 7.393 - 7.453                        | 7.676                                                                                                                                                              | 7.645 - 7.707                        |
| PCO2                                                                 | mmHg          | 61.2                                                                                                                                                             | 57.2 - 65.1                          | 35.5                                                                                                                                                             | 33.2 - 37.8                          | 19.3                                                                                                                                                               | 17.8 - 20.7                          |
|                                                                      | kPa           | 8.16                                                                                                                                                             | 7.62 - 8.68                          | 4.73                                                                                                                                                             | 4.43 - 5.04                          | 2.57                                                                                                                                                               | 2.37 - 2.76                          |
| PO2                                                                  | mmHg          | 84                                                                                                                                                               | 78 - 90                              | 123                                                                                                                                                              | 115 - 132                            | 146                                                                                                                                                                | 138 - 154                            |
|                                                                      | kPa           | 11.2                                                                                                                                                             | 10.4 - 12.0                          | 16.4                                                                                                                                                             | 15.3 - 17.6                          | 19.5                                                                                                                                                               | 18.4 - 20.5                          |
| Glucose/Glu                                                          | mg/dL         | 257                                                                                                                                                              | 229 - 286                            | 119                                                                                                                                                              | 106 - 132                            | 37                                                                                                                                                                 | 33 - 41                              |
|                                                                      | g/L           | 2.57                                                                                                                                                             | 2.29 - 2.86                          | 1.19                                                                                                                                                             | 1.06 - 1.32                          | 0.37                                                                                                                                                               | 0.33 - 0.41                          |
|                                                                      | mmol/L        | 14.3                                                                                                                                                             | 12.7 - 15.9                          | 6.6                                                                                                                                                              | 5.9 - 7.3                            | 2.1                                                                                                                                                                | 1.8 - 2.3                            |
| Creatinine/Crea                                                      | mg/dL         | 3.4                                                                                                                                                              | 3.0 - 3.8                            | 1.1                                                                                                                                                              | 0.9 - 1.2                            | 0.5                                                                                                                                                                | 0.4 - 0.6                            |
|                                                                      | umol/L        | 301                                                                                                                                                              | 267 - 336                            | 93                                                                                                                                                               | 82 - 103                             | 44                                                                                                                                                                 | 39 - 49                              |
| Lactate/Lac                                                          | mmol/L        | 6.34                                                                                                                                                             | 5.64 - 7.04                          | 1.72                                                                                                                                                             | 1.53 - 1.91                          | 0.63                                                                                                                                                               | 0.56 - 0.69                          |
|                                                                      | mg/dL         | 57.1                                                                                                                                                             | 50.8 - 63.4                          | 15.5                                                                                                                                                             | 13.8 - 17.2                          | 5.7                                                                                                                                                                | 5.0 - 6.2                            |
|                                                                      | g/L           | 0.571                                                                                                                                                            | 0.508 - 0.634                        | 0.155                                                                                                                                                            | 0.138 - 0.172                        | 0.057                                                                                                                                                              | 0.050 - 0.062                        |
| HCT                                                                  | K3EDTA %      | 23                                                                                                                                                               | 22 - 24                              | 36                                                                                                                                                               | 34 - 37                              | 57                                                                                                                                                                 | 54 - 60                              |
|                                                                      | K2EDTA %      | 24                                                                                                                                                               | 23 - 25                              | 37                                                                                                                                                               | 35 - 39                              | 59                                                                                                                                                                 | 56 - 63                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49              |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control<br><b>LOT</b> 301174<br>Exp. 2025-06-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control<br><b>LOT</b> 311174<br>Exp. 2025-06-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control<br><b>LOT</b> 321174<br>Exp. 2025-06-30 |                                      |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CHEM8+<br><b>LOT</b> H |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                     | mmol/L, mEq/L | 124                                                                            | 120 - 127                            | 132                                                                            | 128 - 136                            | 159                                                                            | 154 - 164                            |
| K                      | mmol/L, mEq/L | 3.0                                                                            | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                                                            | 3.6 - 4.0                            | 6.1                                                                            | 5.9 - 6.4                            |
| Cl                     | mmol/L, mEq/L | 74                                                                             | 71 - 78                              | 92                                                                             | 87 - 96                              | 113                                                                            | 108 - 118                            |
| iCa                    | mmol/L        | 0.83                                                                           | 0.71 - 0.95                          | 1.22                                                                           | 1.13 - 1.31                          | 1.52                                                                           | 1.41 - 1.64                          |
|                        | mg/dL         | 3.3                                                                            | 2.8 - 3.8                            | 4.9                                                                            | 4.5 - 5.2                            | 6.1                                                                            | 5.6 - 6.6                            |
|                        | mEq/L         | 1.7                                                                            | 1.4 - 1.9                            | 2.4                                                                            | 2.3 - 2.6                            | 3.0                                                                            | 2.8 - 3.3                            |
| TCO2                   | mmol/L, mEq/L | 21                                                                             | 12 - 30                              | 25                                                                             | 19 - 32                              | 30                                                                             | 24 - 36                              |
| Glucose/Glu            | mg/dL         | 257                                                                            | 228 - 285                            | 117                                                                            | 104 - 129                            | 35                                                                             | 31 - 39                              |
|                        | g/L           | 2.57                                                                           | 2.28 - 2.85                          | 1.17                                                                           | 1.04 - 1.29                          | 0.35                                                                           | 0.31 - 0.39                          |
|                        | mmol/L        | 14.3                                                                           | 12.7 - 15.8                          | 6.5                                                                            | 5.8 - 7.2                            | 1.9                                                                            | 1.7 - 2.2                            |
| Creatinine/Crea        | mg/dL         | 3.5                                                                            | 3.1 - 3.9                            | 1.1                                                                            | 0.9 - 1.2                            | 0.5                                                                            | 0.5 - 0.6                            |
|                        | umol/L        | 307                                                                            | 271 - 342                            | 94                                                                             | 83 - 104                             | 45                                                                             | 40 - 50                              |
| BUN                    | mg/dL         | 60                                                                             | 53 - 66                              | 11                                                                             | 10 - 13                              | 7                                                                              | 6 - 8                                |
| Urea                   | mmol/L        | 21.3                                                                           | 19.0 - 23.5                          | 4.0                                                                            | 3.5 - 4.5                            | 2.5                                                                            | 2.2 - 2.8                            |
|                        | mg/dL         | 128                                                                            | 114 - 141                            | 24                                                                             | 21 - 27                              | 15                                                                             | 13 - 17                              |
|                        | g/L           | 1.28                                                                           | 1.14 - 1.41                          | 0.24                                                                           | 0.21 - 0.27                          | 0.15                                                                           | 0.13 - 0.17                          |
| HCT                    | K3EDTA %      | 21                                                                             | 20 - 22                              | 33                                                                             | 32 - 35                              | 54                                                                             | 51 - 57                              |
|                        | K2EDTA %      | 22                                                                             | 21 - 23                              | 35                                                                             | 33 - 36                              | 56                                                                             | 53 - 59                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands


ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

| CLEW: A49                              |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control<br><b>LOT</b> 301174<br> Exp. 2025-06-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control<br><b>LOT</b> 311174<br> Exp. 2025-06-30 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control<br><b>LOT</b> 321174<br> Exp. 2025-06-30 |                                      |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| EC8+, 6+, & G<br><b>LOT</b> F, H, J, K |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                          | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                          | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                                                                                            | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na                                     | mmol/L, mEq/L | 124                                                                                                                                                              | 120 - 128                            | 132                                                                                                                                                              | 128 - 136                            | 160                                                                                                                                                                | 155 - 164                            |
| K                                      | mmol/L, mEq/L | 3.0                                                                                                                                                              | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                                                                                                                                              | 3.6 - 4.0                            | 6.1                                                                                                                                                                | 5.9 - 6.4                            |
| Cl                                     | mmol/L, mEq/L | 72                                                                                                                                                               | 69 - 76                              | 90                                                                                                                                                               | 86 - 94                              | 112                                                                                                                                                                | 107 - 117                            |
| pH                                     |               | 7.011                                                                                                                                                            | 6.983 - 7.039                        | 7.359                                                                                                                                                            | 7.330 - 7.388                        | 7.667                                                                                                                                                              | 7.636 - 7.698                        |
| PCO2                                   | mmHg          | 71.3                                                                                                                                                             | 66.6 - 75.9                          | 43.2                                                                                                                                                             | 40.4 - 46.0                          | 24.2                                                                                                                                                               | 22.4 - 26.0                          |
|                                        | kPa           | 9.50                                                                                                                                                             | 8.88 - 10.12                         | 5.76                                                                                                                                                             | 5.39 - 6.13                          | 3.23                                                                                                                                                               | 2.99 - 3.47                          |
| Glucose/Glu                            | mg/dL         | 262                                                                                                                                                              | 233 - 290                            | 127                                                                                                                                                              | 113 - 141                            | 41                                                                                                                                                                 | 37 - 46                              |
|                                        | g/L           | 2.62                                                                                                                                                             | 2.33 - 2.90                          | 1.27                                                                                                                                                             | 1.13 - 1.41                          | 0.41                                                                                                                                                               | 0.37 - 0.46                          |
|                                        | mmol/L        | 14.5                                                                                                                                                             | 12.9 - 16.1                          | 7.0                                                                                                                                                              | 6.3 - 7.8                            | 2.3                                                                                                                                                                | 2.1 - 2.6                            |
| BUN                                    | mg/dL         | 59                                                                                                                                                               | 53 - 65                              | 12                                                                                                                                                               | 10 - 13                              | 7                                                                                                                                                                  | 7 - 8                                |
| Urea                                   | mmol/L        | 21.0                                                                                                                                                             | 18.8 - 23.2                          | 4.2                                                                                                                                                              | 3.7 - 4.5                            | 2.5                                                                                                                                                                | 2.3 - 2.8                            |
|                                        | mg/dL         | 126                                                                                                                                                              | 113 - 139                            | 25                                                                                                                                                               | 22 - 27                              | 15                                                                                                                                                                 | 14 - 17                              |
|                                        | g/L           | 1.26                                                                                                                                                             | 1.13 - 1.39                          | 0.25                                                                                                                                                             | 0.22 - 0.27                          | 0.15                                                                                                                                                               | 0.14 - 0.17                          |
| HCT                                    | K3EDTA %      | 22                                                                                                                                                               | 21 - 23                              | 36                                                                                                                                                               | 34 - 37                              | 57                                                                                                                                                                 | 54 - 60                              |
|                                        | K2EDTA %      | 23                                                                                                                                                               | 22 - 24                              | 37                                                                                                                                                               | 35 - 39                              | 59                                                                                                                                                                 | 56 - 63                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A49


|                             |     | i-STAT® PT <sup>plus</sup> Level 1 Control |                                      | i-STAT® PT <sup>plus</sup> Level 2 Control |                                      |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                             |     | LOT                                        | 501175                               | LOT                                        | 511175                               |
|                             |     | Exp.                                       | 2025-07-31                           | Exp.                                       | 2025-07-31                           |
|                             |     | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| PT <sup>plus</sup><br>LOT C |     |                                            |                                      |                                            |                                      |
| PT                          | INR | 1.0                                        | 0.9 - 1.1                            | 2.5                                        | 2.2 - 2.8                            |
|                             | sec | 10.1                                       | 8.6 - 11.6                           | 25.3                                       | 21.7 - 28.8                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



EC REP  
EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

i-STAT is a trademark of Abbott.



ART-106467-01  
29-May-2025  
APOC20251492


CLEW: A49

|                             |     | i-STAT® PT <sup>plus</sup> Level 1 Control |                                      | i-STAT® PT <sup>plus</sup> Level 2 Control |                                      |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                             |     | LOT                                        | 501180                               | LOT                                        | 511180                               |
|                             |     | Exp.                                       | 2025-12-31                           | Exp.                                       | 2025-12-31                           |
|                             |     | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| PT <sup>plus</sup><br>LOT C |     |                                            |                                      |                                            |                                      |
| PT                          | INR | 1.1                                        | 1.0 - 1.2                            | 2.4                                        | 2.1 - 2.7                            |
|                             | sec | 11.1                                       | 9.6 - 12.6                           | 24.3                                       | 20.7 - 27.8                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



EC REP  
EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



i-STAT is a trademark of Abbott.

ART-106467-01

29-May-2025

APOC20251492


CLEW: A49

|                             |     | i-STAT® PT <sup>plus</sup> Level 1 Control |                                      | i-STAT® PT <sup>plus</sup> Level 2 Control |                                      |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                             |     | LOT                                        | 501174                               | LOT                                        | 511174                               |
|                             |     | Exp.                                       | 2025-06-30                           | Exp.                                       | 2025-06-30                           |
|                             |     | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| PT <sup>plus</sup><br>LOT C |     |                                            |                                      |                                            |                                      |
| PT                          | INR | 1.1                                        | 1.0 - 1.2                            | 2.5                                        | 2.2 - 2.8                            |
|                             | sec | 11.1                                       | 9.6 - 12.6                           | 25.3                                       | 21.7 - 28.8                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



EC REP  
EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



i-STAT is a trademark of Abbott.

ART-106467-01

29-May-2025


APOC20251492

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Bei Analyten, die nicht in RiiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-106467-01  
29-May-2025  
APOC20251492