

CLEW: A51

|                                                                                     |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| CLEW: A51                                                                           | i-STAT® ACT Level 1 Control                                                            |                                      | i-STAT® ACT Level 2 Control                                                            |                                      |           |
|                                                                                     |       | 261182                               |       | 271182                               |           |
|                                                                                     |  Exp. | 2026-02-28                           |  Exp. | 2026-02-28                           |           |
|                                                                                     | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |           |
| Celite ACT                                                                          |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |           |
|  R |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |           |
| ACT (WBT)                                                                           | sec                                                                                    | 200                                  | 140 - 260                                                                              | 515                                  | 361 - 670 |

|                                                                                     |     |     |           |     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----------|
| Kaolin ACT                                                                          |     |     |           |     |           |
|  R |     |     |           |     |           |
| ACT (WBT)                                                                           | sec | 185 | 130 - 241 | 490 | 343 - 637 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                   |     | i-STAT® ACT Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® ACT Level 2<br>Control |                                      |
|-------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                   |     | <b>LOT</b>                     | <b>261186</b>                        | <b>LOT</b>                     | <b>271186</b>                        |
|                   |     | <b>Exp.</b>                    | <b>2026-06-30</b>                    | <b>Exp.</b>                    | <b>2026-06-30</b>                    |
|                   |     | $\bar{x}$<br>(Zielwert)        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>Celite ACT</b> |     |                                |                                      |                                |                                      |
| <b>LOT</b> R      |     |                                |                                      |                                |                                      |
| ACT (WBT)         | sec | 220                            | 154 - 286                            | 525                            | 368 - 683                            |

|                   |     |     |           |     |           |
|-------------------|-----|-----|-----------|-----|-----------|
| <b>Kaolin ACT</b> |     |     |           |     |           |
| <b>LOT</b> R      |     |     |           |     |           |
| ACT (WBT)         | sec | 200 | 140 - 260 | 505 | 354 - 657 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                                                                     |      | i-STAT® B-hCG Level<br>1 Control                                                       |                                      | i-STAT® B-hCG Level<br>2 Control                                                       |                                      | i-STAT® B-hCG Level<br>3 Control                                                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                     |      |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |
|                                                                                     |      | 351184                                                                                 |                                      | 361184                                                                                 |                                      | 371184                                                                                   |                                      |
|                                                                                     |      |  Exp. | 2026-04-30                           |  Exp. | 2026-04-30                           |  Exp. | 2026-04-30                           |
|                                                                                     |      | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                  | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| B-hCG                                                                               |      |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
|  F |      |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
| B-hCG                                                                               | IU/L | 21.4                                                                                   | 17.8 - 25.0                          | 834.3                                                                                  | 717.5 - 951.1                        | 1202.4                                                                                   | 1034.1 - 1370.7                      |

|                                                                                     |      |      |             |       |                |        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-------|----------------|--------|-----------------|
| B-hCG                                                                               |      |      |             |       |                |        |                 |
|  M |      |      |             |       |                |        |                 |
| B-hCG                                                                               | IU/L | 21.8 | 18.1 - 25.5 | 879.7 | 756.5 - 1002.9 | 1259.4 | 1083.1 - 1435.7 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                                                                     |      | i-STAT® B-hCG Level<br>1 Control                                                       |                                      | i-STAT® B-hCG Level<br>2 Control                                                       |                                      | i-STAT® B-hCG Level<br>3 Control                                                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                     |      |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |
|                                                                                     |      | 351194                                                                                 |                                      | 361194                                                                                 |                                      | 371194                                                                                   |                                      |
|                                                                                     |      |  Exp. | 2027-02-28                           |  Exp. | 2027-02-28                           |  Exp. | 2027-02-28                           |
|                                                                                     |      | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                  | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| B-hCG                                                                               |      |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
|  F |      |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
| B-hCG                                                                               | IU/L | 25.0                                                                                   | 20.8 - 29.3                          | 991.1                                                                                  | 852.3 - 1129.9                       | 1353.1                                                                                   | 1163.7 - 1542.5                      |

|                                                                                     |      |      |             |        |                |        |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|--------|----------------|--------|-----------------|
| B-hCG                                                                               |      |      |             |        |                |        |                 |
|  M |      |      |             |        |                |        |                 |
| B-hCG                                                                               | IU/L | 24.5 | 20.3 - 28.7 | 1029.7 | 885.5 - 1173.9 | 1402.2 | 1205.9 - 1598.5 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                                                                            |      | i-STAT® B-hCG Level<br>1 Control                                                              |                                      | i-STAT® B-hCG Level<br>2 Control                                                              |                                      | i-STAT® B-hCG Level<br>3 Control                                                                |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                            |      |  <b>LOT</b>  | <b>351200</b>                        |  <b>LOT</b>  | <b>361200</b>                        |  <b>LOT</b>  | <b>371200</b>                        |
|                                                                                            |      |  <b>Exp.</b> | <b>2027-08-31</b>                    |  <b>Exp.</b> | <b>2027-08-31</b>                    |  <b>Exp.</b> | <b>2027-08-31</b>                    |
|                                                                                            |      | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                       | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                       | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                         | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>B-hCG</b>                                                                               |      |                                                                                               |                                      |                                                                                               |                                      |                                                                                                 |                                      |
|  <b>F</b> |      |                                                                                               |                                      |                                                                                               |                                      |                                                                                                 |                                      |
| B-hCG                                                                                      | IU/L | 23.8                                                                                          | 19.8 - 27.8                          | 934.3                                                                                         | 803.5 - 1065.1                       | 1360.3                                                                                          | 1169.9 - 1550.7                      |

|                                                                                            |      |      |             |       |                |        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------|-------|----------------|--------|-----------------|
| <b>B-hCG</b>                                                                               |      |      |             |       |                |        |                 |
|  <b>M</b> |      |      |             |       |                |        |                 |
| B-hCG                                                                                      | IU/L | 22.7 | 18.8 - 26.6 | 935.0 | 804.1 - 1065.9 | 1376.1 | 1183.4 - 1568.8 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|     |       | i-STAT® BNP Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® BNP Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® BNP Level 3<br>Control |                                      |
|-----|-------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|     |       | LOT                            |                                      | LOT                            |                                      | LOT                            |                                      |
|     |       | Exp.                           |                                      | Exp.                           |                                      | Exp.                           |                                      |
|     |       | $\bar{x}$<br>(Zielwert)        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| BNP |       |                                |                                      |                                |                                      |                                |                                      |
| F   |       |                                |                                      |                                |                                      |                                |                                      |
| BNP | pg/mL | 78                             | 66 - 90                              | 994                            | 845 - 1143                           | 2428                           | 2064 - 2792                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                                                                     |       | i-STAT® BNP Level 1<br>Control                                                         |                                      | i-STAT® BNP Level 2<br>Control                                                         |                                      | i-STAT® BNP Level 3<br>Control                                                           |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                     |       |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |
|                                                                                     |       |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |
|                                                                                     |       | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                  | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| BNP                                                                                 |       |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
|  F |       |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
| BNP                                                                                 | pg/mL | 75                                                                                     | 64 - 86                              | 788                                                                                    | 670 - 906                            | 2118                                                                                     | 1800 - 2436                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                                                                     |       | i-STAT® BNP Level 1<br>Control                                                         |                                      | i-STAT® BNP Level 2<br>Control                                                         |                                      | i-STAT® BNP Level 3<br>Control                                                           |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                     |       |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |
|                                                                                     |       |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |
|                                                                                     |       | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                  | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| BNP                                                                                 |       |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
|  F |       |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
| BNP                                                                                 | pg/mL | 80                                                                                     | 68 - 92                              | 927                                                                                    | 788 - 1066                           | 2489                                                                                     | 2116 - 2862                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions



CLEW: A51

|                                                                                     |       | i-STAT® CK-MB Level<br>1 Control                                                       |                                      | i-STAT® CK-MB Level<br>2 Control                                                       |                                      | i-STAT® CK-MB Level<br>3 Control                                                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                     |       |  LOT  | 071185                               |  LOT  | 081185                               |  LOT  | 091185                               |
|                                                                                     |       |  Exp. | 2026-05-31                           |  Exp. | 2026-05-31                           |  Exp. | 2026-05-31                           |
|                                                                                     |       | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                  | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| CK-MB                                                                               |       |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
|  D |       |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
| CK-MB                                                                               | ng/mL | 2.7                                                                                    | 1.5 - 3.9                            | 11.5                                                                                   | 6.3 - 16.7                           | 50.6                                                                                     | 27.8 - 73.4                          |

|                                                                                     |       |     |           |      |            |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|------|------------|------|-------------|
| CK-MB                                                                               |       |     |           |      |            |      |             |
|  G |       |     |           |      |            |      |             |
| CK-MB                                                                               | ng/mL | 2.9 | 1.6 - 4.2 | 12.6 | 6.9 - 18.3 | 57.8 | 31.8 - 83.8 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                                                                     |       | i-STAT® CK-MB Level<br>1 Control                                                       |                                      | i-STAT® CK-MB Level<br>2 Control                                                       |                                      | i-STAT® CK-MB Level<br>3 Control                                                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                     |       |  LOT  | 071193                               |  LOT  | 081193                               |  LOT  | 091193                               |
|                                                                                     |       |  Exp. | 2027-01-31                           |  Exp. | 2027-01-31                           |  Exp. | 2027-01-31                           |
|                                                                                     |       | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                  | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| CK-MB                                                                               |       |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
|  D |       |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
| CK-MB                                                                               | ng/mL | 3.5                                                                                    | 1.9 - 5.1                            | 13.1                                                                                   | 7.2 - 19.0                           | 65.9                                                                                     | 36.2 - 95.6                          |

|                                                                                     |       |     |           |      |            |      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|------|------------|------|--------------|
| CK-MB                                                                               |       |     |           |      |            |      |              |
|  G |       |     |           |      |            |      |              |
| CK-MB                                                                               | ng/mL | 3.7 | 2.0 - 5.4 | 14.0 | 7.7 - 20.3 | 70.7 | 38.9 - 102.5 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|       |       | i-STAT® cTnI Level 1 Control |                                      | i-STAT® cTnI Level 2 Control |                                      |
|-------|-------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|       |       | LOT                          | 011195                               | LOT                          | 021195                               |
|       |       | Exp.                         | 2027-03-31                           | Exp.                         | 2027-03-31                           |
|       |       | $\bar{x}$<br>(Zielwert)      | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)      | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| cTnI  |       |                              |                                      |                              |                                      |
| LOT E |       |                              |                                      |                              |                                      |
| cTnI  | ng/mL | 0.45                         | 0.36 - 0.54                          | 2.08                         | 1.66 - 2.50                          |

|       |       |      |             |      |             |
|-------|-------|------|-------------|------|-------------|
| cTnI  |       |      |             |      |             |
| LOT S |       |      |             |      |             |
| cTnI  | ng/mL | 0.44 | 0.35 - 0.53 | 2.11 | 1.69 - 2.53 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|              |       | i-STAT® cTnI Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® cTnI Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® cTnI Level 3<br>Control |                                      |
|--------------|-------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|              |       | <b>LOT</b>                      | <b>011187</b>                        | <b>LOT</b>                      | <b>021187</b>                        | <b>LOT</b>                      | <b>031187</b>                        |
|              |       | <b>Exp.</b>                     | <b>2026-07-31</b>                    | <b>Exp.</b>                     | <b>2026-07-31</b>                    | <b>Exp.</b>                     | <b>2026-07-31</b>                    |
|              |       | $\bar{x}$<br>(Zielwert)         | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)         | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)         | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>cTnI</b>  |       |                                 |                                      |                                 |                                      |                                 |                                      |
| <b>LOT</b> E |       |                                 |                                      |                                 |                                      |                                 |                                      |
| cTnI         | ng/mL | 0.36                            | 0.29 - 0.43                          | 1.98                            | 1.58 - 2.38                          | 22.94                           | 18.35 - 27.53                        |

|              |       |      |             |      |             |       |               |
|--------------|-------|------|-------------|------|-------------|-------|---------------|
| <b>cTnI</b>  |       |      |             |      |             |       |               |
| <b>LOT</b> S |       |      |             |      |             |       |               |
| cTnI         | ng/mL | 0.37 | 0.30 - 0.44 | 2.05 | 1.64 - 2.46 | 23.12 | 18.50 - 27.74 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                                                                     |       | i-STAT® cTnI Level 1 Control                                                           |                                      | i-STAT® cTnI Level 2 Control                                                           |                                      | i-STAT® cTnI Level 3 Control                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                     |       |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |
|                                                                                     |       |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |
|                                                                                     |       | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                  | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| cTnI                                                                                |       |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
|  E |       |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
| cTnI                                                                                | ng/mL | 0.35                                                                                   | 0.28 - 0.42                          | 1.71                                                                                   | 1.37 - 2.05                          | 20.49                                                                                    | 16.39 - 24.59                        |

|                                                                                     |       |      |             |      |             |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|------|-------------|-------|---------------|
| cTnI                                                                                |       |      |             |      |             |       |               |
|  S |       |      |             |      |             |       |               |
| cTnI                                                                                | ng/mL | 0.34 | 0.27 - 0.41 | 1.74 | 1.39 - 2.09 | 20.29 | 16.23 - 24.35 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                                                                     |       | i-STAT® cTnI Level 1 Control                                                           |                                      | i-STAT® cTnI Level 2 Control                                                           |                                      | i-STAT® cTnI Level 3 Control                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                     |       |  LOT  | 011199                               |  LOT  | 021199                               |  LOT  | 031199                               |
|                                                                                     |       |  Exp. | 2027-07-31                           |  Exp. | 2027-07-31                           |  Exp. | 2027-07-31                           |
|                                                                                     |       | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                  | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| cTnI                                                                                |       |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
|  E |       |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
| cTnI                                                                                | ng/mL | 0.42                                                                                   | 0.34 - 0.50                          | 2.07                                                                                   | 1.66 - 2.48                          | 20.87                                                                                    | 16.70 - 25.04                        |

|                                                                                     |       |      |             |      |             |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|------|-------------|-------|---------------|
| cTnI                                                                                |       |      |             |      |             |       |               |
|  S |       |      |             |      |             |       |               |
| cTnI                                                                                | ng/mL | 0.41 | 0.33 - 0.49 | 2.12 | 1.70 - 2.54 | 21.04 | 16.83 - 25.25 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                                                                     |       | i-STAT® cTnI Level 1 Control                                                           |                                      | i-STAT® cTnI Level 2 Control                                                           |                                      | i-STAT® cTnI Level 3 Control                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                     |       |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |
|                                                                                     |       |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |
|                                                                                     |       | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                  | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| cTnI                                                                                |       |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
|  E |       |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
| cTnI                                                                                | ng/mL | 0.44                                                                                   | 0.35 - 0.53                          | 2.09                                                                                   | 1.67 - 2.51                          | 18.04                                                                                    | 14.43 - 21.65                        |

|                                                                                     |       |      |             |      |             |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|------|-------------|-------|---------------|
| cTnI                                                                                |       |      |             |      |             |       |               |
|  S |       |      |             |      |             |       |               |
| cTnI                                                                                | ng/mL | 0.45 | 0.36 - 0.54 | 2.17 | 1.74 - 2.60 | 18.35 | 14.68 - 22.02 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD




 Manufactured for:  
 Abbott Point of Care Inc.  
 100 and 200 Abbott Park Rd.  
 Abbott Park, IL  
 60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
 Prinsessegracht 20  
 2514 AP The Hague  
 The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|             |        | i-STAT® Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control |                                      |
|-------------|--------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|             |        | LOT                        | 101183                               | LOT                        | 111183                               | LOT                        | 121183                               |
|             |        | Exp.                       | 2026-03-31                           | Exp.                       | 2026-03-31                           | Exp.                       | 2026-03-31                           |
| CG4+        |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
|             | LOT D  |                            |                                      |                            |                                      |                            |                                      |
| pH          |        | 7.027                      | 6.999 - 7.055                        | 7.442                      | 7.412 - 7.472                        | 7.662                      | 7.631 - 7.693                        |
| PCO2        | mmHg   | 57.8                       | 54.0 - 61.5                          | 28.8                       | 26.6 - 30.9                          | 22.7                       | 21.0 - 24.4                          |
|             | kPa    | 7.70                       | 7.20 - 8.20                          | 3.84                       | 3.55 - 4.12                          | 3.03                       | 2.80 - 3.25                          |
| PO2         | mmHg   | 93                         | 86 - 99                              | 126                        | 119 - 133                            | 150                        | 142 - 158                            |
|             | kPa    | 12.4                       | 11.5 - 13.2                          | 16.8                       | 15.9 - 17.7                          | 20.0                       | 18.9 - 21.1                          |
| Lactate/Lac | mmol/L | 7.90                       | 7.03 - 8.77                          | 2.15                       | 1.91 - 2.38                          | 0.85                       | 0.76 - 0.95                          |
|             | mg/dL  | 71.2                       | 63.3 - 79.0                          | 19.4                       | 17.2 - 21.4                          | 7.7                        | 6.8 - 8.6                            |
|             | g/L    | 0.712                      | 0.633 - 0.790                        | 0.194                      | 0.172 - 0.214                        | 0.077                      | 0.068 - 0.086                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions



CLEW: A51

|                                    |               | i-STAT® Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control |                                      |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                                    |               | LOT                        | 101183                               | LOT                        | 111183                               | LOT                        | 121183                               |
|                                    |               | Exp.                       | 2026-03-31                           | Exp.                       | 2026-03-31                           | Exp.                       | 2026-03-31                           |
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| LOT A, K, L, M, N, W, Y            |               |                            |                                      |                            |                                      |                            |                                      |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 121                        | 117 - 124                            | 133                        | 129 - 137                            | 162                        | 157 - 167                            |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 2.9                        | 2.7 - 3.0                            | 3.7                        | 3.6 - 3.9                            | 6.4                        | 6.1 - 6.6                            |
| iCa                                | mmol/L        | 1.50                       | 1.38 - 1.61                          | 1.26                       | 1.17 - 1.36                          | 0.75                       | 0.64 - 0.85                          |
|                                    | mg/dL         | 6.0                        | 5.5 - 6.4                            | 5.0                        | 4.7 - 5.4                            | 3.0                        | 2.6 - 3.4                            |
|                                    | mEq/L         | 3.0                        | 2.8 - 3.2                            | 2.5                        | 2.3 - 2.7                            | 1.5                        | 1.3 - 1.7                            |
| pH                                 |               | 7.025                      | 6.997 - 7.053                        | 7.438                      | 7.408 - 7.468                        | 7.648                      | 7.617 - 7.679                        |
| PCO2                               | mmHg          | 59.4                       | 55.5 - 63.2                          | 29.5                       | 27.3 - 31.7                          | 22.4                       | 20.7 - 24.0                          |
|                                    | kPa           | 7.92                       | 7.40 - 8.42                          | 3.93                       | 3.64 - 4.23                          | 2.99                       | 2.76 - 3.20                          |
| PO2                                | mmHg          | 91                         | 84 - 97                              | 120                        | 111 - 128                            | 145                        | 137 - 153                            |
|                                    | kPa           | 12.1                       | 11.2 - 12.9                          | 16.0                       | 14.8 - 17.1                          | 19.3                       | 18.3 - 20.4                          |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 42                         | 37 - 47                              | 123                        | 110 - 137                            | 289                        | 258 - 321                            |
|                                    | g/L           | 0.42                       | 0.37 - 0.47                          | 1.23                       | 1.10 - 1.37                          | 2.89                       | 2.58 - 3.21                          |
|                                    | mmol/L        | 2.3                        | 2.1 - 2.6                            | 6.8                        | 6.1 - 7.6                            | 16.0                       | 14.3 - 17.8                          |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 4.0                        | 3.6 - 4.5                            | 1.7                        | 1.5 - 1.8                            | 0.5                        | 0.5 - 0.6                            |
|                                    | umol/L        | 357                        | 316 - 398                            | 146                        | 129 - 163                            | 48                         | 42 - 53                              |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 7.82                       | 6.96 - 8.68                          | 2.08                       | 1.85 - 2.31                          | 0.80                       | 0.71 - 0.89                          |
|                                    | mg/dL         | 70.5                       | 62.7 - 78.2                          | 18.7                       | 16.7 - 20.8                          | 7.2                        | 6.4 - 8.0                            |
|                                    | g/L           | 0.705                      | 0.627 - 0.782                        | 0.187                      | 0.167 - 0.208                        | 0.072                      | 0.064 - 0.080                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                 |               | i-STAT® Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control |                                      |
|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                 |               | LOT                        | 101183                               | LOT                        | 111183                               | LOT                        | 121183                               |
|                 |               | Exp.                       | 2026-03-31                           | Exp.                       | 2026-03-31                           | Exp.                       | 2026-03-31                           |
| CHEM8+          |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 120                        | 117 - 124                            | 133                        | 129 - 136                            | 161                        | 156 - 166                            |
| K               | mmol/L, mEq/L | 2.9                        | 2.7 - 3.0                            | 3.7                        | 3.6 - 3.9                            | 6.3                        | 6.0 - 6.6                            |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 78                         | 74 - 81                              | 89                         | 85 - 93                              | 110                        | 105 - 115                            |
| iCa             | mmol/L        | 1.50                       | 1.39 - 1.61                          | 1.26                       | 1.16 - 1.35                          | 0.74                       | 0.63 - 0.84                          |
|                 | mg/dL         | 6.0                        | 5.6 - 6.4                            | 5.0                        | 4.6 - 5.4                            | 3.0                        | 2.5 - 3.4                            |
|                 | mEq/L         | 3.0                        | 2.8 - 3.2                            | 2.5                        | 2.3 - 2.7                            | 1.5                        | 1.3 - 1.7                            |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 19                         | 10 - 28                              | 23                         | 16 - 29                              | 27                         | 21 - 33                              |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 42                         | 38 - 47                              | 122                        | 109 - 136                            | 289                        | 257 - 320                            |
|                 | g/L           | 0.42                       | 0.38 - 0.47                          | 1.22                       | 1.09 - 1.36                          | 2.89                       | 2.57 - 3.20                          |
|                 | mmol/L        | 2.3                        | 2.1 - 2.6                            | 6.8                        | 6.1 - 7.5                            | 16.0                       | 14.3 - 17.8                          |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 4.2                        | 3.7 - 4.6                            | 1.7                        | 1.5 - 1.9                            | 0.6                        | 0.5 - 0.6                            |
|                 | umol/L        | 368                        | 325 - 410                            | 149                        | 131 - 166                            | 50                         | 45 - 56                              |
| BUN             | mg/dL         | 60                         | 54 - 66                              | 10                         | 9 - 11                               | 7                          | 7 - 8                                |
| Urea            | mmol/L        | 21.3                       | 19.2 - 23.7                          | 3.5                        | 3.2 - 3.8                            | 2.7                        | 2.3 - 2.8                            |
|                 | mg/dL         | 128                        | 115 - 142                            | 21                         | 19 - 23                              | 16                         | 14 - 17                              |
|                 | g/L           | 1.28                       | 1.15 - 1.42                          | 0.21                       | 0.19 - 0.23                          | 0.16                       | 0.14 - 0.17                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|             |        | i-STAT® Level 1<br>Control                                                             |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control                                                             |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control                                                               |                                      |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|             |        |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |
|             |        |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |
|             |        | 2026-03-31                                                                             |                                      | 2026-03-31                                                                             |                                      | 2026-03-31                                                                               |                                      |
| G           |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                  | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Glucose/Glu | mg/dL  | 43                                                                                     | 38 - 48                              | 123                                                                                    | 109 - 136                            | 289                                                                                      | 257 - 321                            |
|             | g/L    | 0.43                                                                                   | 0.38 - 0.48                          | 1.23                                                                                   | 1.09 - 1.36                          | 2.89                                                                                     | 2.57 - 3.21                          |
|             | mmol/L | 2.4                                                                                    | 2.1 - 2.7                            | 6.8                                                                                    | 6.1 - 7.5                            | 16.0                                                                                     | 14.3 - 17.8                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                                                                                           |        | i-STAT® Level 1<br>Control                                                                    |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control                                                                    |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control                                                                      |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                           |        |  <b>LOT</b>  | <b>101194</b>                        |  <b>LOT</b>  | <b>111194</b>                        |  <b>LOT</b>  | <b>121194</b>                        |
|                                                                                                           |        |  <b>Exp.</b> | <b>2027-02-28</b>                    |  <b>Exp.</b> | <b>2027-02-28</b>                    |  <b>Exp.</b> | <b>2027-02-28</b>                    |
| <b>CG4+</b><br> <b>D</b> |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                       | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                       | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                         | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| pH                                                                                                        |        | 7.040                                                                                         | 7.012 - 7.068                        | 7.450                                                                                         | 7.420 - 7.480                        | 7.658                                                                                           | 7.627 - 7.689                        |
| PCO2                                                                                                      | mmHg   | 56.9                                                                                          | 53.2 - 60.6                          | 28.7                                                                                          | 26.5 - 30.8                          | 23.3                                                                                            | 21.6 - 25.1                          |
|                                                                                                           | kPa    | 7.58                                                                                          | 7.09 - 8.08                          | 3.83                                                                                          | 3.53 - 4.11                          | 3.11                                                                                            | 2.88 - 3.35                          |
| PO2                                                                                                       | mmHg   | 88                                                                                            | 81 - 94                              | 119                                                                                           | 111 - 127                            | 146                                                                                             | 138 - 154                            |
|                                                                                                           | kPa    | 11.7                                                                                          | 10.8 - 12.5                          | 15.9                                                                                          | 14.8 - 16.9                          | 19.5                                                                                            | 18.4 - 20.5                          |
| Lactate/Lac                                                                                               | mmol/L | 7.97                                                                                          | 7.09 - 8.84                          | 2.17                                                                                          | 1.93 - 2.41                          | 0.84                                                                                            | 0.75 - 0.94                          |
|                                                                                                           | mg/dL  | 71.8                                                                                          | 63.9 - 79.6                          | 19.6                                                                                          | 17.4 - 21.7                          | 7.6                                                                                             | 6.8 - 8.5                            |
|                                                                                                           | g/L    | 0.718                                                                                         | 0.639 - 0.796                        | 0.196                                                                                         | 0.174 - 0.217                        | 0.076                                                                                           | 0.068 - 0.085                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                    |               | i-STAT® Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control |                                      |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                                    |               | LOT                        | 101194                               | LOT                        | 111194                               | LOT                        | 121194                               |
|                                    |               | Exp.                       | 2027-02-28                           | Exp.                       | 2027-02-28                           | Exp.                       | 2027-02-28                           |
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| LOT A, K, L, M, N, W, Y            |               |                            |                                      |                            |                                      |                            |                                      |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 121                        | 117 - 125                            | 133                        | 129 - 137                            | 162                        | 157 - 167                            |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 2.9                        | 2.7 - 3.0                            | 3.7                        | 3.5 - 3.9                            | 6.4                        | 6.1 - 6.6                            |
| iCa                                | mmol/L        | 1.52                       | 1.41 - 1.64                          | 1.25                       | 1.16 - 1.35                          | 0.70                       | 0.60 - 0.80                          |
|                                    | mg/dL         | 6.1                        | 5.6 - 6.6                            | 5.0                        | 4.6 - 5.4                            | 2.8                        | 2.4 - 3.2                            |
|                                    | mEq/L         | 3.0                        | 2.8 - 3.3                            | 2.5                        | 2.3 - 2.7                            | 1.4                        | 1.2 - 1.6                            |
| pH                                 |               | 7.034                      | 7.006 - 7.062                        | 7.444                      | 7.414 - 7.474                        | 7.640                      | 7.609 - 7.671                        |
| PCO2                               | mmHg          | 57.7                       | 53.9 - 61.4                          | 28.7                       | 26.6 - 30.9                          | 22.7                       | 21.0 - 24.4                          |
|                                    | kPa           | 7.69                       | 7.18 - 8.18                          | 3.83                       | 3.55 - 4.12                          | 3.03                       | 2.80 - 3.25                          |
| PO2                                | mmHg          | 88                         | 82 - 94                              | 116                        | 108 - 124                            | 145                        | 137 - 153                            |
|                                    | kPa           | 11.7                       | 10.9 - 12.5                          | 15.5                       | 14.4 - 16.5                          | 19.3                       | 18.3 - 20.4                          |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 42                         | 38 - 47                              | 123                        | 110 - 137                            | 290                        | 258 - 322                            |
|                                    | g/L           | 0.42                       | 0.38 - 0.47                          | 1.23                       | 1.10 - 1.37                          | 2.90                       | 2.58 - 3.22                          |
|                                    | mmol/L        | 2.3                        | 2.1 - 2.6                            | 6.8                        | 6.1 - 7.6                            | 16.1                       | 14.3 - 17.9                          |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 4.1                        | 3.7 - 4.6                            | 1.7                        | 1.5 - 1.9                            | 0.6                        | 0.5 - 0.6                            |
|                                    | umol/L        | 366                        | 324 - 408                            | 154                        | 136 - 171                            | 49                         | 43 - 54                              |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 7.80                       | 6.94 - 8.65                          | 2.10                       | 1.87 - 2.33                          | 0.77                       | 0.69 - 0.86                          |
|                                    | mg/dL         | 70.3                       | 62.5 - 77.9                          | 18.9                       | 16.8 - 21.0                          | 6.9                        | 6.2 - 7.7                            |
|                                    | g/L           | 0.703                      | 0.625 - 0.779                        | 0.189                      | 0.168 - 0.210                        | 0.069                      | 0.062 - 0.077                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                 |               | i-STAT® Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control |                                      |
|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                 |               | LOT                        | 101194                               | LOT                        | 111194                               | LOT                        | 121194                               |
|                 |               | Exp.                       | 2027-02-28                           | Exp.                       | 2027-02-28                           | Exp.                       | 2027-02-28                           |
| CHEM8+          |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 121                        | 117 - 124                            | 133                        | 129 - 137                            | 161                        | 157 - 166                            |
| K               | mmol/L, mEq/L | 2.8                        | 2.7 - 3.0                            | 3.7                        | 3.5 - 3.9                            | 6.3                        | 6.0 - 6.6                            |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 78                         | 75 - 82                              | 89                         | 85 - 93                              | 110                        | 105 - 115                            |
| iCa             | mmol/L        | 1.51                       | 1.40 - 1.63                          | 1.25                       | 1.15 - 1.34                          | 0.69                       | 0.59 - 0.79                          |
|                 | mg/dL         | 6.0                        | 5.6 - 6.5                            | 5.0                        | 4.6 - 5.4                            | 2.8                        | 2.4 - 3.2                            |
|                 | mEq/L         | 3.0                        | 2.8 - 3.3                            | 2.5                        | 2.3 - 2.7                            | 1.4                        | 1.2 - 1.6                            |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 18                         | 9 - 27                               | 22                         | 16 - 28                              | 28                         | 22 - 34                              |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 42                         | 37 - 47                              | 122                        | 109 - 135                            | 289                        | 257 - 320                            |
|                 | g/L           | 0.42                       | 0.37 - 0.47                          | 1.22                       | 1.09 - 1.35                          | 2.89                       | 2.57 - 3.20                          |
|                 | mmol/L        | 2.3                        | 2.1 - 2.6                            | 6.8                        | 6.1 - 7.5                            | 16.0                       | 14.3 - 17.8                          |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 4.3                        | 3.8 - 4.8                            | 1.8                        | 1.6 - 2.0                            | 0.6                        | 0.5 - 0.6                            |
|                 | umol/L        | 384                        | 340 - 428                            | 157                        | 139 - 176                            | 50                         | 44 - 55                              |
| BUN             | mg/dL         | 59                         | 53 - 65                              | 10                         | 9 - 11                               | 7                          | 7 - 8                                |
| Urea            | mmol/L        | 21.0                       | 18.8 - 23.3                          | 3.7                        | 3.2 - 4.0                            | 2.5                        | 2.3 - 2.8                            |
|                 | mg/dL         | 126                        | 113 - 140                            | 22                         | 19 - 24                              | 15                         | 14 - 17                              |
|                 | g/L           | 1.26                       | 1.13 - 1.40                          | 0.22                       | 0.19 - 0.24                          | 0.15                       | 0.14 - 0.17                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

| CLEW: A51 |                | i-STAT® Level 1 Control |            | i-STAT® Level 2 Control |            | i-STAT® Level 3 Control |            |                    |
|-----------|----------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|
|           |                | LOT                     | 101194     | LOT                     | 111194     | LOT                     | 121194     |                    |
|           |                | 🕒 Exp.                  | 2027-02-28 | 🕒 Exp.                  | 2027-02-28 | 🕒 Exp.                  | 2027-02-28 |                    |
|           |                |                         |            |                         |            |                         |            |                    |
| G         |                |                         | $\bar{x}$  | Zielbereich             | $\bar{x}$  | Zielbereich             | $\bar{x}$  | Zielbereich        |
|           | LOT F, H, J, K |                         | (Zielwert) | gemäß RiliBÄK 2019      | (Zielwert) | gemäß RiliBÄK 2019      | (Zielwert) | gemäß RiliBÄK 2019 |
|           | Glucose/Glu    | mg/dL                   | 42         | 37 - 46                 | 122        | 109 - 136               | 287        | 255 - 318          |
|           |                | g/L                     | 0.42       | 0.37 - 0.46             | 1.22       | 1.09 - 1.36             | 2.87       | 2.55 - 3.18        |
|           |                | mmol/L                  | 2.3        | 2.1 - 2.6               | 6.8        | 6.1 - 7.5               | 15.9       | 14.2 - 17.7        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                                                                             |        | i-STAT® Level 1<br>Control                                                             |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control                                                             |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                             |        |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |
|                                                                                             |        |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |
|                                                                                             |        | 101190                                                                                 |                                      | 111190                                                                                 |                                      | 121190                                                                                   |                                      |
|                                                                                             |        | 2026-10-31                                                                             |                                      | 2026-10-31                                                                             |                                      | 2026-10-31                                                                               |                                      |
| CG4+<br> D |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                  | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| pH                                                                                          |        | 7.033                                                                                  | 7.005 - 7.061                        | 7.440                                                                                  | 7.410 - 7.470                        | 7.670                                                                                    | 7.639 - 7.701                        |
| PCO2                                                                                        | mmHg   | 57.0                                                                                   | 53.3 - 60.7                          | 29.4                                                                                   | 27.2 - 31.6                          | 22.7                                                                                     | 21.0 - 24.4                          |
|                                                                                             | kPa    | 7.60                                                                                   | 7.10 - 8.09                          | 3.92                                                                                   | 3.63 - 4.21                          | 3.03                                                                                     | 2.80 - 3.25                          |
| PO2                                                                                         | mmHg   | 86                                                                                     | 80 - 92                              | 119                                                                                    | 110 - 127                            | 147                                                                                      | 139 - 155                            |
|                                                                                             | kPa    | 11.5                                                                                   | 10.7 - 12.3                          | 15.9                                                                                   | 14.7 - 16.9                          | 19.6                                                                                     | 18.5 - 20.7                          |
| Lactate/Lac                                                                                 | mmol/L | 7.87                                                                                   | 7.00 - 8.73                          | 2.17                                                                                   | 1.93 - 2.41                          | 0.85                                                                                     | 0.75 - 0.94                          |
|                                                                                             | mg/dL  | 70.9                                                                                   | 63.1 - 78.7                          | 19.6                                                                                   | 17.4 - 21.7                          | 7.7                                                                                      | 6.8 - 8.5                            |
|                                                                                             | g/L    | 0.709                                                                                  | 0.631 - 0.787                        | 0.196                                                                                  | 0.174 - 0.217                        | 0.077                                                                                    | 0.068 - 0.085                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions



CLEW: A51

|                                    |               | i-STAT® Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control |                                      |
|------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                                    |               | LOT                        | 101190                               | LOT                        | 111190                               | LOT                        | 121190                               |
|                                    |               | Exp.                       | 2026-10-31                           | Exp.                       | 2026-10-31                           | Exp.                       | 2026-10-31                           |
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| LOT A, K, L, M, N, W, Y            |               |                            |                                      |                            |                                      |                            |                                      |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 121                        | 117 - 125                            | 133                        | 129 - 137                            | 162                        | 157 - 167                            |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 2.9                        | 2.7 - 3.0                            | 3.7                        | 3.5 - 3.9                            | 6.4                        | 6.1 - 6.6                            |
| iCa                                | mmol/L        | 1.55                       | 1.43 - 1.66                          | 1.26                       | 1.17 - 1.36                          | 0.74                       | 0.64 - 0.85                          |
|                                    | mg/dL         | 6.2                        | 5.7 - 6.6                            | 5.0                        | 4.7 - 5.4                            | 3.0                        | 2.6 - 3.4                            |
|                                    | mEq/L         | 3.1                        | 2.9 - 3.3                            | 2.5                        | 2.3 - 2.7                            | 1.5                        | 1.3 - 1.7                            |
| pH                                 |               | 7.026                      | 6.998 - 7.054                        | 7.434                      | 7.404 - 7.464                        | 7.651                      | 7.620 - 7.682                        |
| PCO2                               | mmHg          | 57.3                       | 53.5 - 61.0                          | 29.6                       | 27.3 - 31.8                          | 22.1                       | 20.5 - 23.8                          |
|                                    | kPa           | 7.64                       | 7.13 - 8.13                          | 3.95                       | 3.64 - 4.24                          | 2.95                       | 2.73 - 3.17                          |
| PO2                                | mmHg          | 87                         | 81 - 93                              | 116                        | 108 - 124                            | 146                        | 137 - 154                            |
|                                    | kPa           | 11.6                       | 10.8 - 12.4                          | 15.5                       | 14.4 - 16.5                          | 19.5                       | 18.3 - 20.5                          |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 42                         | 37 - 46                              | 123                        | 109 - 136                            | 290                        | 258 - 322                            |
|                                    | g/L           | 0.42                       | 0.37 - 0.46                          | 1.23                       | 1.09 - 1.36                          | 2.90                       | 2.58 - 3.22                          |
|                                    | mmol/L        | 2.3                        | 2.1 - 2.6                            | 6.8                        | 6.1 - 7.5                            | 16.1                       | 14.3 - 17.9                          |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 4.1                        | 3.6 - 4.6                            | 1.7                        | 1.5 - 1.9                            | 0.5                        | 0.5 - 0.6                            |
|                                    | umol/L        | 362                        | 320 - 403                            | 150                        | 133 - 168                            | 48                         | 42 - 53                              |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 7.70                       | 6.85 - 8.55                          | 2.10                       | 1.87 - 2.33                          | 0.79                       | 0.70 - 0.87                          |
|                                    | mg/dL         | 69.4                       | 61.7 - 77.0                          | 18.9                       | 16.8 - 21.0                          | 7.1                        | 6.3 - 7.8                            |
|                                    | g/L           | 0.694                      | 0.617 - 0.770                        | 0.189                      | 0.168 - 0.210                        | 0.071                      | 0.063 - 0.078                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                 |               | i-STAT® Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control |                                      |
|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|                 |               | LOT                        | 101190                               | LOT                        | 111190                               | LOT                        | 121190                               |
|                 |               | Exp.                       | 2026-10-31                           | Exp.                       | 2026-10-31                           | Exp.                       | 2026-10-31                           |
| CHEM8+          |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 121                        | 117 - 124                            | 133                        | 129 - 136                            | 161                        | 156 - 166                            |
| K               | mmol/L, mEq/L | 2.8                        | 2.7 - 3.0                            | 3.7                        | 3.5 - 3.9                            | 6.3                        | 6.0 - 6.6                            |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 78                         | 74 - 81                              | 89                         | 85 - 93                              | 110                        | 105 - 115                            |
| iCa             | mmol/L        | 1.54                       | 1.42 - 1.65                          | 1.25                       | 1.16 - 1.35                          | 0.73                       | 0.63 - 0.84                          |
|                 | mg/dL         | 6.2                        | 5.7 - 6.6                            | 5.0                        | 4.6 - 5.4                            | 2.9                        | 2.5 - 3.4                            |
|                 | mEq/L         | 3.1                        | 2.8 - 3.3                            | 2.5                        | 2.3 - 2.7                            | 1.5                        | 1.3 - 1.7                            |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 18                         | 9 - 27                               | 22                         | 16 - 28                              | 28                         | 22 - 34                              |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 41                         | 37 - 46                              | 121                        | 108 - 135                            | 288                        | 256 - 320                            |
|                 | g/L           | 0.41                       | 0.37 - 0.46                          | 1.21                       | 1.08 - 1.35                          | 2.88                       | 2.56 - 3.20                          |
|                 | mmol/L        | 2.3                        | 2.1 - 2.6                            | 6.7                        | 6.0 - 7.5                            | 16.0                       | 14.2 - 17.8                          |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 4.3                        | 3.8 - 4.8                            | 1.8                        | 1.6 - 2.0                            | 0.6                        | 0.5 - 0.6                            |
|                 | umol/L        | 379                        | 336 - 423                            | 156                        | 139 - 174                            | 49                         | 43 - 54                              |
| BUN             | mg/dL         | 60                         | 54 - 66                              | 10                         | 9 - 11                               | 7                          | 7 - 8                                |
| Urea            | mmol/L        | 21.3                       | 19.2 - 23.7                          | 3.7                        | 3.2 - 4.0                            | 2.7                        | 2.3 - 2.8                            |
|                 | mg/dL         | 128                        | 115 - 142                            | 22                         | 19 - 24                              | 16                         | 14 - 17                              |
|                 | g/L           | 1.28                       | 1.15 - 1.42                          | 0.22                       | 0.19 - 0.24                          | 0.16                       | 0.14 - 0.17                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|   |                                                                                              | i-STAT® Level 1<br>Control                                                             |                                      | i-STAT® Level 2<br>Control                                                             |                                      | i-STAT® Level 3<br>Control                                                               |                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|   |                                                                                              |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |  LOT  |                                      |
|   |                                                                                              |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |  Exp. |                                      |
|   |                                                                                              | 101190                                                                                 |                                      | 111190                                                                                 |                                      | 121190                                                                                   |                                      |
|   |                                                                                              | 2026-10-31                                                                             |                                      | 2026-10-31                                                                             |                                      | 2026-10-31                                                                               |                                      |
| G |                                                                                              | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                  | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
|   |  F, H, J, K |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
|   | Glucose/Glu                                                                                  | mg/dL                                                                                  | 41      37 - 46                      | 122      108 - 135                                                                     | 286      255 - 318                   |                                                                                          |                                      |
|   |                                                                                              | g/L                                                                                    | 0.41      0.37 - 0.46                | 1.22      1.08 - 1.35                                                                  | 2.86      2.55 - 3.18                |                                                                                          |                                      |
|   |                                                                                              | mmol/L                                                                                 | 2.3      2.1 - 2.6                   | 6.8      6.0 - 7.5                                                                     | 15.9      14.2 - 17.7                |                                                                                          |                                      |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|              |     | i-STAT® PT Level 1<br>Control |                                      | i-STAT® PT Level 2<br>Control |                                      |
|--------------|-----|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|              |     | <b>LOT</b>                    | <b>281189</b>                        | <b>LOT</b>                    | <b>291187</b>                        |
|              |     | <b>Exp.</b>                   | <b>2026-09-30</b>                    | <b>Exp.</b>                   | <b>2026-07-31</b>                    |
|              |     | $\bar{x}$<br>(Zielwert)       | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)       | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| PT           |     |                               |                                      |                               |                                      |
| <b>LOT</b> S |     |                               |                                      |                               |                                      |
| PT           | INR | 1.3                           | 1.2 - 1.5                            | 2.4                           | 2.1 - 2.7                            |
|              | sec | 16.0                          | 13.7 - 18.2                          | 27.6                          | 23.8 - 31.4                          |

|              |     |      |             |      |             |
|--------------|-----|------|-------------|------|-------------|
| PT           |     |      |             |      |             |
| <b>LOT</b> T |     |      |             |      |             |
| PT           | INR | 1.3  | 1.1 - 1.4   | 2.3  | 2.0 - 2.6   |
|              | sec | 14.9 | 12.6 - 17.1 | 26.6 | 22.7 - 30.4 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                                                                                  |     | i-STAT® PT Level 1<br>Control                                                                 |                                      | i-STAT® PT Level 2<br>Control                                                                 |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                  |     |  <b>LOT</b>  | <b>281183</b>                        |  <b>LOT</b>  | <b>291183</b>                        |
|                                                                                                  |     |  <b>Exp.</b> | <b>2026-03-31</b>                    |  <b>Exp.</b> | <b>2026-03-31</b>                    |
|                                                                                                  |     | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                       | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                       | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| PT<br> <b>S</b> |     |                                                                                               |                                      |                                                                                               |                                      |
| PT                                                                                               | INR | 1.4                                                                                           | 1.3 - 1.6                            | 2.4                                                                                           | 2.1 - 2.6                            |
|                                                                                                  | sec | 17.1                                                                                          | 14.8 - 19.3                          | 27.1                                                                                          | 23.8 - 30.4                          |

|                                                                                                  |     |      |             |      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------|------|-------------|
| PT<br> <b>T</b> |     |      |             |      |             |
| PT                                                                                               | INR | 1.4  | 1.2 - 1.5   | 2.3  | 2.0 - 2.5   |
|                                                                                                  | sec | 16.0 | 13.7 - 18.2 | 26.0 | 22.7 - 29.3 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

**CONTROL**

**IVD**





 Manufactured for:  
 Abbott Point of Care Inc.  
 100 and 200 Abbott Park Rd.  
 Abbott Park, IL  
 60064 USA

Product of USA

**EC REP**

Emergo Europe  
 Prinsessegracht 20  
 2514 AP The Hague  
 The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

| i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control                                                        |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>LOT</b>                                                                                    | <b>301190</b>     |
|  <b>Exp.</b> | <b>2026-10-31</b> |

| CG4+<br><b>LOT</b> D |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert) | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
|----------------------|--------|-------------------------|--------------------------------------|
| pH                   |        | 7.055                   | 7.027 - 7.083                        |
| PCO2                 | mmHg   | 63.0                    | 58.9 - 67.1                          |
|                      | kPa    | 8.40                    | 7.85 - 8.94                          |
| PO2                  | mmHg   | 74                      | 66 - 83                              |
|                      | kPa    | 9.9                     | 8.8 - 11.1                           |
| Lactate/Lac          | mmol/L | 6.57                    | 5.84 - 7.29                          |
|                      | mg/dL  | 59.2                    | 52.6 - 65.7                          |
|                      | g/L    | 0.592                   | 0.526 - 0.657                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>i-STAT® TriControls<br/>Level 1 Control</b> |                   |
| <b>LOT</b>                                     | <b>301190</b>     |
| <b>Exp.</b>                                    | <b>2026-10-31</b> |

| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert) | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
|------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y     |               |                         |                                      |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 125                     | 121 - 128                            |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 3.0                     | 2.8 - 3.1                            |
| iCa                                | mmol/L        | 0.83                    | 0.71 - 0.95                          |
|                                    | mg/dL         | 3.3                     | 2.8 - 3.8                            |
|                                    | mEq/L         | 1.7                     | 1.4 - 1.9                            |
| pH                                 |               | 7.051                   | 7.023 - 7.079                        |
| PCO2                               | mmHg          | 63.1                    | 59.0 - 67.2                          |
|                                    | kPa           | 8.41                    | 7.86 - 8.96                          |
| PO2                                | mmHg          | 81                      | 76 - 87                              |
|                                    | kPa           | 10.8                    | 10.1 - 11.6                          |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 254                     | 226 - 281                            |
|                                    | g/L           | 2.54                    | 2.26 - 2.81                          |
|                                    | mmol/L        | 14.1                    | 12.5 - 15.6                          |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 3.1                     | 2.8 - 3.5                            |
|                                    | umol/L        | 278                     | 246 - 311                            |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 6.48                    | 5.76 - 7.19                          |
|                                    | mg/dL         | 58.4                    | 51.9 - 64.8                          |
|                                    | g/L           | 0.584                   | 0.519 - 0.648                        |
| HCT                                | K3EDTA %      | 22                      | 21 - 24                              |
|                                    | K2EDTA %      | 23                      | 22 - 25                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

| i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>LOT</b>                             | <b>301190</b>     |
| <b>Exp.</b>                            | <b>2026-10-31</b> |

| CHEM8+<br><b>LOT</b> H |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert) | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
|------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Na                     | mmol/L, mEq/L | 124                     | 120 - 128                            |
| K                      | mmol/L, mEq/L | 3.0                     | 2.8 - 3.1                            |
| Cl                     | mmol/L, mEq/L | 74                      | 71 - 77                              |
| iCa                    | mmol/L        | 0.82                    | 0.70 - 0.94                          |
|                        | mg/dL         | 3.3                     | 2.8 - 3.8                            |
|                        | mEq/L         | 1.6                     | 1.4 - 1.9                            |
| TCO2                   | mmol/L, mEq/L | 21                      | 12 - 30                              |
| Glucose/Glu            | mg/dL         | 248                     | 220 - 275                            |
|                        | g/L           | 2.48                    | 2.20 - 2.75                          |
|                        | mmol/L        | 13.8                    | 12.2 - 15.3                          |
| Creatinine/Crea        | mg/dL         | 3.1                     | 2.8 - 3.5                            |
|                        | umol/L        | 278                     | 246 - 310                            |
| BUN                    | mg/dL         | 59                      | 53 - 65                              |
| Urea                   | mmol/L        | 21.2                    | 19.0 - 23.3                          |
|                        | mg/dL         | 127                     | 114 - 140                            |
|                        | g/L           | 1.27                    | 1.14 - 1.40                          |
| HCT                    | K3EDTA %      | 21                      | 20 - 22                              |
|                        | K2EDTA %      | 22                      | 21 - 23                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions



CLEW: A51

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>i-STAT® TriControls<br/>Level 1 Control</b> |                   |
| <b>LOT</b>                                     | <b>301190</b>     |
| <b>Exp.</b>                                    | <b>2026-10-31</b> |

| <b>G</b>    |                   | $\bar{x}$<br>(Zielwert) | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
|-------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>LOT</b>  | <b>F, H, J, K</b> |                         |                                      |
| Glucose/Glu | mg/dL             | 255                     | 227 - 283                            |
|             | g/L               | 2.55                    | 2.27 - 2.83                          |
|             | mmol/L            | 14.2                    | 12.6 - 15.7                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|              |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control                                                 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control                                                 |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control                                                   |                                      |
|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|              |        | <b>LOT</b>                                                                             | <b>301189</b>                        | <b>LOT</b>                                                                             | <b>311188</b>                        | <b>LOT</b>                                                                               | <b>321188</b>                        |
|              |        |  Exp. | <b>2026-09-30</b>                    |  Exp. | <b>2026-08-31</b>                    |  Exp. | <b>2026-08-31</b>                    |
| <b>CG4+</b>  |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                  | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>LOT</b> D |        |                                                                                        |                                      |                                                                                        |                                      |                                                                                          |                                      |
| pH           |        | 7.057                                                                                  | 7.029 - 7.085                        | 7.431                                                                                  | 7.401 - 7.461                        | 7.686                                                                                    | 7.655 - 7.717                        |
| PCO2         | mmHg   | 60.8                                                                                   | 56.9 - 64.8                          | 35.9                                                                                   | 33.6 - 38.3                          | 20.8                                                                                     | 19.2 - 22.3                          |
|              | kPa    | 8.10                                                                                   | 7.58 - 8.64                          | 4.79                                                                                   | 4.48 - 5.11                          | 2.77                                                                                     | 2.56 - 2.97                          |
| PO2          | mmHg   | 75                                                                                     | 67 - 84                              | 114                                                                                    | 106 - 122                            | 139                                                                                      | 132 - 147                            |
|              | kPa    | 10.0                                                                                   | 8.9 - 11.2                           | 15.2                                                                                   | 14.1 - 16.3                          | 18.5                                                                                     | 17.6 - 19.6                          |
| Lactate/Lac  | mmol/L | 6.50                                                                                   | 5.78 - 7.21                          | 1.75                                                                                   | 1.55 - 1.94                          | 0.65                                                                                     | 0.58 - 0.72                          |
|              | mg/dL  | 58.6                                                                                   | 52.1 - 65.0                          | 15.8                                                                                   | 14.0 - 17.5                          | 5.9                                                                                      | 5.2 - 6.5                            |
|              | g/L    | 0.586                                                                                  | 0.521 - 0.650                        | 0.158                                                                                  | 0.140 - 0.175                        | 0.059                                                                                    | 0.052 - 0.065                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                    |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                    |               | LOT                                    | 301189                               | LOT                                    | 311188                               | LOT                                    | 321188                               |
|                                    |               | Exp.                                   | 2026-09-30                           | Exp.                                   | 2026-08-31                           | Exp.                                   | 2026-08-31                           |
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| LOT A, K, L, M, N, W, Y            |               |                                        |                                      |                                        |                                      |                                        |                                      |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 125                                    | 121 - 128                            | 134                                    | 130 - 138                            | 160                                    | 155 - 164                            |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 3.0                                    | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                    | 3.6 - 4.0                            | 6.2                                    | 5.9 - 6.4                            |
| iCa                                | mmol/L        | 0.83                                   | 0.71 - 0.95                          | 1.24                                   | 1.15 - 1.33                          | 1.55                                   | 1.44 - 1.67                          |
|                                    | mg/dL         | 3.3                                    | 2.8 - 3.8                            | 5.0                                    | 4.6 - 5.3                            | 6.2                                    | 5.8 - 6.7                            |
|                                    | mEq/L         | 1.7                                    | 1.4 - 1.9                            | 2.5                                    | 2.3 - 2.7                            | 3.1                                    | 2.9 - 3.3                            |
| pH                                 |               | 7.056                                  | 7.028 - 7.084                        | 7.430                                  | 7.400 - 7.460                        | 7.669                                  | 7.638 - 7.700                        |
| PCO2                               | mmHg          | 60.7                                   | 56.8 - 64.7                          | 35.5                                   | 33.2 - 37.8                          | 19.6                                   | 18.1 - 21.1                          |
|                                    | kPa           | 8.09                                   | 7.57 - 8.62                          | 4.73                                   | 4.43 - 5.04                          | 2.61                                   | 2.41 - 2.81                          |
| PO2                                | mmHg          | 84                                     | 78 - 90                              | 116                                    | 108 - 124                            | 137                                    | 129 - 145                            |
|                                    | kPa           | 11.2                                   | 10.4 - 12.0                          | 15.5                                   | 14.4 - 16.5                          | 18.3                                   | 17.2 - 19.3                          |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 257                                    | 228 - 285                            | 118                                    | 105 - 131                            | 34                                     | 30 - 38                              |
|                                    | g/L           | 2.57                                   | 2.28 - 2.85                          | 1.18                                   | 1.05 - 1.31                          | 0.34                                   | 0.30 - 0.38                          |
|                                    | mmol/L        | 14.3                                   | 12.7 - 15.8                          | 6.5                                    | 5.8 - 7.3                            | 1.9                                    | 1.7 - 2.1                            |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 3.1                                    | 2.8 - 3.5                            | 1.0                                    | 0.9 - 1.1                            | 0.4                                    | 0.4 - 0.5                            |
|                                    | umol/L        | 278                                    | 246 - 311                            | 89                                     | 79 - 100                             | 38                                     | 34 - 42                              |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 6.40                                   | 5.70 - 7.11                          | 1.66                                   | 1.48 - 1.84                          | 0.57                                   | 0.51 - 0.63                          |
|                                    | mg/dL         | 57.7                                   | 51.4 - 64.1                          | 15.0                                   | 13.3 - 16.6                          | 5.1                                    | 4.6 - 5.7                            |
|                                    | g/L           | 0.577                                  | 0.514 - 0.641                        | 0.150                                  | 0.133 - 0.166                        | 0.051                                  | 0.046 - 0.057                        |
| HCT                                | K3EDTA %      | 22                                     | 21 - 24                              | 35                                     | 34 - 37                              | 56                                     | 53 - 59                              |
|                                    | K2EDTA %      | 23                                     | 22 - 25                              | 37                                     | 35 - 39                              | 59                                     | 55 - 62                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                 |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |               | LOT                                    | 301189                               | LOT                                    | 311188                               | LOT                                    | 321188                               |
|                 |               | Exp.                                   | 2026-09-30                           | Exp.                                   | 2026-08-31                           | Exp.                                   | 2026-08-31                           |
| CHEM8+          |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 124                                    | 120 - 127                            | 133                                    | 129 - 137                            | 159                                    | 154 - 164                            |
| K               | mmol/L, mEq/L | 2.9                                    | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                    | 3.6 - 4.0                            | 6.2                                    | 5.9 - 6.4                            |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 74                                     | 71 - 77                              | 91                                     | 87 - 95                              | 112                                    | 106 - 117                            |
| iCa             | mmol/L        | 0.81                                   | 0.69 - 0.93                          | 1.22                                   | 1.13 - 1.31                          | 1.50                                   | 1.39 - 1.62                          |
|                 | mg/dL         | 3.2                                    | 2.8 - 3.7                            | 4.9                                    | 4.5 - 5.2                            | 6.0                                    | 5.6 - 6.5                            |
|                 | mEq/L         | 1.6                                    | 1.4 - 1.9                            | 2.4                                    | 2.3 - 2.6                            | 3.0                                    | 2.8 - 3.2                            |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 20                                     | 11 - 29                              | 26                                     | 19 - 32                              | 29                                     | 23 - 35                              |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 254                                    | 226 - 281                            | 115                                    | 103 - 128                            | 34                                     | 30 - 37                              |
|                 | g/L           | 2.54                                   | 2.26 - 2.81                          | 1.15                                   | 1.03 - 1.28                          | 0.34                                   | 0.30 - 0.37                          |
|                 | mmol/L        | 14.1                                   | 12.5 - 15.6                          | 6.4                                    | 5.7 - 7.1                            | 1.9                                    | 1.7 - 2.1                            |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 3.1                                    | 2.8 - 3.5                            | 1.0                                    | 0.9 - 1.2                            | 0.4                                    | 0.4 - 0.5                            |
|                 | umol/L        | 278                                    | 246 - 310                            | 92                                     | 81 - 102                             | 39                                     | 34 - 43                              |
| BUN             | mg/dL         | 60                                     | 54 - 66                              | 11                                     | 10 - 12                              | 6                                      | 6 - 7                                |
| Urea            | mmol/L        | 21.3                                   | 19.2 - 23.7                          | 4.0                                    | 3.5 - 4.3                            | 2.2                                    | 2.0 - 2.5                            |
|                 | mg/dL         | 128                                    | 115 - 142                            | 24                                     | 21 - 26                              | 13                                     | 12 - 15                              |
|                 | g/L           | 1.28                                   | 1.15 - 1.42                          | 0.24                                   | 0.21 - 0.26                          | 0.13                                   | 0.12 - 0.15                          |
| HCT             | K3EDTA %      | 21                                     | 20 - 22                              | 34                                     | 32 - 35                              | 54                                     | 51 - 57                              |
|                 | K2EDTA %      | 22                                     | 21 - 23                              | 35                                     | 33 - 36                              | 56                                     | 53 - 59                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|             |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control                                                        |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control                                                        |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control                                                          |                                      |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|             |        |  <b>LOT</b>  | <b>301189</b>                        |  <b>LOT</b>  | <b>311188</b>                        |  <b>LOT</b>  | <b>321188</b>                        |
|             |        |  <b>Exp.</b> | <b>2026-09-30</b>                    |  <b>Exp.</b> | <b>2026-08-31</b>                    |  <b>Exp.</b> | <b>2026-08-31</b>                    |
| <b>G</b>    |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                       | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                       | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                         | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Glucose/Glu | mg/dL  | 260                                                                                           | 231 - 289                            | 127                                                                                           | 113 - 140                            | 39                                                                                              | 35 - 44                              |
|             | g/L    | 2.60                                                                                          | 2.31 - 2.89                          | 1.27                                                                                          | 1.13 - 1.40                          | 0.39                                                                                            | 0.35 - 0.44                          |
|             | mmol/L | 14.4                                                                                          | 12.8 - 16.0                          | 7.0                                                                                           | 6.3 - 7.8                            | 2.2                                                                                             | 1.9 - 2.4                            |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|             |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|-------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|             |        | LOT                                    | 301183                               | LOT                                    | 311183                               | LOT                                    | 321183                               |
|             |        | Exp.                                   | 2026-03-31                           | Exp.                                   | 2026-03-31                           | Exp.                                   | 2026-03-31                           |
| CG4+        |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| LOT D       |        |                                        |                                      |                                        |                                      |                                        |                                      |
| pH          |        | 7.061                                  | 7.033 - 7.089                        | 7.436                                  | 7.406 - 7.466                        | 7.665                                  | 7.634 - 7.696                        |
| PCO2        | mmHg   | 59.3                                   | 55.5 - 63.2                          | 34.4                                   | 31.8 - 37.0                          | 21.4                                   | 19.8 - 23.0                          |
|             | kPa    | 7.90                                   | 7.40 - 8.42                          | 4.59                                   | 4.24 - 4.93                          | 2.85                                   | 2.64 - 3.07                          |
| PO2         | mmHg   | 75                                     | 66 - 83                              | 119                                    | 111 - 127                            | 144                                    | 136 - 152                            |
|             | kPa    | 10.0                                   | 8.8 - 11.1                           | 15.9                                   | 14.8 - 16.9                          | 19.2                                   | 18.1 - 20.3                          |
| Lactate/Lac | mmol/L | 6.48                                   | 5.77 - 7.20                          | 1.85                                   | 1.64 - 2.05                          | 0.70                                   | 0.63 - 0.78                          |
|             | mg/dL  | 58.4                                   | 52.0 - 64.9                          | 16.7                                   | 14.8 - 18.5                          | 6.3                                    | 5.7 - 7.0                            |
|             | g/L    | 0.584                                  | 0.520 - 0.649                        | 0.167                                  | 0.148 - 0.185                        | 0.063                                  | 0.057 - 0.070                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                    |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                    |               | LOT                                    | 301183                               | LOT                                    | 311183                               | LOT                                    | 321183                               |
|                                    |               | Exp.                                   | 2026-03-31                           | Exp.                                   | 2026-03-31                           | Exp.                                   | 2026-03-31                           |
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| A, K, L, M, N, W, Y                |               |                                        |                                      |                                        |                                      |                                        |                                      |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 123                                    | 119 - 127                            | 131                                    | 127 - 135                            | 158                                    | 153 - 162                            |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 3.1                                    | 2.9 - 3.2                            | 3.7                                    | 3.6 - 3.9                            | 5.9                                    | 5.6 - 6.1                            |
| iCa                                | mmol/L        | 0.82                                   | 0.70 - 0.94                          | 1.20                                   | 1.11 - 1.28                          | 1.49                                   | 1.38 - 1.60                          |
|                                    | mg/dL         | 3.3                                    | 2.8 - 3.8                            | 4.8                                    | 4.4 - 5.1                            | 6.0                                    | 5.5 - 6.4                            |
|                                    | mEq/L         | 1.6                                    | 1.4 - 1.9                            | 2.4                                    | 2.2 - 2.6                            | 3.0                                    | 2.8 - 3.2                            |
| pH                                 |               | 7.058                                  | 7.030 - 7.086                        | 7.438                                  | 7.408 - 7.468                        | 7.652                                  | 7.621 - 7.683                        |
| PCO2                               | mmHg          | 59.0                                   | 55.2 - 62.9                          | 33.5                                   | 30.9 - 36.0                          | 20.0                                   | 18.5 - 21.4                          |
|                                    | kPa           | 7.86                                   | 7.36 - 8.38                          | 4.47                                   | 4.12 - 4.80                          | 2.67                                   | 2.47 - 2.85                          |
| PO2                                | mmHg          | 83                                     | 77 - 88                              | 120                                    | 112 - 129                            | 142                                    | 134 - 150                            |
|                                    | kPa           | 11.1                                   | 10.3 - 11.7                          | 16.0                                   | 14.9 - 17.2                          | 18.9                                   | 17.9 - 20.0                          |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 258                                    | 230 - 287                            | 120                                    | 107 - 133                            | 34                                     | 31 - 38                              |
|                                    | g/L           | 2.58                                   | 2.30 - 2.87                          | 1.20                                   | 1.07 - 1.33                          | 0.34                                   | 0.31 - 0.38                          |
|                                    | mmol/L        | 14.3                                   | 12.8 - 15.9                          | 6.7                                    | 5.9 - 7.4                            | 1.9                                    | 1.7 - 2.1                            |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 3.3                                    | 2.9 - 3.7                            | 1.0                                    | 0.9 - 1.1                            | 0.4                                    | 0.4 - 0.5                            |
|                                    | umol/L        | 293                                    | 259 - 326                            | 88                                     | 77 - 98                              | 37                                     | 33 - 41                              |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 6.43                                   | 5.72 - 7.13                          | 1.79                                   | 1.60 - 1.99                          | 0.65                                   | 0.58 - 0.72                          |
|                                    | mg/dL         | 57.9                                   | 51.5 - 64.2                          | 16.1                                   | 14.4 - 17.9                          | 5.9                                    | 5.2 - 6.5                            |
|                                    | g/L           | 0.579                                  | 0.515 - 0.642                        | 0.161                                  | 0.144 - 0.179                        | 0.059                                  | 0.052 - 0.065                        |
| HCT                                | K3EDTA %      | 22                                     | 21 - 23                              | 35                                     | 33 - 37                              | 56                                     | 53 - 59                              |
|                                    | K2EDTA %      | 23                                     | 22 - 24                              | 37                                     | 34 - 39                              | 58                                     | 55 - 62                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                 |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |               | LOT                                    | 301183                               | LOT                                    | 311183                               | LOT                                    | 321183                               |
|                 |               | Exp.                                   | 2026-03-31                           | Exp.                                   | 2026-03-31                           | Exp.                                   | 2026-03-31                           |
| CHEM8+          |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 122                                    | 119 - 126                            | 130                                    | 126 - 134                            | 157                                    | 152 - 161                            |
| K               | mmol/L, mEq/L | 3.1                                    | 2.9 - 3.2                            | 3.7                                    | 3.5 - 3.9                            | 5.9                                    | 5.6 - 6.1                            |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 73                                     | 70 - 76                              | 88                                     | 84 - 92                              | 109                                    | 104 - 114                            |
| iCa             | mmol/L        | 0.81                                   | 0.69 - 0.93                          | 1.18                                   | 1.09 - 1.26                          | 1.45                                   | 1.34 - 1.56                          |
|                 | mg/dL         | 3.2                                    | 2.8 - 3.7                            | 4.7                                    | 4.4 - 5.0                            | 5.8                                    | 5.4 - 6.2                            |
|                 | mEq/L         | 1.6                                    | 1.4 - 1.9                            | 2.4                                    | 2.2 - 2.5                            | 2.9                                    | 2.7 - 3.1                            |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 20                                     | 11 - 29                              | 25                                     | 18 - 31                              | 29                                     | 23 - 35                              |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 255                                    | 227 - 283                            | 117                                    | 104 - 130                            | 34                                     | 30 - 37                              |
|                 | g/L           | 2.55                                   | 2.27 - 2.83                          | 1.17                                   | 1.04 - 1.30                          | 0.34                                   | 0.30 - 0.37                          |
|                 | mmol/L        | 14.2                                   | 12.6 - 15.7                          | 6.5                                    | 5.8 - 7.2                            | 1.9                                    | 1.7 - 2.1                            |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 3.3                                    | 2.9 - 3.7                            | 1.0                                    | 0.9 - 1.2                            | 0.4                                    | 0.4 - 0.5                            |
|                 | umol/L        | 292                                    | 258 - 325                            | 91                                     | 81 - 102                             | 39                                     | 34 - 43                              |
| BUN             | mg/dL         | 59                                     | 53 - 65                              | 11                                     | 9 - 12                               | 7                                      | 6 - 7                                |
| Urea            | mmol/L        | 21.0                                   | 18.8 - 23.3                          | 3.8                                    | 3.3 - 4.2                            | 2.3                                    | 2.0 - 2.5                            |
|                 | mg/dL         | 126                                    | 113 - 140                            | 23                                     | 20 - 25                              | 14                                     | 12 - 15                              |
|                 | g/L           | 1.26                                   | 1.13 - 1.40                          | 0.23                                   | 0.20 - 0.25                          | 0.14                                   | 0.12 - 0.15                          |
| HCT             | K3EDTA %      | 20                                     | 19 - 21                              | 33                                     | 31 - 34                              | 53                                     | 51 - 56                              |
|                 | K2EDTA %      | 21                                     | 20 - 22                              | 34                                     | 32 - 35                              | 56                                     | 53 - 58                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions



CLEW: A51

|             |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control                                                            |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control                                                            |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control                                                              |                                      |
|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|             |        |  301183          |                                      |  311183          |                                      |  321183          |                                      |
|             |        |  Exp. 2026-03-31 |                                      |  Exp. 2026-03-31 |                                      |  Exp. 2026-03-31 |                                      |
| G           |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                             | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Glucose/Glu | mg/dL  | 262                                                                                               | 233 - 290                            | 128                                                                                               | 114 - 142                            | 39                                                                                                  | 34 - 43                              |
|             | g/L    | 2.62                                                                                              | 2.33 - 2.90                          | 1.28                                                                                              | 1.14 - 1.42                          | 0.39                                                                                                | 0.34 - 0.43                          |
|             | mmol/L | 14.5                                                                                              | 12.9 - 16.1                          | 7.1                                                                                               | 6.3 - 7.9                            | 2.2                                                                                                 | 1.9 - 2.4                            |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|              |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|--------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|              |        | <b>LOT</b>                             | <b>301193</b>                        | <b>LOT</b>                             | <b>311193</b>                        | <b>LOT</b>                             | <b>321193</b>                        |
|              |        | Exp.                                   | <b>2027-01-31</b>                    | Exp.                                   | <b>2027-01-31</b>                    | Exp.                                   | <b>2027-01-31</b>                    |
| <b>CG4+</b>  |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>LOT</b> D |        |                                        |                                      |                                        |                                      |                                        |                                      |
| pH           |        | 7.064                                  | 7.036 - 7.092                        | 7.416                                  | 7.386 - 7.446                        | 7.666                                  | 7.635 - 7.697                        |
| PCO2         | mmHg   | 60.0                                   | 56.1 - 63.9                          | 37.1                                   | 34.7 - 39.5                          | 22.0                                   | 20.3 - 23.6                          |
|              | kPa    | 8.00                                   | 7.48 - 8.52                          | 4.95                                   | 4.63 - 5.27                          | 2.93                                   | 2.71 - 3.15                          |
| PO2          | mmHg   | 75                                     | 66 - 83                              | 113                                    | 105 - 121                            | 141                                    | 134 - 149                            |
|              | kPa    | 10.0                                   | 8.8 - 11.1                           | 15.1                                   | 14.0 - 16.1                          | 18.8                                   | 17.9 - 19.9                          |
| Lactate/Lac  | mmol/L | 6.38                                   | 5.68 - 7.09                          | 1.81                                   | 1.61 - 2.01                          | 0.69                                   | 0.61 - 0.76                          |
|              | mg/dL  | 57.5                                   | 51.2 - 63.9                          | 16.3                                   | 14.5 - 18.1                          | 6.2                                    | 5.5 - 6.8                            |
|              | g/L    | 0.575                                  | 0.512 - 0.639                        | 0.163                                  | 0.145 - 0.181                        | 0.062                                  | 0.055 - 0.068                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                    |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|------------------------------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                                    |               | LOT                                    | 301193                               | LOT                                    | 311193                               | LOT                                    | 321193                               |
|                                    |               | Exp.                                   | 2027-01-31                           | Exp.                                   | 2027-01-31                           | Exp.                                   | 2027-01-31                           |
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| LOT A, K, L, M, N, W, Y            |               |                                        |                                      |                                        |                                      |                                        |                                      |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 125                                    | 121 - 129                            | 134                                    | 130 - 138                            | 161                                    | 156 - 165                            |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 3.0                                    | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                    | 3.6 - 4.0                            | 6.2                                    | 5.9 - 6.4                            |
| iCa                                | mmol/L        | 0.81                                   | 0.69 - 0.92                          | 1.22                                   | 1.12 - 1.31                          | 1.53                                   | 1.42 - 1.65                          |
|                                    | mg/dL         | 3.2                                    | 2.8 - 3.7                            | 4.9                                    | 4.5 - 5.2                            | 6.1                                    | 5.7 - 6.6                            |
|                                    | mEq/L         | 1.6                                    | 1.4 - 1.8                            | 2.4                                    | 2.2 - 2.6                            | 3.1                                    | 2.8 - 3.3                            |
| pH                                 |               | 7.063                                  | 7.035 - 7.091                        | 7.418                                  | 7.388 - 7.448                        | 7.654                                  | 7.623 - 7.685                        |
| PCO2                               | mmHg          | 60.2                                   | 56.3 - 64.1                          | 37.0                                   | 34.6 - 39.4                          | 21.3                                   | 19.7 - 22.9                          |
|                                    | kPa           | 8.02                                   | 7.50 - 8.54                          | 4.93                                   | 4.61 - 5.25                          | 2.84                                   | 2.63 - 3.05                          |
| PO2                                | mmHg          | 82                                     | 76 - 87                              | 115                                    | 107 - 123                            | 140                                    | 132 - 148                            |
|                                    | kPa           | 10.9                                   | 10.1 - 11.6                          | 15.3                                   | 14.3 - 16.4                          | 18.7                                   | 17.6 - 19.7                          |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 256                                    | 228 - 284                            | 119                                    | 106 - 132                            | 36                                     | 32 - 40                              |
|                                    | g/L           | 2.56                                   | 2.28 - 2.84                          | 1.19                                   | 1.06 - 1.32                          | 0.36                                   | 0.32 - 0.40                          |
|                                    | mmol/L        | 14.2                                   | 12.7 - 15.8                          | 6.6                                    | 5.9 - 7.3                            | 2.0                                    | 1.8 - 2.2                            |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 3.1                                    | 2.8 - 3.5                            | 0.9                                    | 0.8 - 1.0                            | 0.4                                    | 0.4 - 0.5                            |
|                                    | umol/L        | 278                                    | 246 - 311                            | 80                                     | 70 - 89                              | 37                                     | 33 - 41                              |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 6.28                                   | 5.59 - 6.97                          | 1.76                                   | 1.57 - 1.95                          | 0.65                                   | 0.58 - 0.72                          |
|                                    | mg/dL         | 56.6                                   | 50.4 - 62.8                          | 15.9                                   | 14.1 - 17.6                          | 5.9                                    | 5.2 - 6.5                            |
|                                    | g/L           | 0.566                                  | 0.504 - 0.628                        | 0.159                                  | 0.141 - 0.176                        | 0.059                                  | 0.052 - 0.065                        |
| HCT                                | K3EDTA %      | 23                                     | 21 - 24                              | 36                                     | 34 - 38                              | 57                                     | 54 - 59                              |
|                                    | K2EDTA %      | 24                                     | 22 - 25                              | 37                                     | 35 - 40                              | 59                                     | 56 - 62                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                 |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |               | LOT                                    | 301193                               | LOT                                    | 311193                               | LOT                                    | 321193                               |
|                 |               | Exp.                                   | 2027-01-31                           | Exp.                                   | 2027-01-31                           | Exp.                                   | 2027-01-31                           |
| CHEM8+          |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 124                                    | 121 - 128                            | 133                                    | 129 - 137                            | 160                                    | 155 - 164                            |
| K               | mmol/L, mEq/L | 3.0                                    | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                    | 3.6 - 4.0                            | 6.1                                    | 5.9 - 6.4                            |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 74                                     | 71 - 77                              | 92                                     | 87 - 96                              | 113                                    | 108 - 118                            |
| iCa             | mmol/L        | 0.79                                   | 0.68 - 0.90                          | 1.20                                   | 1.11 - 1.29                          | 1.50                                   | 1.38 - 1.61                          |
|                 | mg/dL         | 3.2                                    | 2.7 - 3.6                            | 4.8                                    | 4.4 - 5.2                            | 6.0                                    | 5.5 - 6.4                            |
|                 | mEq/L         | 1.6                                    | 1.4 - 1.8                            | 2.4                                    | 2.2 - 2.6                            | 3.0                                    | 2.8 - 3.2                            |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 20                                     | 11 - 29                              | 25                                     | 19 - 32                              | 29                                     | 23 - 35                              |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 251                                    | 223 - 278                            | 117                                    | 104 - 130                            | 37                                     | 33 - 41                              |
|                 | g/L           | 2.51                                   | 2.23 - 2.78                          | 1.17                                   | 1.04 - 1.30                          | 0.37                                   | 0.33 - 0.41                          |
|                 | mmol/L        | 13.9                                   | 12.4 - 15.4                          | 6.5                                    | 5.8 - 7.2                            | 2.1                                    | 1.8 - 2.3                            |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 3.2                                    | 2.8 - 3.6                            | 0.9                                    | 0.8 - 1.0                            | 0.4                                    | 0.4 - 0.5                            |
|                 | umol/L        | 283                                    | 250 - 315                            | 81                                     | 72 - 91                              | 38                                     | 34 - 42                              |
| BUN             | mg/dL         | 60                                     | 54 - 66                              | 11                                     | 10 - 12                              | 6                                      | 6 - 7                                |
| Urea            | mmol/L        | 21.3                                   | 19.2 - 23.7                          | 3.8                                    | 3.5 - 4.3                            | 2.2                                    | 2.0 - 2.5                            |
|                 | mg/dL         | 128                                    | 115 - 142                            | 23                                     | 21 - 26                              | 13                                     | 12 - 15                              |
|                 | g/L           | 1.28                                   | 1.15 - 1.42                          | 0.23                                   | 0.21 - 0.26                          | 0.13                                   | 0.12 - 0.15                          |
| HCT             | K3EDTA %      | 21                                     | 20 - 22                              | 34                                     | 32 - 36                              | 54                                     | 51 - 56                              |
|                 | K2EDTA %      | 22                                     | 21 - 23                              | 35                                     | 33 - 38                              | 56                                     | 53 - 58                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|             |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control                                                        |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control                                                        |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control                                                          |                                      |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|             |        |  <b>LOT</b>  | <b>301193</b>                        |  <b>LOT</b>  | <b>311193</b>                        |  <b>LOT</b>  | <b>321193</b>                        |
|             |        |  <b>Exp.</b> | <b>2027-01-31</b>                    |  <b>Exp.</b> | <b>2027-01-31</b>                    |  <b>Exp.</b> | <b>2027-01-31</b>                    |
| <b>G</b>    |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                       | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                       | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                         | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Glucose/Glu | mg/dL  | 258                                                                                           | 229 - 286                            | 128                                                                                           | 114 - 142                            | 42                                                                                              | 37 - 46                              |
|             | g/L    | 2.58                                                                                          | 2.29 - 2.86                          | 1.28                                                                                          | 1.14 - 1.42                          | 0.42                                                                                            | 0.37 - 0.46                          |
|             | mmol/L | 14.3                                                                                          | 12.7 - 15.9                          | 7.1                                                                                           | 6.3 - 7.9                            | 2.3                                                                                             | 2.1 - 2.6                            |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                             |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|-----------------------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                             |        | <b>LOT</b>                             | <b>301191</b>                        | <b>LOT</b>                             | <b>311191</b>                        | <b>LOT</b>                             | <b>321191</b>                        |
|                             |        | Exp.                                   | <b>2026-11-30</b>                    | Exp.                                   | <b>2026-11-30</b>                    | Exp.                                   | <b>2026-11-30</b>                    |
| <b>CG4+</b><br><b>LOT</b> D |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| pH                          |        | 7.053                                  | 7.025 - 7.081                        | 7.418                                  | 7.388 - 7.448                        | 7.669                                  | 7.638 - 7.700                        |
| PCO2                        | mmHg   | 62.3                                   | 58.3 - 66.4                          | 35.1                                   | 32.8 - 37.3                          | 20.6                                   | 19.1 - 22.2                          |
|                             | kPa    | 8.30                                   | 7.77 - 8.85                          | 4.68                                   | 4.37 - 4.97                          | 2.75                                   | 2.55 - 2.96                          |
| PO2                         | mmHg   | 76                                     | 67 - 84                              | 114                                    | 106 - 122                            | 140                                    | 132 - 147                            |
|                             | kPa    | 10.1                                   | 8.9 - 11.2                           | 15.2                                   | 14.1 - 16.3                          | 18.7                                   | 17.6 - 19.6                          |
| Lactate/Lac                 | mmol/L | 6.71                                   | 5.97 - 7.44                          | 1.78                                   | 1.58 - 1.97                          | 0.71                                   | 0.63 - 0.79                          |
|                             | mg/dL  | 60.5                                   | 53.8 - 67.0                          | 16.0                                   | 14.2 - 17.7                          | 6.4                                    | 5.7 - 7.1                            |
|                             | g/L    | 0.605                                  | 0.538 - 0.670                        | 0.160                                  | 0.142 - 0.177                        | 0.064                                  | 0.057 - 0.071                        |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                                    |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control                                                            |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control                                                            |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control                                                              |                                      |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                    |               | <b>LOT</b> 301191                                                                                 |                                      | <b>LOT</b> 311191                                                                                 |                                      | <b>LOT</b> 321191                                                                                   |                                      |
|                                    |               |  Exp. 2026-11-30 |                                      |  Exp. 2026-11-30 |                                      |  Exp. 2026-11-30 |                                      |
| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                             | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y     |               |                                                                                                   |                                      |                                                                                                   |                                      |                                                                                                     |                                      |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 125                                                                                               | 121 - 129                            | 133                                                                                               | 129 - 137                            | 160                                                                                                 | 155 - 165                            |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 3.0                                                                                               | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                                                                               | 3.6 - 4.0                            | 6.2                                                                                                 | 5.9 - 6.4                            |
| iCa                                | mmol/L        | 0.81                                                                                              | 0.69 - 0.93                          | 1.22                                                                                              | 1.13 - 1.31                          | 1.54                                                                                                | 1.42 - 1.66                          |
|                                    | mg/dL         | 3.2                                                                                               | 2.8 - 3.7                            | 4.9                                                                                               | 4.5 - 5.2                            | 6.2                                                                                                 | 5.7 - 6.6                            |
|                                    | mEq/L         | 1.6                                                                                               | 1.4 - 1.9                            | 2.4                                                                                               | 2.3 - 2.6                            | 3.1                                                                                                 | 2.8 - 3.3                            |
| pH                                 |               | 7.048                                                                                             | 7.020 - 7.076                        | 7.418                                                                                             | 7.388 - 7.448                        | 7.655                                                                                               | 7.624 - 7.686                        |
| PCO2                               | mmHg          | 63.6                                                                                              | 59.4 - 67.7                          | 35.7                                                                                              | 33.3 - 38.0                          | 20.3                                                                                                | 18.7 - 21.8                          |
|                                    | kPa           | 8.48                                                                                              | 7.92 - 9.02                          | 4.76                                                                                              | 4.44 - 5.07                          | 2.71                                                                                                | 2.49 - 2.91                          |
| PO2                                | mmHg          | 81                                                                                                | 75 - 87                              | 115                                                                                               | 107 - 123                            | 137                                                                                                 | 130 - 145                            |
|                                    | kPa           | 10.8                                                                                              | 10.0 - 11.6                          | 15.3                                                                                              | 14.3 - 16.4                          | 18.3                                                                                                | 17.3 - 19.3                          |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 256                                                                                               | 228 - 284                            | 118                                                                                               | 105 - 131                            | 35                                                                                                  | 32 - 39                              |
|                                    | g/L           | 2.56                                                                                              | 2.28 - 2.84                          | 1.18                                                                                              | 1.05 - 1.31                          | 0.35                                                                                                | 0.32 - 0.39                          |
|                                    | mmol/L        | 14.2                                                                                              | 12.7 - 15.8                          | 6.5                                                                                               | 5.8 - 7.3                            | 1.9                                                                                                 | 1.8 - 2.2                            |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 3.2                                                                                               | 2.8 - 3.6                            | 0.9                                                                                               | 0.8 - 1.1                            | 0.4                                                                                                 | 0.4 - 0.5                            |
|                                    | umol/L        | 282                                                                                               | 250 - 314                            | 83                                                                                                | 74 - 93                              | 36                                                                                                  | 32 - 40                              |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 6.65                                                                                              | 5.92 - 7.38                          | 1.72                                                                                              | 1.53 - 1.91                          | 0.66                                                                                                | 0.58 - 0.73                          |
|                                    | mg/dL         | 59.9                                                                                              | 53.3 - 66.5                          | 15.5                                                                                              | 13.8 - 17.2                          | 5.9                                                                                                 | 5.2 - 6.6                            |
|                                    | g/L           | 0.599                                                                                             | 0.533 - 0.665                        | 0.155                                                                                             | 0.138 - 0.172                        | 0.059                                                                                               | 0.052 - 0.066                        |
| HCT                                | K3EDTA %      | 23                                                                                                | 21 - 24                              | 36                                                                                                | 34 - 37                              | 56                                                                                                  | 54 - 59                              |
|                                    | K2EDTA %      | 23                                                                                                | 22 - 25                              | 37                                                                                                | 35 - 39                              | 59                                                                                                  | 56 - 62                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A51

|                 |               | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control |                                      |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
|                 |               | LOT                                    | 301191                               | LOT                                    | 311191                               | LOT                                    | 321191                               |
|                 |               | Exp.                                   | 2026-11-30                           | Exp.                                   | 2026-11-30                           | Exp.                                   | 2026-11-30                           |
| CHEM8+          |               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 124                                    | 120 - 128                            | 132                                    | 128 - 136                            | 159                                    | 154 - 164                            |
| K               | mmol/L, mEq/L | 3.0                                    | 2.8 - 3.1                            | 3.8                                    | 3.6 - 4.0                            | 6.2                                    | 5.9 - 6.4                            |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 74                                     | 71 - 77                              | 91                                     | 87 - 95                              | 113                                    | 107 - 118                            |
| iCa             | mmol/L        | 0.80                                   | 0.68 - 0.91                          | 1.19                                   | 1.10 - 1.28                          | 1.48                                   | 1.37 - 1.60                          |
|                 | mg/dL         | 3.2                                    | 2.7 - 3.6                            | 4.8                                    | 4.4 - 5.1                            | 5.9                                    | 5.5 - 6.4                            |
|                 | mEq/L         | 1.6                                    | 1.4 - 1.8                            | 2.4                                    | 2.2 - 2.6                            | 3.0                                    | 2.7 - 3.2                            |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 20                                     | 11 - 29                              | 25                                     | 19 - 31                              | 29                                     | 23 - 35                              |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 251                                    | 223 - 278                            | 115                                    | 103 - 128                            | 35                                     | 31 - 39                              |
|                 | g/L           | 2.51                                   | 2.23 - 2.78                          | 1.15                                   | 1.03 - 1.28                          | 0.35                                   | 0.31 - 0.39                          |
|                 | mmol/L        | 13.9                                   | 12.4 - 15.4                          | 6.4                                    | 5.7 - 7.1                            | 1.9                                    | 1.7 - 2.2                            |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 3.2                                    | 2.8 - 3.5                            | 1.0                                    | 0.9 - 1.1                            | 0.4                                    | 0.4 - 0.5                            |
|                 | umol/L        | 279                                    | 247 - 311                            | 87                                     | 77 - 97                              | 37                                     | 33 - 41                              |
| BUN             | mg/dL         | 67                                     | 60 - 74                              | 11                                     | 10 - 12                              | 6                                      | 6 - 7                                |
| Urea            | mmol/L        | 23.8                                   | 21.3 - 26.3                          | 4.0                                    | 3.5 - 4.3                            | 2.2                                    | 2.0 - 2.5                            |
|                 | mg/dL         | 143                                    | 128 - 158                            | 24                                     | 21 - 26                              | 13                                     | 12 - 15                              |
|                 | g/L           | 1.43                                   | 1.28 - 1.58                          | 0.24                                   | 0.21 - 0.26                          | 0.13                                   | 0.12 - 0.15                          |
| HCT             | K3EDTA %      | 21                                     | 20 - 22                              | 34                                     | 32 - 35                              | 53                                     | 51 - 56                              |
|                 | K2EDTA %      | 22                                     | 21 - 23                              | 35                                     | 33 - 36                              | 56                                     | 53 - 58                              |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions



CLEW: A51

|             |        | i-STAT® TriControls<br>Level 1 Control                                                        |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 2 Control                                                        |                                      | i-STAT® TriControls<br>Level 3 Control                                                          |                                      |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|             |        |  <b>LOT</b>  | <b>301191</b>                        |  <b>LOT</b>  | <b>311191</b>                        |  <b>LOT</b>  | <b>321191</b>                        |
|             |        |  <b>Exp.</b> | <b>2026-11-30</b>                    |  <b>Exp.</b> | <b>2026-11-30</b>                    |  <b>Exp.</b> | <b>2026-11-30</b>                    |
| <b>G</b>    |        | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                       | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                       | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                                                                         | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| Glucose/Glu | mg/dL  | 258                                                                                           | 230 - 286                            | 126                                                                                           | 112 - 140                            | 40                                                                                              | 36 - 44                              |
|             | g/L    | 2.58                                                                                          | 2.30 - 2.86                          | 1.26                                                                                          | 1.12 - 1.40                          | 0.40                                                                                            | 0.36 - 0.44                          |
|             | mmol/L | 14.3                                                                                          | 12.8 - 15.9                          | 7.0                                                                                           | 6.2 - 7.8                            | 2.2                                                                                             | 2.0 - 2.4                            |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Product of USA


i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions



CLEW: A51

|                          |     | i-STAT® PT <sup>plus</sup> Level 1 Control |                                | i-STAT® PT <sup>plus</sup> Level 2 Control |                                |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                          |     | LOT                                        | 501186                         | LOT                                        | 511187                         |
|                          |     | Exp.                                       | 2026-06-30                     | Exp.                                       | 2026-07-31                     |
|                          |     | $\bar{x}$ (Zielwert)                       | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$ (Zielwert)                       | Zielbereich gemäß RiliBÄK 2019 |
| PT <sup>plus</sup> LOT C |     |                                            |                                |                                            |                                |
| PT                       | INR | 1.2                                        | 1.0 - 1.3                      | 2.5                                        | 2.2 - 2.7                      |
|                          | sec | 11.6                                       | 9.6 - 13.6                     | 24.8                                       | 21.7 - 27.8                    |


Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Produced for:  
**Abbott Point of Care Inc.**  
 400 College Road East  
 Princeton, NJ 08540 USA  
 Product of USA

EC REP  
 EMERGO EUROPE  
 Prinsessegracht 20  
 2514 AP The Hague  
 The Netherlands

i-STAT is a trademark of Abbott.



ART-112993-01  
 23-Feb-2026  
 APOC20260542



CLEW: A51

|                             |     | i-STAT® PT <sup>plus</sup> Level 1 Control |                                      | i-STAT® PT <sup>plus</sup> Level 2 Control |                                      |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
|                             |     | LOT                                        | 501183                               | LOT                                        | 511183                               |
|                             |     | Exp.                                       | 2026-03-31                           | Exp.                                       | 2026-03-31                           |
|                             |     | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)                    | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| PT <sup>plus</sup><br>LOT C |     |                                            |                                      |                                            |                                      |
| PT                          | INR | 1.1                                        | 1.0 - 1.2                            | 2.6                                        | 2.3 - 2.8                            |
|                             | sec | 11.1                                       | 9.6 - 12.6                           | 25.8                                       | 22.7 - 28.8                          |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD

CE  
0344



[www.globalpointofcare.abbott](http://www.globalpointofcare.abbott)



Produced for:  
**Abbott Point of Care Inc.**  
400 College Road East  
Princeton, NJ 08540 USA

Product of USA

EC REP

EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Abbott Diagnostics GmbH  
Max-Planck-Ring 2  
65205 Wiesbaden, Germany

i-STAT is a trademark of Abbott.

ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

CLEW: A51

|        |      | i-STAT® hs-TnI Level 1 Control |                                      | i-STAT® hs-TnI Level 2 Control |                                      | i-STAT® hs-TnI Level 3 Control |                                      |
|--------|------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|        |      | LOT                            | 551190                               | LOT                            | 561190                               | LOT                            | 571190                               |
|        |      | Exp.                           | 2026-10-31                           | Exp.                           | 2026-10-31                           | Exp.                           | 2026-10-31                           |
|        |      | $\bar{x}$<br>(Zielwert)        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| hs-TnI |      |                                |                                      |                                |                                      |                                |                                      |
| LOT A  |      |                                |                                      |                                |                                      |                                |                                      |
| hs-TnI | ng/L | 21.1                           | 16.9 - 25.3                          | 86.8                           | 69.4 - 104.2                         | 524.5                          | 419.6 - 629.4                        |

|        |      |      |             |      |             |       |               |
|--------|------|------|-------------|------|-------------|-------|---------------|
| hs-TnI |      |      |             |      |             |       |               |
| LOT B  |      |      |             |      |             |       |               |
| hs-TnI | ng/L | 19.2 | 15.4 - 23.0 | 78.6 | 62.9 - 94.3 | 466.0 | 372.8 - 559.2 |

|        |      |      |             |      |             |       |               |
|--------|------|------|-------------|------|-------------|-------|---------------|
| hs-TnI |      |      |             |      |             |       |               |
| LOT C  |      |      |             |      |             |       |               |
| hs-TnI | ng/L | 15.2 | 12.2 - 18.2 | 64.5 | 51.6 - 77.4 | 374.0 | 299.2 - 448.8 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.




CLEW: A51

|              | i-STAT® hs-TnI Level<br>1 Control |                                      | i-STAT® hs-TnI Level<br>2 Control |                                      |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|              | <b>LOT</b>                        | <b>551192</b>                        | <b>LOT</b>                        | <b>561192</b>                        |
|              | <b>Exp.</b>                       | <b>2026-12-31</b>                    | <b>Exp.</b>                       | <b>2026-12-31</b>                    |
|              | $\bar{x}$<br>(Zielwert)           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| hs-TnI       |                                   |                                      |                                   |                                      |
| <b>LOT</b> A |                                   |                                      |                                   |                                      |
| hs-TnI       | ng/L                              | 16.9 13.5 - 20.3                     | 79.3                              | 63.4 - 95.2                          |

|              |      |                  |      |             |
|--------------|------|------------------|------|-------------|
| hs-TnI       |      |                  |      |             |
| <b>LOT</b> B |      |                  |      |             |
| hs-TnI       | ng/L | 14.2 11.4 - 17.0 | 67.3 | 53.8 - 80.8 |

|              |      |                 |      |             |
|--------------|------|-----------------|------|-------------|
| hs-TnI       |      |                 |      |             |
| <b>LOT</b> C |      |                 |      |             |
| hs-TnI       | ng/L | 12.2 9.8 - 14.6 | 58.9 | 47.1 - 70.7 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

CLEW: A51

|        |      | i-STAT® hs-TnI Level 1 Control |                                      | i-STAT® hs-TnI Level 2 Control |                                      | i-STAT® hs-TnI Level 3 Control |                                      |
|--------|------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|        |      | LOT                            | 551191                               | LOT                            | 561191                               | LOT                            | 571191                               |
|        |      | Exp.                           | 2026-11-30                           | Exp.                           | 2026-11-30                           | Exp.                           | 2026-11-30                           |
|        |      | $\bar{x}$<br>(Zielwert)        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| hs-TnI |      |                                |                                      |                                |                                      |                                |                                      |
| LOT A  |      |                                |                                      |                                |                                      |                                |                                      |
| hs-TnI | ng/L | 18.2                           | 14.6 - 21.8                          | 78.2                           | 62.6 - 93.8                          | 442.9                          | 354.3 - 531.5                        |

|        |      |      |             |      |             |       |               |
|--------|------|------|-------------|------|-------------|-------|---------------|
| hs-TnI |      |      |             |      |             |       |               |
| LOT B  |      |      |             |      |             |       |               |
| hs-TnI | ng/L | 16.0 | 12.8 - 19.2 | 65.4 | 52.3 - 78.5 | 382.9 | 306.3 - 459.5 |

|        |      |      |             |      |             |       |               |
|--------|------|------|-------------|------|-------------|-------|---------------|
| hs-TnI |      |      |             |      |             |       |               |
| LOT C  |      |      |             |      |             |       |               |
| hs-TnI | ng/L | 13.7 | 11.0 - 16.4 | 57.8 | 46.2 - 69.4 | 325.7 | 260.6 - 390.8 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CLEW: A51

|              |      | i-STAT® hs-TnI Level<br>1 Control |                                      | i-STAT® hs-TnI Level<br>2 Control |                                      | i-STAT® hs-TnI Level<br>3 Control |                                      |
|--------------|------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|              |      | <b>LOT</b>                        | <b>551193</b>                        | <b>LOT</b>                        | <b>561194</b>                        | <b>LOT</b>                        | <b>571193</b>                        |
|              |      | <b>Exp.</b>                       | <b>2027-01-31</b>                    | <b>Exp.</b>                       | <b>2027-02-28</b>                    | <b>Exp.</b>                       | <b>2027-01-31</b>                    |
|              |      | $\bar{x}$<br>(Zielwert)           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| hs-TnI       |      |                                   |                                      |                                   |                                      |                                   |                                      |
| <b>LOT</b> A |      |                                   |                                      |                                   |                                      |                                   |                                      |
| hs-TnI       | ng/L | 17.8                              | 14.2 - 21.4                          | 80.1                              | 64.1 - 96.1                          | 474.2                             | 379.4 - 569.0                        |

|              |      |      |             |      |             |       |               |
|--------------|------|------|-------------|------|-------------|-------|---------------|
| hs-TnI       |      |      |             |      |             |       |               |
| <b>LOT</b> B |      |      |             |      |             |       |               |
| hs-TnI       | ng/L | 15.4 | 12.3 - 18.5 | 67.2 | 53.8 - 80.6 | 402.9 | 322.3 - 483.5 |

|              |      |      |             |      |             |       |               |
|--------------|------|------|-------------|------|-------------|-------|---------------|
| hs-TnI       |      |      |             |      |             |       |               |
| <b>LOT</b> C |      |      |             |      |             |       |               |
| hs-TnI       | ng/L | 13.3 | 10.6 - 16.0 | 59.3 | 47.4 - 71.2 | 345.0 | 276.0 - 414.0 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CLEW: A51

|               | i-STAT® hs-TnI Level 1 Control |                                      | i-STAT® hs-TnI Level 2 Control |                                      | i-STAT® hs-TnI Level 3 Control |                                      |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|               | <b>LOT</b>                     | <b>551183</b>                        | <b>LOT</b>                     | <b>561183</b>                        | <b>LOT</b>                     | <b>571183</b>                        |
|               | <b>Exp.</b>                    | <b>2026-03-31</b>                    | <b>Exp.</b>                    | <b>2026-03-31</b>                    | <b>Exp.</b>                    | <b>2026-03-31</b>                    |
|               | $\bar{x}$<br>(Zielwert)        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)        | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| <b>hs-TnI</b> |                                |                                      |                                |                                      |                                |                                      |
| <b>LOT A</b>  |                                |                                      |                                |                                      |                                |                                      |
| hs-TnI        | ng/L                           | 23.0 18.4 - 27.6                     | 101.0 80.8 - 121.2             |                                      | 596.8 477.4 - 716.2            |                                      |

|               |      |                  |                  |  |                     |  |
|---------------|------|------------------|------------------|--|---------------------|--|
| <b>hs-TnI</b> |      |                  |                  |  |                     |  |
| <b>LOT B</b>  |      |                  |                  |  |                     |  |
| hs-TnI        | ng/L | 18.7 15.0 - 22.4 | 82.2 65.8 - 98.6 |  | 488.3 390.6 - 586.0 |  |

|               |      |                  |                  |  |                     |  |
|---------------|------|------------------|------------------|--|---------------------|--|
| <b>hs-TnI</b> |      |                  |                  |  |                     |  |
| <b>LOT C</b>  |      |                  |                  |  |                     |  |
| hs-TnI        | ng/L | 16.1 12.9 - 19.3 | 71.7 57.4 - 86.0 |  | 422.9 338.3 - 507.5 |  |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.






CLEW: A51

|        |      | i-STAT® hs-TnI Level<br>1 Control |                                      | i-STAT® hs-TnI Level<br>2 Control |                                      | i-STAT® hs-TnI Level<br>3 Control |                                      |
|--------|------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
|        |      | LOT                               | 551188                               | LOT                               | 561188                               | LOT                               | 571188                               |
|        |      | Exp.                              | 2026-08-31                           | Exp.                              | 2026-08-31                           | Exp.                              | 2026-08-31                           |
|        |      | $\bar{x}$<br>(Zielwert)           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 | $\bar{x}$<br>(Zielwert)           | Zielbereich<br>gemäß<br>RiliBÄK 2019 |
| hs-TnI |      |                                   |                                      |                                   |                                      |                                   |                                      |
| A      |      |                                   |                                      |                                   |                                      |                                   |                                      |
| hs-TnI | ng/L | 18.4                              | 14.7 - 22.1                          | 92.1                              | 73.7 - 110.5                         | 504.0                             | 403.2 - 604.8                        |

|        |      |      |             |      |             |       |               |
|--------|------|------|-------------|------|-------------|-------|---------------|
| hs-TnI |      |      |             |      |             |       |               |
| B      |      |      |             |      |             |       |               |
| hs-TnI | ng/L | 15.9 | 12.7 - 19.1 | 77.6 | 62.1 - 93.1 | 441.2 | 353.0 - 529.4 |

|        |      |      |             |      |             |       |               |
|--------|------|------|-------------|------|-------------|-------|---------------|
| hs-TnI |      |      |             |      |             |       |               |
| C      |      |      |             |      |             |       |               |
| hs-TnI | ng/L | 13.8 | 11.0 - 16.6 | 68.5 | 54.8 - 82.2 | 374.9 | 299.9 - 449.9 |

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



ART-112993-01

23-Feb-2026

APOC20260542

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions