

CLEW: A52

		i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
		 LOT	261194	 LOT	271194
		 Exp.	2027-02-28	 Exp.	2027-02-28
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Celite ACT					
 R					
ACT (WBT)	sec	216	151 - 281	609	426 - 792

Kaolin ACT					
 R					
ACT (WBT)	sec	181	127 - 235	580	406 - 754

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
		 LOT	262194	 LOT	271195
		 Exp.	2027-02-28	 Exp.	2027-03-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Celite ACT					
 R					
ACT (WBT)	sec	222	155 - 289	617	432 - 802

Kaolin ACT					
 R					
ACT (WBT)	sec	189	132 - 246	619	433 - 805

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
		LOT	261196	LOT	271196
		Exp.	2027-04-30	Exp.	2027-04-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Celite ACT					
LOT R					
ACT (WBT)	sec	222	155 - 289	573	401 - 745

Kaolin ACT					
LOT R					
ACT (WBT)	sec	191	134 - 248	562	393 - 731

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
		 351200		 361200		 371200	
		 Exp. 2027-08-31		 Exp. 2027-08-31		 Exp. 2027-08-31	
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
B-hCG							
 F							
B-hCG	IU/L	23.8	19.8 - 27.8	934.3	803.5 - 1065.1	1360.3	1169.9 - 1550.7

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
		 351194		 361194		 371194	
		 Exp. 2027-02-28		 Exp. 2027-02-28		 Exp. 2027-02-28	
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
B-hCG							
 F							
B-hCG	IU/L	25.0	20.8 - 29.3	991.1	852.3 - 1129.9	1353.1	1163.7 - 1542.5

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
		 LOT		 LOT		 LOT	
		 Exp.		 Exp.		 Exp.	
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
BNP							
 F							
BNP	pg/mL	93	79 - 107	878	746 - 1010	2576	2190 - 2962

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
		 LOT		 LOT		 LOT	
		 Exp.		 Exp.		 Exp.	
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
BNP							
 F							
BNP	pg/mL	80	68 - 92	927	788 - 1066	2489	2116 - 2862

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
		 LOT	071204	 LOT	081204	 LOT	091204
		 Exp.	2027-12-31	 Exp.	2027-12-31	 Exp.	2027-12-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
CK-MB							
 D							
CK-MB	ng/mL	3.9	2.1 - 5.7	13.1	7.2 - 19.0	69.0	38.0 - 100.1

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
		 LOT	071197	 LOT	081197	 LOT	091197
		 Exp.	2027-05-31	 Exp.	2027-05-31	 Exp.	2027-05-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
CK-MB							
 D							
CK-MB	ng/mL	3.2	1.8 - 4.6	10.9	6.0 - 15.8	50.1	27.6 - 72.6

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
		 LOT	071193	 LOT	081193	 LOT	091193
		 Exp.	2027-01-31	 Exp.	2027-01-31	 Exp.	2027-01-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
CK-MB							
 D							
CK-MB	ng/mL	3.5	1.9 - 5.1	13.1	7.2 - 19.0	65.9	36.2 - 95.6

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
		 LOT		 LOT		 LOT	
		 Exp.		 Exp.		 Exp.	
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
cTnI							
 E							
cTnI	ng/mL	0.36	0.29 - 0.43	1.98	1.58 - 2.38	22.94	18.35 - 27.53

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control	
		 LOT	011195	 LOT	021195
		 Exp.	2027-03-31	 Exp.	2027-03-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
cTnI					
 E					
cTnI	ng/mL	0.45	0.36 - 0.54	2.08	1.66 - 2.50

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

CLEW: A52		i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
		 LOT	011199	 LOT	021199	 LOT	031199
		 Exp.	2027-07-31	 Exp.	2027-07-31	 Exp.	2027-07-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
		cTnI  E					
cTnI	ng/mL	0.42	0.34 - 0.50	2.07	1.66 - 2.48	20.87	16.70 - 25.04

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
		 LOT	011198	 LOT	021198	 LOT	031198
		 Exp.	2027-06-30	 Exp.	2027-06-30	 Exp.	2027-06-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
cTnI							
 E							
cTnI	ng/mL	0.44	0.35 - 0.53	2.09	1.67 - 2.51	18.04	14.43 - 21.65

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® cTnI Level 1 Control	
		LOT	011208
		Exp.	2028-04-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
cTnI			
LOT E			
cTnI	ng/mL	0.38	0.30 - 0.46

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		 LOT	101197	 LOT	111197	 LOT	121197
		 Exp.	2027-05-31	 Exp.	2027-05-31	 Exp.	2027-05-31
CG4+  D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
pH		7.045	7.017 - 7.073	7.468	7.438 - 7.498	7.669	7.638 - 7.700
PCO2	mmHg	54.5	50.9 - 58.0	25.8	23.8 - 27.7	22.0	20.4 - 23.7
	kPa	7.26	6.78 - 7.73	3.44	3.17 - 3.69	2.93	2.72 - 3.16
PO2	mmHg	88	82 - 94	122	113 - 130	148	140 - 156
	kPa	11.7	10.9 - 12.5	16.3	15.1 - 17.3	19.7	18.7 - 20.8
Lactate/Lac	mmol/L	7.92	7.05 - 8.80	2.34	2.08 - 2.60	1.07	0.95 - 1.19
	mg/dL	71.4	63.5 - 79.3	21.1	18.7 - 23.4	9.6	8.6 - 10.7
	g/L	0.714	0.635 - 0.793	0.211	0.187 - 0.234	0.096	0.086 - 0.107

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101197	LOT	111197	LOT	121197
		Exp.	2027-05-31	Exp.	2027-05-31	Exp.	2027-05-31
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y							
Na	mmol/L, mEq/L	120	117 - 124	133	129 - 137	163	158 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.4	6.1 - 6.6
iCa	mmol/L	1.57	1.45 - 1.68	1.25	1.15 - 1.34	0.73	0.62 - 0.83
	mg/dL	6.3	5.8 - 6.7	5.0	4.6 - 5.4	2.9	2.5 - 3.3
	mEq/L	3.1	2.9 - 3.4	2.5	2.3 - 2.7	1.5	1.2 - 1.7
pH		7.041	7.013 - 7.069	7.464	7.434 - 7.494	7.656	7.625 - 7.687
PCO2	mmHg	55.5	51.9 - 59.1	26.6	24.6 - 28.6	21.9	20.2 - 23.5
	kPa	7.40	6.92 - 7.88	3.55	3.28 - 3.81	2.92	2.69 - 3.13
PO2	mmHg	88	82 - 94	118	110 - 126	144	136 - 152
	kPa	11.7	10.9 - 12.5	15.7	14.7 - 16.8	19.2	18.1 - 20.3
Glucose/Glu	mg/dL	41	39 - 43	121	115 - 127	285	271 - 299
	g/L	0.41	0.39 - 0.43	1.21	1.15 - 1.27	2.85	2.71 - 2.99
	mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.4 - 7.0	15.8	15.0 - 16.6
Creatinine/Crea	mg/dL	4.1	3.6 - 4.5	1.7	1.5 - 1.9	0.6	0.5 - 0.6
	umol/L	359	318 - 400	151	134 - 169	49	43 - 54
Lactate/Lac	mmol/L	7.76	6.90 - 8.61	2.29	2.03 - 2.54	1.03	0.92 - 1.14
	mg/dL	69.9	62.2 - 77.6	20.6	18.3 - 22.9	9.3	8.3 - 10.3
	g/L	0.699	0.622 - 0.776	0.206	0.183 - 0.229	0.093	0.083 - 0.103

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101197	LOT	111197	LOT	121197
		Exp.	2027-05-31	Exp.	2027-05-31	Exp.	2027-05-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	120	117 - 124	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	76	73 - 80	89	85 - 93	110	105 - 115
iCa	mmol/L	1.58	1.46 - 1.70	1.25	1.15 - 1.34	0.72	0.62 - 0.83
	mg/dL	6.3	5.8 - 6.8	5.0	4.6 - 5.4	2.9	2.5 - 3.3
	mEq/L	3.2	2.9 - 3.4	2.5	2.3 - 2.7	1.4	1.2 - 1.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	18	9 - 27	22	16 - 29	28	22 - 34
Glucose/Glu	mg/dL	41	39 - 43	120	114 - 126	285	270 - 299
	g/L	0.41	0.39 - 0.43	1.20	1.14 - 1.26	2.85	2.70 - 2.99
	mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.3 - 7.0	15.8	15.0 - 16.6
Creatinine/Crea	mg/dL	4.1	3.6 - 4.6	1.7	1.5 - 1.9	0.6	0.5 - 0.6
	umol/L	364	322 - 406	154	136 - 171	50	44 - 55
BUN	mg/dL	57	50 - 63	10	9 - 11	7	7 - 8
Urea	mmol/L	20.2	18.0 - 22.3	3.5	3.2 - 4.0	2.5	2.3 - 2.8
	mg/dL	121	108 - 134	21	19 - 24	15	14 - 17
	g/L	1.21	1.08 - 1.34	0.21	0.19 - 0.24	0.15	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT		LOT		LOT	
		Exp.		Exp.		Exp.	
		101197		111197		121197	
		2027-05-31		2027-05-31		2027-05-31	
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	40	38 - 42	121	115 - 127	285	271 - 299
	g/L	0.40	0.38 - 0.42	1.21	1.15 - 1.27	2.85	2.71 - 2.99
	mmol/L	2.2	2.1 - 2.3	6.7	6.4 - 7.0	15.8	15.0 - 16.6

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		 LOT		 LOT		 LOT	
		 Exp.		 Exp.		 Exp.	
		101194		111194		121194	
		2027-02-28		2027-02-28		2027-02-28	
CG4+  D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
pH		7.041	7.013 - 7.069	7.443	7.413 - 7.473	7.649	7.618 - 7.680
PCO2	mmHg	55.8	52.1 - 59.4	27.4	25.3 - 29.4	22.1	20.5 - 23.8
	kPa	7.44	6.94 - 7.92	3.65	3.37 - 3.92	2.95	2.73 - 3.17
PO2	mmHg	90	84 - 96	123	115 - 132	151	142 - 159
	kPa	12.0	11.2 - 12.8	16.4	15.3 - 17.6	20.1	18.9 - 21.2
Lactate/Lac	mmol/L	7.94	7.06 - 8.81	2.40	2.13 - 2.66	1.10	0.97 - 1.22
	mg/dL	71.5	63.6 - 79.4	21.6	19.2 - 24.0	9.9	8.7 - 11.0
	g/L	0.715	0.636 - 0.794	0.216	0.192 - 0.240	0.099	0.087 - 0.110

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101194	LOT	111194	LOT	121194
		Exp.	2027-02-28	Exp.	2027-02-28	Exp.	2027-02-28
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y							
Na	mmol/L, mEq/L	121	118 - 125	134	130 - 138	163	158 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.1 - 6.6
iCa	mmol/L	1.52	1.41 - 1.64	1.26	1.16 - 1.35	0.70	0.60 - 0.80
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.6	5.0	4.6 - 5.4	2.8	2.4 - 3.2
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.5	2.3 - 2.7	1.4	1.2 - 1.6
pH		7.037	7.009 - 7.065	7.443	7.413 - 7.473	7.642	7.611 - 7.673
PCO2	mmHg	57.4	53.7 - 61.1	28.6	26.4 - 30.7	22.5	20.8 - 24.2
	kPa	7.65	7.16 - 8.14	3.81	3.52 - 4.09	3.00	2.77 - 3.23
PO2	mmHg	88	82 - 94	116	108 - 125	145	137 - 153
	kPa	11.7	10.9 - 12.5	15.5	14.4 - 16.7	19.3	18.3 - 20.4
Glucose/Glu	mg/dL	42	39 - 44	121	115 - 127	285	270 - 299
	g/L	0.42	0.39 - 0.44	1.21	1.15 - 1.27	2.85	2.70 - 2.99
	mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.4 - 7.0	15.8	15.0 - 16.6
Creatinine/Crea	mg/dL	4.0	3.5 - 4.5	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	354	313 - 394	150	133 - 168	47	42 - 52
Lactate/Lac	mmol/L	7.85	6.98 - 8.71	2.35	2.09 - 2.61	1.04	0.93 - 1.16
	mg/dL	70.7	62.9 - 78.5	21.2	18.8 - 23.5	9.4	8.4 - 10.5
	g/L	0.707	0.629 - 0.785	0.212	0.188 - 0.235	0.094	0.084 - 0.105

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101194	LOT	111194	LOT	121194
		Exp.	2027-02-28	Exp.	2027-02-28	Exp.	2027-02-28
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	121	118 - 125	134	129 - 138	162	157 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.7 - 2.9	3.7	3.5 - 3.8	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	78	74 - 81	89	85 - 93	110	105 - 115
iCa	mmol/L	1.51	1.40 - 1.63	1.25	1.15 - 1.34	0.69	0.59 - 0.79
	mg/dL	6.0	5.6 - 6.5	5.0	4.6 - 5.4	2.8	2.4 - 3.2
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.5	2.3 - 2.7	1.4	1.2 - 1.6
TCO2	mmol/L, mEq/L	19	10 - 28	22	15 - 28	28	22 - 34
Glucose/Glu	mg/dL	42	40 - 44	120	114 - 126	283	269 - 298
	g/L	0.42	0.40 - 0.44	1.20	1.14 - 1.26	2.83	2.69 - 2.98
	mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.3 - 7.0	15.7	14.9 - 16.5
Creatinine/Crea	mg/dL	4.2	3.7 - 4.7	1.7	1.5 - 1.9	0.6	0.5 - 0.6
	umol/L	370	328 - 413	153	135 - 170	50	44 - 55
BUN	mg/dL	58	52 - 64	10	9 - 11	7	7 - 8
Urea	mmol/L	20.8	18.5 - 23.0	3.7	3.2 - 4.0	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	125	111 - 138	22	19 - 24	16	14 - 17
	g/L	1.25	1.11 - 1.38	0.22	0.19 - 0.24	0.16	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		 LOT		 LOT		 LOT	
		 Exp.		 Exp.		 Exp.	
		101194		111194		121194	
		2027-02-28		2027-02-28		2027-02-28	
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
	 F, H, J, K						
	Glucose/Glu	mg/dL	41 39 - 43	121 115 - 127	286 272 - 300		
		g/L	0.41 0.39 - 0.43	1.21 1.15 - 1.27	2.86 2.72 - 3.00		
		mmol/L	2.3 2.2 - 2.4	6.7 6.4 - 7.0	15.9 15.1 - 16.7		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		 LOT		 LOT		 LOT	
		 Exp.		 Exp.		 Exp.	
		2026-10-31		2026-10-31		2026-10-31	
CG4+  D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
pH		7.034	7.006 - 7.062	7.431	7.401 - 7.461	7.661	7.630 - 7.692
PCO2	mmHg	55.3	51.7 - 58.9	28.5	26.4 - 30.6	22.1	20.4 - 23.7
	kPa	7.37	6.89 - 7.85	3.80	3.52 - 4.08	2.95	2.72 - 3.16
PO2	mmHg	87	81 - 93	120	112 - 128	148	140 - 156
	kPa	11.6	10.8 - 12.4	16.0	14.9 - 17.1	19.7	18.7 - 20.8
Lactate/Lac	mmol/L	7.88	7.01 - 8.74	2.38	2.11 - 2.64	1.07	0.95 - 1.19
	mg/dL	71.0	63.2 - 78.7	21.4	19.0 - 23.8	9.6	8.6 - 10.7
	g/L	0.710	0.632 - 0.787	0.214	0.190 - 0.238	0.096	0.086 - 0.107

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101190	LOT	111190	LOT	121190
		Exp.	2026-10-31	Exp.	2026-10-31	Exp.	2026-10-31
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y							
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 125	133	129 - 137	162	158 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.4	6.1 - 6.6
iCa	mmol/L	1.54	1.42 - 1.65	1.26	1.16 - 1.35	0.74	0.63 - 0.85
	mg/dL	6.2	5.7 - 6.6	5.0	4.6 - 5.4	3.0	2.5 - 3.4
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3	2.5	2.3 - 2.7	1.5	1.3 - 1.7
pH		7.029	7.001 - 7.057	7.429	7.399 - 7.459	7.649	7.618 - 7.680
PCO2	mmHg	57.0	53.3 - 60.7	29.3	27.1 - 31.5	21.9	20.3 - 23.6
	kPa	7.60	7.10 - 8.09	3.91	3.61 - 4.20	2.92	2.71 - 3.15
PO2	mmHg	87	81 - 94	117	109 - 125	145	137 - 153
	kPa	11.6	10.8 - 12.5	15.6	14.5 - 16.7	19.3	18.3 - 20.4
Glucose/Glu	mg/dL	41	39 - 43	121	115 - 127	284	270 - 298
	g/L	0.41	0.39 - 0.43	1.21	1.15 - 1.27	2.84	2.70 - 2.98
	mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.4 - 7.0	15.8	15.0 - 16.5
Creatinine/Crea	mg/dL	3.9	3.5 - 4.4	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	349	309 - 389	148	131 - 165	48	42 - 53
Lactate/Lac	mmol/L	7.72	6.87 - 8.57	2.33	2.07 - 2.58	1.03	0.92 - 1.14
	mg/dL	69.6	61.9 - 77.2	21.0	18.7 - 23.2	9.3	8.3 - 10.3
	g/L	0.696	0.619 - 0.772	0.210	0.187 - 0.232	0.093	0.083 - 0.103

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101190	LOT	111190	LOT	121190
		Exp.	2026-10-31	Exp.	2026-10-31	Exp.	2026-10-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 124	132	128 - 136	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	78	74 - 81	89	85 - 93	110	105 - 115
iCa	mmol/L	1.53	1.42 - 1.65	1.25	1.16 - 1.34	0.73	0.63 - 0.84
	mg/dL	6.1	5.7 - 6.6	5.0	4.6 - 5.4	2.9	2.5 - 3.4
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3	2.5	2.3 - 2.7	1.5	1.3 - 1.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	18	9 - 27	22	16 - 29	28	22 - 34
Glucose/Glu	mg/dL	40	38 - 42	120	114 - 125	284	270 - 298
	g/L	0.40	0.38 - 0.42	1.20	1.14 - 1.25	2.84	2.70 - 2.98
	mmol/L	2.2	2.1 - 2.3	6.7	6.3 - 6.9	15.8	15.0 - 16.5
Creatinine/Crea	mg/dL	4.0	3.6 - 4.5	1.7	1.5 - 1.9	0.6	0.5 - 0.6
	umol/L	358	317 - 399	150	133 - 168	49	43 - 54
BUN	mg/dL	59	53 - 65	10	9 - 11	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.0	18.8 - 23.3	3.7	3.3 - 4.0	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	126	113 - 140	22	20 - 24	16	14 - 17
	g/L	1.26	1.13 - 1.40	0.22	0.20 - 0.24	0.16	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		 LOT	101190	 LOT	111190	 LOT	121190
		 Exp.	2026-10-31	 Exp.	2026-10-31	 Exp.	2026-10-31
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	40	38 - 42	120	114 - 126	285	270 - 299
	g/L	0.40	0.38 - 0.42	1.20	1.14 - 1.26	2.85	2.70 - 2.99
	mmol/L	2.2	2.1 - 2.3	6.7	6.3 - 7.0	15.8	15.0 - 16.6

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
		 LOT	281189	 LOT	291187
		 Exp.	2026-09-30	 Exp.	2026-07-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
PT					
 S					
PT	INR	1.3	1.2 - 1.5	2.4	2.1 - 2.7
	sec	16.0	13.7 - 18.2	27.6	23.8 - 31.4

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD





 Manufactured for:
 Abbott Point of Care Inc.
 100 and 200 Abbott Park Rd.
 Abbott Park, IL
 60064 USA

Product of USA

EC REP

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
		 LOT	281196	 LOT	291196
		 Exp.	2027-04-30	 Exp.	2027-04-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
PT					
 S					
PT	INR	1.3	1.2 - 1.4	2.8	2.5 - 3.1
	sec	15.4	13.7 - 17.1	32.0	28.2 - 35.8

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301199	LOT	311200	LOT	321199
		Exp.	2027-07-31	Exp.	2027-08-31	Exp.	2027-07-31
CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
	LOT D						
pH		7.068	7.040 - 7.096	7.408	7.378 - 7.438	7.659	7.628 - 7.690
PCO2	mmHg	58.2	54.4 - 62.0	35.7	33.4 - 38.1	21.9	20.2 - 23.5
	kPa	7.76	7.25 - 8.26	4.76	4.45 - 5.08	2.92	2.69 - 3.13
PO2	mmHg	77	69 - 86	118	110 - 126	146	138 - 154
	kPa	10.3	9.2 - 11.5	15.7	14.7 - 16.8	19.5	18.4 - 20.5
Lactate/Lac	mmol/L	6.49	5.77 - 7.20	2.03	1.81 - 2.25	0.95	0.84 - 1.05
	mg/dL	58.5	52.0 - 64.9	18.3	16.3 - 20.3	8.6	7.6 - 9.5
	g/L	0.585	0.520 - 0.649	0.183	0.163 - 0.203	0.086	0.076 - 0.095

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301199	LOT	311200	LOT	321199
		Exp.	2027-07-31	Exp.	2027-08-31	Exp.	2027-07-31
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y							
Na	mmol/L, mEq/L	124	121 - 128	132	128 - 136	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.5
iCa	mmol/L	0.81	0.69 - 0.92	1.22	1.12 - 1.31	1.53	1.42 - 1.65
	mg/dL	3.2	2.8 - 3.7	4.9	4.5 - 5.2	6.1	5.7 - 6.6
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.1	2.8 - 3.3
pH		7.069	7.041 - 7.097	7.416	7.386 - 7.446	7.657	7.626 - 7.688
PCO2	mmHg	59.1	55.3 - 63.0	36.0	33.7 - 38.3	20.9	19.4 - 22.5
	kPa	7.88	7.37 - 8.40	4.80	4.49 - 5.11	2.79	2.59 - 3.00
PO2	mmHg	82	77 - 88	117	109 - 125	142	134 - 150
	kPa	10.9	10.3 - 11.7	15.6	14.5 - 16.7	18.9	17.9 - 20.0
Glucose/Glu	mg/dL	249	236 - 261	119	113 - 125	36	34 - 38
	g/L	2.49	2.36 - 2.61	1.19	1.13 - 1.25	0.36	0.34 - 0.38
	mmol/L	13.8	13.1 - 14.5	6.6	6.3 - 6.9	2.0	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.4	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	272	241 - 304	77	68 - 86	36	32 - 40
Lactate/Lac	mmol/L	6.32	5.63 - 7.02	1.91	1.70 - 2.12	0.86	0.76 - 0.95
	mg/dL	56.9	50.7 - 63.3	17.2	15.3 - 19.1	7.7	6.8 - 8.6
	g/L	0.569	0.507 - 0.633	0.172	0.153 - 0.191	0.077	0.068 - 0.086
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	36	34 - 39	58	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301199	LOT	311200	LOT	321199
		Exp.	2027-07-31	Exp.	2027-08-31	Exp.	2027-07-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	131	127 - 135	159	154 - 164
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 77	91	86 - 95	112	107 - 117
iCa	mmol/L	0.79	0.68 - 0.91	1.20	1.11 - 1.29	1.50	1.39 - 1.61
	mg/dL	3.2	2.7 - 3.6	4.8	4.4 - 5.2	6.0	5.6 - 6.4
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.2
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29	25	19 - 32	29	23 - 35
Glucose/Glu	mg/dL	247	234 - 259	118	112 - 124	38	36 - 39
	g/L	2.47	2.34 - 2.59	1.18	1.12 - 1.24	0.38	0.36 - 0.39
	mmol/L	13.7	13.0 - 14.4	6.5	6.2 - 6.9	2.1	2.0 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.4	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	272	241 - 304	81	72 - 91	39	34 - 43
BUN	mg/dL	58	52 - 64	12	10 - 13	7	6 - 8
Urea	mmol/L	20.7	18.5 - 22.8	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.8
	mg/dL	124	111 - 137	25	22 - 27	15	13 - 17
	g/L	1.24	1.11 - 1.37	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.17
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	33	32 - 35	54	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		 301199		 311200		 321199	
		 Exp. 2027-07-31		 Exp. 2027-08-31		 Exp. 2027-07-31	
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	256	243 - 268	128	121 - 134	40	38 - 42
	g/L	2.56	2.43 - 2.68	1.28	1.21 - 1.34	0.40	0.38 - 0.42
	mmol/L	14.2	13.5 - 14.9	7.1	6.7 - 7.4	2.2	2.1 - 2.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

i-STAT® TriControls Level 1 Control	
LOT	301190
Exp.	2026-10-31

CG4+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
pH		7.055	7.027 - 7.083
PCO2	mmHg	61.3	57.3 - 65.3
	kPa	8.17	7.64 - 8.70
PO2	mmHg	75	67 - 83
	kPa	10.0	8.9 - 11.1
Lactate/Lac	mmol/L	6.65	5.92 - 7.38
	mg/dL	59.9	53.3 - 66.5
	g/L	0.599	0.533 - 0.665

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

i-STAT® TriControls Level 1 Control	
LOT	301190
Exp.	2026-10-31

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1
iCa	mmol/L	0.82	0.70 - 0.94
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9
pH		7.051	7.023 - 7.079
PCO2	mmHg	62.8	58.7 - 66.9
	kPa	8.37	7.82 - 8.92
PO2	mmHg	82	76 - 88
	kPa	10.9	10.1 - 11.7
Glucose/Glu	mg/dL	250	238 - 263
	g/L	2.50	2.38 - 2.63
	mmol/L	13.9	13.2 - 14.6
Creatinine/Crea	mg/dL	3.0	2.7 - 3.3
	umol/L	265	235 - 296
Lactate/Lac	mmol/L	6.57	5.85 - 7.30
	mg/dL	59.2	52.7 - 65.8
	g/L	0.592	0.527 - 0.658
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23
	K2EDTA %	23	22 - 24

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

i-STAT® TriControls Level 1 Control	
LOT	301190
Exp.	2026-10-31

CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1
Cl	mmol/L, mEq/L	74	70 - 77
iCa	mmol/L	0.82	0.70 - 0.93
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.7
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30
Glucose/Glu	mg/dL	244	232 - 257
	g/L	2.44	2.32 - 2.57
	mmol/L	13.5	12.9 - 14.3
Creatinine/Crea	mg/dL	3.0	2.7 - 3.4
	umol/L	266	235 - 297
BUN	mg/dL	57	51 - 63
Urea	mmol/L	20.3	18.2 - 22.5
	mg/dL	122	109 - 135
	g/L	1.22	1.09 - 1.35
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22
	K2EDTA %	22	21 - 23

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

i-STAT® TriControls Level 1 Control	
LOT	301190
Exp.	2026-10-31

G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT	F, H, J, K		
Glucose/Glu	mg/dL	254	241 - 266
	g/L	2.54	2.41 - 2.66
	mmol/L	14.1	13.4 - 14.8

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301189	LOT	311188	LOT	321188
		Exp.	2026-09-30	Exp.	2026-08-31	Exp.	2026-08-31
CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT D							
pH		7.057	7.029 - 7.085	7.422	7.392 - 7.452	7.678	7.647 - 7.709
PCO2	mmHg	59.1	55.2 - 62.9	34.7	32.1 - 37.3	20.1	18.6 - 21.6
	kPa	7.88	7.36 - 8.38	4.63	4.28 - 4.97	2.68	2.48 - 2.88
PO2	mmHg	76	68 - 84	115	107 - 123	141	133 - 148
	kPa	10.1	9.1 - 11.2	15.3	14.3 - 16.4	18.8	17.7 - 19.7
Lactate/Lac	mmol/L	6.58	5.86 - 7.30	1.96	1.75 - 2.18	0.87	0.78 - 0.97
	mg/dL	59.3	52.8 - 65.8	17.7	15.8 - 19.6	7.8	7.0 - 8.7
	g/L	0.593	0.528 - 0.658	0.177	0.158 - 0.196	0.078	0.070 - 0.087

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301189	LOT	311188	LOT	321188
		Exp.	2026-09-30	Exp.	2026-08-31	Exp.	2026-08-31
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y							
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 128	134	130 - 138	160	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.82	0.70 - 0.94	1.24	1.14 - 1.33	1.55	1.43 - 1.67
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8	5.0	4.6 - 5.3	6.2	5.7 - 6.7
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9	2.5	2.3 - 2.7	3.1	2.9 - 3.3
pH		7.056	7.028 - 7.084	7.425	7.395 - 7.455	7.667	7.636 - 7.698
PCO2	mmHg	60.5	56.5 - 64.4	35.3	33.0 - 37.6	19.4	18.0 - 20.9
	kPa	8.06	7.53 - 8.58	4.71	4.40 - 5.01	2.59	2.40 - 2.79
PO2	mmHg	84	78 - 90	117	109 - 125	138	131 - 146
	kPa	11.2	10.4 - 12.0	15.6	14.5 - 16.7	18.4	17.5 - 19.5
Glucose/Glu	mg/dL	253	240 - 266	119	113 - 125	36	34 - 37
	g/L	2.53	2.40 - 2.66	1.19	1.13 - 1.25	0.36	0.34 - 0.37
	mmol/L	14.0	13.3 - 14.8	6.6	6.3 - 6.9	2.0	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.0	2.7 - 3.3	1.0	0.9 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	265	235 - 296	88	78 - 99	38	34 - 42
Lactate/Lac	mmol/L	6.50	5.79 - 7.22	1.90	1.69 - 2.10	0.81	0.72 - 0.90
	mg/dL	58.6	52.2 - 65.1	17.1	15.2 - 18.9	7.3	6.5 - 8.1
	g/L	0.586	0.522 - 0.651	0.171	0.152 - 0.189	0.073	0.065 - 0.081
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 58
	K2EDTA %	23	22 - 24	36	34 - 38	58	55 - 60

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301189	LOT	311188	LOT	321188
		Exp.	2026-09-30	Exp.	2026-08-31	Exp.	2026-08-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 127	133	129 - 137	159	154 - 164
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	70 - 77	91	87 - 95	111	106 - 116
iCa	mmol/L	0.81	0.69 - 0.93	1.22	1.13 - 1.32	1.52	1.40 - 1.63
	mg/dL	3.2	2.8 - 3.7	4.9	4.5 - 5.3	6.1	5.6 - 6.5
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9	2.4	2.3 - 2.6	3.0	2.8 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29	26	19 - 32	30	24 - 36
Glucose/Glu	mg/dL	250	238 - 263	118	112 - 124	36	34 - 38
	g/L	2.50	2.38 - 2.63	1.18	1.12 - 1.24	0.36	0.34 - 0.38
	mmol/L	13.9	13.2 - 14.6	6.5	6.2 - 6.9	2.0	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.0	2.7 - 3.4	1.0	0.9 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	266	235 - 297	89	79 - 100	39	34 - 43
BUN	mg/dL	57	52 - 64	11	10 - 12	7	6 - 7
Urea	mmol/L	20.5	18.5 - 22.7	4.0	3.5 - 4.3	2.3	2.0 - 2.5
	mg/dL	123	111 - 136	24	21 - 26	14	12 - 15
	g/L	1.23	1.11 - 1.36	0.24	0.21 - 0.26	0.14	0.12 - 0.15
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	34	32 - 35	54	51 - 57
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 59

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		 LOT	301189	 LOT	311188	 LOT	321188
		 Exp.	2026-09-30	 Exp.	2026-08-31	 Exp.	2026-08-31
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	259	246 - 272	126	120 - 132	39	37 - 41
	g/L	2.59	2.46 - 2.72	1.26	1.20 - 1.32	0.39	0.37 - 0.41
	mmol/L	14.4	13.7 - 15.1	7.0	6.7 - 7.3	2.2	2.1 - 2.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301191	LOT	311191	LOT	321191
		 Exp.	2026-11-30	 Exp.	2026-11-30	 Exp.	2026-11-30
CG4+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
pH		7.053	7.025 - 7.081	7.409	7.379 - 7.439	7.661	7.630 - 7.692
PCO2	mmHg	60.6	56.6 - 64.5	33.9	31.3 - 36.4	19.9	18.4 - 21.4
	kPa	8.08	7.54 - 8.60	4.52	4.17 - 4.85	2.65	2.45 - 2.85
PO2	mmHg	77	68 - 85	115	107 - 123	141	133 - 149
	kPa	10.3	9.1 - 11.3	15.3	14.3 - 16.4	18.8	17.7 - 19.9
Lactate/Lac	mmol/L	6.79	6.04 - 7.53	1.99	1.77 - 2.21	0.94	0.83 - 1.04
	mg/dL	61.2	54.4 - 67.8	17.9	15.9 - 19.9	8.5	7.5 - 9.4
	g/L	0.612	0.544 - 0.678	0.179	0.159 - 0.199	0.085	0.075 - 0.094

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301191	LOT	311191	LOT	321191
		Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y							
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129	133	129 - 137	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.81	0.69 - 0.92	1.22	1.13 - 1.31	1.54	1.42 - 1.65
	mg/dL	3.2	2.8 - 3.7	4.9	4.5 - 5.2	6.2	5.7 - 6.6
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.4	2.3 - 2.6	3.1	2.8 - 3.3
pH		7.048	7.020 - 7.076	7.413	7.383 - 7.443	7.653	7.622 - 7.684
PCO2	mmHg	63.3	59.2 - 67.4	35.4	33.1 - 37.7	20.1	18.5 - 21.6
	kPa	8.44	7.89 - 8.98	4.72	4.41 - 5.03	2.68	2.47 - 2.88
PO2	mmHg	82	76 - 87	116	108 - 124	139	131 - 146
	kPa	10.9	10.1 - 11.6	15.5	14.4 - 16.5	18.5	17.5 - 19.5
Glucose/Glu	mg/dL	253	240 - 265	119	113 - 125	37	35 - 38
	g/L	2.53	2.40 - 2.65	1.19	1.13 - 1.25	0.37	0.35 - 0.38
	mmol/L	14.0	13.3 - 14.7	6.6	6.3 - 6.9	2.1	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.0	2.7 - 3.4	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	269	238 - 300	82	73 - 92	36	32 - 40
Lactate/Lac	mmol/L	6.75	6.00 - 7.49	1.96	1.74 - 2.17	0.90	0.80 - 1.00
	mg/dL	60.8	54.1 - 67.5	17.7	15.7 - 19.6	8.1	7.2 - 9.0
	g/L	0.608	0.541 - 0.675	0.177	0.157 - 0.196	0.081	0.072 - 0.090
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	56	53 - 58
	K2EDTA %	23	22 - 24	36	34 - 39	58	55 - 60

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301191	LOT	311191	LOT	321191
		Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	132	128 - 136	159	154 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	70 - 77	91	87 - 95	112	107 - 117
iCa	mmol/L	0.80	0.68 - 0.91	1.20	1.11 - 1.29	1.50	1.38 - 1.61
	mg/dL	3.2	2.7 - 3.6	4.8	4.4 - 5.2	6.0	5.5 - 6.4
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.2
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30	25	19 - 32	29	23 - 35
Glucose/Glu	mg/dL	247	235 - 260	117	111 - 122	37	35 - 39
	g/L	2.47	2.35 - 2.60	1.17	1.11 - 1.22	0.37	0.35 - 0.39
	mmol/L	13.7	13.0 - 14.4	6.5	6.2 - 6.8	2.1	1.9 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.0	2.7 - 3.4	1.0	0.8 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	268	237 - 299	84	74 - 94	37	33 - 41
BUN	mg/dL	64	57 - 71	11	10 - 12	7	6 - 7
Urea	mmol/L	22.8	20.5 - 25.3	4.0	3.5 - 4.3	2.3	2.0 - 2.5
	mg/dL	137	123 - 152	24	21 - 26	14	12 - 15
	g/L	1.37	1.23 - 1.52	0.24	0.21 - 0.26	0.14	0.12 - 0.15
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	34	32 - 35	53	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		 LOT	301191	 LOT	311191	 LOT	321191
		 Exp.	2026-11-30	 Exp.	2026-11-30	 Exp.	2026-11-30
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	256	244 - 269	126	119 - 132	39	37 - 41
	g/L	2.56	2.44 - 2.69	1.26	1.19 - 1.32	0.39	0.37 - 0.41
	mmol/L	14.2	13.5 - 14.9	7.0	6.6 - 7.3	2.2	2.1 - 2.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301193	LOT	311193	LOT	321193
		Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31
CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT D							
pH		7.064	7.036 - 7.092	7.407	7.377 - 7.437	7.658	7.627 - 7.689
PCO2	mmHg	58.3	54.5 - 62.1	35.9	33.6 - 38.2	21.3	19.7 - 22.9
	kPa	7.77	7.26 - 8.28	4.79	4.48 - 5.09	2.84	2.63 - 3.05
PO2	mmHg	75	67 - 84	115	107 - 123	143	135 - 151
	kPa	10.0	8.9 - 11.2	15.3	14.3 - 16.4	19.1	18.0 - 20.1
Lactate/Lac	mmol/L	6.47	5.75 - 7.18	2.03	1.80 - 2.25	0.91	0.81 - 1.01
	mg/dL	58.3	51.8 - 64.7	18.3	16.2 - 20.3	8.2	7.3 - 9.1
	g/L	0.583	0.518 - 0.647	0.183	0.162 - 0.203	0.082	0.073 - 0.091

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301193	LOT	311193	LOT	321193
		Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y							
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129	134	130 - 138	161	156 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.80	0.69 - 0.92	1.21	1.12 - 1.30	1.52	1.41 - 1.64
	mg/dL	3.2	2.8 - 3.7	4.8	4.5 - 5.2	6.1	5.6 - 6.6
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.3
pH		7.063	7.035 - 7.091	7.413	7.383 - 7.443	7.652	7.621 - 7.683
PCO2	mmHg	59.9	56.0 - 63.8	36.8	34.4 - 39.2	21.1	19.5 - 22.7
	kPa	7.98	7.46 - 8.50	4.91	4.59 - 5.23	2.81	2.60 - 3.03
PO2	mmHg	82	76 - 88	116	108 - 124	141	134 - 149
	kPa	10.9	10.1 - 11.7	15.5	14.4 - 16.5	18.8	17.9 - 19.9
Glucose/Glu	mg/dL	253	240 - 265	118	112 - 124	36	34 - 38
	g/L	2.53	2.40 - 2.65	1.18	1.12 - 1.24	0.36	0.34 - 0.38
	mmol/L	14.0	13.3 - 14.7	6.5	6.2 - 6.9	2.0	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.4	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	271	240 - 303	79	70 - 88	37	33 - 41
Lactate/Lac	mmol/L	6.38	5.68 - 7.08	1.99	1.77 - 2.21	0.89	0.80 - 0.99
	mg/dL	57.5	51.2 - 63.8	17.9	15.9 - 19.9	8.0	7.2 - 8.9
	g/L	0.575	0.512 - 0.638	0.179	0.159 - 0.199	0.080	0.072 - 0.089
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	34 - 39	58	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301193	LOT	311193	LOT	321193
		Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	121 - 128	133	129 - 137	160	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	70 - 77	92	87 - 96	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.79	0.67 - 0.90	1.20	1.11 - 1.28	1.49	1.38 - 1.60
	mg/dL	3.2	2.7 - 3.6	4.8	4.4 - 5.1	6.0	5.5 - 6.4
	mEq/L	1.6	1.3 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.2
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29	26	19 - 32	30	24 - 36
Glucose/Glu	mg/dL	248	235 - 260	116	110 - 122	37	35 - 39
	g/L	2.48	2.35 - 2.60	1.16	1.10 - 1.22	0.37	0.35 - 0.39
	mmol/L	13.8	13.0 - 14.4	6.4	6.1 - 6.8	2.1	1.9 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.4	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	271	240 - 303	79	70 - 88	38	34 - 42
BUN	mg/dL	57	52 - 64	11	10 - 12	7	6 - 7
Urea	mmol/L	20.5	18.5 - 22.7	3.8	3.5 - 4.3	2.3	2.0 - 2.5
	mg/dL	123	111 - 136	23	21 - 26	14	12 - 15
	g/L	1.23	1.11 - 1.36	0.23	0.21 - 0.26	0.14	0.12 - 0.15
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	34	32 - 36	54	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 38	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		 LOT	301193	 LOT	311193	 LOT	321193
		 Exp.	2027-01-31	 Exp.	2027-01-31	 Exp.	2027-01-31
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	256	243 - 269	127	120 - 133	40	38 - 42
	g/L	2.56	2.43 - 2.69	1.27	1.20 - 1.33	0.40	0.38 - 0.42
	mmol/L	14.2	13.5 - 14.9	7.0	6.7 - 7.4	2.2	2.1 - 2.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301195	LOT	311195	LOT	321195
		Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31
CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT D							
pH		7.070	7.042 - 7.098	7.411	7.381 - 7.441	7.636	7.605 - 7.667
PCO2	mmHg	58.9	55.0 - 62.7	35.7	33.4 - 38.1	24.1	22.3 - 25.9
	kPa	7.85	7.33 - 8.36	4.76	4.45 - 5.08	3.21	2.97 - 3.45
PO2	mmHg	76	68 - 85	114	106 - 122	140	132 - 148
	kPa	10.1	9.1 - 11.3	15.2	14.1 - 16.3	18.7	17.6 - 19.7
Lactate/Lac	mmol/L	6.47	5.76 - 7.18	1.99	1.77 - 2.21	0.96	0.85 - 1.06
	mg/dL	58.3	51.9 - 64.7	17.9	15.9 - 19.9	8.6	7.7 - 9.6
	g/L	0.583	0.519 - 0.647	0.179	0.159 - 0.199	0.086	0.077 - 0.096

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301195	LOT	311195	LOT	321195
		Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y							
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 128	133	129 - 137	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.81	0.69 - 0.92	1.23	1.13 - 1.32	1.53	1.41 - 1.64
	mg/dL	3.2	2.8 - 3.7	4.9	4.5 - 5.3	6.1	5.6 - 6.6
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.5	2.3 - 2.6	3.1	2.8 - 3.3
pH		7.070	7.042 - 7.098	7.417	7.387 - 7.447	7.633	7.602 - 7.664
PCO2	mmHg	60.0	56.1 - 63.9	36.2	33.8 - 38.5	23.3	21.5 - 25.0
	kPa	8.00	7.48 - 8.52	4.83	4.51 - 5.13	3.11	2.87 - 3.33
PO2	mmHg	82	76 - 87	115	106 - 123	140	132 - 147
	kPa	10.9	10.1 - 11.6	15.3	14.1 - 16.4	18.7	17.6 - 19.6
Glucose/Glu	mg/dL	250	238 - 263	118	112 - 124	35	34 - 37
	g/L	2.50	2.38 - 2.63	1.18	1.12 - 1.24	0.35	0.34 - 0.37
	mmol/L	13.9	13.2 - 14.6	6.5	6.2 - 6.9	1.9	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.5	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	274	242 - 306	78	69 - 87	37	33 - 41
Lactate/Lac	mmol/L	6.31	5.61 - 7.00	1.89	1.68 - 2.09	0.87	0.77 - 0.97
	mg/dL	56.9	50.5 - 63.1	17.0	15.1 - 18.8	7.8	6.9 - 8.7
	g/L	0.569	0.505 - 0.631	0.170	0.151 - 0.188	0.078	0.069 - 0.087
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	56	53 - 58
	K2EDTA %	23	22 - 24	36	34 - 39	58	55 - 60

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301195	LOT	311195	LOT	321195
		Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	132	128 - 136	159	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 77	90	86 - 94	112	107 - 117
iCa	mmol/L	0.79	0.68 - 0.91	1.20	1.11 - 1.29	1.49	1.38 - 1.60
	mg/dL	3.2	2.7 - 3.6	4.8	4.4 - 5.2	6.0	5.5 - 6.4
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.2
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29	25	19 - 32	30	24 - 36
Glucose/Glu	mg/dL	248	236 - 260	117	111 - 123	37	35 - 38
	g/L	2.48	2.36 - 2.60	1.17	1.11 - 1.23	0.37	0.35 - 0.38
	mmol/L	13.8	13.1 - 14.4	6.5	6.2 - 6.8	2.1	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.5	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	275	243 - 307	80	71 - 90	39	34 - 43
BUN	mg/dL	57	52 - 64	11	10 - 12	7	6 - 7
Urea	mmol/L	20.5	18.5 - 22.7	3.8	3.5 - 4.3	2.3	2.0 - 2.5
	mg/dL	123	111 - 136	23	21 - 26	14	12 - 15
	g/L	1.23	1.11 - 1.36	0.23	0.21 - 0.26	0.14	0.12 - 0.15
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	33	32 - 35	53	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		 301195		 311195		 321195	
		 Exp. 2027-03-31		 Exp. 2027-03-31		 Exp. 2027-03-31	
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	256	244 - 269	127	120 - 133	40	38 - 41
	g/L	2.56	2.44 - 2.69	1.27	1.20 - 1.33	0.40	0.38 - 0.41
	mmol/L	14.2	13.5 - 14.9	7.0	6.7 - 7.4	2.2	2.1 - 2.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions



CLEW: A52

		i-STAT® PT ^{plus} Level 1 Control		i-STAT® PT ^{plus} Level 2 Control	
		LOT	501195	LOT	511195
		Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
PT ^{plus}					
LOT	C				
PT	INR	1.1	1.0 - 1.3	2.5	2.2 - 2.8
	sec	11.6	9.6 - 13.6	25.3	21.7 - 28.8

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD

CE
0344



www.globalpointofcare.abbott



Produced for:
Abbott Point of Care Inc.
400 College Road East
Princeton, NJ 08540 USA

Product of USA

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Abbott Diagnostics GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden, Germany

i-STAT is a trademark of Abbott.

ART-118977-01

28-Jul-2026


APOC20262092



CLEW: A52

		i-STAT® PT ^{plus} Level 2 Control	
		LOT	511187
		Exp.	2026-07-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
PT ^{plus} LOT C			
PT	INR	2.3	2.0 - 2.6
	sec	23.3	19.7 - 26.8

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Produced for:
Abbott Point of Care Inc.
400 College Road East
Princeton, NJ 08540 USA
Product of USA

EC REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Abbott Diagnostics GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden, Germany

i-STAT is a trademark of Abbott.

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092



CLEW: A52


		i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control	
		LOT	551192	LOT	561192
		Exp.	2026-12-31	Exp.	2026-12-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI					
A					
hs-TnI	ng/L	16.9	13.5 - 20.3	79.3	63.4 - 95.2

hs-TnI					
B					
hs-TnI	ng/L	14.2	11.4 - 17.0	67.3	53.8 - 80.8

hs-TnI					
C					
hs-TnI	ng/L	12.2	9.8 - 14.6	58.9	47.1 - 70.7

hs-TnI					
D					
hs-TnI	ng/L	11.8	9.4 - 14.2	56.9	45.5 - 68.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

CLEW: A52

		i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control		i-STAT® hs-TnI Level 3 Control	
		LOT	551191	LOT	561191	LOT	571191
		 Exp.	2026-11-30	 Exp.	2026-11-30	 Exp.	2026-11-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI							
LOT A							
hs-TnI	ng/L	18.2	14.6 - 21.8	78.2	62.6 - 93.8	442.9	354.3 - 531.5

hs-TnI							
LOT B							
hs-TnI	ng/L	16.0	12.8 - 19.2	65.4	52.3 - 78.5	382.9	306.3 - 459.5

hs-TnI							
LOT C							
hs-TnI	ng/L	13.7	11.0 - 16.4	57.8	46.2 - 69.4	325.7	260.6 - 390.8

hs-TnI							
LOT D							
hs-TnI	ng/L	12.5	10.0 - 15.0	54.1	43.3 - 64.9	319.7	255.8 - 383.6

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CLEW: A52

	i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control		i-STAT® hs-TnI Level 3 Control	
	LOT	551190	LOT	561190	LOT	571190
	 Exp.	2026-10-31	 Exp.	2026-10-31	 Exp.	2026-10-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI						
LOT A						
hs-TnI ng/L	21.1	16.9 - 25.3	86.8	69.4 - 104.2	524.5	419.6 - 629.4

hs-TnI						
LOT B						
hs-TnI ng/L	19.2	15.4 - 23.0	78.6	62.9 - 94.3	466.0	372.8 - 559.2

hs-TnI						
LOT C						
hs-TnI ng/L	15.2	12.2 - 18.2	64.5	51.6 - 77.4	374.0	299.2 - 448.8

hs-TnI						
LOT D						
hs-TnI ng/L	15.0	12.0 - 18.0	62.3	49.8 - 74.8	375.9	300.7 - 451.1

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CLEW: A52

		i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control		i-STAT® hs-TnI Level 3 Control	
		LOT	551188	LOT	561188	LOT	571188
		Exp.	2026-08-31	Exp.	2026-08-31	Exp.	2026-08-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI							
LOT A							
hs-TnI	ng/L	18.4	14.7 - 22.1	92.1	73.7 - 110.5	504.0	403.2 - 604.8

hs-TnI							
LOT B							
hs-TnI	ng/L	15.9	12.7 - 19.1	77.6	62.1 - 93.1	441.2	353.0 - 529.4

hs-TnI							
LOT C							
hs-TnI	ng/L	13.8	11.0 - 16.6	68.5	54.8 - 82.2	374.9	299.9 - 449.9

hs-TnI							
LOT D							
hs-TnI	ng/L	12.6	10.1 - 15.1	63.1	50.5 - 75.7	355.2	284.2 - 426.2

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



CLEW: A52


	i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control		i-STAT® hs-TnI Level 3 Control	
	LOT	551199	LOT	561199	LOT	571199
	Exp.	2027-07-31	Exp.	2027-07-31	Exp.	2027-07-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI						
LOT A						
hs-TnI	ng/L	22.9 18.3 - 27.5	97.9 78.3 - 117.5		660.4 528.3 - 792.5	

hs-TnI						
LOT B						
hs-TnI	ng/L	19.4 15.5 - 23.3	81.8 65.4 - 98.2		543.6 434.9 - 652.3	

hs-TnI						
LOT C						
hs-TnI	ng/L	16.6 13.3 - 19.9	72.3 57.8 - 86.8		469.4 375.5 - 563.3	

hs-TnI						
LOT D						
hs-TnI	ng/L	15.8 12.6 - 19.0	69.9 55.9 - 83.9		456.0 364.8 - 547.2	

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A52

	i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control		i-STAT® hs-TnI Level 3 Control	
	LOT	551193	LOT	561194	LOT	571193
	 Exp.	2027-01-31	 Exp.	2027-02-28	 Exp.	2027-01-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI						
LOT A						
hs-TnI	ng/L	17.8 14.2 - 21.4	80.1 64.1 - 96.1		474.2 379.4 - 569.0	

hs-TnI						
LOT B						
hs-TnI	ng/L	15.4 12.3 - 18.5	67.2 53.8 - 80.6		402.9 322.3 - 483.5	

hs-TnI						
LOT C						
hs-TnI	ng/L	13.3 10.6 - 16.0	59.3 47.4 - 71.2		345.0 276.0 - 414.0	

hs-TnI						
LOT D						
hs-TnI	ng/L	12.7 10.2 - 15.2	57.8 46.2 - 69.4		343.6 274.9 - 412.3	

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-118977-01

28-Jul-2026

APOC20262092

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions