

CLEW: A53

		i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
		 LOT	261194	 LOT	271194
		 Exp.	2027-02-28	 Exp.	2027-02-28
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Celite ACT					
 R					
ACT (WBT)	sec	222	155 - 289	684	479 - 889

Kaolin ACT					
 R					
ACT (WBT)	sec	188	132 - 244	619	433 - 805

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

CLEW: A53	i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control		
		262194		271195	
	 Exp.	2027-02-28	 Exp.	2027-03-31	
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	
Celite ACT					
 R					
ACT (WBT)	sec	224	157 - 291	714	500 - 928

Kaolin ACT					
 R					
ACT (WBT)	sec	195	137 - 254	653	457 - 849

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
		LOT	261196	LOT	271196
		Exp.	2027-04-30	Exp.	2027-04-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Celite ACT					
LOT R					
ACT (WBT)	sec	226	158 - 294	662	463 - 861

Kaolin ACT					
LOT R					
ACT (WBT)	sec	197	138 - 256	589	412 - 766

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
		 LOT		 LOT	
		 Exp.		 Exp.	
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Celite ACT					
 R					
ACT (WBT)	sec	237	166 - 308	637	446 - 828

Kaolin ACT					
 R					
ACT (WBT)	sec	204	143 - 265	598	419 - 777

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
		 LOT	351209	 LOT	361209	 LOT	371209
		 Exp.	2028-05-31	 Exp.	2028-05-31	 Exp.	2028-05-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
B-hCG  F							
B-hCG	IU/L	23.4	19.4 - 27.4	1000.5	860.4 - 1140.6	1315.4	1131.2 - 1499.6

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
		 351194		 361194		 371194	
		 Exp. 2027-02-28		 Exp. 2027-02-28		 Exp. 2027-02-28	
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
B-hCG							
 F							
B-hCG	IU/L	25.0	20.8 - 29.3	991.1	852.3 - 1129.9	1353.1	1163.7 - 1542.5

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® B-hCG Level 1 Control		i-STAT® B-hCG Level 2 Control		i-STAT® B-hCG Level 3 Control	
		 351200		 361200		 371200	
		 Exp. 2027-08-31		 Exp. 2027-08-31		 Exp. 2027-08-31	
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
B-hCG							
 F							
B-hCG	IU/L	23.8	19.8 - 27.8	934.3	803.5 - 1065.1	1360.3	1169.9 - 1550.7

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control	
		 LOT	011195	 LOT	021195
		 Exp.	2027-03-31	 Exp.	2027-03-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
cTnI					
 E					
cTnI	ng/mL	0.45	0.36 - 0.54	2.08	1.66 - 2.50

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
		 LOT	011198	 LOT	021198	 LOT	031198
		 Exp.	2027-06-30	 Exp.	2027-06-30	 Exp.	2027-06-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
cTnI							
 E							
cTnI	ng/mL	0.44	0.35 - 0.53	2.09	1.67 - 2.51	18.04	14.43 - 21.65

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® cTnI Level 1 Control		i-STAT® cTnI Level 2 Control		i-STAT® cTnI Level 3 Control	
		 LOT	011199	 LOT	021199	 LOT	031199
		 Exp.	2027-07-31	 Exp.	2027-07-31	 Exp.	2027-07-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
cTnI							
 E							
cTnI	ng/mL	0.42	0.34 - 0.50	2.07	1.66 - 2.48	20.87	16.70 - 25.04

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® cTnI Level 1 Control	
		LOT	011208
		Exp.	2028-04-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
cTnI			
LOT E			
cTnI	ng/mL	0.38	0.30 - 0.46

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		 LOT	101197	 LOT	111197	 LOT	121197
		 Exp.	2027-05-31	 Exp.	2027-05-31	 Exp.	2027-05-31
CG4+  D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
pH		7.046	7.018 - 7.074	7.469	7.439 - 7.499	7.670	7.639 - 7.701
PCO2	mmHg	56.6	52.9 - 60.2	27.2	25.1 - 29.2	23.3	21.5 - 25.0
	kPa	7.54	7.05 - 8.02	3.63	3.35 - 3.89	3.11	2.87 - 3.33
PO2	mmHg	85	79 - 91	119	110 - 127	145	137 - 153
	kPa	11.3	10.5 - 12.1	15.9	14.7 - 16.9	19.3	18.3 - 20.4
Lactate/Lac	mmol/L	7.92	7.05 - 8.80	2.34	2.08 - 2.60	1.07	0.95 - 1.19
	mg/dL	71.4	63.5 - 79.3	21.1	18.7 - 23.4	9.6	8.6 - 10.7
	g/L	0.714	0.635 - 0.793	0.211	0.187 - 0.234	0.096	0.086 - 0.107

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101197	LOT	111197	LOT	121197
		Exp.	2027-05-31	Exp.	2027-05-31	Exp.	2027-05-31
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y							
Na	mmol/L, mEq/L	120	117 - 124	133	129 - 137	162	157 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.4	6.1 - 6.6
iCa	mmol/L	1.55	1.43 - 1.67	1.24	1.15 - 1.33	0.72	0.62 - 0.83
	mg/dL	6.2	5.7 - 6.7	5.0	4.6 - 5.3	2.9	2.5 - 3.3
	mEq/L	3.1	2.9 - 3.3	2.5	2.3 - 2.7	1.4	1.2 - 1.7
pH		7.041	7.013 - 7.069	7.464	7.434 - 7.494	7.654	7.623 - 7.685
PCO2	mmHg	55.5	51.9 - 59.1	26.6	24.6 - 28.6	21.9	20.3 - 23.5
	kPa	7.40	6.92 - 7.88	3.55	3.28 - 3.81	2.92	2.71 - 3.13
PO2	mmHg	86	80 - 92	117	109 - 125	143	135 - 150
	kPa	11.5	10.7 - 12.3	15.6	14.5 - 16.7	19.1	18.0 - 20.0
Glucose/Glu	mg/dL	41	39 - 43	121	115 - 127	285	271 - 299
	g/L	0.41	0.39 - 0.43	1.21	1.15 - 1.27	2.85	2.71 - 2.99
	mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.4 - 7.0	15.8	15.0 - 16.6
Creatinine/Crea	mg/dL	4.0	3.6 - 4.5	1.7	1.5 - 1.9	0.6	0.5 - 0.6
	umol/L	358	317 - 399	151	134 - 169	49	43 - 54
Lactate/Lac	mmol/L	7.86	7.00 - 8.73	2.30	2.04 - 2.55	1.03	0.92 - 1.15
	mg/dL	70.8	63.1 - 78.7	20.7	18.4 - 23.0	9.3	8.3 - 10.4
	g/L	0.708	0.631 - 0.787	0.207	0.184 - 0.230	0.093	0.083 - 0.104

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101197	LOT	111197	LOT	121197
		Exp.	2027-05-31	Exp.	2027-05-31	Exp.	2027-05-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	120	117 - 124	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	77	73 - 80	89	85 - 93	110	105 - 115
iCa	mmol/L	1.58	1.46 - 1.69	1.24	1.15 - 1.34	0.71	0.61 - 0.82
	mg/dL	6.3	5.8 - 6.8	5.0	4.6 - 5.4	2.8	2.4 - 3.3
	mEq/L	3.2	2.9 - 3.4	2.5	2.3 - 2.7	1.4	1.2 - 1.6
TCO2	mmol/L, mEq/L	17	8 - 26	21	15 - 28	27	21 - 33
Glucose/Glu	mg/dL	42	39 - 44	121	115 - 127	285	271 - 299
	g/L	0.42	0.39 - 0.44	1.21	1.15 - 1.27	2.85	2.71 - 2.99
	mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.4 - 7.0	15.8	15.0 - 16.6
Creatinine/Crea	mg/dL	4.1	3.6 - 4.6	1.7	1.5 - 1.9	0.6	0.5 - 0.6
	umol/L	364	322 - 406	154	136 - 171	50	44 - 55
BUN	mg/dL	57	50 - 63	10	9 - 11	7	7 - 8
Urea	mmol/L	20.2	18.0 - 22.3	3.5	3.2 - 4.0	2.5	2.3 - 2.8
	mg/dL	121	108 - 134	21	19 - 24	15	14 - 17
	g/L	1.21	1.08 - 1.34	0.21	0.19 - 0.24	0.15	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		 LOT		 LOT		 LOT	
		 Exp.		 Exp.		 Exp.	
		2027-05-31		2027-05-31		2027-05-31	
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	40	38 - 42	121	115 - 127	285	271 - 299
	g/L	0.40	0.38 - 0.42	1.21	1.15 - 1.27	2.85	2.71 - 2.99
	mmol/L	2.2	2.1 - 2.3	6.7	6.4 - 7.0	15.8	15.0 - 16.6

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



EC REP

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		 LOT	101190	 LOT	111190	 LOT	121190
		 Exp.	2026-10-31	 Exp.	2026-10-31	 Exp.	2026-10-31
CG4+  D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
pH		7.035	7.007 - 7.063	7.432	7.402 - 7.462	7.662	7.631 - 7.693
PCO2	mmHg	57.4	53.7 - 61.1	29.9	27.7 - 32.2	23.3	21.6 - 25.1
	kPa	7.65	7.16 - 8.14	3.99	3.69 - 4.29	3.11	2.88 - 3.35
PO2	mmHg	85	79 - 91	117	109 - 125	145	137 - 153
	kPa	11.3	10.5 - 12.1	15.6	14.5 - 16.7	19.3	18.3 - 20.4
Lactate/Lac	mmol/L	7.88	7.01 - 8.74	2.38	2.11 - 2.64	1.07	0.95 - 1.19
	mg/dL	71.0	63.2 - 78.7	21.4	19.0 - 23.8	9.6	8.6 - 10.7
	g/L	0.710	0.632 - 0.787	0.214	0.190 - 0.238	0.096	0.086 - 0.107

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101190	LOT	111190	LOT	121190
		Exp.	2026-10-31	Exp.	2026-10-31	Exp.	2026-10-31
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y							
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 125	133	129 - 137	162	157 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.4	6.1 - 6.6
iCa	mmol/L	1.52	1.41 - 1.64	1.25	1.16 - 1.34	0.73	0.63 - 0.84
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.6	5.0	4.6 - 5.4	2.9	2.5 - 3.4
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.5	2.3 - 2.7	1.5	1.3 - 1.7
pH		7.029	7.001 - 7.057	7.429	7.399 - 7.459	7.647	7.616 - 7.678
PCO2	mmHg	57.0	53.3 - 60.7	29.3	27.1 - 31.5	21.9	20.3 - 23.6
	kPa	7.60	7.10 - 8.09	3.91	3.61 - 4.20	2.92	2.71 - 3.15
PO2	mmHg	86	80 - 91	116	108 - 124	144	136 - 151
	kPa	11.5	10.7 - 12.1	15.5	14.4 - 16.5	19.2	18.1 - 20.1
Glucose/Glu	mg/dL	41	39 - 43	121	115 - 127	284	270 - 298
	g/L	0.41	0.39 - 0.43	1.21	1.15 - 1.27	2.84	2.70 - 2.98
	mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.4 - 7.0	15.8	15.0 - 16.5
Creatinine/Crea	mg/dL	3.9	3.5 - 4.4	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	348	308 - 388	148	131 - 165	48	42 - 53
Lactate/Lac	mmol/L	7.83	6.97 - 8.69	2.34	2.08 - 2.60	1.03	0.92 - 1.15
	mg/dL	70.5	62.8 - 78.3	21.1	18.7 - 23.4	9.3	8.3 - 10.4
	g/L	0.705	0.628 - 0.783	0.211	0.187 - 0.234	0.093	0.083 - 0.104

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101190	LOT	111190	LOT	121190
		Exp.	2026-10-31	Exp.	2026-10-31	Exp.	2026-10-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 124	132	128 - 136	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	78	74 - 81	89	85 - 93	110	105 - 115
iCa	mmol/L	1.53	1.42 - 1.65	1.25	1.16 - 1.34	0.72	0.62 - 0.83
	mg/dL	6.1	5.7 - 6.6	5.0	4.6 - 5.4	2.9	2.5 - 3.3
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3	2.5	2.3 - 2.7	1.4	1.2 - 1.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	17	8 - 26	21	15 - 28	27	21 - 33
Glucose/Glu	mg/dL	41	39 - 43	120	114 - 126	285	270 - 299
	g/L	0.41	0.39 - 0.43	1.20	1.14 - 1.26	2.85	2.70 - 2.99
	mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.3 - 7.0	15.8	15.0 - 16.6
Creatinine/Crea	mg/dL	4.0	3.6 - 4.5	1.7	1.5 - 1.9	0.6	0.5 - 0.6
	umol/L	358	317 - 399	150	133 - 168	49	43 - 54
BUN	mg/dL	59	53 - 65	10	9 - 11	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.0	18.8 - 23.3	3.7	3.3 - 4.0	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	126	113 - 140	22	20 - 24	16	14 - 17
	g/L	1.26	1.13 - 1.40	0.22	0.20 - 0.24	0.16	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

CLEW: A53		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control		
		LOT	101190	LOT	111190	LOT	121190	
		Exp.	2026-10-31	Exp.	2026-10-31	Exp.	2026-10-31	
G	F, H, J, K	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	
	Glucose/Glu	mg/dL	40	38 - 42	120	114 - 126	285	270 - 299
		g/L	0.40	0.38 - 0.42	1.20	1.14 - 1.26	2.85	2.70 - 2.99
		mmol/L	2.2	2.1 - 2.3	6.7	6.3 - 7.0	15.8	15.0 - 16.6

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101194	LOT	111194	LOT	121194
		Exp.	2027-02-28	Exp.	2027-02-28	Exp.	2027-02-28
CG4+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
pH		7.041	7.013 - 7.069	7.444	7.414 - 7.474	7.649	7.618 - 7.680
PCO2	mmHg	57.7	53.9 - 61.5	29.5	27.3 - 31.8	24.1	22.3 - 26.0
	kPa	7.69	7.18 - 8.20	3.93	3.64 - 4.24	3.21	2.97 - 3.47
PO2	mmHg	87	81 - 93	118	110 - 126	145	137 - 153
	kPa	11.6	10.8 - 12.4	15.7	14.7 - 16.8	19.3	18.3 - 20.4
Lactate/Lac	mmol/L	7.93	7.05 - 8.80	2.39	2.12 - 2.65	1.08	0.96 - 1.19
	mg/dL	71.4	63.5 - 79.3	21.5	19.1 - 23.9	9.7	8.6 - 10.7
	g/L	0.714	0.635 - 0.793	0.215	0.191 - 0.239	0.097	0.086 - 0.107

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101194	LOT	111194	LOT	121194
		Exp.	2027-02-28	Exp.	2027-02-28	Exp.	2027-02-28
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y							
Na	mmol/L, mEq/L	122	118 - 125	134	130 - 138	163	158 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.6 - 3.9	6.4	6.1 - 6.6
iCa	mmol/L	1.52	1.40 - 1.63	1.26	1.16 - 1.35	0.70	0.60 - 0.80
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.5	5.0	4.6 - 5.4	2.8	2.4 - 3.2
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.5	2.3 - 2.7	1.4	1.2 - 1.6
pH		7.036	7.008 - 7.064	7.442	7.412 - 7.472	7.637	7.606 - 7.668
PCO2	mmHg	57.3	53.6 - 61.0	28.5	26.4 - 30.6	22.6	20.9 - 24.3
	kPa	7.64	7.14 - 8.13	3.80	3.52 - 4.08	3.01	2.79 - 3.24
PO2	mmHg	87	81 - 93	117	109 - 126	144	136 - 152
	kPa	11.6	10.8 - 12.4	15.6	14.5 - 16.8	19.2	18.1 - 20.3
Glucose/Glu	mg/dL	42	39 - 44	121	114 - 127	283	269 - 297
	g/L	0.42	0.39 - 0.44	1.21	1.14 - 1.27	2.83	2.69 - 2.97
	mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.3 - 7.0	15.7	14.9 - 16.5
Creatinine/Crea	mg/dL	4.0	3.5 - 4.5	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	354	313 - 394	148	131 - 165	45	40 - 50
Lactate/Lac	mmol/L	7.83	6.97 - 8.69	2.33	2.07 - 2.59	1.04	0.92 - 1.15
	mg/dL	70.5	62.8 - 78.3	21.0	18.7 - 23.3	9.4	8.3 - 10.4
	g/L	0.705	0.628 - 0.783	0.210	0.187 - 0.233	0.094	0.083 - 0.104

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101194	LOT	111194	LOT	121194
		Exp.	2027-02-28	Exp.	2027-02-28	Exp.	2027-02-28
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	121	118 - 125	133	129 - 137	162	158 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	78	74 - 81	89	85 - 93	110	105 - 115
iCa	mmol/L	1.52	1.40 - 1.63	1.25	1.15 - 1.34	0.69	0.59 - 0.79
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.5	5.0	4.6 - 5.4	2.8	2.4 - 3.2
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.5	2.3 - 2.7	1.4	1.2 - 1.6
TCO2	mmol/L, mEq/L	17	8 - 26	21	14 - 27	27	21 - 33
Glucose/Glu	mg/dL	42	39 - 44	120	114 - 126	281	267 - 295
	g/L	0.42	0.39 - 0.44	1.20	1.14 - 1.26	2.81	2.67 - 2.95
	mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.3 - 7.0	15.6	14.8 - 16.4
Creatinine/Crea	mg/dL	4.1	3.6 - 4.6	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	362	320 - 403	150	133 - 168	48	42 - 53
BUN	mg/dL	57	51 - 64	10	9 - 11	7	7 - 8
Urea	mmol/L	20.5	18.3 - 22.7	3.5	3.2 - 4.0	2.5	2.3 - 2.8
	mg/dL	123	110 - 136	21	19 - 24	15	14 - 17
	g/L	1.23	1.10 - 1.36	0.21	0.19 - 0.24	0.15	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT		LOT		LOT	
		Exp.		Exp.		Exp.	
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	40	38 - 42	120	114 - 126	282	268 - 296
	g/L	0.40	0.38 - 0.42	1.20	1.14 - 1.26	2.82	2.68 - 2.96
	mmol/L	2.2	2.1 - 2.3	6.7	6.3 - 7.0	15.7	14.9 - 16.4

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® PT Level 1 Control		i-STAT® PT Level 2 Control	
		 LOT	281196	 LOT	291196
		 Exp.	2027-04-30	 Exp.	2027-04-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
PT					
 S					
PT	INR	1.3	1.2 - 1.4	2.8	2.5 - 3.1
	sec	15.4	13.7 - 17.1	32.0	28.2 - 35.8

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301199	LOT	311200	LOT	321199
		Exp.	2027-07-31	Exp.	2027-08-31	Exp.	2027-07-31
CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT D							
pH		7.068	7.040 - 7.096	7.418	7.388 - 7.448	7.664	7.633 - 7.695
PCO2	mmHg	59.5	55.7 - 63.4	36.8	34.4 - 39.2	23.3	21.5 - 25.0
	kPa	7.93	7.42 - 8.45	4.91	4.59 - 5.23	3.11	2.87 - 3.33
PO2	mmHg	76	68 - 85	116	108 - 124	145	137 - 153
	kPa	10.1	9.1 - 11.3	15.5	14.4 - 16.5	19.3	18.3 - 20.4
Lactate/Lac	mmol/L	6.42	5.72 - 7.13	1.96	1.74 - 2.17	0.89	0.79 - 0.99
	mg/dL	57.8	51.5 - 64.2	17.7	15.7 - 19.6	8.0	7.1 - 8.9
	g/L	0.578	0.515 - 0.642	0.177	0.157 - 0.196	0.080	0.071 - 0.089

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301199	LOT	311200	LOT	321199
		Exp.	2027-07-31	Exp.	2027-08-31	Exp.	2027-07-31
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y							
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 128	132	128 - 136	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.81	0.69 - 0.93	1.22	1.13 - 1.31	1.54	1.43 - 1.66
	mg/dL	3.2	2.8 - 3.7	4.9	4.5 - 5.2	6.2	5.7 - 6.6
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9	2.4	2.3 - 2.6	3.1	2.9 - 3.3
pH		7.065	7.037 - 7.093	7.421	7.391 - 7.451	7.656	7.625 - 7.687
PCO2	mmHg	58.8	55.0 - 62.6	35.6	33.3 - 37.9	20.8	19.2 - 22.3
	kPa	7.84	7.33 - 8.34	4.75	4.44 - 5.05	2.77	2.56 - 2.97
PO2	mmHg	82	76 - 88	119	111 - 128	142	134 - 149
	kPa	10.9	10.1 - 11.7	15.9	14.8 - 17.1	18.9	17.9 - 19.9
Glucose/Glu	mg/dL	254	241 - 267	120	114 - 126	37	35 - 38
	g/L	2.54	2.41 - 2.67	1.20	1.14 - 1.26	0.37	0.35 - 0.38
	mmol/L	14.1	13.4 - 14.8	6.7	6.3 - 7.0	2.1	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.4	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	270	239 - 301	78	69 - 87	38	34 - 42
Lactate/Lac	mmol/L	6.55	5.83 - 7.27	2.03	1.81 - 2.26	0.93	0.83 - 1.03
	mg/dL	59.0	52.5 - 65.5	18.3	16.3 - 20.4	8.4	7.5 - 9.3
	g/L	0.590	0.525 - 0.655	0.183	0.163 - 0.204	0.084	0.075 - 0.093
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	36	34 - 38	58	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301199	LOT	311200	LOT	321199
		Exp.	2027-07-31	Exp.	2027-08-31	Exp.	2027-07-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	132	128 - 135	160	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	70 - 77	92	87 - 96	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.79	0.68 - 0.91	1.20	1.11 - 1.29	1.50	1.39 - 1.62
	mg/dL	3.2	2.7 - 3.6	4.8	4.4 - 5.2	6.0	5.6 - 6.5
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.2
TCO2	mmol/L, mEq/L	19	10 - 28	24	18 - 31	30	24 - 36
Glucose/Glu	mg/dL	250	238 - 263	117	111 - 123	36	34 - 37
	g/L	2.50	2.38 - 2.63	1.17	1.11 - 1.23	0.36	0.34 - 0.37
	mmol/L	13.9	13.2 - 14.6	6.5	6.2 - 6.8	2.0	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.4	0.9	0.8 - 1.0	0.5	0.4 - 0.5
	umol/L	270	239 - 301	80	70 - 89	40	35 - 44
BUN	mg/dL	58	52 - 64	12	10 - 13	7	7 - 8
Urea	mmol/L	20.7	18.5 - 22.8	4.2	3.7 - 4.7	2.5	2.3 - 2.8
	mg/dL	124	111 - 137	25	22 - 28	15	14 - 17
	g/L	1.24	1.11 - 1.37	0.25	0.22 - 0.28	0.15	0.14 - 0.17
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	33	31 - 34	54	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	34	32 - 35	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		 LOT	301199	 LOT	311200	 LOT	321199
		 Exp.	2027-07-31	 Exp.	2027-08-31	 Exp.	2027-07-31
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	258	245 - 271	128	121 - 134	39	37 - 41
	g/L	2.58	2.45 - 2.71	1.28	1.21 - 1.34	0.39	0.37 - 0.41
	mmol/L	14.3	13.6 - 15.0	7.1	6.7 - 7.4	2.2	2.1 - 2.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

i-STAT® TriControls Level 1 Control	
LOT	301190
 Exp.	2026-10-31

CG4+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
pH		7.056	7.028 - 7.084
PCO2	mmHg	63.5	59.3 - 67.6
	kPa	8.46	7.90 - 9.01
PO2	mmHg	73	65 - 81
	kPa	9.7	8.7 - 10.8
Lactate/Lac	mmol/L	6.65	5.92 - 7.38
	mg/dL	59.9	53.3 - 66.5
	g/L	0.599	0.533 - 0.665

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

i-STAT® TriControls Level 1 Control	
LOT	301190
Exp.	2026-10-31

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1
iCa	mmol/L	0.82	0.70 - 0.94
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9
pH		7.051	7.023 - 7.079
PCO2	mmHg	62.8	58.7 - 66.9
	kPa	8.37	7.82 - 8.92
PO2	mmHg	81	76 - 87
	kPa	10.8	10.1 - 11.6
Glucose/Glu	mg/dL	250	238 - 263
	g/L	2.50	2.38 - 2.63
	mmol/L	13.9	13.2 - 14.6
Creatinine/Crea	mg/dL	3.0	2.7 - 3.3
	umol/L	265	235 - 296
Lactate/Lac	mmol/L	6.65	5.92 - 7.38
	mg/dL	59.9	53.3 - 66.5
	g/L	0.599	0.533 - 0.665
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23
	K2EDTA %	23	22 - 24

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

i-STAT® TriControls Level 1 Control	
LOT	301190
Exp.	2026-10-31

CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1
Cl	mmol/L, mEq/L	74	70 - 77
iCa	mmol/L	0.81	0.69 - 0.93
	mg/dL	3.2	2.8 - 3.7
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29
Glucose/Glu	mg/dL	245	232 - 257
	g/L	2.45	2.32 - 2.57
	mmol/L	13.6	12.9 - 14.3
Creatinine/Crea	mg/dL	3.0	2.7 - 3.4
	umol/L	266	235 - 297
BUN	mg/dL	57	51 - 63
Urea	mmol/L	20.3	18.2 - 22.5
	mg/dL	122	109 - 135
	g/L	1.22	1.09 - 1.35
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22
	K2EDTA %	22	21 - 23

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

i-STAT® TriControls Level 1 Control	
LOT	301190
 Exp.	2026-10-31

G		$\bar{x}$	Zielbereich
LOT F, H, J, K		(Zielwert)	gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	254	241 - 266
	g/L	2.54	2.41 - 2.66
	mmol/L	14.1	13.4 - 14.8

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301191	LOT	311191	LOT	321191
		Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30
CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT D							
pH		7.054	7.026 - 7.082	7.410	7.380 - 7.440	7.662	7.631 - 7.693
PCO2	mmHg	62.8	58.7 - 66.8	35.5	33.2 - 37.8	21.1	19.5 - 22.7
	kPa	8.37	7.82 - 8.90	4.73	4.43 - 5.04	2.81	2.60 - 3.03
PO2	mmHg	75	66 - 83	113	105 - 121	138	131 - 146
	kPa	10.0	8.8 - 11.1	15.1	14.0 - 16.1	18.4	17.5 - 19.5
Lactate/Lac	mmol/L	6.79	6.04 - 7.53	1.99	1.77 - 2.21	0.94	0.83 - 1.04
	mg/dL	61.2	54.4 - 67.8	17.9	15.9 - 19.9	8.5	7.5 - 9.4
	g/L	0.612	0.544 - 0.678	0.179	0.159 - 0.199	0.085	0.075 - 0.094

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301191	LOT	311191	LOT	321191
		Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y							
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129	131	127 - 135	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.80	0.69 - 0.92	1.21	1.12 - 1.31	1.53	1.42 - 1.65
	mg/dL	3.2	2.8 - 3.7	4.8	4.5 - 5.2	6.1	5.7 - 6.6
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.1	2.8 - 3.3
pH		7.048	7.020 - 7.076	7.413	7.383 - 7.443	7.652	7.621 - 7.683
PCO2	mmHg	63.3	59.2 - 67.4	35.4	33.1 - 37.7	20.1	18.6 - 21.6
	kPa	8.44	7.89 - 8.98	4.72	4.41 - 5.03	2.68	2.48 - 2.88
PO2	mmHg	81	75 - 87	116	108 - 124	138	130 - 145
	kPa	10.8	10.0 - 11.6	15.5	14.4 - 16.5	18.4	17.3 - 19.3
Glucose/Glu	mg/dL	253	240 - 265	119	113 - 125	37	35 - 38
	g/L	2.53	2.40 - 2.65	1.19	1.13 - 1.25	0.37	0.35 - 0.38
	mmol/L	14.0	13.3 - 14.7	6.6	6.3 - 6.9	2.1	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.0	2.7 - 3.4	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	269	238 - 300	82	73 - 92	36	32 - 40
Lactate/Lac	mmol/L	6.82	6.07 - 7.57	1.97	1.75 - 2.18	0.91	0.81 - 1.00
	mg/dL	61.4	54.7 - 68.2	17.7	15.8 - 19.6	8.2	7.3 - 9.0
	g/L	0.614	0.547 - 0.682	0.177	0.158 - 0.196	0.082	0.073 - 0.090
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	56	53 - 58
	K2EDTA %	23	22 - 24	36	34 - 39	58	55 - 60

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301191	LOT	311191	LOT	321191
		Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	131	127 - 135	159	154 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	70 - 77	91	87 - 95	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.79	0.67 - 0.90	1.20	1.11 - 1.29	1.50	1.39 - 1.61
	mg/dL	3.2	2.7 - 3.6	4.8	4.4 - 5.2	6.0	5.6 - 6.4
	mEq/L	1.6	1.3 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.2
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29	24	18 - 31	29	23 - 35
Glucose/Glu	mg/dL	248	235 - 260	117	111 - 123	37	36 - 39
	g/L	2.48	2.35 - 2.60	1.17	1.11 - 1.23	0.37	0.36 - 0.39
	mmol/L	13.8	13.0 - 14.4	6.5	6.2 - 6.8	2.1	2.0 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.0	2.7 - 3.4	1.0	0.8 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	268	237 - 299	84	74 - 94	37	33 - 41
BUN	mg/dL	64	57 - 71	11	10 - 12	7	6 - 7
Urea	mmol/L	22.8	20.5 - 25.3	4.0	3.5 - 4.3	2.3	2.0 - 2.5
	mg/dL	137	123 - 152	24	21 - 26	14	12 - 15
	g/L	1.37	1.23 - 1.52	0.24	0.21 - 0.26	0.14	0.12 - 0.15
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	34	32 - 35	53	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		 LOT	301191	 LOT	311191	 LOT	321191
		 Exp.	2026-11-30	 Exp.	2026-11-30	 Exp.	2026-11-30
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	256	244 - 269	126	119 - 132	39	37 - 41
	g/L	2.56	2.44 - 2.69	1.26	1.19 - 1.32	0.39	0.37 - 0.41
	mmol/L	14.2	13.5 - 14.9	7.0	6.6 - 7.3	2.2	2.1 - 2.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301193	LOT	311193	LOT	321193
		 Exp.	2027-01-31	 Exp.	2027-01-31	 Exp.	2027-01-31
CG4+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
pH		7.065	7.037 - 7.093	7.408	7.378 - 7.438	7.659	7.628 - 7.690
PCO2	mmHg	60.5	56.5 - 64.4	37.5	35.1 - 39.9	22.5	20.8 - 24.2
	kPa	8.06	7.53 - 8.58	5.00	4.68 - 5.32	3.00	2.77 - 3.23
PO2	mmHg	73	65 - 81	112	104 - 120	140	132 - 147
	kPa	9.7	8.7 - 10.8	14.9	13.9 - 16.0	18.7	17.6 - 19.6
Lactate/Lac	mmol/L	6.47	5.75 - 7.18	2.03	1.80 - 2.25	0.91	0.81 - 1.01
	mg/dL	58.3	51.8 - 64.7	18.3	16.2 - 20.3	8.2	7.3 - 9.1
	g/L	0.583	0.518 - 0.647	0.183	0.162 - 0.203	0.082	0.073 - 0.091

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301193	LOT	311193	LOT	321193
		Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y							
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129	132	128 - 136	161	156 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.80	0.68 - 0.91	1.20	1.11 - 1.29	1.52	1.40 - 1.63
	mg/dL	3.2	2.7 - 3.6	4.8	4.4 - 5.2	6.1	5.6 - 6.5
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.3
pH		7.063	7.035 - 7.091	7.413	7.383 - 7.443	7.651	7.620 - 7.682
PCO2	mmHg	59.9	56.0 - 63.8	36.8	34.4 - 39.2	21.1	19.5 - 22.7
	kPa	7.98	7.46 - 8.50	4.91	4.59 - 5.23	2.81	2.60 - 3.03
PO2	mmHg	82	76 - 87	116	107 - 124	141	133 - 148
	kPa	10.9	10.1 - 11.6	15.5	14.3 - 16.5	18.8	17.7 - 19.7
Glucose/Glu	mg/dL	253	240 - 265	118	112 - 124	36	34 - 38
	g/L	2.53	2.40 - 2.65	1.18	1.12 - 1.24	0.36	0.34 - 0.38
	mmol/L	14.0	13.3 - 14.7	6.5	6.2 - 6.9	2.0	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.4	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	271	240 - 303	79	70 - 88	37	33 - 41
Lactate/Lac	mmol/L	6.45	5.74 - 7.16	2.20	1.96 - 2.44	0.90	0.80 - 1.00
	mg/dL	58.1	51.7 - 64.5	19.8	17.7 - 22.0	8.1	7.2 - 9.0
	g/L	0.581	0.517 - 0.645	0.198	0.177 - 0.220	0.081	0.072 - 0.090
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	34 - 39	58	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301193	LOT	311193	LOT	321193
		Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	121 - 128	132	128 - 136	160	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	70 - 77	92	88 - 96	114	109 - 119
iCa	mmol/L	0.78	0.67 - 0.89	1.19	1.10 - 1.28	1.49	1.38 - 1.61
	mg/dL	3.1	2.7 - 3.6	4.8	4.4 - 5.1	6.0	5.5 - 6.4
	mEq/L	1.6	1.3 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.2
TCO2	mmol/L, mEq/L	19	10 - 28	25	18 - 31	29	23 - 35
Glucose/Glu	mg/dL	248	236 - 260	117	111 - 122	37	36 - 39
	g/L	2.48	2.36 - 2.60	1.17	1.11 - 1.22	0.37	0.36 - 0.39
	mmol/L	13.8	13.1 - 14.4	6.5	6.2 - 6.8	2.1	2.0 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.4	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	271	240 - 303	79	70 - 88	38	34 - 42
BUN	mg/dL	57	52 - 64	11	10 - 12	7	6 - 7
Urea	mmol/L	20.5	18.5 - 22.7	3.8	3.5 - 4.3	2.3	2.0 - 2.5
	mg/dL	123	111 - 136	23	21 - 26	14	12 - 15
	g/L	1.23	1.11 - 1.36	0.23	0.21 - 0.26	0.14	0.12 - 0.15
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	34	32 - 36	54	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 38	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		 301193		 311193		 321193	
		 Exp. 2027-01-31		 Exp. 2027-01-31		 Exp. 2027-01-31	
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	256	243 - 269	127	120 - 133	40	38 - 42
	g/L	2.56	2.43 - 2.69	1.27	1.20 - 1.33	0.40	0.38 - 0.42
	mmol/L	14.2	13.5 - 14.9	7.0	6.7 - 7.4	2.2	2.1 - 2.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301195	LOT	311195	LOT	321195
		Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31
CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
	LOT D						
pH		7.071	7.043 - 7.099	7.412	7.382 - 7.442	7.637	7.606 - 7.668
PCO2	mmHg	61.0	57.1 - 65.0	37.3	34.9 - 39.8	25.3	23.4 - 27.2
	kPa	8.13	7.61 - 8.66	4.97	4.65 - 5.31	3.37	3.12 - 3.63
PO2	mmHg	74	66 - 82	111	103 - 119	137	130 - 145
	kPa	9.9	8.8 - 10.9	14.8	13.7 - 15.9	18.3	17.3 - 19.3
Lactate/Lac	mmol/L	6.47	5.76 - 7.18	1.99	1.77 - 2.21	0.96	0.85 - 1.06
	mg/dL	58.3	51.9 - 64.7	17.9	15.9 - 19.9	8.6	7.7 - 9.6
	g/L	0.583	0.519 - 0.647	0.179	0.159 - 0.199	0.086	0.077 - 0.096

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301195	LOT	311195	LOT	321195
		Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31
CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y							
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 128	132	128 - 136	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.80	0.69 - 0.92	1.22	1.13 - 1.31	1.52	1.41 - 1.64
	mg/dL	3.2	2.8 - 3.7	4.9	4.5 - 5.2	6.1	5.6 - 6.6
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.4	2.3 - 2.6	3.0	2.8 - 3.3
pH		7.070	7.042 - 7.098	7.417	7.387 - 7.447	7.632	7.601 - 7.663
PCO2	mmHg	60.0	56.1 - 63.9	36.2	33.8 - 38.5	23.3	21.6 - 25.0
	kPa	8.00	7.48 - 8.52	4.83	4.51 - 5.13	3.11	2.88 - 3.33
PO2	mmHg	81	75 - 87	114	106 - 122	139	131 - 146
	kPa	10.8	10.0 - 11.6	15.2	14.1 - 16.3	18.5	17.5 - 19.5
Glucose/Glu	mg/dL	250	238 - 263	118	112 - 124	35	34 - 37
	g/L	2.50	2.38 - 2.63	1.18	1.12 - 1.24	0.35	0.34 - 0.37
	mmol/L	13.9	13.2 - 14.6	6.5	6.2 - 6.9	1.9	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.5	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	274	242 - 306	78	69 - 87	37	33 - 41
Lactate/Lac	mmol/L	6.38	5.68 - 7.08	1.89	1.69 - 2.10	0.87	0.78 - 0.97
	mg/dL	57.5	51.2 - 63.8	17.0	15.2 - 18.9	7.8	7.0 - 8.7
	g/L	0.575	0.512 - 0.638	0.170	0.152 - 0.189	0.078	0.070 - 0.087
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	56	53 - 58
	K2EDTA %	23	22 - 24	36	34 - 39	58	55 - 60

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301195	LOT	311195	LOT	321195
		Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	131	127 - 135	159	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 77	91	87 - 95	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.79	0.67 - 0.90	1.20	1.11 - 1.29	1.49	1.38 - 1.60
	mg/dL	3.2	2.7 - 3.6	4.8	4.4 - 5.2	6.0	5.5 - 6.4
	mEq/L	1.6	1.3 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.2
TCO2	mmol/L, mEq/L	19	10 - 28	24	18 - 31	30	24 - 36
Glucose/Glu	mg/dL	248	236 - 261	117	111 - 123	37	35 - 39
	g/L	2.48	2.36 - 2.61	1.17	1.11 - 1.23	0.37	0.35 - 0.39
	mmol/L	13.8	13.1 - 14.5	6.5	6.2 - 6.8	2.1	1.9 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.5	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	275	243 - 307	80	71 - 90	39	34 - 43
BUN	mg/dL	57	52 - 64	11	10 - 12	7	6 - 7
Urea	mmol/L	20.5	18.5 - 22.7	3.8	3.5 - 4.3	2.3	2.0 - 2.5
	mg/dL	123	111 - 136	23	21 - 26	14	12 - 15
	g/L	1.23	1.11 - 1.36	0.23	0.21 - 0.26	0.14	0.12 - 0.15
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	33	32 - 35	53	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		 LOT	301195	 LOT	311195	 LOT	321195
		 Exp.	2027-03-31	 Exp.	2027-03-31	 Exp.	2027-03-31
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	256	244 - 269	127	120 - 133	40	38 - 41
	g/L	2.56	2.44 - 2.69	1.27	1.20 - 1.33	0.40	0.38 - 0.41
	mmol/L	14.2	13.5 - 14.9	7.0	6.7 - 7.4	2.2	2.1 - 2.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA


i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions



CLEW: A53

		i-STAT® PT ^{plus} Level 1 Control		i-STAT® PT ^{plus} Level 2 Control	
		LOT	501197	LOT	511197
		Exp.	2027-05-31	Exp.	2027-05-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
PT ^{plus} LOT C					
PT	INR	1.0	0.9 - 1.1	2.5	2.2 - 2.8
	sec	10.1	8.6 - 11.6	25.3	21.7 - 28.8


Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Produced for:
Abbott Point of Care Inc.
 400 College Road East
 Princeton, NJ 08540 USA
 Product of USA

EC REP
 EMERGO EUROPE
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 The Netherlands

i-STAT is a trademark of Abbott.



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796



CLEW: A53

		i-STAT® PT ^{plus} Level 1 Control		i-STAT® PT ^{plus} Level 2 Control	
		LOT	501195	LOT	511195
		Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
PT ^{plus}					
LOT C					
PT	INR	1.1	1.0 - 1.2	2.4	2.1 - 2.7
	sec	11.1	9.6 - 12.6	24.3	20.7 - 27.8

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD

CE
0344



www.globalpointofcare.abbott



Produced for:
Abbott Point of Care Inc.
400 College Road East
Princeton, NJ 08540 USA

Product of USA

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



Abbott Diagnostics GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden, Germany

i-STAT is a trademark of Abbott.

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

CLEW: A53

		i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control		i-STAT® hs-TnI Level 3 Control	
		LOT	551191	LOT	561191	LOT	571191
		Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI							
LOT A							
hs-TnI	ng/L	12.9	10.3 - 15.5	51.8	41.4 - 62.2	294.1	235.3 - 352.9

hs-TnI							
LOT B							
hs-TnI	ng/L	16.0	12.8 - 19.2	65.4	52.3 - 78.5	382.9	306.3 - 459.5

hs-TnI							
LOT C							
hs-TnI	ng/L	13.7	11.0 - 16.4	57.8	46.2 - 69.4	325.7	260.6 - 390.8

hs-TnI							
LOT D							
hs-TnI	ng/L	12.5	10.0 - 15.0	54.1	43.3 - 64.9	319.7	255.8 - 383.6

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CLEW: A53

		i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control		i-STAT® hs-TnI Level 3 Control	
		LOT	551199	LOT	561199	LOT	571199
		 Exp.	2027-07-31	 Exp.	2027-07-31	 Exp.	2027-07-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI							
LOT A							
hs-TnI	ng/L	15.3	12.2 - 18.4	66.5	53.2 - 79.8	431.3	345.0 - 517.6

hs-TnI							
LOT B							
hs-TnI	ng/L	19.4	15.5 - 23.3	81.8	65.4 - 98.2	543.6	434.9 - 652.3

hs-TnI							
LOT C							
hs-TnI	ng/L	16.6	13.3 - 19.9	72.3	57.8 - 86.8	469.4	375.5 - 563.3

hs-TnI							
LOT D							
hs-TnI	ng/L	15.8	12.6 - 19.0	69.9	55.9 - 83.9	456.0	364.8 - 547.2

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CLEW: A53

		i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control		i-STAT® hs-TnI Level 3 Control	
		LOT	551193	LOT	561194	LOT	571193
		 Exp.	2027-01-31	 Exp.	2027-02-28	 Exp.	2027-01-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI							
LOT A							
hs-TnI	ng/L	12.2	9.8 - 14.6	54.0	43.2 - 64.8	312.0	249.6 - 374.4

hs-TnI							
LOT B							
hs-TnI	ng/L	15.4	12.3 - 18.5	67.2	53.8 - 80.6	402.9	322.3 - 483.5

hs-TnI							
LOT C							
hs-TnI	ng/L	13.3	10.6 - 16.0	59.3	47.4 - 71.2	345.0	276.0 - 414.0

hs-TnI							
LOT D							
hs-TnI	ng/L	12.7	10.2 - 15.2	57.8	46.2 - 69.4	343.6	274.9 - 412.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



CLEW: A53


	i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control	
	LOT	551192	LOT	561192
	Exp.	2026-12-31	Exp.	2026-12-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI				
LOT A				
hs-TnI	ng/L	11.1 8.9 - 13.3	53.4	42.7 - 64.1

hs-TnI				
LOT B				
hs-TnI	ng/L	14.2 11.4 - 17.0	67.3	53.8 - 80.8

hs-TnI				
LOT C				
hs-TnI	ng/L	12.2 9.8 - 14.6	58.9	47.1 - 70.7

hs-TnI				
LOT D				
hs-TnI	ng/L	11.8 9.4 - 14.2	56.9	45.5 - 68.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: A53

		i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control		i-STAT® hs-TnI Level 3 Control	
		LOT	551190	LOT	561190	LOT	571190
		 Exp.	2026-10-31	 Exp.	2026-10-31	 Exp.	2026-10-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI							
LOT A							
hs-TnI	ng/L	14.3	11.4 - 17.2	60.4	48.3 - 72.5	338.9	271.1 - 406.7

hs-TnI							
LOT B							
hs-TnI	ng/L	19.2	15.4 - 23.0	78.6	62.9 - 94.3	466.0	372.8 - 559.2

hs-TnI							
LOT C							
hs-TnI	ng/L	15.2	12.2 - 18.2	64.5	51.6 - 77.4	374.0	299.2 - 448.8

hs-TnI							
LOT D							
hs-TnI	ng/L	15.0	12.0 - 18.0	62.3	49.8 - 74.8	375.9	300.7 - 451.1

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CLEW: A53

		i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control		i-STAT® hs-TnI Level 3 Control	
		LOT	551203	LOT	561203	LOT	571203
		 Exp.	2027-11-30	 Exp.	2027-11-30	 Exp.	2027-11-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI							
LOT A							
hs-TnI	ng/L	13.3	10.6 - 16.0	59.1	47.3 - 70.9	341.0	272.8 - 409.2

hs-TnI							
LOT B							
hs-TnI	ng/L	17.0	13.6 - 20.4	76.5	61.2 - 91.8	443.5	354.8 - 532.2

hs-TnI							
LOT C							
hs-TnI	ng/L	14.8	11.8 - 17.8	66.8	53.4 - 80.2	393.1	314.5 - 471.7

hs-TnI							
LOT D							
hs-TnI	ng/L	13.8	11.0 - 16.6	62.2	49.8 - 74.6	375.3	300.2 - 450.4

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



CLEW: A53

		i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
		LOT		LOT		LOT	
		Exp.		Exp.		Exp.	
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
BNP							
F							
BNP	pg/mL	93	79 - 107	878	746 - 1010	2576	2190 - 2962

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



www.globalpointofcare.abbott



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
Abbott Park, IL
60064 USA

Product of USA

i-STAT is a trademark of Abbott

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796



CLEW: A53

		i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
		LOT		LOT		LOT	
		Exp.		Exp.		Exp.	
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
BNP							
F							
BNP	pg/mL	95	81 - 109	968	823 - 1113	2464	2094 - 2834

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



www.globalpointofcare.abbott



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
Abbott Park, IL
60064 USA

Product of USA

i-STAT is a trademark of Abbott

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796



CLEW: A53

		i-STAT® BNP Level 1 Control		i-STAT® BNP Level 2 Control		i-STAT® BNP Level 3 Control	
		LOT		LOT		LOT	
		Exp.		Exp.		Exp.	
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
BNP							
F							
BNP	pg/mL	80	68 - 92	927	788 - 1066	2489	2116 - 2862

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



www.globalpointofcare.abbott



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
Abbott Park, IL
60064 USA

Product of USA

i-STAT is a trademark of Abbott

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796



CLEW: A53

		i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
		LOT		LOT		LOT	
		Exp.		Exp.		Exp.	
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
CK-MB							
D							
CK-MB	ng/mL	3.9	2.1 - 5.7	13.1	7.2 - 19.0	69.0	38.0 - 100.1

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



www.globalpointofcare.abbott



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
Abbott Park, IL
60064 USA

Product of USA

i-STAT is a trademark of Abbott

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796



CLEW: A53

		i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
		LOT	071197	LOT	081197	LOT	091197
		Exp.	2027-05-31	Exp.	2027-05-31	Exp.	2027-05-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
CK-MB							
D							
CK-MB	ng/mL	3.2	1.8 - 4.6	10.9	6.0 - 15.8	50.1	27.6 - 72.6

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



www.globalpointofcare.abbott



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
Abbott Park, IL
60064 USA

Product of USA

i-STAT is a trademark of Abbott

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796



CLEW: A53

		i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
		LOT	071210	LOT	081210	LOT	091210
		Exp.	2028-06-30	Exp.	2028-06-30	Exp.	2028-06-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
CK-MB							
D							
CK-MB	ng/mL	3.6	2.0 - 5.2	12.5	6.9 - 18.1	60.8	33.4 - 88.2

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



www.globalpointofcare.abbott



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
Abbott Park, IL
60064 USA

Product of USA

i-STAT is a trademark of Abbott

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796



CLEW: A53

		i-STAT® CK-MB Level 1 Control		i-STAT® CK-MB Level 2 Control		i-STAT® CK-MB Level 3 Control	
		LOT	071193	LOT	081193	LOT	091193
		Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
CK-MB							
D							
CK-MB	ng/mL	3.5	1.9 - 5.1	13.1	7.2 - 19.0	65.9	36.2 - 95.6

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



www.globalpointofcare.abbott



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
Abbott Park, IL
60064 USA

Product of USA

i-STAT is a trademark of Abbott

ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-122209-01

06-Oct-2026

APOC20262796

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions