

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24212 (L1 331179, L2 301179, L3 311179, L4 321179, L5 341179)

Exp. 2025-11-30

CLEW: A48

| CG4+ | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|--------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| LOT D | | | | | | |
| pH | | 6.541 6.481 - 6.601 | 7.062 7.012 - 7.112 | 7.435 7.385 - 7.485 | 7.658 7.608 - 7.708 | 7.920 7.860 - 7.980 |
| | mmHg | 89.6 78.8 - 100.3 | 58.3 50.8 - 65.8 | 33.2 26.2 - 40.2 | 21.5 15.2 - 27.8 | 16.7 10.7 - 22.7 |
| PCO2 | kPa | 11.94 10.50 - 13.37 | 7.77 6.77 - 8.77 | 4.43 3.49 - 5.36 | 2.87 2.03 - 3.71 | 2.23 1.43 - 3.03 |
| | mmHg | 48 33 - 63 | 77 62 - 92 | 116 98 - 133 | 144 122 - 166 | 422 362 - 482 |
| PO2 | kPa | 6.4 4.4 - 8.4 | 10.3 8.3 - 12.3 | 15.5 13.1 - 17.7 | 19.2 16.3 - 22.1 | 56.3 48.3 - 64.3 |
| | mmol/L | 15.50 12.71 - 18.29 | 6.34 5.48 - 7.19 | 1.67 1.17 - 2.17 | 0.63 0.13 - 1.13 | 0.48 0.00 - 0.98 |
| Lactate/Lac | mg/dL | 139.7 114.5 - 164.8 | 57.1 49.4 - 64.8 | 15.0 10.5 - 19.6 | 5.7 1.2 - 10.2 | 4.3 0.0 - 8.8 |
| | g/L | 1.397 1.145 - 1.648 | 0.571 0.494 - 0.648 | 0.150 0.105 - 0.196 | 0.057 0.012 - 0.102 | 0.043 0.000 - 0.088 |

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798810-01

15-Nov-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24212 (L1 331179, L2 301179, L3 311179, L4 321179, L5 341179)

Exp. 2025-11-30

CLEW: A48

| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| LOT A, K, L, M, N, W, Y | | | | | | |
| Na | mmol/L, mEq/L | 100 96 - 104 | 124 120 - 129 | 134 129 - 138 | 160 155 - 165 | 177 171 - 183 |
| K | mmol/L, mEq/L | 2.3 2.0 - 2.6 | 3.0 2.7 - 3.3 | 3.8 3.5 - 4.2 | 6.1 5.6 - 6.7 | 7.8 7.2 - 8.4 |
| iCa | mmol/L | 0.34 0.26 - 0.41 | 0.83 0.75 - 0.91 | 1.23 1.15 - 1.31 | 1.54 1.43 - 1.66 | 2.15 1.98 - 2.31 |
| | mg/dL | 1.4 1.0 - 1.6 | 3.3 3.0 - 3.6 | 4.9 4.6 - 5.2 | 6.2 5.7 - 6.6 | 8.6 7.9 - 9.2 |
| | mEq/L | 0.7 0.5 - 0.8 | 1.7 1.5 - 1.8 | 2.5 2.3 - 2.6 | 3.1 2.9 - 3.3 | 4.3 4.0 - 4.6 |
| pH | | 6.533 6.473 - 6.593 | 7.059 7.009 - 7.109 | 7.435 7.385 - 7.485 | 7.650 7.600 - 7.700 | 7.901 7.841 - 7.961 |
| PCO2 | mmHg | 90.9 80.0 - 101.8 | 60.3 52.8 - 67.8 | 34.4 27.4 - 41.4 | 21.5 15.2 - 27.8 | 14.4 8.4 - 20.4 |
| | kPa | 12.12 10.66 - 13.57 | 8.04 7.04 - 9.04 | 4.59 3.65 - 5.52 | 2.87 2.03 - 3.71 | 1.92 1.12 - 2.72 |
| PO2 | mmHg | 57 42 - 72 | 84 69 - 99 | 120 102 - 138 | 146 124 - 168 | 409 349 - 469 |
| | kPa | 7.6 5.6 - 9.6 | 11.2 9.2 - 13.2 | 16.0 13.6 - 18.4 | 19.5 16.5 - 22.4 | 54.5 46.5 - 62.5 |
| Glucose/Glu | mg/dL | 559 475 - 643 | 258 216 - 300 | 117 101 - 132 | 36 27 - 45 | 25 16 - 34 |
| | g/L | 5.59 4.75 - 6.43 | 2.58 2.16 - 3.00 | 1.17 1.01 - 1.32 | 0.36 0.27 - 0.45 | 0.25 0.16 - 0.34 |
| | mmol/L | 31.0 26.4 - 35.7 | 14.3 12.0 - 16.7 | 6.5 5.6 - 7.3 | 2.0 1.5 - 2.5 | 1.4 0.9 - 1.9 |
| Creatinine/Crea | mg/dL | 14.8 11.5 - 18.1 | 3.6 2.8 - 4.4 | 1.0 0.6 - 1.4 | 0.5 0.1 - 0.9 | 0.3 0.0 - 0.8 |
| | umol/L | 1308 1017 - 1600 | 318 248 - 389 | 88 53 - 124 | 44 9 - 80 | 27 0 - 71 |
| Lactate/Lac | mmol/L | 15.07 12.36 - 17.78 | 6.42 5.56 - 7.29 | 1.63 1.13 - 2.13 | 0.57 0.07 - 1.07 | 0.42 0.00 - 0.92 |
| | mg/dL | 135.8 111.4 - 160.2 | 57.8 50.1 - 65.7 | 14.7 10.2 - 19.2 | 5.1 0.6 - 9.6 | 3.8 0.0 - 8.3 |
| | g/L | 1.358 1.114 - 1.602 | 0.578 0.501 - 0.657 | 0.147 0.102 - 0.192 | 0.051 0.006 - 0.096 | 0.038 0.000 - 0.083 |
| HCT | K3EDTA % | 12 9 - 15 | 22 19 - 25 | 36 33 - 39 | 57 53 - 60 | 67 63 - 70 |
| | K2EDTA % | 13 9 - 16 | 23 20 - 26 | 38 34 - 41 | 59 55 - 63 | 69 66 - 73 |

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798810-01

15-Nov-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24212 (L1 331179, L2 301179, L3 311179, L4 321179, L5 341179)

Exp. 2025-11-30

CLEW: A48

| CHEM8+ | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| LOT H | | | | | | |
| Na | mmol/L, mEq/L | 99 95 - 103 | 124 119 - 128 | 133 128 - 137 | 158 152 - 164 | 177 170 - 184 |
| K | mmol/L, mEq/L | 2.3 2.0 - 2.6 | 3.0 2.7 - 3.3 | 3.8 3.5 - 4.1 | 6.1 5.6 - 6.6 | 7.8 7.2 - 8.4 |
| Cl | mmol/L, mEq/L | 61 57 - 65 | 74 69 - 79 | 92 86 - 98 | 113 105 - 122 | 125 116 - 134 |
| iCa | mmol/L | 0.34 0.26 - 0.41 | 0.82 0.74 - 0.90 | 1.22 1.14 - 1.30 | 1.51 1.40 - 1.63 | 2.16 2.00 - 2.32 |
| | mg/dL | 1.4 1.0 - 1.6 | 3.3 3.0 - 3.6 | 4.9 4.6 - 5.2 | 6.0 5.6 - 6.5 | 8.6 8.0 - 9.3 |
| | mEq/L | 0.7 0.5 - 0.8 | 1.6 1.5 - 1.8 | 2.4 2.3 - 2.6 | 3.0 2.8 - 3.3 | 4.3 4.0 - 4.6 |
| TCO2 | mmol/L, mEq/L | 13 7 - 19 | 21 12 - 30 | 26 20 - 33 | 30 24 - 36 | 43 37 - 50 |
| Glucose/Glu | mg/dL | 567 482 - 653 | 259 217 - 301 | 116 100 - 131 | 34 25 - 43 | 24 15 - 33 |
| | g/L | 5.67 4.82 - 6.53 | 2.59 2.17 - 3.01 | 1.16 1.00 - 1.31 | 0.34 0.25 - 0.43 | 0.24 0.15 - 0.33 |
| | mmol/L | 31.5 26.8 - 36.2 | 14.4 12.0 - 16.7 | 6.4 5.6 - 7.3 | 1.9 1.4 - 2.4 | 1.3 0.8 - 1.8 |
| Creatinine/Crea | mg/dL | 14.8 11.4 - 18.1 | 3.5 2.7 - 4.3 | 1.0 0.6 - 1.4 | 0.5 0.1 - 0.9 | 0.3 0.0 - 0.8 |
| | umol/L | 1308 1008 - 1600 | 309 239 - 380 | 88 53 - 124 | 44 9 - 80 | 27 0 - 71 |
| BUN | mg/dL | 130 112 - 147 | 60 52 - 68 | 11 8 - 14 | 7 5 - 9 | 5 2 - 7 |
| Urea | mmol/L | 46.4 40.0 - 52.5 | 21.4 18.6 - 24.3 | 3.9 2.9 - 5.0 | 2.5 1.8 - 3.2 | 1.8 0.7 - 2.5 |
| | mg/dL | 278 240 - 315 | 128 111 - 146 | 24 17 - 30 | 15 11 - 19 | 11 4 - 15 |
| | g/L | 2.78 2.40 - 3.15 | 1.28 1.11 - 1.46 | 0.24 0.17 - 0.30 | 0.15 0.11 - 0.19 | 0.11 0.04 - 0.15 |
| HCT | K3EDTA % | 11 8 - 14 | 21 18 - 24 | 33 30 - 36 | 53 50 - 57 | 63 60 - 67 |
| | K2EDTA % | 12 8 - 15 | 22 19 - 25 | 35 31 - 38 | 56 52 - 59 | 66 63 - 70 |

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798810-01

15-Nov-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24212 (L1 331179, L2 301179, L3 311179, L4 321179, L5 341179)

Exp. 2025-11-30

CLEW: A48

| EC8+, 6+, & G | | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|--------------------------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| LOT F, H, J, K | | | | | | |
| Na | mmol/L, mEq/L | 100 96 - 104 | 124 120 - 128 | 133 128 - 138 | 159 153 - 165 | 177 171 - 184 |
| K | mmol/L, mEq/L | 2.3 2.0 - 2.6 | 3.0 2.7 - 3.3 | 3.8 3.5 - 4.1 | 6.1 5.6 - 6.7 | 7.8 7.2 - 8.4 |
| Cl | mmol/L, mEq/L | 59 55 - 62 | 72 68 - 77 | 90 84 - 96 | 112 103 - 120 | 123 114 - 133 |
| pH | | 6.505 6.445 - 6.565 | 7.005 6.955 - 7.055 | 7.364 7.314 - 7.414 | 7.637 7.587 - 7.687 | 7.855 7.795 - 7.915 |
| PCO2 | mmHg | 111.0 97.7 - 124.3 | 73.1 65.6 - 80.6 | 43.7 36.7 - 50.7 | 28.1 21.8 - 34.4 | 23.3 17.3 - 29.3 |
| | kPa | 14.80 13.02 - 16.57 | 9.74 8.74 - 10.74 | 5.83 4.89 - 6.76 | 3.75 2.91 - 4.59 | 3.11 2.31 - 3.91 |
| Glucose/Glu | mg/dL | 551 468 - 633 | 263 221 - 305 | 127 110 - 144 | 41 32 - 50 | 29 20 - 38 |
| | g/L | 5.51 4.68 - 6.33 | 2.63 2.21 - 3.05 | 1.27 1.10 - 1.44 | 0.41 0.32 - 0.50 | 0.29 0.20 - 0.38 |
| | mmol/L | 30.6 26.0 - 35.1 | 14.6 12.3 - 16.9 | 7.0 6.1 - 8.0 | 2.3 1.8 - 2.8 | 1.6 1.1 - 2.1 |
| BUN | mg/dL | 137 118 - 155 | 60 52 - 68 | 12 9 - 15 | 7 5 - 9 | 5 2 - 7 |
| Urea | mmol/L | 48.9 42.1 - 55.3 | 21.4 18.6 - 24.3 | 4.3 3.2 - 5.4 | 2.5 1.8 - 3.2 | 1.8 0.7 - 2.5 |
| | mg/dL | 293 253 - 332 | 128 111 - 146 | 26 19 - 32 | 15 11 - 19 | 11 4 - 15 |
| | g/L | 2.93 2.53 - 3.32 | 1.28 1.11 - 1.46 | 0.26 0.19 - 0.32 | 0.15 0.11 - 0.19 | 0.11 0.04 - 0.15 |
| HCT | K3EDTA % | 12 9 - 15 | 22 19 - 25 | 36 33 - 39 | 56 53 - 59 | 66 62 - 70 |
| | K2EDTA % | 13 9 - 16 | 23 20 - 26 | 37 34 - 41 | 58 55 - 62 | 69 65 - 73 |

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798810-01

15-Nov-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 24212 (L1 331179, L2 301179, L3 311179, L4 321179, L5 341179)

Exp. 2025-11-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798810-01

15-Nov-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

