

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301177

**Exp.** 2025-09-30

**CLEW: A48**

| <b>CG4+</b><br><b>LOT</b> D |        | $\bar{x}$ (Mean) | R (Range)     |
|-----------------------------|--------|------------------|---------------|
| pH                          |        | 7.058            | 7.008 - 7.108 |
| PCO2                        | mmHg   | 60.5             | 53.0 - 68.0   |
|                             | kPa    | 8.06             | 7.06 - 9.06   |
| PO2                         | mmHg   | 78               | 63 - 93       |
|                             | kPa    | 10.4             | 8.4 - 12.4    |
| Lactate/Lac                 | mmol/L | 6.32             | 5.47 - 7.18   |
|                             | mg/dL  | 56.9             | 49.3 - 64.7   |
|                             | g/L    | 0.569            | 0.493 - 0.647 |

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

798216-01

28-Aug-2024

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301177

**Exp.** 2025-09-30

**CLEW: A48**

| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ |               | $\bar{x}$ (Mean) | R (Range)     |
|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y     |               |                  |               |
| Na                                 | mmol/L, mEq/L | 124              | 120 - 128     |
| K                                  | mmol/L, mEq/L | 3.0              | 2.7 - 3.3     |
| iCa                                | mmol/L        | 0.82             | 0.74 - 0.90   |
|                                    | mg/dL         | 3.3              | 3.0 - 3.6     |
|                                    | mEq/L         | 1.6              | 1.5 - 1.8     |
| pH                                 |               | 7.055            | 7.005 - 7.105 |
| PCO2                               | mmHg          | 62.1             | 54.6 - 69.6   |
|                                    | kPa           | 8.28             | 7.28 - 9.28   |
| PO2                                | mmHg          | 85               | 70 - 100      |
|                                    | kPa           | 11.3             | 9.3 - 13.3    |
| Glucose/Glu                        | mg/dL         | 258              | 216 - 300     |
|                                    | g/L           | 2.58             | 2.16 - 3.00   |
|                                    | mmol/L        | 14.3             | 12.0 - 16.7   |
| Creatinine/Crea                    | mg/dL         | 3.5              | 2.7 - 4.3     |
|                                    | umol/L        | 309              | 239 - 380     |
| Lactate/Lac                        | mmol/L        | 6.43             | 5.56 - 7.29   |
|                                    | mg/dL         | 57.9             | 50.1 - 65.7   |
|                                    | g/L           | 0.579            | 0.501 - 0.657 |
| HCT                                | K3EDTA %      | 22               | 19 - 25       |
|                                    | K2EDTA %      | 23               | 20 - 26       |

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



798216-01

28-Aug-2024

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301177

**Exp.** 2025-09-30

**CLEW: A48**

| <b>CHEM8+</b>   |               | $\bar{x}$ (Mean) | R (Range)   |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| <b>LOT</b> H    |               |                  |             |
| Na              | mmol/L, mEq/L | 123              | 119 - 128   |
| K               | mmol/L, mEq/L | 3.0              | 2.7 - 3.3   |
| Cl              | mmol/L, mEq/L | 74               | 69 - 79     |
| iCa             | mmol/L        | 0.81             | 0.73 - 0.89 |
|                 | mg/dL         | 3.2              | 2.9 - 3.6   |
|                 | mEq/L         | 1.6              | 1.5 - 1.8   |
| TCO2            | mmol/L, mEq/L | 21               | 12 - 30     |
| Glucose/Glu     | mg/dL         | 259              | 217 - 301   |
|                 | g/L           | 2.59             | 2.17 - 3.01 |
|                 | mmol/L        | 14.4             | 12.0 - 16.7 |
| Creatinine/Crea | mg/dL         | 3.6              | 2.8 - 4.4   |
|                 | umol/L        | 318              | 248 - 389   |
| BUN             | mg/dL         | 60               | 52 - 68     |
| Urea            | mmol/L        | 21.4             | 18.6 - 24.3 |
|                 | mg/dL         | 128              | 111 - 146   |
|                 | g/L           | 1.28             | 1.11 - 1.46 |
| HCT             | K3EDTA %      | 21               | 18 - 24     |
|                 | K2EDTA %      | 22               | 19 - 25     |

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



798216-01

28-Aug-2024

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301177

**Exp.** 2025-09-30

**CLEW: A48**

| <b>EC8+, 6+, &amp; G</b> |               | <b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b> | <b>R (Range)</b> |
|--------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|
| <b>LOT F, H, J, K</b>    |               |                                    |                  |
| Na                       | mmol/L, mEq/L | 124                                | 119 - 128        |
| K                        | mmol/L, mEq/L | 3.0                                | 2.7 - 3.3        |
| Cl                       | mmol/L, mEq/L | 72                                 | 67 - 77          |
| pH                       |               | 7.002                              | 6.952 - 7.052    |
| PCO2                     | mmHg          | 74.6                               | 67.1 - 82.1      |
|                          | kPa           | 9.94                               | 8.94 - 10.94     |
| Glucose/Glu              | mg/dL         | 263                                | 221 - 305        |
|                          | g/L           | 2.63                               | 2.21 - 3.05      |
|                          | mmol/L        | 14.6                               | 12.3 - 16.9      |
| BUN                      | mg/dL         | 60                                 | 52 - 68          |
| Urea                     | mmol/L        | 21.4                               | 18.6 - 24.3      |
|                          | mg/dL         | 128                                | 111 - 146        |
|                          | g/L           | 1.28                               | 1.11 - 1.46      |
| HCT                      | K3EDTA %      | 22                                 | 19 - 25          |
|                          | K2EDTA %      | 23                                 | 20 - 26          |

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

798216-01

28-Aug-2024

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



# i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301177

**Exp.** 2025-09-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

798216-01

28-Aug-2024



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

