

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23335 (L1 331171, L2 301171, L3 311171, L4 321171, L5 341171)

Exp. 2025-03-31

CLEW: A49

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.559 6.499 - 6.619	7.067 7.017 - 7.117	7.434 7.384 - 7.484	7.678 7.628 - 7.728	7.886 7.826 - 7.946
	mmHg	90.5 79.7 - 101.4	58.9 51.4 - 66.4	33.4 26.4 - 40.4	19.9 13.6 - 26.2	17.8 11.8 - 23.8
PCO2	kPa	12.06 10.62 - 13.52	7.85 6.85 - 8.85	4.45 3.52 - 5.39	2.65 1.81 - 3.49	2.37 1.57 - 3.17
	mmHg	45 30 - 60	77 62 - 92	116 98 - 133	145 123 - 166	420 360 - 480
PO2	kPa	6.0 4.0 - 8.0	10.3 8.3 - 12.3	15.5 13.1 - 17.7	19.3 16.4 - 22.1	56.0 48.0 - 64.0
	mmol/L	15.47 12.68 - 18.25	6.28 5.43 - 7.13	1.69 1.19 - 2.19	0.64 0.14 - 1.14	0.48 0.00 - 0.98
Lactate/Lac	mg/dL	139.4 114.2 - 164.4	56.6 48.9 - 64.2	15.2 10.7 - 19.7	5.8 1.3 - 10.3	4.3 0.0 - 8.8
	g/L	1.394 1.142 - 1.644	0.566 0.489 - 0.642	0.152 0.107 - 0.197	0.058 0.013 - 0.103	0.043 0.000 - 0.088

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798448-01

03-Oct-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23335 (L1 331171, L2 301171, L3 311171, L4 321171, L5 341171)

Exp. 2025-03-31

CLEW: A49

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	100	125	134	160	177
		96 - 104	120 - 129	129 - 139	155 - 166	171 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3	3.0	3.8	6.1	7.8
		2.0 - 2.6	2.7 - 3.3	3.5 - 4.2	5.6 - 6.7	7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.37	0.83	1.26	1.62	2.18
		0.30 - 0.45	0.75 - 0.91	1.17 - 1.34	1.50 - 1.74	2.01 - 2.34
	mg/dL	1.5	3.3	5.0	6.5	8.7
		1.2 - 1.8	3.0 - 3.6	4.7 - 5.4	6.0 - 7.0	8.0 - 9.4
mEq/L	0.7	1.7	2.5	3.2	4.4	
		0.6 - 0.9	1.5 - 1.8	2.3 - 2.7	3.0 - 3.5	4.0 - 4.7
pH		6.555	7.065	7.431	7.667	7.866
		6.495 - 6.615	7.015 - 7.115	7.381 - 7.481	7.617 - 7.717	7.806 - 7.926
PCO2	mmHg	90.8	60.5	35.1	20.3	15.7
		79.9 - 101.7	53.0 - 68.0	28.1 - 42.1	14.0 - 26.6	9.7 - 21.7
	kPa	12.10	8.06	4.68	2.71	2.09
		10.65 - 13.56	7.06 - 9.06	3.75 - 5.61	1.87 - 3.55	1.29 - 2.89
PO2	mmHg	56	86	120	146	412
		41 - 71	71 - 101	102 - 138	124 - 168	352 - 472
	kPa	7.5	11.5	16.0	19.5	54.9
		5.5 - 9.5	9.5 - 13.5	13.6 - 18.4	16.5 - 22.4	46.9 - 62.9
Glucose/Glu	mg/dL	559	257	118	37	25
		475 - 643	215 - 299	102 - 133	28 - 46	16 - 34
	g/L	5.59	2.57	1.18	0.37	0.25
		4.75 - 6.43	2.15 - 2.99	1.02 - 1.33	0.28 - 0.46	0.16 - 0.34
mmol/L	31.0	14.3	6.5	2.1	1.4	
	26.4 - 35.7	11.9 - 16.6	5.7 - 7.4	1.6 - 2.6	0.9 - 1.9	
Creatinine/Crea	mg/dL	14.0	3.3	1.0	0.5	0.4
		10.9 - 17.2	2.5 - 4.1	0.6 - 1.4	0.1 - 0.9	0.0 - 0.8
	umol/L	1238	292	88	44	35
		964 - 1520	221 - 362	53 - 124	9 - 80	0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	14.84	6.37	1.63	0.57	0.42
		12.17 - 17.51	5.51 - 7.23	1.13 - 2.13	0.07 - 1.07	0.00 - 0.92
	mg/dL	133.7	57.4	14.7	5.1	3.8
		109.7 - 157.8	49.6 - 65.1	10.2 - 19.2	0.6 - 9.6	0.0 - 8.3
g/L	1.337	0.574	0.147	0.051	0.038	
		1.097 - 1.578	0.496 - 0.651	0.102 - 0.192	0.006 - 0.096	0.000 - 0.083
HCT	K3EDTA %	12	22	36	57	67
		9 - 15	19 - 25	33 - 39	53 - 60	63 - 70
	K2EDTA %	13	23	38	59	69
		9 - 16	20 - 26	34 - 41	55 - 63	66 - 73

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798448-01

03-Oct-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23335 (L1 331171, L2 301171, L3 311171, L4 321171, L5 341171)

Exp. 2025-03-31

CLEW: A49

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 119 - 128	133 128 - 137	159 153 - 165	177 170 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	61 57 - 65	75 70 - 80	92 86 - 98	113 105 - 122	125 115 - 134
iCa	mmol/L	0.37 0.29 - 0.44	0.82 0.74 - 0.90	1.25 1.16 - 1.33	1.59 1.47 - 1.70	2.19 2.02 - 2.35
	mg/dL	1.5 1.2 - 1.8	3.3 3.0 - 3.6	5.0 4.6 - 5.3	6.4 5.9 - 6.8	8.8 8.1 - 9.4
	mEq/L	0.7 0.6 - 0.9	1.6 1.5 - 1.8	2.5 2.3 - 2.7	3.2 2.9 - 3.4	4.4 4.0 - 4.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	14 8 - 20	21 12 - 30	27 20 - 33	30 24 - 36	45 38 - 52
Glucose/Glu	mg/dL	573 487 - 659	258 216 - 300	117 101 - 133	35 26 - 44	22 13 - 31
	g/L	5.73 4.87 - 6.59	2.58 2.16 - 3.00	1.17 1.01 - 1.33	0.35 0.26 - 0.44	0.22 0.13 - 0.31
	mmol/L	31.8 27.0 - 36.6	14.3 12.0 - 16.7	6.5 5.6 - 7.4	1.9 1.4 - 2.4	1.2 0.7 - 1.7
Creatinine/Crea	mg/dL	14.2 11.0 - 17.4	3.4 2.6 - 4.2	1.1 0.7 - 1.5	0.5 0.1 - 0.9	0.4 0.0 - 0.8
	umol/L	1255 972 - 1538	301 230 - 371	97 62 - 133	44 9 - 80	35 0 - 71
BUN	mg/dL	128 111 - 146	60 52 - 68	11 8 - 14	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	45.7 39.6 - 52.1	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	274 238 - 312	128 111 - 146	24 17 - 30	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.74 2.38 - 3.12	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	11 8 - 14	21 18 - 24	33 30 - 36	54 50 - 57	63 60 - 67
	K2EDTA %	12 8 - 15	22 19 - 25	35 31 - 38	56 52 - 59	66 63 - 70

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798448-01

03-Oct-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23335 (L1 331171, L2 301171, L3 311171, L4 321171, L5 341171)

Exp. 2025-03-31

CLEW: A49

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 129	133 128 - 137	159 153 - 165	178 171 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	59 55 - 63	72 68 - 77	90 84 - 96	113 104 - 121	124 115 - 133
pH		6.520 6.460 - 6.580	7.017 6.967 - 7.067	7.376 7.326 - 7.426	7.658 7.608 - 7.708	7.822 7.762 - 7.882
PCO2	mmHg	107.0 94.1 - 119.8	71.9 64.4 - 79.4	44.5 37.5 - 51.5	26.9 20.6 - 33.2	24.8 18.8 - 30.8
	kPa	14.26 12.54 - 15.97	9.58 8.58 - 10.58	5.93 5.00 - 6.86	3.59 2.75 - 4.43	3.31 2.51 - 4.11
Glucose/Glu	mg/dL	558 475 - 642	263 221 - 305	127 110 - 144	41 32 - 50	29 20 - 38
	g/L	5.58 4.75 - 6.42	2.63 2.21 - 3.05	1.27 1.10 - 1.44	0.41 0.32 - 0.50	0.29 0.20 - 0.38
	mmol/L	31.0 26.4 - 35.6	14.6 12.3 - 16.9	7.0 6.1 - 8.0	2.3 1.8 - 2.8	1.6 1.1 - 2.1
BUN	mg/dL	132 114 - 150	59 51 - 67	12 9 - 15	7 5 - 10	5 2 - 7
Urea	mmol/L	47.1 40.7 - 53.6	21.1 18.2 - 23.9	4.3 3.2 - 5.4	2.5 1.8 - 3.6	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	282 244 - 321	126 109 - 143	26 19 - 32	15 11 - 21	11 4 - 15
	g/L	2.82 2.44 - 3.21	1.26 1.09 - 1.43	0.26 0.19 - 0.32	0.15 0.11 - 0.21	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	35 32 - 38	56 53 - 59	66 62 - 70
	K2EDTA %	12 9 - 16	23 20 - 26	37 33 - 40	58 55 - 62	69 65 - 73

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798448-01

03-Oct-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

LOT 23335 (L1 331171, L2 301171, L3 311171, L4 321171, L5 341171)

Exp. 2025-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

798448-01

03-Oct-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

