

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24320 (L1 131183, L2 101183, L3 111183, L4 121183, L5 141183)

Exp. 2026-03-31

CLEW: A50

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.570 6.510 - 6.630	7.026 6.976 - 7.076	7.441 7.391 - 7.491	7.661 7.611 - 7.711	7.978 7.918 - 8.038
	mmHg	88.3 77.7 - 98.9	57.8 50.3 - 65.3	28.8 21.8 - 35.8	22.8 16.5 - 29.1	16.3 10.3 - 22.3
PCO2	kPa	11.77 10.36 - 13.18	7.70 6.70 - 8.70	3.84 2.91 - 4.77	3.04 2.20 - 3.88	2.17 1.37 - 2.97
	mmHg	78 63 - 93	93 78 - 108	126 107 - 145	151 128 - 174	352 292 - 412
PO2	kPa	10.4 8.4 - 12.4	12.4 10.4 - 14.4	16.8 14.3 - 19.3	20.1 17.1 - 23.2	46.9 38.9 - 54.9
	mmol/L	20.00 16.40 - 23.60	7.90 6.84 - 8.97	2.15 1.65 - 2.65	0.85 0.35 - 1.35	0.43 0.00 - 0.93
Lactate/Lac	mg/dL	180.2 147.8 - 212.6	71.2 61.6 - 80.8	19.4 14.9 - 23.9	7.7 3.2 - 12.2	3.9 0.0 - 8.4
	g/L	1.802 1.478 - 2.126	0.712 0.616 - 0.808	0.194 0.149 - 0.239	0.077 0.032 - 0.122	0.039 0.000 - 0.084

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

7103519-01

03-Apr-2025

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24320 (L1 131183, L2 101183, L3 111183, L4 121183, L5 141183)

Exp. 2026-03-31

CLEW: A50

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	98 94 - 102	121 116 - 125	133 128 - 138	162 157 - 167	179 173 - 185
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.1	6.4 5.8 - 6.9	7.9 7.3 - 8.5
iCa	mmol/L	2.29 2.12 - 2.46	1.50 1.39 - 1.61	1.28 1.19 - 1.36	0.77 0.69 - 0.85	0.27 0.20 - 0.35
	mg/dL	9.2 8.5 - 9.8	6.0 5.6 - 6.4	5.1 4.8 - 5.4	3.1 2.8 - 3.4	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.6 4.2 - 4.9	3.0 2.8 - 3.2	2.6 2.4 - 2.7	1.5 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
pH		6.565 6.505 - 6.625	7.025 6.975 - 7.075	7.438 7.388 - 7.488	7.648 7.598 - 7.698	7.945 7.885 - 8.005
PCO2	mmHg	89.1 78.4 - 99.8	59.3 51.8 - 66.8	29.5 22.5 - 36.5	22.3 16.0 - 28.6	13.3 7.3 - 19.3
	kPa	11.88 10.45 - 13.30	7.90 6.90 - 8.90	3.93 3.00 - 4.87	2.97 2.13 - 3.81	1.77 0.97 - 2.57
PO2	mmHg	78 63 - 93	92 77 - 107	121 103 - 139	146 124 - 168	358 298 - 418
	kPa	10.4 8.4 - 12.4	12.3 10.3 - 14.3	16.1 13.7 - 18.5	19.5 16.5 - 22.4	47.7 39.7 - 55.7
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	42 33 - 51	122 106 - 139	287 245 - 329	595 506 - 684
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.42 0.33 - 0.51	1.22 1.06 - 1.39	2.87 2.45 - 3.29	5.95 5.06 - 6.84
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.7	15.9 13.6 - 18.3	33.0 28.1 - 38.0
Creatinine/Crea	mg/dL	14.9 11.5 - 18.2	4.1 3.3 - 4.9	1.7 1.3 - 2.1	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1317 1017 - 1609	362 292 - 433	150 115 - 186	44 9 - 80	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	19.79 16.23 - 23.35	7.82 6.76 - 8.88	2.08 1.58 - 2.58	0.80 0.30 - 1.30	0.38 0.00 - 0.88
	mg/dL	178.3 146.2 - 210.4	70.5 60.9 - 80.0	18.7 14.2 - 23.2	7.2 2.7 - 11.7	3.4 0.0 - 7.9
	g/L	1.783 1.462 - 2.104	0.705 0.609 - 0.800	0.187 0.142 - 0.232	0.072 0.027 - 0.117	0.034 0.000 - 0.079

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



7103519-01

03-Apr-2025

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24320 (L1 131183, L2 101183, L3 111183, L4 121183, L5 141183)

Exp. 2026-03-31

CLEW: A50

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	120 116 - 125	133 128 - 137	161 156 - 166	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.9 7.3 - 8.5
Cl	mmol/L, mEq/L	72 67 - 76	78 73 - 83	89 83 - 95	110 103 - 117	124 116 - 133
iCa	mmol/L	2.31 2.14 - 2.48	1.51 1.40 - 1.62	1.27 1.19 - 1.35	0.76 0.68 - 0.84	0.27 0.20 - 0.35
	mg/dL	9.2 8.6 - 9.9	6.0 5.6 - 6.5	5.1 4.8 - 5.4	3.0 2.7 - 3.4	1.1 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.6 4.3 - 5.0	3.0 2.8 - 3.2	2.5 2.4 - 2.7	1.5 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	19 10 - 28	23 16 - 29	27 21 - 33	42 36 - 49
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	42 33 - 51	123 106 - 140	293 251 - 335	614 522 - 706
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.42 0.33 - 0.51	1.23 1.06 - 1.40	2.93 2.51 - 3.35	6.14 5.22 - 7.06
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.8	16.3 13.9 - 18.6	34.1 29.0 - 39.2
Creatinine/Crea	mg/dL	15.1 11.7 - 18.5	4.2 3.4 - 5.0	1.7 1.3 - 2.1	0.6 0.2 - 1.0	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1335 1034 - 1635	371 301 - 442	150 115 - 186	53 18 - 88	27 0 - 71
BUN	mg/dL	111 96 - 126	60 52 - 68	10 7 - 13	7 5 - 10	4 1 - 6
Urea	mmol/L	39.6 34.3 - 45.0	21.4 18.6 - 24.3	3.6 2.5 - 4.6	2.5 1.8 - 3.6	1.4 0.4 - 2.1
	mg/dL	238 205 - 270	128 111 - 146	21 15 - 28	15 11 - 21	9 2 - 13
	g/L	2.38 2.05 - 2.70	1.28 1.11 - 1.46	0.21 0.15 - 0.28	0.15 0.11 - 0.21	0.09 0.02 - 0.13

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

7103519-01

03-Apr-2025

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24320 (L1 131183, L2 101183, L3 111183, L4 121183, L5 141183)

Exp. 2026-03-31

CLEW: A50

EC8+, 6+, & G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	121 116 - 125	133 128 - 137	161 156 - 166	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	69 64 - 73	76 71 - 80	88 82 - 94	109 102 - 116	123 115 - 131
pH		6.579 6.519 - 6.639	7.035 6.985 - 7.085	7.454 7.404 - 7.504	7.659 7.609 - 7.709	7.969 7.909 - 8.029
PCO2	mmHg	85.2 75.0 - 95.4	58.5 51.0 - 66.0	31.9 24.9 - 38.9	26.4 20.1 - 32.7	19.4 13.4 - 25.4
	kPa	11.36 10.00 - 12.72	7.80 6.80 - 8.80	4.25 3.32 - 5.19	3.52 2.68 - 4.36	2.59 1.79 - 3.39
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	43 34 - 52	122 106 - 139	288 246 - 330	589 500 - 677
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.43 0.34 - 0.52	1.22 1.06 - 1.39	2.88 2.46 - 3.30	5.89 5.00 - 6.77
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.4 1.9 - 2.9	6.8 5.9 - 7.7	16.0 13.7 - 18.3	32.7 27.8 - 37.6
BUN	mg/dL	117 101 - 132	57 49 - 64	11 8 - 14	8 5 - 10	4 2 - 7
Urea	mmol/L	41.8 36.1 - 47.1	20.3 17.5 - 22.8	3.9 2.9 - 5.0	2.9 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.5
	mg/dL	250 216 - 282	122 105 - 137	24 17 - 30	17 11 - 21	9 4 - 15
	g/L	2.50 2.16 - 2.82	1.22 1.05 - 1.37	0.24 0.17 - 0.30	0.17 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.15

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

7103519-01

03-Apr-2025

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24320 (L1 131183, L2 101183, L3 111183, L4 121183, L5 141183)

Exp. 2026-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

7103519-01

03-Apr-2025



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

