

i-STAT® Level 2 Control

LOT 111183

 **Exp.** 2026-03-31

CLEW: A50

CG4+ LOT D		\bar{x} (Mean)	R (Range)
pH		7.441	7.391 - 7.491
PCO2	mmHg	28.8	21.8 - 35.8
	kPa	3.84	2.91 - 4.77
PO2	mmHg	126	107 - 145
	kPa	16.8	14.3 - 19.3
Lactate/Lac	mmol/L	2.15	1.65 - 2.65
	mg/dL	19.4	14.9 - 23.9
	g/L	0.194	0.149 - 0.239


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



7103575-01

03-Apr-2025

i-STAT® Level 2 Control

LOT 111183

 **Exp.** 2026-03-31

CLEW: A50

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.1
iCa	mmol/L	1.28	1.19 - 1.36
	mg/dL	5.1	4.8 - 5.4
	mEq/L	2.6	2.4 - 2.7
pH		7.438	7.388 - 7.488
PCO2	mmHg	29.5	22.5 - 36.5
	kPa	3.93	3.00 - 4.87
PO2	mmHg	121	103 - 139
	kPa	16.1	13.7 - 18.5
Glucose/Glu	mg/dL	122	106 - 139
	g/L	1.22	1.06 - 1.39
	mmol/L	6.8	5.9 - 7.7
Creatinine/Crea	mg/dL	1.7	1.3 - 2.1
	umol/L	150	115 - 186
Lactate/Lac	mmol/L	2.08	1.58 - 2.58
	mg/dL	18.7	14.2 - 23.2
	g/L	0.187	0.142 - 0.232

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA




7103575-01

03-Apr-2025

i-STAT® Level 2 Control

LOT 111183

 **Exp.** 2026-03-31

CLEW: A50

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 137
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.1
Cl	mmol/L, mEq/L	89	83 - 95
iCa	mmol/L	1.27	1.19 - 1.35
	mg/dL	5.1	4.8 - 5.4
	mEq/L	2.5	2.4 - 2.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	23	16 - 29
Glucose/Glu	mg/dL	123	106 - 140
	g/L	1.23	1.06 - 1.40
	mmol/L	6.8	5.9 - 7.8
Creatinine/Crea	mg/dL	1.7	1.3 - 2.1
	umol/L	150	115 - 186
BUN	mg/dL	10	7 - 13
Urea	mmol/L	3.6	2.5 - 4.6
	mg/dL	21	15 - 28
	g/L	0.21	0.15 - 0.28


CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA




7103575-01

03-Apr-2025

i-STAT® Level 2 Control

LOT 111183

 **Exp.** 2026-03-31

CLEW: A50

EC8+, 6+, & G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 137
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.1
Cl	mmol/L, mEq/L	88	82 - 94
pH		7.454	7.404 - 7.504
PCO2	mmHg	31.9	24.9 - 38.9
	kPa	4.25	3.32 - 5.19
Glucose/Glu	mg/dL	122	106 - 139
	g/L	1.22	1.06 - 1.39
	mmol/L	6.8	5.9 - 7.7
BUN	mg/dL	11	8 - 14
Urea	mmol/L	3.9	2.9 - 5.0
	mg/dL	24	17 - 30
	g/L	0.24	0.17 - 0.30

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



7103575-01

03-Apr-2025

i-STAT® Level 2 Control

LOT 111183

 **Exp.** 2026-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

7103575-01

03-Apr-2025



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

