

i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301193

Exp. 2027-01-31

CLEW: A51

| CG4+ | | \bar{x} (Mean) | R (Range) |
|-------------|----------|------------------|---------------|
| LOT | D | | |
| pH | | 7.064 | 7.014 - 7.114 |
| PCO2 | mmHg | 60.0 | 52.5 - 67.5 |
| | kPa | 8.00 | 7.00 - 9.00 |
| PO2 | mmHg | 75 | 60 - 90 |
| | kPa | 10.0 | 8.0 - 12.0 |
| Lactate/Lac | mmol/L | 6.38 | 5.52 - 7.24 |
| | mg/dL | 57.5 | 49.7 - 65.2 |
| | g/L | 0.575 | 0.497 - 0.652 |

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112407-01

22-Dec-2025

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301193

Exp. 2027-01-31

CLEW: A51

| CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+ | | \bar{x} (Mean) | R (Range) |
|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| LOT A, K, L, M, N, W, Y | | | |
| Na | mmol/L, mEq/L | 125 | 121 - 129 |
| K | mmol/L, mEq/L | 3.0 | 2.7 - 3.3 |
| iCa | mmol/L | 0.81 | 0.73 - 0.89 |
| | mg/dL | 3.2 | 2.9 - 3.6 |
| | mEq/L | 1.6 | 1.5 - 1.8 |
| pH | | 7.063 | 7.013 - 7.113 |
| PCO2 | mmHg | 60.2 | 52.7 - 67.7 |
| | kPa | 8.02 | 7.02 - 9.02 |
| PO2 | mmHg | 82 | 67 - 97 |
| | kPa | 10.9 | 8.9 - 12.9 |
| Glucose/Glu | mg/dL | 256 | 214 - 298 |
| | g/L | 2.56 | 2.14 - 2.98 |
| | mmol/L | 14.2 | 11.9 - 16.5 |
| Creatinine/Crea | mg/dL | 3.2 | 2.4 - 4.0 |
| | umol/L | 283 | 212 - 354 |
| Lactate/Lac | mmol/L | 6.28 | 5.43 - 7.13 |
| | mg/dL | 56.6 | 48.9 - 64.2 |
| | g/L | 0.566 | 0.489 - 0.642 |
| HCT | K3EDTA % | 23 | 20 - 26 |
| | K2EDTA % | 24 | 21 - 27 |

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112407-01

22-Dec-2025

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301193

Exp. 2027-01-31

CLEW: A51

| CHEM8+ | | \bar{x} (Mean) | R (Range) |
|-----------------|---------------|------------------|-------------|
| LOT | H | | |
| Na | mmol/L, mEq/L | 124 | 120 - 129 |
| K | mmol/L, mEq/L | 3.0 | 2.7 - 3.3 |
| Cl | mmol/L, mEq/L | 74 | 69 - 79 |
| iCa | mmol/L | 0.79 | 0.71 - 0.87 |
| | mg/dL | 3.2 | 2.8 - 3.5 |
| | mEq/L | 1.6 | 1.4 - 1.7 |
| TCO2 | mmol/L, mEq/L | 20 | 11 - 29 |
| Glucose/Glu | mg/dL | 251 | 209 - 293 |
| | g/L | 2.51 | 2.09 - 2.93 |
| | mmol/L | 13.9 | 11.6 - 16.3 |
| Creatinine/Crea | mg/dL | 3.2 | 2.4 - 4.0 |
| | umol/L | 283 | 212 - 354 |
| BUN | mg/dL | 60 | 52 - 68 |
| Urea | mmol/L | 21.4 | 18.6 - 24.3 |
| | mg/dL | 128 | 111 - 146 |
| | g/L | 1.28 | 1.11 - 1.46 |
| HCT | K3EDTA % | 21 | 18 - 24 |
| | K2EDTA % | 22 | 19 - 25 |

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112407-01


22-Dec-2025

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301193

 **Exp.** 2027-01-31

CLEW: A51

| G | | \bar{x} (Mean) | R (Range) |
|-----------------------|--------|------------------|-------------|
| LOT F, H, J, K | | | |
| Glucose/Glu | mg/dL | 258 | 216 - 300 |
| | g/L | 2.58 | 2.16 - 3.00 |
| | mmol/L | 14.3 | 12.0 - 16.7 |

CONTROL

IVD





EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112407-01

22-Dec-2025

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301193

Exp. 2027-01-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-112407-01

22-Dec-2025



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

