


i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301195

 **Exp.** 2027-03-31

CLEW: A51

CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	D		
pH		7.070	7.020 - 7.120
PCO2	mmHg	60.6	53.1 - 68.1
	kPa	8.08	7.08 - 9.08
PO2	mmHg	75	60 - 90
	kPa	10.0	8.0 - 12.0
Lactate/Lac	mmol/L	6.39	5.53 - 7.25
	mg/dL	57.6	49.8 - 65.3
	g/L	0.576	0.498 - 0.653

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-113414-01

30-Mar-2026

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301195

Exp. 2027-03-31

CLEW: A51

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	125	120 - 129
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
iCa	mmol/L	0.81	0.73 - 0.89
	mg/dL	3.2	2.9 - 3.6
	mEq/L	1.6	1.5 - 1.8
pH		7.070	7.020 - 7.120
PCO2	mmHg	60.3	52.8 - 67.8
	kPa	8.04	7.04 - 9.04
PO2	mmHg	81	66 - 96
	kPa	10.8	8.8 - 12.8
Glucose/Glu	mg/dL	254	212 - 296
	g/L	2.54	2.12 - 2.96
	mmol/L	14.1	11.8 - 16.4
Creatinine/Crea	mg/dL	3.2	2.4 - 4.0
	umol/L	283	212 - 354
Lactate/Lac	mmol/L	6.21	5.37 - 7.05
	mg/dL	56.0	48.4 - 63.5
	g/L	0.560	0.484 - 0.635
HCT	K3EDTA %	22	19 - 25
	K2EDTA %	23	20 - 26

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-113414-01

30-Mar-2026

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301195

Exp. 2027-03-31

CLEW: A51

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.6 - 3.2
Cl	mmol/L, mEq/L	74	69 - 79
iCa	mmol/L	0.80	0.72 - 0.88
	mg/dL	3.2	2.9 - 3.5
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29
Glucose/Glu	mg/dL	251	209 - 293
	g/L	2.51	2.09 - 2.93
	mmol/L	13.9	11.6 - 16.3
Creatinine/Crea	mg/dL	3.3	2.5 - 4.1
	umol/L	292	221 - 362
BUN	mg/dL	59	51 - 67
Urea	mmol/L	21.1	18.2 - 23.9
	mg/dL	126	109 - 143
	g/L	1.26	1.09 - 1.43
HCT	K3EDTA %	21	18 - 24
	K2EDTA %	21	19 - 25

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-113414-01


30-Mar-2026

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301195

 **Exp.** 2027-03-31

CLEW: A51

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	258	216 - 300
	g/L	2.58	2.16 - 3.00
	mmol/L	14.3	12.0 - 16.7

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-113414-01

30-Mar-2026

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301195

Exp. 2027-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-113414-01

30-Mar-2026



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

