


i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311195

 **Exp.** 2027-03-31

CLEW: A51

CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	D		
pH		7.420	7.370 - 7.470
PCO2	mmHg	36.9	29.9 - 43.9
	kPa	4.92	3.99 - 5.85
PO2	mmHg	112	96 - 129
	kPa	14.9	12.8 - 17.2
Lactate/Lac	mmol/L	1.78	1.28 - 2.28
	mg/dL	16.0	11.5 - 20.5
	g/L	0.160	0.115 - 0.205

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-113415-01

30-Mar-2026

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311195

Exp. 2027-03-31

CLEW: A51

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
iCa	mmol/L	1.23	1.15 - 1.31
	mg/dL	4.9	4.6 - 5.2
	mEq/L	2.5	2.3 - 2.6
pH		7.422	7.372 - 7.472
PCO2	mmHg	36.4	29.4 - 43.4
	kPa	4.85	3.92 - 5.79
PO2	mmHg	114	96 - 131
	kPa	15.2	12.8 - 17.5
Glucose/Glu	mg/dL	120	104 - 136
	g/L	1.20	1.04 - 1.36
	mmol/L	6.7	5.8 - 7.5
Creatinine/Crea	mg/dL	0.9	0.5 - 1.3
	umol/L	80	44 - 115
Lactate/Lac	mmol/L	1.65	1.15 - 2.15
	mg/dL	14.9	10.4 - 19.4
	g/L	0.149	0.104 - 0.194
HCT	K3EDTA %	36	33 - 39
	K2EDTA %	37	34 - 41

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-113415-01


30-Mar-2026

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311195

 **Exp.** 2027-03-31

CLEW: A51

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	132	128 - 137
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
Cl	mmol/L, mEq/L	91	85 - 96
iCa	mmol/L	1.21	1.13 - 1.28
	mg/dL	4.8	4.5 - 5.1
	mEq/L	2.4	2.3 - 2.6
TCO2	mmol/L, mEq/L	25	19 - 31
Glucose/Glu	mg/dL	118	102 - 134
	g/L	1.18	1.02 - 1.34
	mmol/L	6.5	5.7 - 7.4
Creatinine/Crea	mg/dL	0.9	0.5 - 1.3
	umol/L	80	44 - 115
BUN	mg/dL	11	8 - 14
Urea	mmol/L	3.9	2.9 - 5.0
	mg/dL	24	17 - 30
	g/L	0.24	0.17 - 0.30
HCT	K3EDTA %	33	30 - 36
	K2EDTA %	35	31 - 38

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



ART-113415-01

30-Mar-2026

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311195

 **Exp.** 2027-03-31

CLEW: A51

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	128	111 - 145
	g/L	1.28	1.11 - 1.45
	mmol/L	7.1	6.2 - 8.0

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-113415-01

30-Mar-2026

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311195

 **Exp.** 2027-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-113415-01

30-Mar-2026