


i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301195

 **Exp.** 2027-03-31

CLEW: A52

CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	D		
pH		7.070	7.020 - 7.120
PCO2	mmHg	58.9	51.4 - 66.4
	kPa	7.85	6.85 - 8.85
PO2	mmHg	76	61 - 91
	kPa	10.1	8.1 - 12.1
Lactate/Lac	mmol/L	6.47	5.60 - 7.34
	mg/dL	58.3	50.5 - 66.1
	g/L	0.583	0.505 - 0.661

CONTROL

IVD





EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-115149-01

02-Apr-2026

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301195

Exp. 2027-03-31

CLEW: A52

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	125	120 - 129
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
iCa	mmol/L	0.81	0.73 - 0.89
	mg/dL	3.2	2.9 - 3.6
	mEq/L	1.6	1.5 - 1.8
pH		7.070	7.020 - 7.120
PCO2	mmHg	60.0	52.5 - 67.5
	kPa	8.00	7.00 - 9.00
PO2	mmHg	82	67 - 97
	kPa	10.9	8.9 - 12.9
Glucose/Glu	mg/dL	250	208 - 292
	g/L	2.50	2.08 - 2.92
	mmol/L	13.9	11.5 - 16.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.3 - 3.9
	umol/L	274	203 - 345
Lactate/Lac	mmol/L	6.31	5.45 - 7.16
	mg/dL	56.9	49.1 - 64.5
	g/L	0.569	0.491 - 0.645
HCT	K3EDTA %	22	19 - 25
	K2EDTA %	23	20 - 26

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-115149-01


02-Apr-2026

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301195

 **Exp.** 2027-03-31

CLEW: A52

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.6 - 3.2
Cl	mmol/L, mEq/L	74	69 - 79
iCa	mmol/L	0.79	0.71 - 0.87
	mg/dL	3.2	2.8 - 3.5
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29
Glucose/Glu	mg/dL	248	206 - 290
	g/L	2.48	2.06 - 2.90
	mmol/L	13.8	11.4 - 16.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.3 - 3.9
	umol/L	274	203 - 345
BUN	mg/dL	58	50 - 65
Urea	mmol/L	20.7	17.9 - 23.2
	mg/dL	124	107 - 139
	g/L	1.24	1.07 - 1.39
HCT	K3EDTA %	21	18 - 24
	K2EDTA %	22	19 - 25

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-115149-01

02-Apr-2026

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301195

 **Exp.** 2027-03-31

CLEW: A52

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	256	214 - 298
	g/L	2.56	2.14 - 2.98
	mmol/L	14.2	11.9 - 16.5

CONTROL

IVD





EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-115149-01

02-Apr-2026

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 1 Control

LOT 301195

Exp. 2027-03-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-115149-01

02-Apr-2026



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

