

i-STAT® TriControls Level 2 Control

**LOT** 311191

**Exp.** 2026-11-30

**CLEW: A52**

<b>CG4+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>D</b>		
pH		7.409	7.359 - 7.459
<b>PCO2</b>	mmHg	33.9	26.9 - 40.9
	kPa	4.52	3.59 - 5.45
<b>PO2</b>	mmHg	115	98 - 133
	kPa	15.3	13.1 - 17.7
Lactate/Lac	mmol/L	1.99	1.49 - 2.49
	mg/dL	17.9	13.4 - 22.4
	g/L	0.179	0.134 - 0.224

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-115153-01

02-Apr-2026

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

**LOT** 311191

**Exp.** 2026-11-30

**CLEW: A52**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
iCa	mmol/L	1.22	1.14 - 1.30
	mg/dL	4.9	4.6 - 5.2
	mEq/L	2.4	2.3 - 2.6
pH		7.413	7.363 - 7.463
PCO2	mmHg	35.4	28.4 - 42.4
	kPa	4.72	3.79 - 5.65
PO2	mmHg	116	99 - 134
	kPa	15.5	13.2 - 17.9
Glucose/Glu	mg/dL	119	103 - 135
	g/L	1.19	1.03 - 1.35
	mmol/L	6.6	5.7 - 7.5
Creatinine/Crea	mg/dL	0.9	0.5 - 1.3
	umol/L	80	44 - 115
Lactate/Lac	mmol/L	1.96	1.46 - 2.46
	mg/dL	17.7	13.2 - 22.2
	g/L	0.177	0.132 - 0.222
HCT	K3EDTA %	35	32 - 38
	K2EDTA %	36	33 - 40

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-115153-01

02-Apr-2026

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

**LOT** 311191

**Exp.** 2026-11-30

**CLEW: A52**

<b>CHEM8+</b>		<b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b>	<b>R (Range)</b>
<b>LOT</b>	<b>H</b>		
Na	mmol/L, mEq/L	132	128 - 137
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
Cl	mmol/L, mEq/L	91	85 - 97
iCa	mmol/L	1.20	1.12 - 1.28
	mg/dL	4.8	4.5 - 5.1
	mEq/L	2.4	2.2 - 2.6
TCO2	mmol/L, mEq/L	25	19 - 32
Glucose/Glu	mg/dL	117	101 - 132
	g/L	1.17	1.01 - 1.32
	mmol/L	6.5	5.6 - 7.3
Creatinine/Crea	mg/dL	1.0	0.6 - 1.4
	umol/L	88	53 - 124
BUN	mg/dL	11	8 - 14
Urea	mmol/L	3.9	2.9 - 5.0
	mg/dL	24	17 - 30
	g/L	0.24	0.17 - 0.30
HCT	K3EDTA %	34	31 - 37
	K2EDTA %	35	32 - 39

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-115153-01


02-Apr-2026

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

**LOT** 311191

 **Exp.** 2026-11-30

**CLEW: A52**

<b>G</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	126	109 - 143
	g/L	1.26	1.09 - 1.43
	mmol/L	7.0	6.1 - 7.9

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-115153-01

02-Apr-2026

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



## i-STAT® TriControls Level 2 Control

**LOT** 311191

**Exp.** 2026-11-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-115153-01

02-Apr-2026



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

