

i-STAT® Level 2 Control

**LOT** 111194

 **Exp.** 2027-02-28

**CLEW: A52**

<b>CG4+</b> <b>LOT</b> D		<b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b>	<b>R (Range)</b>
pH		7.443	7.393 - 7.493
PCO2	mmHg	27.4	20.4 - 34.4
	kPa	3.65	2.72 - 4.59
PO2	mmHg	123	105 - 142
	kPa	16.4	14.0 - 18.9
Lactate/Lac	mmol/L	2.40	1.90 - 2.90
	mg/dL	21.6	17.1 - 26.1
	g/L	0.216	0.171 - 0.261

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-115138-01


02-Apr-2026

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® Level 2 Control

**LOT** 111194

 **Exp.** 2027-02-28

**CLEW: A52**

CG8+, EG7+, EG6+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	134	129 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.0
iCa	mmol/L	1.26	1.17 - 1.34
	mg/dL	5.0	4.7 - 5.4
	mEq/L	2.5	2.3 - 2.7
pH		7.443	7.393 - 7.493
PCO2	mmHg	28.6	21.6 - 35.6
	kPa	3.81	2.88 - 4.75
PO2	mmHg	116	99 - 134
	kPa	15.5	13.2 - 17.9
Glucose/Glu	mg/dL	121	105 - 137
	g/L	1.21	1.05 - 1.37
	mmol/L	6.7	5.8 - 7.6
Creatinine/Crea	mg/dL	1.7	1.3 - 2.1
	umol/L	150	115 - 186
Lactate/Lac	mmol/L	2.35	1.85 - 2.85
	mg/dL	21.2	16.7 - 25.7
	g/L	0.212	0.167 - 0.257

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-115138-01


02-Apr-2026

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® Level 2 Control

**LOT** 111194

 **Exp.** 2027-02-28

**CLEW: A52**

<b>CHEM8+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> H			
Na	mmol/L, mEq/L	134	129 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.7	3.4 - 4.0
Cl	mmol/L, mEq/L	89	83 - 95
iCa	mmol/L	1.25	1.16 - 1.33
	mg/dL	5.0	4.6 - 5.3
	mEq/L	2.5	2.3 - 2.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	22	15 - 28
Glucose/Glu	mg/dL	120	104 - 136
	g/L	1.20	1.04 - 1.36
	mmol/L	6.7	5.8 - 7.5
Creatinine/Crea	mg/dL	1.7	1.3 - 2.1
	umol/L	150	115 - 186
BUN	mg/dL	10	7 - 13
Urea	mmol/L	3.6	2.5 - 4.6
	mg/dL	21	15 - 28
	g/L	0.21	0.15 - 0.28

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA




ART-115138-01

02-Apr-2026

i-STAT® Level 2 Control

**LOT** 111194

 **Exp.** 2027-02-28

**CLEW: A52**

<b>G</b>		<b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b>	<b>R (Range)</b>
<b>LOT F, H, J, K</b>			
Glucose/Glu	mg/dL	121	105 - 137
	g/L	1.21	1.05 - 1.37
	mmol/L	6.7	5.8 - 7.6

**CONTROL**

**IVD**





**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-115138-01

02-Apr-2026

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



## i-STAT® Level 2 Control

**LOT** 111194

**Exp.** 2027-02-28

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

ART-115138-01

02-Apr-2026



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

