

CLEW: D52

		i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
		 LOT	261194	 LOT	271194
		 Exp.	2027-02-28	 Exp.	2027-02-28
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Kaolin ACT					
 R					
ACT (WBT)	sec	181	127 - 235	580	406 - 754

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
		 LOT		 LOT	
		 Exp.		 Exp.	
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Kaolin ACT					
 R					
ACT (WBT)	sec	189	132 - 246	619	433 - 805

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® ACT Level 1 Control		i-STAT® ACT Level 2 Control	
		 LOT		 LOT	
		 Exp.		 Exp.	
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Kaolin ACT					
 R					
ACT (WBT)	sec	191	134 - 248	562	393 - 731

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		 LOT		 LOT		 LOT	
		 Exp.		 Exp.		 Exp.	
		101197		111197		121197	
		2027-05-31		2027-05-31		2027-05-31	
CG4+  D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
pH		7.045	7.017 - 7.073	7.468	7.438 - 7.498	7.669	7.638 - 7.700
PCO2	mmHg	54.5	50.9 - 58.0	25.8	23.8 - 27.7	22.0	20.4 - 23.7
	kPa	7.26	6.78 - 7.73	3.44	3.17 - 3.69	2.93	2.72 - 3.16
PO2	mmHg	88	82 - 94	122	113 - 130	148	140 - 156
	kPa	11.7	10.9 - 12.5	16.3	15.1 - 17.3	19.7	18.7 - 20.8
Lactate/Lac	mmol/L	7.92	7.05 - 8.80	2.34	2.08 - 2.60	1.07	0.95 - 1.19
	mg/dL	71.4	63.5 - 79.3	21.1	18.7 - 23.4	9.6	8.6 - 10.7
	g/L	0.714	0.635 - 0.793	0.211	0.187 - 0.234	0.096	0.086 - 0.107

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101197	LOT	111197	LOT	121197
		Exp.	2027-05-31	Exp.	2027-05-31	Exp.	2027-05-31
CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+ A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	120	117 - 124	133	129 - 137	163	158 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.4	6.1 - 6.6
iCa	mmol/L	1.57	1.45 - 1.68	1.25	1.15 - 1.34	0.73	0.62 - 0.83
	mg/dL	6.3	5.8 - 6.7	5.0	4.6 - 5.4	2.9	2.5 - 3.3
	mEq/L	3.1	2.9 - 3.4	2.5	2.3 - 2.7	1.5	1.2 - 1.7
pH		7.041	7.013 - 7.069	7.464	7.434 - 7.494	7.656	7.625 - 7.687
PCO2	mmHg	55.5	51.9 - 59.1	26.6	24.6 - 28.6	21.9	20.2 - 23.5
	kPa	7.40	6.92 - 7.88	3.55	3.28 - 3.81	2.92	2.69 - 3.13
PO2	mmHg	88	82 - 94	118	110 - 126	144	136 - 152
	kPa	11.7	10.9 - 12.5	15.7	14.7 - 16.8	19.2	18.1 - 20.3
Glucose/Glu	mg/dL	41	39 - 43	121	115 - 127	285	271 - 299
	g/L	0.41	0.39 - 0.43	1.21	1.15 - 1.27	2.85	2.71 - 2.99
	mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.4 - 7.0	15.8	15.0 - 16.6
Creatinine/Crea	mg/dL	4.1	3.6 - 4.5	1.7	1.5 - 1.9	0.6	0.5 - 0.6
	umol/L	359	318 - 400	151	134 - 169	49	43 - 54
Lactate/Lac	mmol/L	7.76	6.90 - 8.61	2.29	2.03 - 2.54	1.03	0.92 - 1.14
	mg/dL	69.9	62.2 - 77.6	20.6	18.3 - 22.9	9.3	8.3 - 10.3
	g/L	0.699	0.622 - 0.776	0.206	0.183 - 0.229	0.093	0.083 - 0.103

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101197	LOT	111197	LOT	121197
		Exp.	2027-05-31	Exp.	2027-05-31	Exp.	2027-05-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	120	117 - 124	133	129 - 137	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	76	73 - 80	89	85 - 93	110	105 - 115
iCa	mmol/L	1.58	1.46 - 1.70	1.25	1.15 - 1.34	0.72	0.62 - 0.83
	mg/dL	6.3	5.8 - 6.8	5.0	4.6 - 5.4	2.9	2.5 - 3.3
	mEq/L	3.2	2.9 - 3.4	2.5	2.3 - 2.7	1.4	1.2 - 1.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	18	9 - 27	22	16 - 29	28	22 - 34
Glucose/Glu	mg/dL	41	39 - 43	120	114 - 126	285	270 - 299
	g/L	0.41	0.39 - 0.43	1.20	1.14 - 1.26	2.85	2.70 - 2.99
	mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.3 - 7.0	15.8	15.0 - 16.6
Creatinine/Crea	mg/dL	4.1	3.6 - 4.6	1.7	1.5 - 1.9	0.6	0.5 - 0.6
	umol/L	364	322 - 406	154	136 - 171	50	44 - 55
BUN	mg/dL	57	50 - 63	10	9 - 11	7	7 - 8
Urea	mmol/L	20.2	18.0 - 22.3	3.5	3.2 - 4.0	2.5	2.3 - 2.8
	mg/dL	121	108 - 134	21	19 - 24	15	14 - 17
	g/L	1.21	1.08 - 1.34	0.21	0.19 - 0.24	0.15	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		 LOT	101197	 LOT	111197	 LOT	121197
		 Exp.	2027-05-31	 Exp.	2027-05-31	 Exp.	2027-05-31
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
 F, H, J, K	Glucose/Glu						
	mg/dL	40	38 - 42	121	115 - 127	285	271 - 299
	g/L	0.40	0.38 - 0.42	1.21	1.15 - 1.27	2.85	2.71 - 2.99
	mmol/L	2.2	2.1 - 2.3	6.7	6.4 - 7.0	15.8	15.0 - 16.6

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		 LOT		 LOT		 LOT	
		 Exp.		 Exp.		 Exp.	
		2026-10-31		2026-10-31		2026-10-31	
CG4+  D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
pH		7.034	7.006 - 7.062	7.431	7.401 - 7.461	7.661	7.630 - 7.692
PCO2	mmHg	55.3	51.7 - 58.9	28.5	26.4 - 30.6	22.1	20.4 - 23.7
	kPa	7.37	6.89 - 7.85	3.80	3.52 - 4.08	2.95	2.72 - 3.16
PO2	mmHg	87	81 - 93	120	112 - 128	148	140 - 156
	kPa	11.6	10.8 - 12.4	16.0	14.9 - 17.1	19.7	18.7 - 20.8
Lactate/Lac	mmol/L	7.88	7.01 - 8.74	2.38	2.11 - 2.64	1.07	0.95 - 1.19
	mg/dL	71.0	63.2 - 78.7	21.4	19.0 - 23.8	9.6	8.6 - 10.7
	g/L	0.710	0.632 - 0.787	0.214	0.190 - 0.238	0.096	0.086 - 0.107

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		 101190		 111190		 121190	
		 Exp. 2026-10-31		 Exp. 2026-10-31		 Exp. 2026-10-31	
CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+  A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 125	133	129 - 137	162	158 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.4	6.1 - 6.6
iCa	mmol/L	1.54	1.42 - 1.65	1.26	1.16 - 1.35	0.74	0.63 - 0.85
	mg/dL	6.2	5.7 - 6.6	5.0	4.6 - 5.4	3.0	2.5 - 3.4
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3	2.5	2.3 - 2.7	1.5	1.3 - 1.7
pH		7.029	7.001 - 7.057	7.429	7.399 - 7.459	7.649	7.618 - 7.680
PCO2	mmHg	57.0	53.3 - 60.7	29.3	27.1 - 31.5	21.9	20.3 - 23.6
	kPa	7.60	7.10 - 8.09	3.91	3.61 - 4.20	2.92	2.71 - 3.15
PO2	mmHg	87	81 - 94	117	109 - 125	145	137 - 153
	kPa	11.6	10.8 - 12.5	15.6	14.5 - 16.7	19.3	18.3 - 20.4
Glucose/Glu	mg/dL	41	39 - 43	121	115 - 127	284	270 - 298
	g/L	0.41	0.39 - 0.43	1.21	1.15 - 1.27	2.84	2.70 - 2.98
	mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.4 - 7.0	15.8	15.0 - 16.5
Creatinine/Crea	mg/dL	3.9	3.5 - 4.4	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	349	309 - 389	148	131 - 165	48	42 - 53
Lactate/Lac	mmol/L	7.72	6.87 - 8.57	2.33	2.07 - 2.58	1.03	0.92 - 1.14
	mg/dL	69.6	61.9 - 77.2	21.0	18.7 - 23.2	9.3	8.3 - 10.3
	g/L	0.696	0.619 - 0.772	0.210	0.187 - 0.232	0.093	0.083 - 0.103

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101190	LOT	111190	LOT	121190
		Exp.	2026-10-31	Exp.	2026-10-31	Exp.	2026-10-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	121	117 - 124	132	128 - 136	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	78	74 - 81	89	85 - 93	110	105 - 115
iCa	mmol/L	1.53	1.42 - 1.65	1.25	1.16 - 1.34	0.73	0.63 - 0.84
	mg/dL	6.1	5.7 - 6.6	5.0	4.6 - 5.4	2.9	2.5 - 3.4
	mEq/L	3.1	2.8 - 3.3	2.5	2.3 - 2.7	1.5	1.3 - 1.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	18	9 - 27	22	16 - 29	28	22 - 34
Glucose/Glu	mg/dL	40	38 - 42	120	114 - 125	284	270 - 298
	g/L	0.40	0.38 - 0.42	1.20	1.14 - 1.25	2.84	2.70 - 2.98
	mmol/L	2.2	2.1 - 2.3	6.7	6.3 - 6.9	15.8	15.0 - 16.5
Creatinine/Crea	mg/dL	4.0	3.6 - 4.5	1.7	1.5 - 1.9	0.6	0.5 - 0.6
	umol/L	358	317 - 399	150	133 - 168	49	43 - 54
BUN	mg/dL	59	53 - 65	10	9 - 11	7	7 - 8
Urea	mmol/L	21.0	18.8 - 23.3	3.7	3.3 - 4.0	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	126	113 - 140	22	20 - 24	16	14 - 17
	g/L	1.26	1.13 - 1.40	0.22	0.20 - 0.24	0.16	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		 LOT		 LOT		 LOT	
		 Exp.		 Exp.		 Exp.	
		101190		111190		121190	
		2026-10-31		2026-10-31		2026-10-31	
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
	 F, H, J, K						
	Glucose/Glu	mg/dL	40 38 - 42	120 114 - 126	285 270 - 299		
		g/L	0.40 0.38 - 0.42	1.20 1.14 - 1.26	2.85 2.70 - 2.99		
		mmol/L	2.2 2.1 - 2.3	6.7 6.3 - 7.0	15.8 15.0 - 16.6		

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		 LOT		 LOT		 LOT	
		 Exp.		 Exp.		 Exp.	
		101194		111194		121194	
		2027-02-28		2027-02-28		2027-02-28	
CG4+  D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
pH		7.041	7.013 - 7.069	7.443	7.413 - 7.473	7.649	7.618 - 7.680
PCO2	mmHg	55.8	52.1 - 59.4	27.4	25.3 - 29.4	22.1	20.5 - 23.8
	kPa	7.44	6.94 - 7.92	3.65	3.37 - 3.92	2.95	2.73 - 3.17
PO2	mmHg	90	84 - 96	123	115 - 132	151	142 - 159
	kPa	12.0	11.2 - 12.8	16.4	15.3 - 17.6	20.1	18.9 - 21.2
Lactate/Lac	mmol/L	7.94	7.06 - 8.81	2.40	2.13 - 2.66	1.10	0.97 - 1.22
	mg/dL	71.5	63.6 - 79.4	21.6	19.2 - 24.0	9.9	8.7 - 11.0
	g/L	0.715	0.636 - 0.794	0.216	0.192 - 0.240	0.099	0.087 - 0.110

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		 LOT	101194	 LOT	111194	 LOT	121194
		 Exp.	2027-02-28	 Exp.	2027-02-28	 Exp.	2027-02-28
CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+  A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	121	118 - 125	134	130 - 138	163	158 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.7 - 3.0	3.7	3.5 - 3.9	6.3	6.1 - 6.6
iCa	mmol/L	1.52	1.41 - 1.64	1.26	1.16 - 1.35	0.70	0.60 - 0.80
	mg/dL	6.1	5.6 - 6.6	5.0	4.6 - 5.4	2.8	2.4 - 3.2
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.5	2.3 - 2.7	1.4	1.2 - 1.6
pH		7.037	7.009 - 7.065	7.443	7.413 - 7.473	7.642	7.611 - 7.673
PCO2	mmHg	57.4	53.7 - 61.1	28.6	26.4 - 30.7	22.5	20.8 - 24.2
	kPa	7.65	7.16 - 8.14	3.81	3.52 - 4.09	3.00	2.77 - 3.23
PO2	mmHg	88	82 - 94	116	108 - 125	145	137 - 153
	kPa	11.7	10.9 - 12.5	15.5	14.4 - 16.7	19.3	18.3 - 20.4
Glucose/Glu	mg/dL	42	39 - 44	121	115 - 127	285	270 - 299
	g/L	0.42	0.39 - 0.44	1.21	1.15 - 1.27	2.85	2.70 - 2.99
	mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.4 - 7.0	15.8	15.0 - 16.6
Creatinine/Crea	mg/dL	4.0	3.5 - 4.5	1.7	1.5 - 1.9	0.5	0.5 - 0.6
	umol/L	354	313 - 394	150	133 - 168	47	42 - 52
Lactate/Lac	mmol/L	7.85	6.98 - 8.71	2.35	2.09 - 2.61	1.04	0.93 - 1.16
	mg/dL	70.7	62.9 - 78.5	21.2	18.8 - 23.5	9.4	8.4 - 10.5
	g/L	0.707	0.629 - 0.785	0.212	0.188 - 0.235	0.094	0.084 - 0.105

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control	
		LOT	101194	LOT	111194	LOT	121194
		Exp.	2027-02-28	Exp.	2027-02-28	Exp.	2027-02-28
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	121	118 - 125	134	129 - 138	162	157 - 167
K	mmol/L, mEq/L	2.8	2.7 - 2.9	3.7	3.5 - 3.8	6.3	6.0 - 6.6
Cl	mmol/L, mEq/L	78	74 - 81	89	85 - 93	110	105 - 115
iCa	mmol/L	1.51	1.40 - 1.63	1.25	1.15 - 1.34	0.69	0.59 - 0.79
	mg/dL	6.0	5.6 - 6.5	5.0	4.6 - 5.4	2.8	2.4 - 3.2
	mEq/L	3.0	2.8 - 3.3	2.5	2.3 - 2.7	1.4	1.2 - 1.6
TCO2	mmol/L, mEq/L	19	10 - 28	22	15 - 28	28	22 - 34
Glucose/Glu	mg/dL	42	40 - 44	120	114 - 126	283	269 - 298
	g/L	0.42	0.40 - 0.44	1.20	1.14 - 1.26	2.83	2.69 - 2.98
	mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.3 - 7.0	15.7	14.9 - 16.5
Creatinine/Crea	mg/dL	4.2	3.7 - 4.7	1.7	1.5 - 1.9	0.6	0.5 - 0.6
	umol/L	370	328 - 413	153	135 - 170	50	44 - 55
BUN	mg/dL	58	52 - 64	10	9 - 11	7	7 - 8
Urea	mmol/L	20.8	18.5 - 23.0	3.7	3.2 - 4.0	2.7	2.3 - 2.8
	mg/dL	125	111 - 138	22	19 - 24	16	14 - 17
	g/L	1.25	1.11 - 1.38	0.22	0.19 - 0.24	0.16	0.14 - 0.17

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

CLEW: D52		i-STAT® Level 1 Control		i-STAT® Level 2 Control		i-STAT® Level 3 Control		
		 LOT	101194	 LOT	111194	 LOT	121194	
		 Exp.	2027-02-28	 Exp.	2027-02-28	 Exp.	2027-02-28	
G			$\bar{x}$	Zielbereich	$\bar{x}$	Zielbereich	$\bar{x}$	Zielbereich
	 F, H, J, K		(Zielwert)	gemäß RiliBÄK 2023	(Zielwert)	gemäß RiliBÄK 2023	(Zielwert)	gemäß RiliBÄK 2023
	Glucose/Glu	mg/dL	41	39 - 43	121	115 - 127	286	272 - 300
		g/L	0.41	0.39 - 0.43	1.21	1.15 - 1.27	2.86	2.72 - 3.00
		mmol/L	2.3	2.2 - 2.4	6.7	6.4 - 7.0	15.9	15.1 - 16.7

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

i-STAT® TriControls Level 1 Control	
LOT	301190
 Exp.	2026-10-31

CG4+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
pH		7.055	7.027 - 7.083
PCO2	mmHg	61.3	57.3 - 65.3
	kPa	8.17	7.64 - 8.70
PO2	mmHg	75	67 - 83
	kPa	10.0	8.9 - 11.1
Lactate/Lac	mmol/L	6.65	5.92 - 7.38
	mg/dL	59.9	53.3 - 66.5
	g/L	0.599	0.533 - 0.665

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

i-STAT® TriControls Level 1 Control	
LOT	301190
Exp.	2026-10-31

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1
iCa	mmol/L	0.82	0.70 - 0.94
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9
pH		7.051	7.023 - 7.079
PCO2	mmHg	62.8	58.7 - 66.9
	kPa	8.37	7.82 - 8.92
PO2	mmHg	82	76 - 88
	kPa	10.9	10.1 - 11.7
Glucose/Glu	mg/dL	250	238 - 263
	g/L	2.50	2.38 - 2.63
	mmol/L	13.9	13.2 - 14.6
Creatinine/Crea	mg/dL	3.0	2.7 - 3.3
	umol/L	265	235 - 296
Lactate/Lac	mmol/L	6.57	5.85 - 7.30
	mg/dL	59.2	52.7 - 65.8
	g/L	0.592	0.527 - 0.658
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23
	K2EDTA %	23	22 - 24

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

i-STAT® TriControls Level 1 Control	
LOT	301190
Exp.	2026-10-31

CHEM8+ LOT H		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1
Cl	mmol/L, mEq/L	74	70 - 77
iCa	mmol/L	0.82	0.70 - 0.93
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.7
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30
Glucose/Glu	mg/dL	244	232 - 257
	g/L	2.44	2.32 - 2.57
	mmol/L	13.5	12.9 - 14.3
Creatinine/Crea	mg/dL	3.0	2.7 - 3.4
	umol/L	266	235 - 297
BUN	mg/dL	57	51 - 63
Urea	mmol/L	20.3	18.2 - 22.5
	mg/dL	122	109 - 135
	g/L	1.22	1.09 - 1.35
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22
	K2EDTA %	22	21 - 23

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

i-STAT® TriControls Level 1 Control	
LOT	301190
Exp.	2026-10-31

G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	254	241 - 266
	g/L	2.54	2.41 - 2.66
	mmol/L	14.1	13.4 - 14.8

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301199	LOT	311200	LOT	321199
		Exp.	2027-07-31	Exp.	2027-08-31	Exp.	2027-07-31
CG4+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
pH		7.068	7.040 - 7.096	7.408	7.378 - 7.438	7.659	7.628 - 7.690
PCO2	mmHg	58.2	54.4 - 62.0	35.7	33.4 - 38.1	21.9	20.2 - 23.5
	kPa	7.76	7.25 - 8.26	4.76	4.45 - 5.08	2.92	2.69 - 3.13
PO2	mmHg	77	69 - 86	118	110 - 126	146	138 - 154
	kPa	10.3	9.2 - 11.5	15.7	14.7 - 16.8	19.5	18.4 - 20.5
Lactate/Lac	mmol/L	6.49	5.77 - 7.20	2.03	1.81 - 2.25	0.95	0.84 - 1.05
	mg/dL	58.5	52.0 - 64.9	18.3	16.3 - 20.3	8.6	7.6 - 9.5
	g/L	0.585	0.520 - 0.649	0.183	0.163 - 0.203	0.086	0.076 - 0.095

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301199	LOT	311200	LOT	321199
		Exp.	2027-07-31	Exp.	2027-08-31	Exp.	2027-07-31
CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+ A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	121 - 128	132	128 - 136	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.5
iCa	mmol/L	0.81	0.69 - 0.92	1.22	1.12 - 1.31	1.53	1.42 - 1.65
	mg/dL	3.2	2.8 - 3.7	4.9	4.5 - 5.2	6.1	5.7 - 6.6
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.1	2.8 - 3.3
pH		7.069	7.041 - 7.097	7.416	7.386 - 7.446	7.657	7.626 - 7.688
PCO2	mmHg	59.1	55.3 - 63.0	36.0	33.7 - 38.3	20.9	19.4 - 22.5
	kPa	7.88	7.37 - 8.40	4.80	4.49 - 5.11	2.79	2.59 - 3.00
PO2	mmHg	82	77 - 88	117	109 - 125	142	134 - 150
	kPa	10.9	10.3 - 11.7	15.6	14.5 - 16.7	18.9	17.9 - 20.0
Glucose/Glu	mg/dL	249	236 - 261	119	113 - 125	36	34 - 38
	g/L	2.49	2.36 - 2.61	1.19	1.13 - 1.25	0.36	0.34 - 0.38
	mmol/L	13.8	13.1 - 14.5	6.6	6.3 - 6.9	2.0	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.4	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	272	241 - 304	77	68 - 86	36	32 - 40
Lactate/Lac	mmol/L	6.32	5.63 - 7.02	1.91	1.70 - 2.12	0.86	0.76 - 0.95
	mg/dL	56.9	50.7 - 63.3	17.2	15.3 - 19.1	7.7	6.8 - 8.6
	g/L	0.569	0.507 - 0.633	0.172	0.153 - 0.191	0.077	0.068 - 0.086
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	36	34 - 39	58	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301199	LOT	311200	LOT	321199
		Exp.	2027-07-31	Exp.	2027-08-31	Exp.	2027-07-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	131	127 - 135	159	154 - 164
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 77	91	86 - 95	112	107 - 117
iCa	mmol/L	0.79	0.68 - 0.91	1.20	1.11 - 1.29	1.50	1.39 - 1.61
	mg/dL	3.2	2.7 - 3.6	4.8	4.4 - 5.2	6.0	5.6 - 6.4
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.2
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29	25	19 - 32	29	23 - 35
Glucose/Glu	mg/dL	247	234 - 259	118	112 - 124	38	36 - 39
	g/L	2.47	2.34 - 2.59	1.18	1.12 - 1.24	0.38	0.36 - 0.39
	mmol/L	13.7	13.0 - 14.4	6.5	6.2 - 6.9	2.1	2.0 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.4	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	272	241 - 304	81	72 - 91	39	34 - 43
BUN	mg/dL	58	52 - 64	12	10 - 13	7	6 - 8
Urea	mmol/L	20.7	18.5 - 22.8	4.2	3.7 - 4.5	2.5	2.2 - 2.8
	mg/dL	124	111 - 137	25	22 - 27	15	13 - 17
	g/L	1.24	1.11 - 1.37	0.25	0.22 - 0.27	0.15	0.13 - 0.17
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	33	32 - 35	54	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		 301199		 311200		 321199	
		 Exp. 2027-07-31		 Exp. 2027-08-31		 Exp. 2027-07-31	
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	256	243 - 268	128	121 - 134	40	38 - 42
	g/L	2.56	2.43 - 2.68	1.28	1.21 - 1.34	0.40	0.38 - 0.42
	mmol/L	14.2	13.5 - 14.9	7.1	6.7 - 7.4	2.2	2.1 - 2.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301195	LOT	311195	LOT	321195
		Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31
CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT D							
pH		7.070	7.042 - 7.098	7.411	7.381 - 7.441	7.636	7.605 - 7.667
PCO2	mmHg	58.9	55.0 - 62.7	35.7	33.4 - 38.1	24.1	22.3 - 25.9
	kPa	7.85	7.33 - 8.36	4.76	4.45 - 5.08	3.21	2.97 - 3.45
PO2	mmHg	76	68 - 85	114	106 - 122	140	132 - 148
	kPa	10.1	9.1 - 11.3	15.2	14.1 - 16.3	18.7	17.6 - 19.7
Lactate/Lac	mmol/L	6.47	5.76 - 7.18	1.99	1.77 - 2.21	0.96	0.85 - 1.06
	mg/dL	58.3	51.9 - 64.7	17.9	15.9 - 19.9	8.6	7.7 - 9.6
	g/L	0.583	0.519 - 0.647	0.179	0.159 - 0.199	0.086	0.077 - 0.096

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301195	LOT	311195	LOT	321195
		Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31
CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT A, K, L, M, N, W, Y							
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 128	133	129 - 137	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.81	0.69 - 0.92	1.23	1.13 - 1.32	1.53	1.41 - 1.64
	mg/dL	3.2	2.8 - 3.7	4.9	4.5 - 5.3	6.1	5.6 - 6.6
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.5	2.3 - 2.6	3.1	2.8 - 3.3
pH		7.070	7.042 - 7.098	7.417	7.387 - 7.447	7.633	7.602 - 7.664
PCO2	mmHg	60.0	56.1 - 63.9	36.2	33.8 - 38.5	23.3	21.5 - 25.0
	kPa	8.00	7.48 - 8.52	4.83	4.51 - 5.13	3.11	2.87 - 3.33
PO2	mmHg	82	76 - 87	115	106 - 123	140	132 - 147
	kPa	10.9	10.1 - 11.6	15.3	14.1 - 16.4	18.7	17.6 - 19.6
Glucose/Glu	mg/dL	250	238 - 263	118	112 - 124	35	34 - 37
	g/L	2.50	2.38 - 2.63	1.18	1.12 - 1.24	0.35	0.34 - 0.37
	mmol/L	13.9	13.2 - 14.6	6.5	6.2 - 6.9	1.9	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.5	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	274	242 - 306	78	69 - 87	37	33 - 41
Lactate/Lac	mmol/L	6.31	5.61 - 7.00	1.89	1.68 - 2.09	0.87	0.77 - 0.97
	mg/dL	56.9	50.5 - 63.1	17.0	15.1 - 18.8	7.8	6.9 - 8.7
	g/L	0.569	0.505 - 0.631	0.170	0.151 - 0.188	0.078	0.069 - 0.087
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	56	53 - 58
	K2EDTA %	23	22 - 24	36	34 - 39	58	55 - 60

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301195	LOT	311195	LOT	321195
		Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31	Exp.	2027-03-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	132	128 - 136	159	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	71 - 77	90	86 - 94	112	107 - 117
iCa	mmol/L	0.79	0.68 - 0.91	1.20	1.11 - 1.29	1.49	1.38 - 1.60
	mg/dL	3.2	2.7 - 3.6	4.8	4.4 - 5.2	6.0	5.5 - 6.4
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.2
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29	25	19 - 32	30	24 - 36
Glucose/Glu	mg/dL	248	236 - 260	117	111 - 123	37	35 - 38
	g/L	2.48	2.36 - 2.60	1.17	1.11 - 1.23	0.37	0.35 - 0.38
	mmol/L	13.8	13.1 - 14.4	6.5	6.2 - 6.8	2.1	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.5	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	275	243 - 307	80	71 - 90	39	34 - 43
BUN	mg/dL	57	52 - 64	11	10 - 12	7	6 - 7
Urea	mmol/L	20.5	18.5 - 22.7	3.8	3.5 - 4.3	2.3	2.0 - 2.5
	mg/dL	123	111 - 136	23	21 - 26	14	12 - 15
	g/L	1.23	1.11 - 1.36	0.23	0.21 - 0.26	0.14	0.12 - 0.15
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	33	32 - 35	53	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		 LOT	301195	 LOT	311195	 LOT	321195
		 Exp.	2027-03-31	 Exp.	2027-03-31	 Exp.	2027-03-31
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	256	244 - 269	127	120 - 133	40	38 - 41
	g/L	2.56	2.44 - 2.69	1.27	1.20 - 1.33	0.40	0.38 - 0.41
	mmol/L	14.2	13.5 - 14.9	7.0	6.7 - 7.4	2.2	2.1 - 2.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301193	LOT	311193	LOT	321193
		 Exp.	2027-01-31	 Exp.	2027-01-31	 Exp.	2027-01-31
CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT D							
pH		7.064	7.036 - 7.092	7.407	7.377 - 7.437	7.658	7.627 - 7.689
PCO2	mmHg	58.3	54.5 - 62.1	35.9	33.6 - 38.2	21.3	19.7 - 22.9
	kPa	7.77	7.26 - 8.28	4.79	4.48 - 5.09	2.84	2.63 - 3.05
PO2	mmHg	75	67 - 84	115	107 - 123	143	135 - 151
	kPa	10.0	8.9 - 11.2	15.3	14.3 - 16.4	19.1	18.0 - 20.1
Lactate/Lac	mmol/L	6.47	5.75 - 7.18	2.03	1.80 - 2.25	0.91	0.81 - 1.01
	mg/dL	58.3	51.8 - 64.7	18.3	16.2 - 20.3	8.2	7.3 - 9.1
	g/L	0.583	0.518 - 0.647	0.183	0.162 - 0.203	0.082	0.073 - 0.091

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301193	LOT	311193	LOT	321193
		Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31
CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+ A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129	134	130 - 138	161	156 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.80	0.69 - 0.92	1.21	1.12 - 1.30	1.52	1.41 - 1.64
	mg/dL	3.2	2.8 - 3.7	4.8	4.5 - 5.2	6.1	5.6 - 6.6
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.3
pH		7.063	7.035 - 7.091	7.413	7.383 - 7.443	7.652	7.621 - 7.683
PCO2	mmHg	59.9	56.0 - 63.8	36.8	34.4 - 39.2	21.1	19.5 - 22.7
	kPa	7.98	7.46 - 8.50	4.91	4.59 - 5.23	2.81	2.60 - 3.03
PO2	mmHg	82	76 - 88	116	108 - 124	141	134 - 149
	kPa	10.9	10.1 - 11.7	15.5	14.4 - 16.5	18.8	17.9 - 19.9
Glucose/Glu	mg/dL	253	240 - 265	118	112 - 124	36	34 - 38
	g/L	2.53	2.40 - 2.65	1.18	1.12 - 1.24	0.36	0.34 - 0.38
	mmol/L	14.0	13.3 - 14.7	6.5	6.2 - 6.9	2.0	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.4	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	271	240 - 303	79	70 - 88	37	33 - 41
Lactate/Lac	mmol/L	6.38	5.68 - 7.08	1.99	1.77 - 2.21	0.89	0.80 - 0.99
	mg/dL	57.5	51.2 - 63.8	17.9	15.9 - 19.9	8.0	7.2 - 8.9
	g/L	0.575	0.512 - 0.638	0.179	0.159 - 0.199	0.080	0.072 - 0.089
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	56	53 - 59
	K2EDTA %	23	22 - 24	37	34 - 39	58	55 - 62

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301193	LOT	311193	LOT	321193
		Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	121 - 128	133	129 - 137	160	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.1	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	70 - 77	92	87 - 96	113	108 - 118
iCa	mmol/L	0.79	0.67 - 0.90	1.20	1.11 - 1.28	1.49	1.38 - 1.60
	mg/dL	3.2	2.7 - 3.6	4.8	4.4 - 5.1	6.0	5.5 - 6.4
	mEq/L	1.6	1.3 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.2
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29	26	19 - 32	30	24 - 36
Glucose/Glu	mg/dL	248	235 - 260	116	110 - 122	37	35 - 39
	g/L	2.48	2.35 - 2.60	1.16	1.10 - 1.22	0.37	0.35 - 0.39
	mmol/L	13.8	13.0 - 14.4	6.4	6.1 - 6.8	2.1	1.9 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.1	2.7 - 3.4	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	271	240 - 303	79	70 - 88	38	34 - 42
BUN	mg/dL	57	52 - 64	11	10 - 12	7	6 - 7
Urea	mmol/L	20.5	18.5 - 22.7	3.8	3.5 - 4.3	2.3	2.0 - 2.5
	mg/dL	123	111 - 136	23	21 - 26	14	12 - 15
	g/L	1.23	1.11 - 1.36	0.23	0.21 - 0.26	0.14	0.12 - 0.15
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	34	32 - 36	54	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 38	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		 301193		 311193		 321193	
		 Exp. 2027-01-31		 Exp. 2027-01-31		 Exp. 2027-01-31	
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	256	243 - 269	127	120 - 133	40	38 - 42
	g/L	2.56	2.43 - 2.69	1.27	1.20 - 1.33	0.40	0.38 - 0.42
	mmol/L	14.2	13.5 - 14.9	7.0	6.7 - 7.4	2.2	2.1 - 2.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301191	LOT	311191	LOT	321191
		Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30
CG4+ LOT D		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
pH		7.053	7.025 - 7.081	7.409	7.379 - 7.439	7.661	7.630 - 7.692
PCO2	mmHg	60.6	56.6 - 64.5	33.9	31.3 - 36.4	19.9	18.4 - 21.4
	kPa	8.08	7.54 - 8.60	4.52	4.17 - 4.85	2.65	2.45 - 2.85
PO2	mmHg	77	68 - 85	115	107 - 123	141	133 - 149
	kPa	10.3	9.1 - 11.3	15.3	14.3 - 16.4	18.8	17.7 - 19.9
Lactate/Lac	mmol/L	6.79	6.04 - 7.53	1.99	1.77 - 2.21	0.94	0.83 - 1.04
	mg/dL	61.2	54.4 - 67.8	17.9	15.9 - 19.9	8.5	7.5 - 9.4
	g/L	0.612	0.544 - 0.678	0.179	0.159 - 0.199	0.085	0.075 - 0.094

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301191	LOT	311191	LOT	321191
		Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30
CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 129	133	129 - 137	160	155 - 165
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.81	0.69 - 0.92	1.22	1.13 - 1.31	1.54	1.42 - 1.65
	mg/dL	3.2	2.8 - 3.7	4.9	4.5 - 5.2	6.2	5.7 - 6.6
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.4	2.3 - 2.6	3.1	2.8 - 3.3
pH		7.048	7.020 - 7.076	7.413	7.383 - 7.443	7.653	7.622 - 7.684
PCO2	mmHg	63.3	59.2 - 67.4	35.4	33.1 - 37.7	20.1	18.5 - 21.6
	kPa	8.44	7.89 - 8.98	4.72	4.41 - 5.03	2.68	2.47 - 2.88
PO2	mmHg	82	76 - 87	116	108 - 124	139	131 - 146
	kPa	10.9	10.1 - 11.6	15.5	14.4 - 16.5	18.5	17.5 - 19.5
Glucose/Glu	mg/dL	253	240 - 265	119	113 - 125	37	35 - 38
	g/L	2.53	2.40 - 2.65	1.19	1.13 - 1.25	0.37	0.35 - 0.38
	mmol/L	14.0	13.3 - 14.7	6.6	6.3 - 6.9	2.1	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.0	2.7 - 3.4	0.9	0.8 - 1.0	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	269	238 - 300	82	73 - 92	36	32 - 40
Lactate/Lac	mmol/L	6.75	6.00 - 7.49	1.96	1.74 - 2.17	0.90	0.80 - 1.00
	mg/dL	60.8	54.1 - 67.5	17.7	15.7 - 19.6	8.1	7.2 - 9.0
	g/L	0.608	0.541 - 0.675	0.177	0.157 - 0.196	0.081	0.072 - 0.090
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 37	56	53 - 58
	K2EDTA %	23	22 - 24	36	34 - 39	58	55 - 60

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301191	LOT	311191	LOT	321191
		Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30	Exp.	2026-11-30
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128	132	128 - 136	159	154 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	70 - 77	91	87 - 95	112	107 - 117
iCa	mmol/L	0.80	0.68 - 0.91	1.20	1.11 - 1.29	1.50	1.38 - 1.61
	mg/dL	3.2	2.7 - 3.6	4.8	4.4 - 5.2	6.0	5.5 - 6.4
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.8	2.4	2.2 - 2.6	3.0	2.8 - 3.2
TCO2	mmol/L, mEq/L	21	12 - 30	25	19 - 32	29	23 - 35
Glucose/Glu	mg/dL	247	235 - 260	117	111 - 122	37	35 - 39
	g/L	2.47	2.35 - 2.60	1.17	1.11 - 1.22	0.37	0.35 - 0.39
	mmol/L	13.7	13.0 - 14.4	6.5	6.2 - 6.8	2.1	1.9 - 2.2
Creatinine/Crea	mg/dL	3.0	2.7 - 3.4	1.0	0.8 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	268	237 - 299	84	74 - 94	37	33 - 41
BUN	mg/dL	64	57 - 71	11	10 - 12	7	6 - 7
Urea	mmol/L	22.8	20.5 - 25.3	4.0	3.5 - 4.3	2.3	2.0 - 2.5
	mg/dL	137	123 - 152	24	21 - 26	14	12 - 15
	g/L	1.37	1.23 - 1.52	0.24	0.21 - 0.26	0.14	0.12 - 0.15
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	34	32 - 35	53	51 - 56
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 58

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		 301191		 311191		 321191	
		 Exp. 2026-11-30		 Exp. 2026-11-30		 Exp. 2026-11-30	
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	256	244 - 269	126	119 - 132	39	37 - 41
	g/L	2.56	2.44 - 2.69	1.26	1.19 - 1.32	0.39	0.37 - 0.41
	mmol/L	14.2	13.5 - 14.9	7.0	6.6 - 7.3	2.2	2.1 - 2.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301189	LOT	311188	LOT	321188
		Exp.	2026-09-30	Exp.	2026-08-31	Exp.	2026-08-31
CG4+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
LOT D							
pH		7.057	7.029 - 7.085	7.422	7.392 - 7.452	7.678	7.647 - 7.709
PCO2	mmHg	59.1	55.2 - 62.9	34.7	32.1 - 37.3	20.1	18.6 - 21.6
	kPa	7.88	7.36 - 8.38	4.63	4.28 - 4.97	2.68	2.48 - 2.88
PO2	mmHg	76	68 - 84	115	107 - 123	141	133 - 148
	kPa	10.1	9.1 - 11.2	15.3	14.3 - 16.4	18.8	17.7 - 19.7
Lactate/Lac	mmol/L	6.58	5.86 - 7.30	1.96	1.75 - 2.18	0.87	0.78 - 0.97
	mg/dL	59.3	52.8 - 65.8	17.7	15.8 - 19.6	7.8	7.0 - 8.7
	g/L	0.593	0.528 - 0.658	0.177	0.158 - 0.196	0.078	0.070 - 0.087

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301189	LOT	311188	LOT	321188
		Exp.	2026-09-30	Exp.	2026-08-31	Exp.	2026-08-31
CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+ LOT A, K, L, M, N, W, Y		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	125	121 - 128	134	130 - 138	160	155 - 164
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
iCa	mmol/L	0.82	0.70 - 0.94	1.24	1.14 - 1.33	1.55	1.43 - 1.67
	mg/dL	3.3	2.8 - 3.8	5.0	4.6 - 5.3	6.2	5.7 - 6.7
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9	2.5	2.3 - 2.7	3.1	2.9 - 3.3
pH		7.056	7.028 - 7.084	7.425	7.395 - 7.455	7.667	7.636 - 7.698
PCO2	mmHg	60.5	56.5 - 64.4	35.3	33.0 - 37.6	19.4	18.0 - 20.9
	kPa	8.06	7.53 - 8.58	4.71	4.40 - 5.01	2.59	2.40 - 2.79
PO2	mmHg	84	78 - 90	117	109 - 125	138	131 - 146
	kPa	11.2	10.4 - 12.0	15.6	14.5 - 16.7	18.4	17.5 - 19.5
Glucose/Glu	mg/dL	253	240 - 266	119	113 - 125	36	34 - 37
	g/L	2.53	2.40 - 2.66	1.19	1.13 - 1.25	0.36	0.34 - 0.37
	mmol/L	14.0	13.3 - 14.8	6.6	6.3 - 6.9	2.0	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.0	2.7 - 3.3	1.0	0.9 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	265	235 - 296	88	78 - 99	38	34 - 42
Lactate/Lac	mmol/L	6.50	5.79 - 7.22	1.90	1.69 - 2.10	0.81	0.72 - 0.90
	mg/dL	58.6	52.2 - 65.1	17.1	15.2 - 18.9	7.3	6.5 - 8.1
	g/L	0.586	0.522 - 0.651	0.171	0.152 - 0.189	0.073	0.065 - 0.081
HCT	K3EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 58
	K2EDTA %	23	22 - 24	36	34 - 38	58	55 - 60

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301189	LOT	311188	LOT	321188
		Exp.	2026-09-30	Exp.	2026-08-31	Exp.	2026-08-31
CHEM8+		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 127	133	129 - 137	159	154 - 164
K	mmol/L, mEq/L	2.9	2.8 - 3.1	3.8	3.6 - 4.0	6.2	5.9 - 6.4
Cl	mmol/L, mEq/L	74	70 - 77	91	87 - 95	111	106 - 116
iCa	mmol/L	0.81	0.69 - 0.93	1.22	1.13 - 1.32	1.52	1.40 - 1.63
	mg/dL	3.2	2.8 - 3.7	4.9	4.5 - 5.3	6.1	5.6 - 6.5
	mEq/L	1.6	1.4 - 1.9	2.4	2.3 - 2.6	3.0	2.8 - 3.3
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29	26	19 - 32	30	24 - 36
Glucose/Glu	mg/dL	250	238 - 263	118	112 - 124	36	34 - 38
	g/L	2.50	2.38 - 2.63	1.18	1.12 - 1.24	0.36	0.34 - 0.38
	mmol/L	13.9	13.2 - 14.6	6.5	6.2 - 6.9	2.0	1.9 - 2.1
Creatinine/Crea	mg/dL	3.0	2.7 - 3.4	1.0	0.9 - 1.1	0.4	0.4 - 0.5
	umol/L	266	235 - 297	89	79 - 100	39	34 - 43
BUN	mg/dL	57	52 - 64	11	10 - 12	7	6 - 7
Urea	mmol/L	20.5	18.5 - 22.7	4.0	3.5 - 4.3	2.3	2.0 - 2.5
	mg/dL	123	111 - 136	24	21 - 26	14	12 - 15
	g/L	1.23	1.11 - 1.36	0.24	0.21 - 0.26	0.14	0.12 - 0.15
HCT	K3EDTA %	21	20 - 22	34	32 - 35	54	51 - 57
	K2EDTA %	22	21 - 23	35	33 - 36	56	53 - 59

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL


IVD



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® TriControls Level 1 Control		i-STAT® TriControls Level 2 Control		i-STAT® TriControls Level 3 Control	
		LOT	301189	LOT	311188	LOT	321188
		Exp.	2026-09-30	Exp.	2026-08-31	Exp.	2026-08-31
G		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
Glucose/Glu	mg/dL	259	246 - 272	126	120 - 132	39	37 - 41
	g/L	2.59	2.46 - 2.72	1.26	1.20 - 1.32	0.39	0.37 - 0.41
	mmol/L	14.4	13.7 - 15.1	7.0	6.7 - 7.3	2.2	2.1 - 2.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CONTROL

IVD



EC REP


Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control		i-STAT® hs-TnI Level 3 Control	
		LOT	551199	LOT	561199	LOT	571199
		 Exp.	2027-07-31	 Exp.	2027-07-31	 Exp.	2027-07-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI							
LOT A							
hs-TnI	ng/L	22.9	18.3 - 27.5	97.9	78.3 - 117.5	660.4	528.3 - 792.5

hs-TnI							
LOT B							
hs-TnI	ng/L	19.4	15.5 - 23.3	81.8	65.4 - 98.2	543.6	434.9 - 652.3

hs-TnI							
LOT C							
hs-TnI	ng/L	16.6	13.3 - 19.9	72.3	57.8 - 86.8	469.4	375.5 - 563.3

hs-TnI							
LOT D							
hs-TnI	ng/L	15.8	12.6 - 19.0	69.9	55.9 - 83.9	456.0	364.8 - 547.2

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CLEW: D52

		i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control		i-STAT® hs-TnI Level 3 Control	
		LOT	551193	LOT	561194	LOT	571193
		 Exp.	2027-01-31	 Exp.	2027-02-28	 Exp.	2027-01-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI							
LOT A							
hs-TnI	ng/L	17.8	14.2 - 21.4	80.1	64.1 - 96.1	474.2	379.4 - 569.0

hs-TnI							
LOT B							
hs-TnI	ng/L	15.4	12.3 - 18.5	67.2	53.8 - 80.6	402.9	322.3 - 483.5

hs-TnI							
LOT C							
hs-TnI	ng/L	13.3	10.6 - 16.0	59.3	47.4 - 71.2	345.0	276.0 - 414.0

hs-TnI							
LOT D							
hs-TnI	ng/L	12.7	10.2 - 15.2	57.8	46.2 - 69.4	343.6	274.9 - 412.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CLEW: D52

	i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control		i-STAT® hs-TnI Level 3 Control	
	LOT	551188	LOT	561188	LOT	571188
	Exp.	2026-08-31	Exp.	2026-08-31	Exp.	2026-08-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI LOT A						
hs-TnI ng/L	18.4	14.7 - 22.1	92.1	73.7 - 110.5	504.0	403.2 - 604.8

hs-TnI LOT B						
hs-TnI ng/L	15.9	12.7 - 19.1	77.6	62.1 - 93.1	441.2	353.0 - 529.4

hs-TnI LOT C						
hs-TnI ng/L	13.8	11.0 - 16.6	68.5	54.8 - 82.2	374.9	299.9 - 449.9

hs-TnI LOT D						
hs-TnI ng/L	12.6	10.1 - 15.1	63.1	50.5 - 75.7	355.2	284.2 - 426.2

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

CLEW: D52

		i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control		i-STAT® hs-TnI Level 3 Control	
		LOT	551190	LOT	561190	LOT	571190
		 Exp.	2026-10-31	 Exp.	2026-10-31	 Exp.	2026-10-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI							
LOT A							
hs-TnI	ng/L	21.1	16.9 - 25.3	86.8	69.4 - 104.2	524.5	419.6 - 629.4

hs-TnI							
LOT B							
hs-TnI	ng/L	19.2	15.4 - 23.0	78.6	62.9 - 94.3	466.0	372.8 - 559.2

hs-TnI							
LOT C							
hs-TnI	ng/L	15.2	12.2 - 18.2	64.5	51.6 - 77.4	374.0	299.2 - 448.8

hs-TnI							
LOT D							
hs-TnI	ng/L	15.0	12.0 - 18.0	62.3	49.8 - 74.8	375.9	300.7 - 451.1

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



CLEW: D52


	i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control	
	LOT	551192	LOT	561192
	Exp.	2026-12-31	Exp.	2026-12-31
	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI				
LOT A				
hs-TnI	ng/L	16.9 13.5 - 20.3	79.3	63.4 - 95.2

hs-TnI				
LOT B				
hs-TnI	ng/L	14.2 11.4 - 17.0	67.3	53.8 - 80.8

hs-TnI				
LOT C				
hs-TnI	ng/L	12.2 9.8 - 14.6	58.9	47.1 - 70.7

hs-TnI				
LOT D				
hs-TnI	ng/L	11.8 9.4 - 14.2	56.9	45.5 - 68.3

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



ART-119050-01
28-Jul-2026
APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

CLEW: D52

		i-STAT® hs-TnI Level 1 Control		i-STAT® hs-TnI Level 2 Control		i-STAT® hs-TnI Level 3 Control	
		LOT	551191	LOT	561191	LOT	571191
		 Exp.	2026-11-30	 Exp.	2026-11-30	 Exp.	2026-11-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
hs-TnI							
LOT A							
hs-TnI	ng/L	18.2	14.6 - 21.8	78.2	62.6 - 93.8	442.9	354.3 - 531.5

hs-TnI							
LOT B							
hs-TnI	ng/L	16.0	12.8 - 19.2	65.4	52.3 - 78.5	382.9	306.3 - 459.5

hs-TnI							
LOT C							
hs-TnI	ng/L	13.7	11.0 - 16.4	57.8	46.2 - 69.4	325.7	260.6 - 390.8

hs-TnI							
LOT D							
hs-TnI	ng/L	12.5	10.0 - 15.0	54.1	43.3 - 64.9	319.7	255.8 - 383.6

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.




CLEW: D52

		i-STAT® TBI Level 1 Control		i-STAT® TBI Level 2 Control	
		LOT	641189	LOT	651189
		Exp.	2026-09-30	Exp.	2026-09-30
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
TBI Plasma					
LOT J					
GFAP	pg/mL	164	90 - 238	4849	1940 - 7758
UCH-L1	pg/mL	575	316 - 834	1645	905 - 2385

TBI					
LOT P					
GFAP	pg/mL	165	91 - 239	4952	1981 - 7923
UCH-L1	pg/mL	517	284 - 750	1608	884 - 2332

TBI					
LOT Q					
GFAP	pg/mL	166	91 - 241	4667	1867 - 7467
UCH-L1	pg/mL	580	319 - 841	1629	896 - 2362

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
400 College Road East
Princeton, NJ 08540
USA

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094




CLEW: D52

		i-STAT® TBI Level 1 Control		i-STAT® TBI Level 2 Control	
		LOT	641188	LOT	651188
		Exp.	2026-08-31	Exp.	2026-08-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
TBI Plasma					
LOT J					
GFAP	pg/mL	165	91 - 239	5171	2068 - 8274
UCH-L1	pg/mL	574	316 - 832	1775	976 - 2574

TBI					
LOT P					
GFAP	pg/mL	176	97 - 255	5046	2018 - 8074
UCH-L1	pg/mL	531	292 - 770	1607	884 - 2330

TBI					
LOT Q					
GFAP	pg/mL	166	91 - 241	4906	1962 - 7850
UCH-L1	pg/mL	575	316 - 834	1758	967 - 2549

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
400 College Road East
Princeton, NJ 08540
USA

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions

ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

CLEW: D52

		i-STAT® TBI Level 1 Control		i-STAT® TBI Level 2 Control	
		LOT	641193	LOT	651193
		Exp.	2027-01-31	Exp.	2027-01-31
		$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023	$\bar{x}$ (Zielwert)	Zielbereich gemäß RiliBÄK 2023
TBI Plasma					
LOT J					
GFAP	pg/mL	153	84 - 222	4685	1874 - 7496
UCH-L1	pg/mL	539	296 - 782	1581	870 - 2292

TBI					
LOT P					
GFAP	pg/mL	161	89 - 233	4828	1931 - 7725
UCH-L1	pg/mL	508	279 - 737	1522	837 - 2207

TBI					
LOT Q					
GFAP	pg/mL	149	82 - 216	4556	1822 - 7290
UCH-L1	pg/mL	531	292 - 770	1564	860 - 2268

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Bei Analyten, die nicht in RiliBÄK-Tabelle B1 aufgeführt sind, stellt der angezeigte Zielbereich den Wertebereich des Herstellers dar.



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



ART-119050-01

28-Jul-2026

APOC20262094

Product of USA

i-STAT is a registered trademark of the Abbott Group of Companies in various jurisdictions