

i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 24212 (L1 331179, L2 301179, L3 311179, L4 321179, L5 341179)

**Exp.** 2025-11-30

**CLEW: D48**

<b>CG4+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT D</b>						
pH		6.541 6.481 - 6.601	7.062 7.012 - 7.112	7.435 7.385 - 7.485	7.658 7.608 - 7.708	7.920 7.860 - 7.980
	mmHg	89.6 78.8 - 100.3	58.3 50.8 - 65.8	33.2 26.2 - 40.2	21.5 15.2 - 27.8	16.7 10.7 - 22.7
PCO2	kPa	11.94 10.50 - 13.37	7.77 6.77 - 8.77	4.43 3.49 - 5.36	2.87 2.03 - 3.71	2.23 1.43 - 3.03
	mmHg	48 33 - 63	77 62 - 92	116 98 - 133	144 122 - 166	422 362 - 482
PO2	kPa	6.4 4.4 - 8.4	10.3 8.3 - 12.3	15.5 13.1 - 17.7	19.2 16.3 - 22.1	56.3 48.3 - 64.3
	mmol/L	15.50 12.71 - 18.29	6.34 5.48 - 7.19	1.67 1.17 - 2.17	0.63 0.13 - 1.13	0.48 0.00 - 0.98
Lactate/Lac	mg/dL	139.7 114.5 - 164.8	57.1 49.4 - 64.8	15.0 10.5 - 19.6	5.7 1.2 - 10.2	4.3 0.0 - 8.8
	g/L	1.397 1.145 - 1.648	0.571 0.494 - 0.648	0.150 0.105 - 0.196	0.057 0.012 - 0.102	0.043 0.000 - 0.088

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

799024-01

15-Nov-2024

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 24212 (L1 331179, L2 301179, L3 311179, L4 321179, L5 341179)

**Exp.** 2025-11-30

**CLEW: D48**

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	100 96 - 104	124 120 - 129	134 129 - 138	160 155 - 165	177 171 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.2	6.1 5.6 - 6.7	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	0.34 0.26 - 0.41	0.83 0.75 - 0.91	1.23 1.15 - 1.31	1.54 1.43 - 1.66	2.15 1.98 - 2.31
	mg/dL	1.4 1.0 - 1.6	3.3 3.0 - 3.6	4.9 4.6 - 5.2	6.2 5.7 - 6.6	8.6 7.9 - 9.2
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.7 1.5 - 1.8	2.5 2.3 - 2.6	3.1 2.9 - 3.3	4.3 4.0 - 4.6
pH		6.533 6.473 - 6.593	7.059 7.009 - 7.109	7.435 7.385 - 7.485	7.650 7.600 - 7.700	7.901 7.841 - 7.961
PCO2	mmHg	90.9 80.0 - 101.8	60.3 52.8 - 67.8	34.4 27.4 - 41.4	21.5 15.2 - 27.8	14.4 8.4 - 20.4
	kPa	12.12 10.66 - 13.57	8.04 7.04 - 9.04	4.59 3.65 - 5.52	2.87 2.03 - 3.71	1.92 1.12 - 2.72
PO2	mmHg	57 42 - 72	84 69 - 99	120 102 - 138	146 124 - 168	409 349 - 469
	kPa	7.6 5.6 - 9.6	11.2 9.2 - 13.2	16.0 13.6 - 18.4	19.5 16.5 - 22.4	54.5 46.5 - 62.5
Glucose/Glu	mg/dL	559 475 - 643	258 216 - 300	117 101 - 132	36 27 - 45	25 16 - 34
	g/L	5.59 4.75 - 6.43	2.58 2.16 - 3.00	1.17 1.01 - 1.32	0.36 0.27 - 0.45	0.25 0.16 - 0.34
	mmol/L	31.0 26.4 - 35.7	14.3 12.0 - 16.7	6.5 5.6 - 7.3	2.0 1.5 - 2.5	1.4 0.9 - 1.9
Creatinine/Crea	mg/dL	14.8 11.5 - 18.1	3.6 2.8 - 4.4	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1308 1017 - 1600	318 248 - 389	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
Lactate/Lac	mmol/L	15.07 12.36 - 17.78	6.42 5.56 - 7.29	1.63 1.13 - 2.13	0.57 0.07 - 1.07	0.42 0.00 - 0.92
	mg/dL	135.8 111.4 - 160.2	57.8 50.1 - 65.7	14.7 10.2 - 19.2	5.1 0.6 - 9.6	3.8 0.0 - 8.3
	g/L	1.358 1.114 - 1.602	0.578 0.501 - 0.657	0.147 0.102 - 0.192	0.051 0.006 - 0.096	0.038 0.000 - 0.083
HCT	K3EDTA %	12 9 - 15	22 19 - 25	36 33 - 39	57 53 - 60	67 63 - 70
	K2EDTA %	13 9 - 16	23 20 - 26	38 34 - 41	59 55 - 63	69 66 - 73




Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

799024-01

15-Nov-2024

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 24212 (L1 331179, L2 301179, L3 311179, L4 321179, L5 341179)

**Exp.** 2025-11-30

**CLEW: D48**

<b>CHEM8+</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT H</b>						
Na	mmol/L, mEq/L	99 95 - 103	124 119 - 128	133 128 - 137	158 152 - 164	177 170 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.3 2.0 - 2.6	3.0 2.7 - 3.3	3.8 3.5 - 4.1	6.1 5.6 - 6.6	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	61 57 - 65	74 69 - 79	92 86 - 98	113 105 - 122	125 116 - 134
iCa	mmol/L	0.34 0.26 - 0.41	0.82 0.74 - 0.90	1.22 1.14 - 1.30	1.51 1.40 - 1.63	2.16 2.00 - 2.32
	mg/dL	1.4 1.0 - 1.6	3.3 3.0 - 3.6	4.9 4.6 - 5.2	6.0 5.6 - 6.5	8.6 8.0 - 9.3
	mEq/L	0.7 0.5 - 0.8	1.6 1.5 - 1.8	2.4 2.3 - 2.6	3.0 2.8 - 3.3	4.3 4.0 - 4.6
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	21 12 - 30	26 20 - 33	30 24 - 36	43 37 - 50
Glucose/Glu	mg/dL	567 482 - 653	259 217 - 301	116 100 - 131	34 25 - 43	24 15 - 33
	g/L	5.67 4.82 - 6.53	2.59 2.17 - 3.01	1.16 1.00 - 1.31	0.34 0.25 - 0.43	0.24 0.15 - 0.33
	mmol/L	31.5 26.8 - 36.2	14.4 12.0 - 16.7	6.4 5.6 - 7.3	1.9 1.4 - 2.4	1.3 0.8 - 1.8
Creatinine/Crea	mg/dL	14.8 11.4 - 18.1	3.5 2.7 - 4.3	1.0 0.6 - 1.4	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.8
	umol/L	1308 1008 - 1600	309 239 - 380	88 53 - 124	44 9 - 80	27 0 - 71
BUN	mg/dL	130 112 - 147	60 52 - 68	11 8 - 14	7 5 - 9	5 2 - 7
Urea	mmol/L	46.4 40.0 - 52.5	21.4 18.6 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.5 1.8 - 3.2	1.8 0.7 - 2.5
	mg/dL	278 240 - 315	128 111 - 146	24 17 - 30	15 11 - 19	11 4 - 15
	g/L	2.78 2.40 - 3.15	1.28 1.11 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.15 0.11 - 0.19	0.11 0.04 - 0.15
HCT	K3EDTA %	11 8 - 14	21 18 - 24	33 30 - 36	53 50 - 57	63 60 - 67
	K2EDTA %	12 8 - 15	22 19 - 25	35 31 - 38	56 52 - 59	66 63 - 70

**CONTROL**

**IVD**




**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

799024-01

15-Nov-2024

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 24212 (L1 331179, L2 301179, L3 311179, L4 321179, L5 341179)

 **Exp.** 2025-11-30

**CLEW: D48**

<b>G</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>	<b>L4</b>	<b>L5</b>
<b>LOT F, H, J, K</b>						
Glucose/Glu	mg/dL	551 468 - 633	263 221 - 305	127 110 - 144	41 32 - 50	29 20 - 38
	g/L	5.51 4.68 - 6.33	2.63 2.21 - 3.05	1.27 1.10 - 1.44	0.41 0.32 - 0.50	0.29 0.20 - 0.38
	mmol/L	30.6 26.0 - 35.1	14.6 12.3 - 16.9	7.0 6.1 - 8.0	2.3 1.8 - 2.8	1.6 1.1 - 2.1

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**


Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

799024-01

15-Nov-2024



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



# i-STAT® TriControls Calibration Verification Set

**LOT** 24212 (L1 331179, L2 301179, L3 311179, L4 321179, L5 341179)

**Exp.** 2025-11-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

799024-01

15-Nov-2024

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

