


i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301163

 **Exp.** 2024-07-31

**CLEW: D48**

<b>CG4+</b> <b>LOT</b> D		<b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b>	<b>R (Range)</b>
pH		7.061	7.011 - 7.111
PCO2	mmHg	60.3	52.8 - 67.8
	kPa	8.04	7.04 - 9.04
PO2	mmHg	76	61 - 91
	kPa	10.1	8.1 - 12.1
Lactate/Lac	mmol/L	6.25	5.41 - 7.09
	mg/dL	56.3	48.7 - 63.9
	g/L	0.563	0.487 - 0.639

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



794821-01

10-Apr-2024

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301163

**Exp.** 2024-07-31

**CLEW: D48**

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	125	120 - 129
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
iCa	mmol/L	0.86	0.78 - 0.94
	mg/dL	3.4	3.1 - 3.8
	mEq/L	1.7	1.6 - 1.9
pH		7.061	7.011 - 7.111
PCO2	mmHg	60.1	52.6 - 67.6
	kPa	8.01	7.01 - 9.01
PO2	mmHg	85	70 - 100
	kPa	11.3	9.3 - 13.3
Glucose/Glu	mg/dL	260	218 - 302
	g/L	2.60	2.18 - 3.02
	mmol/L	14.4	12.1 - 16.8
Creatinine/Crea	mg/dL	3.4	2.6 - 4.2
	umol/L	301	230 - 371
Lactate/Lac	mmol/L	6.39	5.53 - 7.25
	mg/dL	57.6	49.8 - 65.3
	g/L	0.576	0.498 - 0.653
HCT	K3EDTA %	22	19 - 25
	K2EDTA %	23	20 - 26

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



794821-01

10-Apr-2024

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301163

**Exp.** 2024-07-31

**CLEW: D48**

<b>CHEM8+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>H</b>		
Na	mmol/L, mEq/L	124	120 - 128
K	mmol/L, mEq/L	3.0	2.7 - 3.3
Cl	mmol/L, mEq/L	74	69 - 79
iCa	mmol/L	0.85	0.77 - 0.93
	mg/dL	3.4	3.1 - 3.7
	mEq/L	1.7	1.5 - 1.9
TCO2	mmol/L, mEq/L	20	11 - 29
Glucose/Glu	mg/dL	257	215 - 299
	g/L	2.57	2.15 - 2.99
	mmol/L	14.3	11.9 - 16.6
Creatinine/Crea	mg/dL	3.2	2.4 - 4.0
	umol/L	283	212 - 354
BUN	mg/dL	60	52 - 68
Urea	mmol/L	21.4	18.6 - 24.3
	mg/dL	128	111 - 146
	g/L	1.28	1.11 - 1.46
HCT	K3EDTA %	21	18 - 24
	K2EDTA %	22	19 - 25

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



794821-01

10-Apr-2024

i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301163

 **Exp.** 2024-07-31

**CLEW: D48**

<b>G</b>		<b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b>	<b>R (Range)</b>
<b>LOT</b> F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	263	221 - 305
	g/L	2.63	2.21 - 3.05
	mmol/L	14.6	12.3 - 16.9


**CONTROL**


**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



794821-01

10-Apr-2024

# i-STAT® TriControls Level 1 Control

**LOT** 301163

**Exp.** 2024-07-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

794821-01

10-Apr-2024



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

