


i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311168

 **Exp.** 2024-12-31

CLEW: D48

CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	D		
pH		7.429	7.379 - 7.479
PCO2	mmHg	33.5	26.5 - 40.5
	kPa	4.47	3.53 - 5.40
PO2	mmHg	117	99 - 134
	kPa	15.6	13.2 - 17.9
Lactate/Lac	mmol/L	1.70	1.20 - 2.20
	mg/dL	15.3	10.8 - 19.8
	g/L	0.153	0.108 - 0.198

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794827-01

10-Apr-2024

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311168

Exp. 2024-12-31

CLEW: D48

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	133	128 - 138
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
iCa	mmol/L	1.28	1.20 - 1.37
	mg/dL	5.1	4.8 - 5.5
	mEq/L	2.6	2.4 - 2.7
pH		7.430	7.380 - 7.480
PCO2	mmHg	35.0	28.0 - 42.0
	kPa	4.67	3.73 - 5.60
PO2	mmHg	120	102 - 138
	kPa	16.0	13.6 - 18.4
Glucose/Glu	mg/dL	118	102 - 134
	g/L	1.18	1.02 - 1.34
	mmol/L	6.5	5.7 - 7.4
Creatinine/Crea	mg/dL	1.0	0.6 - 1.4
	umol/L	88	53 - 124
Lactate/Lac	mmol/L	1.66	1.16 - 2.16
	mg/dL	15.0	10.5 - 19.5
	g/L	0.150	0.105 - 0.195
HCT	K3EDTA %	36	33 - 39
	K2EDTA %	37	34 - 41

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



794827-01

10-Apr-2024

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311168

Exp. 2024-12-31

CLEW: D48

CHEM8+		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT	H		
Na	mmol/L, mEq/L	132	127 - 137
K	mmol/L, mEq/L	3.8	3.5 - 4.1
Cl	mmol/L, mEq/L	92	86 - 98
iCa	mmol/L	1.27	1.19 - 1.36
	mg/dL	5.1	4.8 - 5.4
	mEq/L	2.5	2.4 - 2.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	26	19 - 32
Glucose/Glu	mg/dL	117	101 - 132
	g/L	1.17	1.01 - 1.32
	mmol/L	6.5	5.6 - 7.3
Creatinine/Crea	mg/dL	1.0	0.6 - 1.4
	umol/L	88	53 - 124
BUN	mg/dL	11	8 - 14
Urea	mmol/L	3.9	2.9 - 5.0
	mg/dL	24	17 - 30
	g/L	0.24	0.17 - 0.30
HCT	K3EDTA %	33	30 - 36
	K2EDTA %	35	31 - 38

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



794827-01

10-Apr-2024

i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311168

 **Exp.** 2024-12-31

CLEW: D48

G		\bar{x} (Mean)	R (Range)
LOT F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	128	110 - 145
	g/L	1.28	1.10 - 1.45
	mmol/L	7.1	6.1 - 8.0

CONTROL

IVD





EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794827-01

10-Apr-2024

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 2 Control

LOT 311168

Exp. 2024-12-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

794827-01

10-Apr-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

