


i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321163

 **Exp.** 2024-07-31

**CLEW: D48**

<b>CG4+</b> <b>LOT</b> D		<b><math>\bar{x}</math> (Mean)</b>	<b>R (Range)</b>
pH		7.668	7.618 - 7.718
PCO2	mmHg	21.2	14.9 - 27.5
	kPa	2.83	1.99 - 3.67
PO2	mmHg	142	121 - 163
	kPa	18.9	16.1 - 21.7
Lactate/Lac	mmol/L	0.66	0.16 - 1.16
	mg/dL	5.9	1.4 - 10.5
	g/L	0.059	0.014 - 0.105

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



794829-01

10-Apr-2024

i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321163

**Exp.** 2024-07-31

**CLEW: D48**

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> A, K, L, M, N, W, Y			
Na	mmol/L, mEq/L	161	156 - 166
K	mmol/L, mEq/L	6.2	5.6 - 6.7
iCa	mmol/L	1.57	1.45 - 1.69
	mg/dL	6.3	5.8 - 6.8
	mEq/L	3.1	2.9 - 3.4
pH		7.659	7.609 - 7.709
PCO2	mmHg	21.1	14.8 - 27.4
	kPa	2.81	1.97 - 3.65
PO2	mmHg	142	121 - 164
	kPa	18.9	16.1 - 21.9
Glucose/Glu	mg/dL	36	27 - 45
	g/L	0.36	0.27 - 0.45
	mmol/L	2.0	1.5 - 2.5
Creatinine/Crea	mg/dL	0.5	0.1 - 0.9
	umol/L	44	9 - 80
Lactate/Lac	mmol/L	0.63	0.13 - 1.13
	mg/dL	5.7	1.2 - 10.2
	g/L	0.057	0.012 - 0.102
HCT	K3EDTA %	57	53 - 60
	K2EDTA %	59	55 - 63

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



794829-01

10-Apr-2024

i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321163

**Exp.** 2024-07-31

**CLEW: D48**

<b>CHEM8+</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b>	<b>H</b>		
Na	mmol/L, mEq/L	159	153 - 165
K	mmol/L, mEq/L	6.1	5.6 - 6.7
Cl	mmol/L, mEq/L	113	104 - 121
iCa	mmol/L	1.57	1.45 - 1.69
	mg/dL	6.3	5.8 - 6.8
	mEq/L	3.1	2.9 - 3.4
TCO2	mmol/L, mEq/L	29	23 - 35
Glucose/Glu	mg/dL	35	26 - 44
	g/L	0.35	0.26 - 0.44
	mmol/L	1.9	1.4 - 2.4
Creatinine/Crea	mg/dL	0.5	0.1 - 0.9
	umol/L	44	9 - 80
BUN	mg/dL	7	4 - 9
Urea	mmol/L	2.5	1.4 - 3.2
	mg/dL	15	9 - 19
	g/L	0.15	0.09 - 0.19
HCT	K3EDTA %	54	50 - 57
	K2EDTA %	56	52 - 59

**CONTROL**

**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



794829-01

10-Apr-2024

i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321163

 **Exp.** 2024-07-31

**CLEW: D48**

<b>G</b>		$\bar{x}$ (Mean)	R (Range)
<b>LOT</b> F, H, J, K			
Glucose/Glu	mg/dL	41	32 - 50
	g/L	0.41	0.32 - 0.50
	mmol/L	2.3	1.8 - 2.8

**CONTROL**

**IVD**





**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

794829-01

10-Apr-2024

 Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



i-STAT® TriControls Level 3 Control

**LOT** 321163

**Exp.** 2024-07-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinize iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

794829-01

10-Apr-2024



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

