

i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24211 (L1 131179, L2 101179, L3 111179, L4 121179, L5 141179)

Exp. 2025-11-30

CLEW: D48

CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT D						
pH		6.583	7.025	7.458	7.648	7.991
		6.523 - 6.643	6.975 - 7.075	7.408 - 7.508	7.598 - 7.698	7.931 - 8.051
PCO2	mmHg	86.9	57.3	27.4	22.6	15.1
		76.4 - 97.3	49.8 - 64.8	20.4 - 34.4	16.3 - 28.9	9.1 - 21.1
	kPa	11.58	7.64	3.65	3.01	2.01
		10.18 - 12.97	6.64 - 8.64	2.72 - 4.59	2.17 - 3.85	1.21 - 2.81
PO2	mmHg	77	91	124	154	355
		62 - 92	76 - 106	105 - 143	131 - 177	295 - 415
	kPa	10.3	12.1	16.5	20.5	47.3
		8.3 - 12.3	10.1 - 14.1	14.0 - 19.1	17.5 - 23.6	39.3 - 55.3
Lactate/Lac	mmol/L	19.46	7.84	2.13	0.84	0.42
		15.96 - 22.96	6.78 - 8.89	1.63 - 2.63	0.34 - 1.34	0.00 - 0.92
	mg/dL	175.3	70.6	19.2	7.6	3.8
		143.8 - 206.9	61.1 - 80.1	14.7 - 23.7	3.1 - 12.1	0.0 - 8.3
	g/L	1.753	0.706	0.192	0.076	0.038
		1.438 - 2.069	0.611 - 0.801	0.147 - 0.237	0.031 - 0.121	0.000 - 0.083

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

799223-01

04-Dec-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24211 (L1 131179, L2 101179, L3 111179, L4 121179, L5 141179)

Exp. 2025-11-30

CLEW: D48

CG8+, EG7+, G3+, Crea & CG4+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT A, K, L, M, N, W, Y						
Na	mmol/L, mEq/L	98 94 - 102	121 117 - 125	133 129 - 138	162 157 - 167	178 172 - 184
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.1	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
iCa	mmol/L	2.27 2.10 - 2.44	1.49 1.38 - 1.60	1.26 1.18 - 1.34	0.76 0.68 - 0.84	0.26 0.19 - 0.34
	mg/dL	9.1 8.4 - 9.8	6.0 5.5 - 6.4	5.0 4.7 - 5.4	3.0 2.7 - 3.4	1.0 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.5 4.2 - 4.9	3.0 2.8 - 3.2	2.5 2.4 - 2.7	1.5 1.4 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
pH		6.573 6.513 - 6.633	7.021 6.971 - 7.071	7.453 7.403 - 7.503	7.635 7.585 - 7.685	7.962 7.902 - 8.022
PCO2	mmHg	87.4 76.9 - 97.9	59.5 52.0 - 67.0	28.2 21.2 - 35.2	23.1 16.8 - 29.4	12.7 6.7 - 18.7
	kPa	11.65 10.25 - 13.05	7.93 6.93 - 8.93	3.76 2.83 - 4.69	3.08 2.24 - 3.92	1.69 0.89 - 2.49
PO2	mmHg	79 64 - 94	91 76 - 106	121 103 - 139	149 127 - 171	368 308 - 428
	kPa	10.5 8.5 - 12.5	12.1 10.1 - 14.1	16.1 13.7 - 18.5	19.9 16.9 - 22.8	49.1 41.1 - 57.1
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	42 33 - 51	122 106 - 139	288 246 - 330	587 499 - 675
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.42 0.33 - 0.51	1.22 1.06 - 1.39	2.88 2.46 - 3.30	5.87 4.99 - 6.75
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.7	16.0 13.7 - 18.3	32.6 27.7 - 37.5
Creatinine/Crea	mg/dL	16.6 12.8 - 20.3	4.4 3.6 - 5.2	1.8 1.4 - 2.2	0.5 0.1 - 0.9	0.2 0.0 - 0.7
	umol/L	1467 1132 - 1795	389 318 - 460	159 124 - 194	44 9 - 80	18 0 - 62
Lactate/Lac	mmol/L	19.03 15.61 - 22.46	7.74 6.69 - 8.78	2.05 1.55 - 2.55	0.79 0.29 - 1.29	0.35 0.00 - 0.85
	mg/dL	171.5 140.6 - 202.4	69.7 60.3 - 79.1	18.5 14.0 - 23.0	7.1 2.6 - 11.6	3.2 0.0 - 7.7
	g/L	1.715 1.406 - 2.024	0.697 0.603 - 0.791	0.185 0.140 - 0.230	0.071 0.026 - 0.116	0.032 0.000 - 0.077




Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

799223-01

04-Dec-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24211 (L1 131179, L2 101179, L3 111179, L4 121179, L5 141179)

Exp. 2025-11-30

CLEW: D48

CHEM8+		L1	L2	L3	L4	L5
LOT H						
Na	mmol/L, mEq/L	98 94 - 102	121 116 - 125	133 128 - 137	161 156 - 166	177 171 - 183
K	mmol/L, mEq/L	2.1 1.8 - 2.4	2.9 2.6 - 3.2	3.7 3.4 - 4.0	6.3 5.8 - 6.9	7.8 7.2 - 8.4
Cl	mmol/L, mEq/L	72 68 - 77	78 73 - 83	89 83 - 95	110 102 - 117	122 114 - 130
iCa	mmol/L	2.35 2.17 - 2.52	1.50 1.39 - 1.62	1.26 1.18 - 1.35	0.75 0.67 - 0.83	0.26 0.19 - 0.34
	mg/dL	9.4 8.7 - 10.1	6.0 5.6 - 6.5	5.0 4.7 - 5.4	3.0 2.7 - 3.3	1.0 0.8 - 1.4
	mEq/L	4.7 4.3 - 5.0	3.0 2.8 - 3.2	2.5 2.4 - 2.7	1.5 1.3 - 1.7	0.5 0.4 - 0.7
TCO2	mmol/L, mEq/L	13 7 - 19	19 10 - 28	22 16 - 29	27 21 - 33	41 35 - 47
Glucose/Glu	mg/dL	27 18 - 36	41 32 - 50	123 106 - 139	291 249 - 333	601 511 - 691
	g/L	0.27 0.18 - 0.36	0.41 0.32 - 0.50	1.23 1.06 - 1.39	2.91 2.49 - 3.33	6.01 5.11 - 6.91
	mmol/L	1.5 1.0 - 2.0	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.7	16.2 13.8 - 18.5	33.4 28.4 - 38.4
Creatinine/Crea	mg/dL	16.7 12.9 - 20.4	4.5 3.7 - 5.3	1.8 1.4 - 2.2	0.5 0.1 - 0.9	0.3 0.0 - 0.7
	umol/L	1476 1140 - 1803	398 327 - 469	159 124 - 194	44 9 - 80	27 0 - 62
BUN	mg/dL	116 101 - 132	60 51 - 68	11 8 - 14	8 5 - 10	4 2 - 6
Urea	mmol/L	41.4 36.1 - 47.1	21.4 18.2 - 24.3	3.9 2.9 - 5.0	2.9 1.8 - 3.6	1.4 0.7 - 2.1
	mg/dL	248 216 - 282	128 109 - 146	24 17 - 30	17 11 - 21	9 4 - 13
	g/L	2.48 2.16 - 2.82	1.28 1.09 - 1.46	0.24 0.17 - 0.30	0.17 0.11 - 0.21	0.09 0.04 - 0.13

CONTROL

IVD




EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

799223-01

04-Dec-2024

Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24211 (L1 131179, L2 101179, L3 111179, L4 121179, L5 141179)

 **Exp.** 2025-11-30

CLEW: D48

G		L1	L2	L3	L4	L5
LOT F, H, J, K						
Glucose/Glu	mg/dL	28 19 - 37	42 33 - 51	123 106 - 139	287 245 - 329	581 494 - 668
	g/L	0.28 0.19 - 0.37	0.42 0.33 - 0.51	1.23 1.06 - 1.39	2.87 2.45 - 3.29	5.81 4.94 - 6.68
	mmol/L	1.6 1.1 - 2.1	2.3 1.8 - 2.8	6.8 5.9 - 7.7	15.9 13.6 - 18.3	32.2 27.4 - 37.1

CONTROL

IVD





EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

799223-01

04-Dec-2024

 Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA



i-STAT® Calibration Verification Set

LOT 24211 (L1 131179, L2 101179, L3 111179, L4 121179, L5 141179)

Exp. 2025-11-30

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

799223-01

04-Dec-2024



Manufactured for:
Abbott Point of Care Inc.
100 and 200 Abbott Park Rd.
Abbott Park, IL
60064 USA

