

i-STAT® TBI Calibration Verification Set

**LOT** 240163 (L1 611173, L2 621173, L3 631173)

**Exp.** 2025-05-31

**CLEW: D49**

<b>TBI Plasma</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>
<b>LOT D</b>				
GFAP	pg/mL	17 0 - 35	4602 1841 - 7363	8391 3356 - 13426
UCH-L1	pg/mL	61 0 - 181	1441 793 - 2089	2829 1556 - 4102
<b>TBI Plasma</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>
<b>LOT J</b>				
GFAP	pg/mL	20 2 - 38	4641 1856 - 7426	8747 3499 - 13995
UCH-L1	pg/mL	62 0 - 182	1448 796 - 2100	2946 1620 - 4272
<b>TBI</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>
<b>LOT P</b>				
GFAP	pg/mL	20 2 - 38	4856 1942 - 7770	8738 3495 - 13981
UCH-L1	pg/mL	65 0 - 185	1449 797 - 2101	2837 1560 - 4114
<b>TBI</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>
<b>LOT Q</b>				
GFAP	pg/mL	18 0 - 36	4964 1986 - 7942	9227 3691 - 14763
UCH-L1	pg/mL	66 0 - 186	1575 866 - 2284	3035 1669 - 4401

**CONTROL**


**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



799436-01

09-Jan-2025

## i-STAT® TBI Calibration Verification Set

**LOT** 240163 (L1 611173, L2 621173, L3 631173)

**Exp.** 2025-05-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

799436-01

09-Jan-2025



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

