

i-STAT® TBI Calibration Verification Set

**LOT** 240250 (L1 611176, L2 621176, L3 631176)

**Exp.** 2025-08-31

**CLEW: D49**

<b>TBI Plasma</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>
<b>LOT D</b>				
GFAP	pg/mL	24 6 - 42	4758 1903 - 7613	9729 3892 - 15566
UCH-L1	pg/mL	59 0 - 179	1481 815 - 2147	3058 1682 - 4434
<b>TBI Plasma</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>
<b>LOT J</b>				
GFAP	pg/mL	23 5 - 41	4761 1904 - 7618	10129 4052 - 16206
UCH-L1	pg/mL	57 0 - 177	1482 815 - 2149	3143 1729 - 4557
<b>TBI</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>
<b>LOT P</b>				
GFAP	pg/mL	25 7 - 43	5187 2075 - 8299	9861 3944 - 15778
UCH-L1	pg/mL	61 0 - 181	1465 806 - 2124	2988 1643 - 4333
<b>TBI</b>		<b>L1</b>	<b>L2</b>	<b>L3</b>
<b>LOT Q</b>				
GFAP	pg/mL	23 5 - 41	4930 1972 - 7888	9692 3877 - 15507
UCH-L1	pg/mL	66 0 - 186	1572 865 - 2279	3074 1691 - 4457

**CONTROL**


**IVD**



**EC REP**

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA



799437-01

09-Jan-2025

## i-STAT® TBI Calibration Verification Set

**LOT** 240250 (L1 611176, L2 621176, L3 631176)

**Exp.** 2025-08-31

Note: Not all products are available in all regions. Check with your local representative for availability in specific markets.

Bemærk: Ikke alle produkter er tilgængelige i alle regioner. Kontakt din lokale repræsentant for at få oplysninger om tilgængelighed på bestemte markeder.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones. Consulte a su representante local la disponibilidad en mercados específicos.

Nota: non tutti i prodotti sono disponibili in tutte le regioni. Verificare con i rappresentanti locali la disponibilità nei singoli mercati.

Merk: Ikke alle produktene er tilgjengelige i alle områder. Sjekk med din lokale representant for tilgjengelighet i bestemte markeder.

Hinweis: Nicht alle Produkte sind in allen Regionen erhältlich. Anfragen zur Verfügbarkeit in spezifischen Märkten richten Sie bitte an Ihren Vertreter vor Ort.

Nota: nem todos os produtos estão disponíveis em todas as regiões. Contacte o seu representante local para obter mais informações sobre a disponibilidade em mercados específicos.

Huomautus: kaikkia tuotteita ei ole saatavilla kaikilla alueilla. Tarkista saatavuus tietyllä markkina-alueella paikalliselta edustajalta.

Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες αγορές.

Not: Tüm ürünler tüm bölgelerde mevcut değildir. Belirli pazarlarda bulunabilirlik için yerel temsilcinizle iletişime geçin.

Obs! Alla produkter är inte tillgängliga i alla regioner. Kontakta en lokal representant för information om tillgänglighet på specifika marknader.

Remarque : tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour connaître la disponibilité des produits sur des marchés spécifiques, contactez votre représentant local.

Opmerking: niet alle producten zijn in alle regio's verkrijgbaar. Vraag uw plaatselijke vertegenwoordiger naar de beschikbaarheid op specifieke markten.

Napomena: Svi proizvodi nisu dostupni u svim regijama. Dostupnost na pojedinim tržištima provjerite kod lokalnog predstavnika.

Uwaga: Niektóre produkty mogą nie być dostępne we wszystkich regionach. W sprawie dostępności na poszczególnych rynkach należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela.

Notă: Nu toate produsele sunt disponibile în toate regiunile. Adresați-vă reprezentantului local pentru a afla disponibilitatea pe anumite piețe.

Примечание. Некоторые изделия доступны не во всех регионах. Сведения о наличии изделий в конкретном регионе можно узнать у регионального торгового представителя.

Poznámka: Ne všechny léčivé přípravky jsou k dispozici ve všech oblastech. Informace o dostupnosti na konkrétních trzích získáte u svého místního zástupce.

CONTROL

IVD



EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

799437-01

09-Jan-2025



Manufactured for:  
Abbott Point of Care Inc.  
100 and 200 Abbott Park Rd.  
Abbott Park, IL  
60064 USA

